

Διαμάντια

και **Carbides**
από την MEDIN a.s.



US No.	1/4	1/2	1	2	3	4	5	6	7	8	
Ø (mm)	0.5	0.6	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	2.3

HP	ISO 500 104 001 001 ...	005	006	008	009	010	012	014	016	018	021	023
142 51 ...											0083	0093

RA	ISO 500 204 001 001 ...	005	006	008	009	010	012	014	016	018	021	023
142 51 ...			5703	1013			1043	1053	1063	1073		1093

FG	ISO 500 314 001 001 ...	005	006	008	009	010	012	014	016	018	021	023
142 51 ...							2033	2043				

FG XL	ISO 500 316 001 001 ...				010	012	014	016	018	021	023
142 51 ...					2803	2823	2833	2843	2853	2863	2873

από **6,60-7,15 €**
συσκ. 5τμχ

US No.	4.3	4.3
L (mm)		

FG XL	ISO 500 316 168 006 ...	014	016
142 51 ...		2723	2733

7,15 €
συσκ. 5τμχ

US No.	699	700	701	702	703
L (mm)	3.8	4.1	4.1	4.3	4.8

HP	ISO 500 104 168 007 ...	009	010	012	016	018
142 51 ...						0663

6,50 €
συσκ. 5τμχ

US No.	56	57	58	59	60	61
L (mm)	3.3	3.8	4.1	4.1	4.3	4.3

HP	ISO 500 104 107 006 ...	008	009	010	012	014	016	018
142 51 ...							0263	

RA	ISO 500 204 107 006 ...	008	009	010	012	014	016	018
142 51 ...				1243				

6,60 €
συσκ. 5τμχ

US No.	329	330	331
L (mm)	1.5	1.5	1.5

RA	ISO 500 204 237 006 ...	008	010
142 51 ...			1733

FG	ISO 500 314 237 006 ...	006	008	009	010
142 51 ...		1513	1533		

6,50 €
συσκ. 5τμχ

108 ISO 806 314 108 XXX ... **008 009**
Brazil. No. / Brazil. č. 1090 1091

524	146 51 ...	6050
-----	------------	------

4,85 €
συσκ. 5τμχ

169 ISO 806 314 169 XXX ... **010 012** Ø
Brazil. No. / Brazil. č. 3.0 3.0 L (mm)

524	146 51 ...	9400
-----	------------	------

5,00 €
συσκ. 5τμχ

170 ISO 806 314 170 XXX ... **014**
Brazil. No. / Brazil. č. 1064

524	146 51 ...	6600
-----	------------	------

6,05 €
συσκ. 5τμχ

172 ISO 806 314 172 XXX ... **012 014**
Brazil. No. / Brazil. č. 8.0 8.0

524	146 51 ...	6801	6811
-----	------------	------	------

5,95 €
συσκ. 5τμχ

197 ISO 806 314 197 XXX ... **010 012**
Brazil. No. / Brazil. č. 6.0 6.0

524	146 51 ...	7460	7470
-----	------------	------	------

από **5,00-6,25 €**
συσκ. 5τμχ

packing / 1 pc

US No.	2158
L (mm)	5

FG	ISO 504 314 139 019 012
142 51 1907	

The bur is very useful for the crown cutting, except the crowns made of very hard materials.
Vrtáček velmi vhodný pro rozříznutí korunek s výjimkou korunek z velmi tvrdých materiálů.

120 000-160 000 min⁻¹

2,68 €
συσκ. 1τμχ

packing / 1 pc

US No.	162
L (mm)	10

FG XL	ISO 500 316 408 297 016
142 91 0001	

Lindemann, monolithic

<120 000 min⁻¹

11,53 €
συσκ. 1τμχ

packing / 1 pc

US No.	1932
L (mm)	2

FG	ISO 504 314 138 019 012
142 51 2767	

Preparation of crowns
Preparace korunek

120 000-160 000 min⁻¹

2,68 €
συσκ. 1τμχ

packing / 5 pcs

L (mm)	12.5
Ø 0.7 mm	

FG	ISO 500 314 200 006 015
142 51 5184	

monolithic
Long conical six blades TC Bur. The recommended use is in surgery, to cut or remove the bone or extract the root or the tooth.

<120 000 min⁻¹

18,50 €
συσκ. 5τμχ

packing / 1 pc

US No.	1958
L (mm)	5

FG	ISO 504 314 139 008 012
142 51 2907	

The bur is very useful for the crown cutting, except the crowns made of very hard materials.
Vrtáček velmi vhodný pro rozříznutí korunek s výjimkou korunek z velmi tvrdých materiálů.

120 000-160 000 min⁻¹

2,68 €
συσκ. 1τμχ

Special Bur packing 5 pcs

L (mm)	9.5
Ø 1.0 mm	

FG	ISO 500 314 190 006 016
142 51 5267	

monolithic gold plated
Long conical six blades bur with a rounded non active top not used for perforation. Is active on the sides only to open the pulp cavity without risk of any perforation.

<120 000 min⁻¹

18,50 €
συσκ. 5τμχ

213 ISO 806 314 213 XXX ... **016 018** Ø
Brazil. No. / Brazil. č. 10.5 10.5 L (mm)

524	146 51 ...	7500
-----	------------	------

7,45 €
συσκ. 5τμχ

247 ISO 806 314 247 XXX ... **012 014** Ø
Brazil. No. / Brazil. č. 4.0 4.0 L (mm)

524	146 51 ...	7980
-----	------------	------

6,25 €
συσκ. 5τμχ

248 ISO 806 314 248 XXX ... **012** Ø
Brazil. No. / Brazil. č. 6.0 L (mm)

504	FF	146 51 ...	5700
-----	----	------------	------

6,25 €
συσκ. 5τμχ

249 ISO 806 314 249 XXX ... **010 012 014** Ø
Brazil. No. / Brazil. č. 8.0 8.0 8.0 L (mm)

524	146 51 ...	7621	7641
504	FF	146 51 ...	7600 8450

5,95 €
συσκ. 5τμχ

510 ISO 806 314 510 XXX ... **016** Ø
Brazil. No. / Brazil. č. 4.4 L (mm)

524	146 51 ...	5780
-----	------------	------

6,25 €
συσκ. 5τμχ

* Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

* Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

001 ISO 806 314 001 XXX ... **012** **014** **016** **018** **021** **023**
 Brazil. No. / No. Brasil. 1013 1014 1015 1016

19 mm

524	146 51	4651	4660	4670	4680	4500	4690
534	G	146 51				0185**	

από **5,00-7,80 €**
 συσκ. 5τμχ

** 146 99 xxxx

010 ISO 806 314 010 XXX ... **016** **018**
 Brazil. No. / No. Brasil. 1035 1036
 1.3 1.5

19 mm

524	146 51	4950	4960
-----	-------------	------	------

6,30 €
 συσκ. 5τμχ

198 ISO 806 314 198 XXX ... **014** **016** Ø
 Brazil. No. / No. Brasil. 2134 2135
 8.0 8.0 L (mm)

22 mm

524	146 51	7211	7221
544	GG	146 51	7260
534	G	146 51	7410

από **6,50-7,45 €**
 συσκ. 5τμχ

199 ISO 806 314 199 XXX ... **012** **014** **016**
 Brazil. No. / No. Brasil. 3072
 10.0 10.0 10.0

24 mm

524	146 51	8130	8150
534	G	146 51	1813*

* 146 80 xxxx

από **6,50-7,45 €**
 συσκ. 5τμχ

210 ISO 806 314 210 XXX ... **018** Ø
 Brazil. No. / No. Brasil. 9.0 L (mm)

22 mm

544	GG	146 51	4380
-----	----	-------------	------

7,45 €
 συσκ. 5τμχ

019 ISO 806 314 019 XXX ... **014**
 Brazil. No. / No. Brasil. 3.0

19 mm

524	146 51	5070
-----	-------------	------

4,85 €
 συσκ. 5τμχ

109 ISO 806 314 109 XXX ... **010** **012**
 Brazil. No. / No. Brasil. 1092 1093
 4.0 4.0

19 mm

524	146 51	6121	6131
-----	-------------	------	------

από **4,85-6,25 €**
 συσκ. 5τμχ

039 ISO 806 314 039 XXX ... **031** (Ø)
 Brazil. No. / Brazil. ζ. 7.0 L (mm)

23 mm

524	146 51 ...	5380
-----	------------	------

9,20 €
 συσκ. 5τμχ

219 ISO 806 314 219 XXX ... **012** **014** Ø
 Brazil. No. / No. Brasil. 3080 3081
 8.0 8.0 L (mm)

22 mm

524	146 51	7120	7130
-----	-------------	------	------

6,25 €
 συσκ. 5τμχ

234 ISO 806 314 234 XXX ... **012** Ø
 Brazil. No. / No. Brasil. 5.5 L (mm)

19 mm

524	146 51	5500
-----	-------------	------

6,25 €
 συσκ. 5τμχ

110 ISO 806 314 110 XXX ... **012** **014** Ø
 Brazil. No. / No. Brasil. 1095 2096
 6.0 6.0 L (mm)

21 mm

524	146 51	6250	6260
-----	-------------	------	------

6,25 €
 συσκ. 5τμχ

111 ISO 806 314 111 XXX ... **012** **014** **016** **018** Ø
 Brazil. No. / Brazil. ζ. 3098 3099 3100
 8.0 8.0 8.0 8.0 L (mm)

22 mm

524	146 51 ...	6351	6361	6371	6380
-----	------------	------	------	------	------

από **6,25-7,50 €**
 συσκ. 5τμχ

243 ISO 806 314 243 XXX ... **014** **016** **018** Ø
 Brazil. No. / No. Brasil. 1111
 3.0 5.0 5.0 L (mm)

19 mm

514	F	146 51	9610	
504	FF	146 51	9600	9630

από **5,95-7,45 €**
 συσκ. 5τμχ

277 ISO 806 314 277 XXX ... **016** **018** **021** **023** Ø
 Brazil. No. / Brazil. ζ. 3168
 3.0 5.0 L (mm)

19 mm

524	146 51	8870	8880	
504	FF	146 51	1910*	1920*

* 146 80 xxxx

από **6,50-9,20 €**
 συσκ. 5τμχ

130 ISO 806 314 130 XXX ... **012** Ø
 Brazil. No. / Brazil. ζ. 3022
 8.0 L (mm)

22 mm

524	146 51 ...	9060
-----	------------	------

5,95 €
 συσκ. 5τμχ

141 ISO 806 314 141 XXX ... **012** **014** Ø
 Brazil. No. / No. Brasil. 3145 3146
 8.0 8.0 L (mm)

22 mm

524	146 51	7871	7881
-----	-------------	------	------

6,25 €
 συσκ. 5τμχ

160 ISO 806 314 160 XXX ... **014** **016** Ø
 Brazil. No. / Brazil. ζ. 8.0 8.0 L (mm)

22 mm

524	146 51	7291	7310
504	FF	146 51	7270

από **6,50-7,45 €**
 συσκ. 5τμχ

896 ISO 806 314 896 XXX ... **016** **018** **023**
 Brazil. No. / No. Brasil. 1610 1630

24 mm

524	146 51	1610	1630
534	G	146 51 ...	1660

από **4,95-6,50€**
 συσκ. 5τμχ

540 ISO 806 314 540 XXX ... **009** **010** Ø
 Brazil. No. / Brazil. ζ. 4.0 4.0 L (mm)

22 mm

524	146 51	9940
-----	-------------	------

5,00 €
 συσκ. 5τμχ

166 ISO 806 314 166 XXX ... **014** **016** Ø
 Brazil. No. / Brazil. ζ. 3205 3195
 10.0 10.0 L (mm)

24 mm

524	146 51	7380	
504	FF	146 51	8980

από **6,50-7,45 €**
 συσκ. 5τμχ

167 ISO 806 314 167 XXX ... **014** Ø
 Brazil. No. / Brazil. ζ. 11.0 L (mm)

24 mm

514	F	146 51	9030
-----	---	-------------	------

6,50 €
 συσκ. 5τμχ

173 ISO 806 314 173 XXX ... **012** **014** Ø
 Brazil. No. / No. Brasil. 3070
 10.0 10.0 L (mm)

24 mm

524	146 51	6891	6911
-----	-------------	------	------

6,15 €
 συσκ. 5τμχ

Medin Gold Set
 12 Διαμάντια με Επίστρωση Χρυσού, Μπλε Αδρότητας

146 51 9690 65 x 65 x 26 mm



GOLD

001	010	109	111	166	169	171	173	198	225	249	250	YYY	
ISO 806 314 YYY 524	012	012	010	014	018	010	012	014	014	012	014	014	Ø
	1.0	4.0	8.0	10.0	3.0	6.0	10.0	8.0	3.5	8.0	10.0	L (mm)	

524	146 51 ...	4654	4934	6124	6364	7334	6584	6664	6914	7214	5164	7644	7754
-----	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

26,40 €
 συσκ. 12τμχ

* Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

* Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.