

PREMIUM 3.0 ΥΠΟΟΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΥΛΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

→ Με το AIR-FLOW® handy 3.0



Από 1.993 € τώρα **1.399€***

ΜΕ ΔΩΡΑ:

ΣΚΟΝΗ PLUS ΑΞΙΑΣ 102 €*

ΚΑΙ 40 ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ PERIOFLOW ΑΞΙΑΣ 123 €*

Διαθέσιμο για συνδέσμους:
Sirona, KaVo, W&H, Bien-Air,
Midwest, Castellini, NSK

με τη δράση της >
AIR-FLOW® PLUS

Η πρωτοποριακή σκόνη PLUS
με βάση την Ερυθριτόλη
για άνετη, ανώδυνη και
αποτελεσματική θεραπεία
υπό- και υπερουλικά!



Η προσφορά θα ισχύει από 15 Μαρτίου έως 13 Ιουνίου 2024

*Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

EMS 
MAKE ME SMILE.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΑ ΦΘΑΡΜΕΝΑ ΣΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΠΟΚΤΩΝΤΑΣ **1 ΔΩΡΕΑΝ** ΕΡΓΑΛΕΙΟ με την αγορά 5 εργαλείων*

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

5 ΑΝΕΣΗ

Άνετη & γρήγορη αφαίρεση της τρυγίας & των βακτηρίων

4 ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Η θεραπεία είναι ελάχιστα επεμβατική λόγω του ανατομικού σχεδιασμού των εργαλείων



"I FEEL GOOD"

ΚΛΙΝΙΚΑ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
PIEZON®

1 ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Εύκολη πρόσβαση στα σημεία που απαιτεί ηθεραπεία

2 ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ I

ACOUSTIC STREAMING

Τα κύματα των υπερήχων έχουν διαπιστωμένη αντιβακτηριακή δράση


3 ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ II

CAVITATION (ΣΠΗΛΛΑΙΩΣΗ)

Οι φυσαλίδες που δημιουργούνται από την ταλάντωση του εργαλείου καταπολεμούν με το οξυγόνο που αποδεσμεύουν τα αναερόβια βακτήρια του περιοδοντίου

Όλα τα κλινικά πλεονεκτήματα χάνονται όταν η φθορά των εργαλείων ξεπεράσει τα 2 χιλ.


2 χιλ. κοντύτερο άκρο → 50% μεγαλύτερος χρόνος θεραπείας
3,6 χιλ. κοντύτερο άκρο → διπλάσιος χρόνος θεραπείας + πόνος για τον ασθενή!



ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟ!



ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ!

* Η προσφορά ισχύει για τα εργαλεία A, P
Η προσφορά θα ισχύει από 15 Μαρτίου έως 13 Ιουνίου 2024

ΑΓΟΡΑΣΤΕ **4** ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΣΚΟΝΗ AIR-FLOW® CLASSIC ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ **1** ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΣΚΟΝΗ AIR-FLOW® **ΔΩΡΕΑΝ**



+1
ΔΩΡΟ



Η ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ

→ **PIEZON® 250 Led®**

Από 2.261€*
τώρα μόνο

1.699€*

με **Δώρο**
2 επιπλέον
εργαλεία PS
αξίας 266€*



→ ΔΙΑΙΣΘΗΤΙΚΟ FINGER-TIP
POWER CONTROL



reddot design award

Φιάλη ταχείας σύνδεσης
350ml και 500ml

Εύκολος
έλεγχος ισχύος
με λειτουργία
on/off

Αυθεντικά εργαλεία EMS
Swiss Instruments με
κλειδί CombiTorque®

Αντλία υγρού
μεγάλης διάρκειας
ζωής με κάλυμμα

Ρυθμιστής ακριβείας
ροής υγρού με
δυνατότητα για ξηρή
εργασία

Ζώνη μέτριας
ισχύος για
περιοδοντική
θεραπεία

Ένδειξη για
λειτουργία
Perio

Φωτεινή
ένδειξη
ισχύος LED

20% πιο ισχυρό
αλλά και πιο
αθόρυβο σε σχέση
με τα προηγούμενα
μοντέλα χάρις το νέο
ηλεκτρονικό

Αυθεντική
τεχνολογία
EMS Piezon®

Χειρολαβή
**Original
Piezon® LED**

Εργονομικό
στήριγμα
χειρολαβής

Κορδόνι
χειρολαβής
με ταχυσύνδεσμο

**"I FEEL
GOOD"**

Η προσφορά θα ισχύει από 15 Μαρτίου έως 13 Ιουνίου 2024

*Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

EMS+
MAKE ME SMILE.

ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

ORIGINAL
PIEZON®
METHOD

ΓΝΗΣΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ EMS

Αποκτήστε μία **χειρολαβή υπερήχων*** χωρίς φως μαζί με **2 εργαλεία PS**



από 833 € μόνο **567 €****

Αποκτήστε μία **χειρολαβή υπερήχων με φως** μαζί με **2 εργαλεία PS και 1 Visigate**



από 1143 € μόνο **899 €****

GBT VISIGATE

ΕΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ, ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ GBT



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- ▶ Θεραπείες GBT
- ▶ Γενική οδοντιατρική



ΥΛΙΚΑ

- ▶ Styrene-ethylene/butylene-styrene (SEBS) και polypropylene
- ▶ Εύκαμπτο υλικό χωρίς λατέξ



ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Διαστολέας χειλιών και μάγουλων
- ▶ Καλύτερη ορατότητα
- ▶ Ευκολότερη πρόσβαση
- ▶ Βελτιωμένη ροή εργασίας
- ▶ Ευκολία χρήσης
- ▶ Άνεση για τον ασθενή
- ▶ Κλινικά αποδεδειγμένο από το 2004
- ▶ Διαθέσιμο σε 2 μεγέθη (μικρό και κανονικό)



ΧΡΗΣΗ

- ▶ Μίας χρήσης



FV-123/SR GBT Visigate - μικρό και κανονικό - (30/30) 30 τεμάχια (μικρά) & 30 τεμάχια (κανονικά)

* Στις χειρολαβές υπερήχων χωρίς φως περιλαμβάνονται οι κωδικοί (EN-046 -EN-041)

Η προσφορά θα ισχύει από 15 Μαρτίου έως 13 Ιουνίου 2024

** Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

EMS 
MAKE ME SMILE.