

2024



Κατάλογος οδοντιατρικών υλικών

Online Αγορές:
www.dentalequipment.gr

Τηλέφωνα Παραγγελιών
2310 780 692, 2310 780792
210 77 050 20, 210 77 18 595, -6

www.neodent.eu



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ
2024



Σας καλωσορίζουμε στον τιμοκατάλογο Οδοντιατρικών Υλικών & Συσκευών για το έτος **2024**.

Η νέα αυτή έκδοση περιλαμβάνει πολλά νέα προϊόντα με βάση τις πρόσφατες συνεργασίες μας με τους μεγαλύτερους Κατασκευαστικούς Οίκους παγκοσμίως.

Για να διευκολύνεται η αναζήτησή σας, έχει διατηρηθεί η ταξινόμηση των ειδών **ανά κλινική κατηγορία** (π.χ ακτινοδιαγνωστική, ενδοδοντία κτλ). Σε κάθε κεφάλαιο θα βρείτε λειτουργικές & προσιτές προτάσεις υλικών που καλύπτουν **ολόκληρο το φάσμα** των οδοντιατρικών θεραπειών.

Σε κάθε προϊόν θα βρείτε **χρήσιμες πληροφορίες όπως:** κυριότερα χαρακτηριστικά, περιεχόμενο της συσκευασίας, κωδικό είδους, προέλευση & εργοστάσιο παραγωγής για την αρτιότερη οργάνωση των αγορών σας.

Προνόμια όπως δώρα (2+1, 3+1 κτλ) αναφέρονται ευκρινώς στα είδη που εφαρμόζονται, με βάση την ποσότητα που επιλέγετε.

Επιπλέον, ισχύει **ειδική εκπαιδευτική πολιτική** που κυμαίνεται σε ποσοστό από 10% έως 23% κλιμακωτά ανάλογα με το ύψος των αγορών που πραγματοποιείτε.

Υπενθυμίζουμε ότι κάθε συσκευή που προμηθεύσετε από τη Neodent A.E & το Dentalequipment.gr συνοδεύεται από **εγγύηση** καλής λειτουργίας αλλά και από άμεση & ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη σε **service & ανταλλακτικά** μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου εξουσιοδοτημένων Τεχνικών πανελλαδικά.

Η **επαρκής διαθεσιμότητα** και η **άμεση παράδοση** αποτελούν απόλυτες προτεραιότητες και σημαντικές παραμέτρους για την εύρυθμη λειτουργία του Οδοντιατρείου σας. Γι' αυτό δεσμευόμαστε ότι όλες οι παραγγελίες που τοποθετούνται έως τις 13.00 μμ **προετοιμάζονται αυθημερόν**, με την συντριπτική πλειοψηφία των υλικών να βρίσκονται πάντα σε στοκ. Εξαιρεση αποτελούν τα προϊόντα όπου επιλέγετε μια ιδιότητα πριν την παραγωγή (π.χ χρώμα ταπεταρίας, μέγεθος) για τα οποία ισχύει εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης 10 ημερών.

Επιλέξτε ανάμεσα σε **ευέλικτους τρόπους πληρωμής:** αντικαταβολή, πιστωτική κάρτα, paypal, τραπεζική κατάθεση, έχοντας υπόψιν τη **δυνατότητα άτοκων δόσεων** για αγορές από 150 ευρώ και άνω μέσω πιστωτικής κάρτας. Όσο για τα μεταφορικά απολαύστε **ΔΩΡΕΑΝ έξοδα αποστολής** για παραγγελίες με συγκεκριμένο ποσό αγορών.

Οι τιμές έχουν μελετηθεί προσεκτικά για να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες του Οδοντιατρείου. Παρά τις εξαιρετικά προσεγγμένες προμήθειες της Αποθήκης, ανατιμήσεις πρώτων υλών είναι δυνατό να επηρεάσουν την διαμόρφωση των αναγραφόμενων τιμών. Για κάθε απρόβλεπτη κατάσταση και αλλαγή τιμών σε είδη, δεσμευόμαστε να σας ενημερώσουμε άμεσα με κάθε πρόσφορο μέσο.

Περιηγηθείτε στις επόμενες σελίδες και ανακαλύψτε μια ευρύτατη ποικιλία ειδών που θα καλύψουν πλήρως τις επαγγελματικές σας ανάγκες.

Για κάθε απορία, μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε μαζί μας:

Έδρα-Εργοστάσιο:

10ο χλμ Π.Ε.Ο Θεσσαλονίκης-Κιλκίς
 Στροφή Νεοχωρούδας
 Τ.Θ 142 – ΤΚ 570 08
 Τηλ. 2310 780 692, 2310 780 792
 info@neodent.eu

Υποκατάστημα Αθήνας:

Φειδιππίδου 45 – 49
 (έναντι Οδοντιατρικής Σχολής)
 ΤΚ 115 27, Γουδή
 Τηλ. 210 770 50 20, 210 771 85 93, 210 771 85 96
 info@neodent.eu

Airsonic Mini SandBlaster	285
Alustat	253
C+Files	37
Carbides IQDent	315-316
Carbides Medin	318
Carpule	186
EDTA	59&61
Gates Rogin/Medin	49
Glucosite gel	201
Handy3 Air-Flow	83
H-Files Rogin/Medin	33,35
Implantmed	204-205
K-Files Rogin/Medin	33,35
Largo-Peeso Rogin/Medin	49
Laser	189-191
Laser Ανταλλακτικά-Αξεσουάρ	192-198
MD 555	169
Mediworks	40
Miraclean Implants	201
Miradont gel	201
MTA	57
My Lunos Durr σοδοβολή	86-87
Night Cleaner	82
Orotol	169
Piezotome Cube	225
Pluggers Rogin/Medin	34,36
Prophylaxis Master	82
Reso-pac	201
Ribbond	110
Riskontrol	173
Rubber Dam Liquid	66
Spident Ρητίνες	103
Spreaders Rogin/Medin	34,36
Structur	129
Syntex	53
VPS αποτυπωτικά	132-134

A Αδροποιητικοί παράγοντες	92-94
Αιμόσταση	253-254
Αιμοστατικές λαβίδες	237
Ακτινογραφικά	17
Αλγινικό	131
Αναγόμενη οδοντοστοιχιών	131
Αναισθησία	183-187
Ανασύσταση κολοβωμάτων	130
Ανασχετικό δακτύλιο ενδοδοντίας	50
Ανιχνευτήρες	239-240
Ανταλλακτικά οδοντιατρικών μηχανημάτων	292-299
Ανταλλακτικά χειρουργικής αναρρόφησης	292-294

Αντισηπτικά	162-163
Αξεσουάρ για ασθενείς	289-291
Άξονες	123
Αποκαλυπτικά δισκία/υγρά	85
Αποκολλητήρες	234
Απολυμαντικά υγρά	166-171
Απομόνωση	265-267
Απομόνωση ούλων	66
Αποστειρωμένα είδη	154-157
Αποτυπωτικά	132-134
Αρπάγη-Αρπαγοφόρος	266-269
Αφαλάτωση	151

B Βαμβακολαβίδες	238
Βελόνες αναισθησίας	184-185
Βελόνες διακλυσμών	63
Βελονοκάτοχα-Οστεοτόμοι	235
Βερνίκι απευαισθητοποίησης	67
Βουρτσάκια στίλβωσης	79-80

Γ Γάζες	222
Γάντια εξεταστικά	172
Γουταπέρκα MetaBiomed/Tribest/Medin	38-39
Γυαλιά	174-176

Δ Διαλύτης Γουταπέρκας	60
Διαμάντια IQDent	313-315
Διαμάντια Medin	319-321
Διευρυντήρες ενδοδοντίας	49
Δισκία σιλικόνης	168
Δισκία αποτύπωσης	135-137
Δισκία τακτοποίησης εργαλείων	245
Δισκία Φθορίωσης	78
Διχλωρομεθάνιο	62
Δονητής αμαλγάματος	254

E Εκκύλισμα ευκάλυπτου	60
Ελαστικά Απομονωτήρα	265
Εμφρακτικό ριζικών σωλήνων	53-54
Ενδοδοντική έμφραξη γουταπέρκας	55
Ενδοστοματικό Scanner	144
Ενεργοποίηση υλικών διακλυσμού	55
Εντοπιστές ακρορριζίου	27-29
Εξωλέκας	233

Εργαλεία	228-251
Εργαλεία ενδοδοντίας	51-53
Εργαλεία ρητινών	244-245
Ευγενόλη	56

Θ Θήκες για προσθετικά	290-291
Θήκη για βαμβάκι	280
Θήκη για σιελαντλίες	278

I Ισοπροπυλική αλκοόλη	59
Ιωδοφόρμιο	62

K Καθαριστικά	165-167
Καθρέπτες	290
Καλύμματα για πλάκες φωσφόρου	19-20
Καλύμματα διάφρα	20
Καλύμματα Οδοντιατρικής Έδρας	173
Κάτοπτρα και λαβές	158-159
Κίτρινο οξύ	248-251
Κλίβανος αποστείρωσης	59
Κονία οξειδίου ψευδαργύρου	149-150
Κονίες συγκολλήσεων	108
Κοιλία οδοντίνης	124-125
Κοιλία οδοντίνης	242
Κυτίο απολύμανσης	153
Κυτίο απόρριψης βελονών	187
Κώνιοι Γουταπέρκας MetaBiomed/Tribest/Medin	38-39
Κώνιοι χάρτου MetaBiomed/Tribest/Medin	42-43

Λ Λαβές υστεριών	221
Λείανση-στίλβωση	114-121
Λεντουλό	37
Λεπτόρρευτη ρητίνη	97-101
Λευκαντικά	72-74
Λίπανση χειρολαβών	209&286
Λουτρό υπερήχων	177-178
Λυχνία οιοπνεύματος και φυτίλια	283

M Μαντηλάκια καθαρισμού	164-167
Μαξιλάρι Ασθενή Durr Lunos	287
Μάσκες	160-161
Μεσοδόντιος καθαρισμός	75
Μετρητής ενδοδοντικών εργαλείων	50
Μηχανοκίνητες Ρίνες Rogin/Medin	44-48
Μικροσκόπιο	40-41
Μοντέλο επίδειξης	288
Μοτερ Ενδοδοντίας	27-29
Μοτερ Ηλεκτρικό	91&202
Μοχλοί ριζών	232-233
Μπλοκ ανάμιξης	282
Μπολ ανάμιξης	139
MTA	57

N Νήμα απώθησης	255
Νήμα οδοντικό	75
Νυστέρια και λαβές	221

Ξ Ξέστρα Ενδοδοντίας	308-310
Ξέστρα Περιδοντικά	305-306
Ξέστρα Υπερήχων	302-304

O Οδοντάγρες-Ριζάγρες	230-231
Οδοντόκρεμες	68-69
Ολοπρώσωπες μάσκες	164
Οξειδίο του ψευδαργύρου	56
Οξυφωσφορική κονία	125
Οπών/Σχισμών εμφρακτικά	65-66
Οστεοτόμος	235
Ουδέτερα στρώματα	94-96

Π Πάγος στιγμής	282
Παιδικά αξεσουάρ	289-291
Πανοραμικά	23-25
Παρεϊοκάτοχα-Χειλοεκάτοχα	287
Πάστα στίλβωσης	76-77
Παστίλιες καθαρισμού	78
Περιοδοντικά εργαλεία	243
Περιοδοντική μύλη	243
Πετοσέτες	272-273
Πετοσετοθήκη	272

Π	Πετσετοκάτοχα Πινελάκια Πιστόλια Πλάκες φωσφόρου Ποδιές ακτινοπροστασίας Πολυκαρβοξυλική κονία Πολφουλκοί Medin/Rogin Ποτηράκια Προβολείς Προσωρινά εμφρακτικά Προσωρινές κατασκευές (Structur) Προσωρινές κονίες	274 278-279 110&138-139 19 22 125 32 218 246-247 112 128-129 124-125	T	Τεχνητό τοίχωμα Τολύπια βάμβακος Τολυπιοθήκες Τροχήλατα έπιπλα Τρυγιάς χειρολαβές	257-260 280 280 12-15 297-299
P	Ράμματα Ρητίνες Ρητινώδης κονία Ροδάκια σιλικόνης Ρολά αποστείρωσης Ρύγχη διάφορα Ρύγχη χειρουργικής αναρρόφησης	211-220 97-106 127 12 152 111&140-143 275-276	Φ	Φάκελοι αποστείρωσης Φθορίωσης υλικά Φρεζοθήκη Φυράματα ενδοδοντίας Φωτοπολυμερισμός	152 67&78 283 53-54 98-99
Σ	Σακουλοποιητής Σαπούνι χεριών Σαρωτής προσώπου Σιελαντλίες Σιλιανοποίηση επιφανειών Σιλικόνη καταγραφής δήξεως Σοδοβολές Σκόνες/Συσκευές Σπάθη κονίας Σπάτουλα ανάμιξης Σπρέι σύγκλεισης Στιλβωτικά βουρτσάκια Στοματικά διαλύματα Συγκολλητικοί παράγοντες Σύνθετες ρητίνες Σύριγγες διακλυσμού Συσκευές υπερήχων Συσκευή υπερήχων για ενεργοποίηση υλικών διακλυσμού Σύστημα θερμής ενδοδοντικής έμφραξης Γουταπέρκας Σφήνες Σωληνάκια ορού για χειρουργικές συσκευές Ταινίες νάρθηκοποίησης	151 163 145 277 112 127-128 83-88 241 138-139 282 79-80 69-71 96-97 101-106 63 301 55 55 261-262 222-223 110	X	Χαρτί άρθρωσης Χειροκίνητες ρίνες ενδοδοντίας Χειρολαβές Χειρουργικά αναλώσιμα Χειρουργικά ξέστρα Χειρουργικές λαβίδες Χειρουργική αναρρόφηση-ανταλλακτικά Χρωστική ουσία εντοπισμού ρ.σ.	284 32-36 206-208 154-158 224-227 237 292-294 85
			Ψ	Ψαλίδια Ψηφιακή αποτύπωση Ψυκτικό Σπρέι Ψύκτρα καθαρισμού	236 144-147 282 285

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ Neodent A.E.



Κάντε την Neodent A.E.
τον έμπιστο συνεργάτη σας
και κερδίστε για αγορές καθαρής αξίας
σε υλικά/αναλώσιμα:

10% έκπτωση επί τιμολογίου, για αγορές καθαρής αξίας **170€** και άνω
16% έκπτωση επί τιμολογίου, για αγορές καθαρής αξίας **360€** και άνω
23% έκπτωση επί τιμολογίου, για αγορές καθαρής αξίας **780€** και άνω

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

α) Αντικαταβολή, β) Τραπεζική κατάθεση γ) Πιστωτική κάρτα δ) PayPal

Μην ξεχνάτε ότι...

για αγορές 150 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) μπορείτε να εξοφλείτε σε 6 ΑΤΟΚΕΣ δόσεις ενώ για αγορές 300 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και άνω οι ΑΤΟΚΕΣ δόσεις μπορούν να γίνουν έως και 10.

* Σημαντικές Σημειώσεις:

1. Η ενέργεια αφορά υλικά και αναλώσιμα είδη εξαιρουμένων συσκευών, χειρολαβών και λοιπού περιφερειακού εξοπλισμού. Τα εργαλεία χειρός (οδοντάγρες, μοχλοί, κοχλιάρια) συμμετέχουν στην ενέργεια.

2. Εξαιρούνται των εκπτώσεων τα παρακάτω είδη:

Αναισθητικά, ράμματα, ποδιές ακτινοπροστασίας, συσκευές, έπιπλα & επιλεγμένα προϊόντα.

TRITON PLUS

Luxury in every detail

Οι σειρές TRITON & TRITON PLUS είναι τα τελευταία και πιο σύγχρονα μοντέλα στην προϊοντική γκάμα Neodent. Συνοδεύονται από όλα τα ουσιώδη παρελκόμενα για την ορθή και ασφαλή λειτουργία τους, είναι ανθεκτικής κατασκευής και διακρίνονται για την αναβαθμισμένη τεχνολογία τους πάντα σε συμμόρφωση με τα Διεθνή & Ευρωπαϊκά πρότυπα.



TRITON

Compact & Flexible

Ένα ευέλικτο μηχάνημα, συμπαγές, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις χώρου, το Triton αποδεικνύεται με διαφορά το καλύτερο μηχάνημα στη σχέση ποιότητας και τιμής.

Έχοντας δοκιμαστεί ουσιαστικά στην κλινική πράξη, το Triton ξεκινά ως ένα μηχάνημα απλό στη σύλληψη και την κατασκευή, που δύναται όμως να αναβαθμιστεί σε ένα πολυεργαλείο με την προσθήκη προαιρετικών επιλογών.



TRITON Stool με πλάτη

Το κάθισμα Triton με τη στιβαρή ακτινωτή βάση και τους ανθεκτικούς τροχούς εξασφαλίζει ομαλή ολίσθηση και διευκολύνει τις μετακινήσεις σας μέσα στο οδοντιατρείο.

Η ταπετσαρία είναι καλουπωτή, χωρίς ραφές, σε μεγάλη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Αυτό προσφέρει το πλεονέκτημα της εύκολης και εξαιρετικά οικονομικής αντικατάστασης σε περίπτωση τυχαίας φθοράς.

Ένας προαιρετικός δακτύλιος-υποπόδιο, που παρέχει άνετη & σταθερή στήριξη, είναι διαθέσιμος σε κάθε μοντέλο.



Διατίθενται σε 2 μεγέθη: Short και Medium:

Μέγεθος	Ελάχιστο ύψος*	Μέγιστο ύψος*
SHORT	47 cm	61 cm
MEDIUM	56 cm	76 cm

* Η απόσταση της επιφάνειας του πατώματος από την επιφάνεια του καθίσματος σε εκατοστά.

* Ρωτήστε μας για την τιμή

EPOS Saddle type Stool

Κάθισμα-σέλα:

Ένας ευρύτατα διαδομένος τύπος καθίσματος στους επαγγελματίες της Υγείας. Όχι τυχαία.

- Σας επιτρέπει να εργάζεστε άνετα για μεγάλα χρονικά διαστήματα
- Δεν ασκείται δυσάρεστη πίεση στο σώμα καθώς η πλάτη παραμένει ευθεία
- Η σέλα EPOS έχει ειδικά μελετηθεί και ως προς την αίσθηση άνεσης του καθίσματος: είναι εξοπλισμένη με μια πλούσια επένδυση αφρού πολυουρεθάνης. Ο ισορροπημένος αφρός (ούτε πολύ μαλακός ούτε πολύ σκληρός) προσδίδει την τέλεια αναλογία στήριξης αλλά και ανακούφισης από σωματική καταπόνηση.



* Ρωτήστε μας για την τιμή

Χρωματολόγιο:



*metallic shades

Ροδάκια Σιλικόνης Premium για τροχήλατα έπιπλα – καθίσματα

Χαρακτηριστικά προϊόντος:

- Είναι από διάφανη, non marking σιλικόνη που δεν φθείρεται στο χρόνο
- Έχουν αθόρυβη κύλιση
- Είναι Compact



Κωδικός: **DS2031A**

50,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Συσκευασία: 5 τεμαχίων



Χρωματολόγιο:



*metallic shades



Η λειτουργία του μηχανισμού 2 μοχλών παρέχει ανεξάρτητη ρύθμιση για το κάθισμα (ύψος και κλίση).



Swift Cart Max Edition



Black Cart



White Cart



★ ★ ★ ★ ★
**MADE OF
METAL**

* Ρωτήστε μας για την τιμή

Αποθηκευτικός χώρος με 4.000cm² ωφέλιμης επιφάνειας
Ανθεκτικότητα, κατασκευή που διαρκεί στον χρόνο και την σκληρή, συχνή χρήση
Ευελιξία, ιδανικό μέγεθος με 4 ελαστικούς τροχούς για εύκολη, ομαλή μετακίνηση
Ποιότητα, εξολοκλήρου μεταλλικός σκελετός, συμπαγής και στέρεος, κάθε ράφι μπορεί να δεχθεί έως και 15 kg βάρος!
Χρησιμότητα, μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να μεταφέρετε τα πάντα: από ιατρικές συσκευές έως μικροσκοπικές εγγλυφίδες.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Διάστασεις (Υψος x Πλάτος x Βάθος)	46x40x78 cm
Βάρος	21 kg
Μέγιστο φορτίο τοποθέτησης συνολικά	20 kg
Μέγιστο φορτίο τοποθέτησης / ράφι	10 kg
Διαστάσεις Ραφιών	
Διαστάσεις επάνω ραφιού	44x33 cm
Διαστάσεις κάτω ραφιού	36x23 cm
Διαστάσεις βάσης	46x40 cm
Μέγιστο ύψος / ράφι	39 cm

Προδιαγραφές πολύτριζου

Πρίζα	3
Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος	16 A Max.
Τάση	250V~
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς	3500 Watt Max.
Μήκους καλωδίου	3 m

* Ρωτήστε μας για την τιμή



D01-2 Compressor

Ειδικά σχεδιασμένος για οδοντιατρική και ιατρική χρήση, ο αεροσυμπιεστής D01-2 είναι η πιο αξιόπιστη πηγή για παροχή καθαρού πεπιεσμένου αέρα κατά την κλινική θεραπεία.

Τεχνικά Δεδομένα

Τάση: 230V/55Hz
 Ισχύς: 1.600W = 2,2HP
 Ταχύτητα: 1400r/min
 Πίεση Λειτουργίας: 0.7MPa
 Παροχή Αέρα: m3/h ≥ 8.7m3/h
 Μέγιστη Πίεση: 0.9MPa
 Χωρητικότητα Δεξαμενής: 20Liters
 Επίπεδο θορύβου χωρίς ερμάριο: ≤ 68dB
 Επίπεδο θορύβου με ερμάριο: 60dB
 Διαστάσεις: 38cm x 38mm x 65mm (WxDxH) (Χωρίς Ερμάριο)
 Καθαρό βάρος: 17.5Kg
 Ποιότητα παρ/νου αέρα σύμφωνα με: EN ISO 8573-1:2010 [6.4:-]



X MIND

Τεχνική και λειτουργική τελειότητα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ X-MIND AC/DC

	AC (εναλλασσόμενο ρεύμα)	DC (συνεχές ρεύμα)
Ταξινόμηση	Ιατροτεχνολογικό Προϊόν, Κλάση 1, τύπος Β	
Κεφαλή	70 kV	60-70 kV
Ονομαστική Τάση Ανόδου	70 kV	60-70 kV
Ονομαστικό Ρεύμα Ανόδου	8mA	4-8mA
Εστιακό Σημείο	0.7mm	0.7mm
Ηθμοί Αλουμινίου	Ισοδύναμο με 2 mm Al στα 70 kV	Ισοδύναμο με 2 mm Al στα 70 kV
Δόση Ακτινοβολίας εισόδου σε milliGrays	< 0.25 mGy /h	< 0.25 mGy /h
Τεχνολογία	AC	DC
Χρονόμετρο	Από 0.08 έως 3.2 δευτερόλεπτα	Από 0.02 έως 3.2 δευτερόλεπτα
Βάρος Κεφαλής	9 κιλά	5,5 κιλά
Συνολικό Βάρος	28 κιλά	25 κιλά



Φορητή οδοντιατρική μονάδα Efamilo

Ότι πιο κοντά στο πλήρες οδοντιατρικό μηχάνημα



SOPRO SOPIX II

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ, ΕΤΣΙ ΑΠΛΑ.

PSPIX²

Το νέο PSPIX είναι παγκοσμίως ο 1ος εξατομικευμένος σαρωτής ενδοστοματικών ακτινογραφιών.



ΔΩΡΕΑΝ
αναβαθμίσεις
λογισμικού



Plates for new PSPix

Πλάκες φωσφόρου σε διάφορα μεγέθη για το ψηφιακό σύστημα PSPix 2

Πωλούνται και μεμονωμένα στα 70,00€ + ΦΠΑ



Μέγεθος – Διαστάσεις	Διαστάσεις σε mm	Κωδικός	Συσκευασία	Τιμή
No. 0	22X35	RV8004A	2 τμχ	140,00 €
No. 1	24X40	RV8005A	2 τμχ	140,00 €
No. 2	31X41	RV8006A	2 τμχ	140,00 €
No. 3	27X54	RV8007A	2 τμχ	140,00 €
No. 4 (3x μεγ.3)	52X54	Σχηματίζεται από σύνθεση 3 ^{ων} πλακών μεγέθους Νο. 3		

Περιγραφή:

Εύκαμπτα ενδοστοματικά πλακίδια - υποδοχείς εικόνας ακτίνων Χ. Αποτελούνται από ένα στρώμα διεγερσιμων φωσφορίζοντων σωματιδίων με προστατευτική επικάλυψη. Το πλακίδιο έχει 2 πλευρές: Η μπλε πλευρά που "καταγράφει" την εικόνα ακτίνων Χ και είναι η ενεργή (ACTIVE). Φέρει το γράμμα "P" - ορατό στην εικόνα ακτίνων Χ - που εξυπηρετεί ως σημείο αναφοράς για τον οδοντίατρο και η μαύρη πλευρά που είναι η ανενεργή πλευρά που επισημαίνεται με το λογότυπο ACTEON, το μέγεθος και τον αριθμό σειράς IP. Τα IPs πλακίδια είναι επαναχρησιμοποιήσιμα για εκατοντάδες ή και χιλιάδες εκθέσεις, η διάρκεια ζωής τους εξαρτάται από τις προφυλάξεις κατά τη διάρκεια του χειρισμού και χρήσης τους. Για να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια ζωής προστατέψτε την ενεργή πλευρά της IP από το ξύσιμο, τη φθορά λόγω τριβής ή μηχανικής φθοράς, λεκέδες, βρωμιά, σωματίδια σκόνης κλπ. Σημειώνεται ότι δεν είναι συμβατά με το προηγούμενο μοντέλο PSPiX (1η έκδοση, χρονολογίας 2013-2015).

New PSPix Bags

Καλύμματα μίας χρήσης για τις πλάκες φωσφόρου του συστήματος ψηφιακής ακτινογραφίας της Sorpro PSPix 2



Μέγεθος – Διαστάσεις	Κωδικός	Συσκευασία	Τιμή
No. 0	RV8013A	250 τμχ	69,90 €
No. 1	RV8014A	250 τμχ	69,90 €
No. 2	RV8015A	250 τμχ	69,90 €
No. 3	RV8016A	250 τμχ	69,90 €

Περιγραφή:

Μιας χρήσεως, με αυτοκόλλητη ταινία για εύκολη και ασφαλή σφράγιση, δεν αλλοιώνουν την εικόνα. Άνοιγμα από την στενή πλευρά (πάνω πλευρά) του καλύμματος.

New PSPix Bags & Covers

Σακουλάκια για πλάκες φωσφόρου συνοδευόμενα από extra κάλυμμα προστασίας



Μέγεθος – Διαστάσεις	Κωδικός	Συσκευασία	Τιμή
No. 0	RV8008A	300 τμχ	99,00 €
No. 1	RV8009A	300 τμχ	99,00 €
No. 2	RV8010A	300 τμχ	99,00 €
No. 3	RV8011A	300 τμχ	99,00 €
Kit No.1 & No.2	RV8012A	100 τμχ	99,00 €

Περιγραφή:

Για ενισχυμένη προστασία από φθορά, συνίσταται η χρήση ενισχυμένων καλυμμάτων τα οποία «αγκαλιάζουν» την πλάκα φωσφόρου. Εν συνεχεία, το κάλυμμα τοποθετείται στο σακουλάκι για ενδοστοματική χρήση

Protect+ Barrier Envelopes

Καλύμματα εύκαμπτων πλακιδίων για χρήση σε σαρωτές (scanners)



Μέγεθος – Διαστάσεις	Κωδικός	Συσκευασία	Τιμή
No. 0	PER0034A0	100 τμχ	8,84 €
No. 1	PER0034A1	100 τμχ	8,84 €
No. 2	PER0034A2	300 τμχ	24,31 €


Περιγραφή:

Σχεδιασμένα για να ταιριάζουν με τα περισσότερα πλακίδια της αγοράς (για χρήση σε σαρωτές – scanners). Ιδιαίτερα εύκαμπτα και μαλακά, με στρογγυλεμένες γωνίες για μέγιστη άνεση ενδοστοματικά. Άνοιγμα - με αυτοκόλλητη ταινία - από την μεγάλη πλευρά (πλαινή) του καλύμματος.

* Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

X-Ray Barrier Envelopes

Tribest Καλύμματα πλακών φωσφόρου



Μέγεθος – Διαστάσεις	Κωδικός	Συσκευασία	Τιμή
No. 0	TRI1005A0	100 τμχ	8,50 €
No. 1	TRI1005A1	100 τμχ	8,50 €
No. 2	TRI1005A2	100 τμχ	8,50 €

Περιγραφή:

Σχεδιασμένα για να ταιριάζουν με τα περισσότερα πλακίδια της αγοράς (για χρήση σε σαρωτές – scanners). Ιδιαίτερα εύκαμπτα και μαλακά, με στρογγυλεμένες γωνίες για μέγιστη άνεση ενδοστοματικά.

Protect + Καλύμματα Σενσورها

Κωδικός: PEP0056A


6,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:


Κάλυμμα για αισθητήρα ψηφιακής ακτινογραφίας. Διαστάσεις 41 x 203mm.

Συσκευασία: 500 τεμαχίων

Emmenix® Film Holder

Συγκρατητήρες Film Πλαστικοί

Κωδικός: HW1002B


23,96 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

- Τοποθετούνται εύκολα στο στόμα του ασθενούς
- Καταργούν την ανάγκη χρήσης δακτύλων, όπως και τον ερεθισμό του βλεννογόνου
- Δεν προκαλούν παραμόρφωση ή κάμψη των πλακιδίων
- Κατάλληλα για πρόσθια, οπίσθια δόντια και φρονιμίτες
- Κατασκευασμένα από εξαιρετικής αντοχής πλαστικό
- Αποστειρώσιμα σε αυτόκαυστο

Συσκευασία: 3 τεμαχίων

Sopix Sensor Cover

Κάλυμμα για αισθητήρα ψηφιακής ακτινογραφίας



Πωλούνται με το τεμάχιο

Μέγεθος – Διαστάσεις	Κωδικός	Συσκευασία	Τιμή
No. 1 – 39 X 25 mm	RV3023C	Τεμαχίου	0,58 €
No. 2 – 42 X 31 mm	RV3023B	Τεμαχίου	0,58 €

Περιγραφή:

Μιας χρήσεως, με αυτοκόλλητη ταινία σφράγισης ιδιαίτερης αντοχής, δεν αλλοιώνει την εικόνα

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Hager Werken Rontgomarker

Μαρκαδόρος ακτινογραφιών

Κωδικός: HW1008A


8,15 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Rontgomarker/Μαρκαδόρος ακτινογραφιών. Με αδιάβροχο, ειδικό λευκό μελάνι. Πολύ ακριβές, σκληρό και λεπτό άκρο.

Συσκευασία: Τεμαχίου

Πλήρες Set RWT

Συγκράτησης πλακών φωσφόρου

Κωδικός: RV8103A



Πλήρες Set Endo Safety RWT Πλακών Φωσφόρου RV8102S 151,20€ + ΦΠΑ

199,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:


Πλήρης κασετίνα για πρόσθιας, οπίσθιας και bitewing λήψεις. Για την εφαρμογή τεχνικής που εξαλείφει το φαινόμενο της παραμόρφωσης των ακτινογραφιών. Το σετ περιλαμβάνει 4 βραχιόνες στόχευσης, 4 δακτύλιους στόχευσης, 20 συγκρατητήρες (bite blocks). Κατάλληλο για τις τεχνικές της ορθής γωνίας-/παράλληλου ή της δικοτόμησης. Ο δεσμός ανάμεσα στον δακτύλιο στόχευσης και τον μακρύ κώνο ακτινογράφησης είναι αρκετά χαλαρός ώστε να διευκολύνεται η ενδοστοματική τοποθέτηση. Το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο με ορθογώνιο όσο και με στρόγγυλο κώνο ακτινογράφησης. Η ειδική εσωτερική επίστρωση μολύβδου στον δακτύλιο στόχευσης, μειώνει κατά πολύ την έκθεση σε ακτινοβολία σε ποσοστό, ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο μέγεθος παραθύρου, έως και 70%!

Συσκευασία: set

Cleaning Plate

Πλακίδιο καθαρισμού του scanner PSPix 2

Κωδικός: RV8023A


19,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Ένα ειδικό πλακίδιο για τον καθαρισμό του scanner PS Pix New. Πρόκειται για ένα εργαλείο προληπτικής συντήρησης που έχει σχεδιαστεί για να αφαιρεί την σκόνη που έχει εγκλωβιστεί στην μονάδα εισαγωγής των πλακών του scanner PSPIX² Phosphor Plate Unit. Ίδιο στον χειρισμό, όπως και τα κανονικά πλακίδια ακτινογράφησης. Συνιστάται η περιοδική χρήση του για να διατηρείτε την συσκευή σας καθαρή και απαλλαγμένη από μικροσωματίδια του οικιακού/επαγγελματικού περιβάλλοντος.

Συσκευασία: Τεμαχίου

Kerr Sensor Holder Kit - Full kit 2720

Σύστημα Συγκράτησης Αισθητήρα (Σένσورها) ψηφιακής ακτινογραφίας

Κωδικός: RV3022A


328,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Εξασφαλίστε υψηλή ποιότητα και συνέπεια στις επαναληπτικές λήψεις κατά την άμεση ψηφιακή απεικόνιση των bitewing, περιαικρορρζικών και ενδοδοτικών ακτινογραφιών. Ρυθμιζόμενα επίπεδα σύσφιξης, γρήγορη, ασφαλής στερέωση του αισθητήρα, δεν απαιτείται αποσυρμαρμολόγηση για την αποστείρωση σε αυτόκαυστο. Συμβατό με όλες τις συνήθεις μάρκες, τύπους και μεγέθη αισθητήρων. Κλιβανίζεται σε αυτόκαυστο για τουλάχιστον 3'.

Συσκευασία: Περιλαμβάνει 5 x συγκρατητήρες με δακτύλιο (1 x Kwik-Bite Senso; 1 x Super-Bite Senso Anterior; 1 x Super-Bite Senso Posterior; 1 x Endo-Bite Senso Anterior; 1 x Endo-Bite Senso Posterior); 5 x συσκευές κεντραρίσματος.

* Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

Emmenix® Flap

 Σφουγγαράκια X-Ray Film
 Κωδικός: HW1002A

47,93 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Σφουγγαράκια συγκράτησης φιλμ με αυτοκόλλητη πλευρά που επικολλάται στο φιλμ για να το κρατά σταθερό κατά την ακτινοβολήση, ο ασθενής δαγκώνει το αφρώδες για αποφυγή μετακινήσεων.

 Συσκευασία:
 500 τεμαχίων

Protectoray Κολάρο

 Ακτινοπροστασίας με Λαβή
 Κωδικός: HW1006A

167,46 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Περιλαίμιο (κολάρο) με επένδυση μολύβδου 0,5mm για προστασία του ασθενούς κατά την ακτινοβολήση.

Συσκευασία: Τεμαχίου

Euronda X-Ray Apron for Adults

 Ποδιά ακτινοπροστασίας ενήλικων ασθενών
 Κωδικός: CEU3001A

139,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Με κολάρο, διαστάσεις 610 X 685 mm

 Συσκευασία:
 Τεμαχίου

Euronda X-Ray Apron for Children

 Ποδιά ακτινοπροστασίας ασθενών παιδικό μέγεθος
 Κωδικός: CEU3000A

129,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Με κολάρο, διαστάσεις 480 X 530 mm

 Συσκευασία:
 Τεμαχίου


Οι τιμές στις ποδιές ακτινοπροστασίας δύναται να αλλάζουν συχνότερα, λόγω των διακυμάνσεων στην χρηματιστηριακή αξία της α' ύλης (μολύβδου)

Euronda X-Ray Apron for the Operator

 Ποδιά ακτινοπροστασίας χειριστή
 Κωδικός: CEU3002A

172,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Ιδιαίτερα μακρύ μήκος, διαστάσεις 610 X 910 mm

 Συσκευασία:
 Τεμαχίου

x-mind prime 2D

Συνδυάζει τεχνολογία αιχμής με ευκολία χρήσης σε εξαιρετικά συμπαγείς διαστάσεις.

Έτσι δεν χρειάζεται να ανησυχείτε εάν έχετε περιορισμένο χώρο, το X-Mind Prime 2D χωράει σχεδόν παντού!



Το νέο μοντέλο έρχεται με πεδίο θέασης (Field of View – FOV) σε διαστάσεις 12 x 10, αυξάνοντας την διαγνωστική του δυνατότητα.

Σε συνδυασμό με το λογισμικό AIS 5, το X-Mind Prime καλύπτει πολλές κλινικές εφαρμογές:

 Στην **Εμφυτευματολογία** σχεδιάστε εύκολα τη θεραπεία σας με τη λύση Implant Success Solution της ACTEON.

 Στην **Ενδοδοντία** εστιάστε στην λεπτομέρεια- Με ελάχιστο μέγεθος Voxel 87,5 μm, θα έχετε λεπτομερείς τρισδιάστατες αναπαραστάσεις, ικανές να αναδείξουν και τα μικρότερα ανατομικά στοιχεία.

 Στην **απεικόνιση κροταφογναθικών αρθρώσεων & ιγμορείων** λάβετε την ολιστική εικόνα που σας έλειπε.

Οι ιατροί μπορούν επίσης να σαρώνουν και να εισάγουν στην πλατφόρμα τρισδιάστατα αντικείμενα, π.χ αποτυπώματα, ανοίγοντας ένα ολόκληρο φάσμα νέων δυνατοτήτων.

x-mind prime 3D

Το X-Mind® Prime 3D προσφέρει μια πληθώρα προγραμμάτων λήψης με πολλαπλά πεδία θέασης FOV (12x10cm, 8.5x9.3cm, 8.5x5cm, και 5x5cm). Μόλις επιλέξετε την περιοχή ενδιαφέροντος της εξέτασης, οι ρυθμίσεις γίνονται αυτόματα.



TMJ Left = TMJ Αριστερή

Mandibular volume (8.5 x 5cm) = Απεικόνιση όγκου κάτω γνάθου

Frontal maxillary (5 x 5cm) = Εμπρόσθια (μετωπική) άνω

Complete Dental Volume = Συνολική Απεικόνιση κοιλότητας

Γιατί το πεδίο θέασης 12x10 FOV είναι σημαντικό;

Επιλέγοντας πεδίο FOV 12x10 διαθέτετε δύο επιπλέον 3D απεικονιστικά εργαλεία:

Εκτεταμένη οδοντοστοιχία: Μια ολοκληρωμένη άποψη της οδοντικής περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των πλήρων τόξων της άνω και κάτω γνάθου σε μία μόνο σάρωση

Αεραγωγοί: Κεντράροντας προς τα πίσω επιτυγχάνεται βέλτιστη κάλυψη των αεραγωγών και της ΚΓΔ, απεικόνιση ιδιαίτερα χρήσιμη για ορθοδοντικές και ΩΡΛ εφαρμογές.

VistaPano S – truly perfect imaging



Η εξαιρετική απεικόνιση του VistaPano S 2D παράγεται από δύο καινοτόμες τεχνολογίες.

Ο τελευταίας τεχνολογίας αισθητήρας **CsI**, που παράγει βελτιωμένη ποιότητα εικόνας.

Η τεχνολογία **S-Pan**, η οποία χρησιμοποιεί την εικόνα του ασθενούς για να παρουσιάσει μια αυτόματη πανοραμική απεικόνιση με ευκρίνεια κάθε δοντιού και γνάθου.



Εκτός από τα τυπικά πρόγραμμα, το VistaPano S προσφέρει:

- Αποτυπώσεις μισής πλευράς του δεξιού, αριστερού και εμπρόσθιου
- 4 παιδικά προγράμματα: μια λειτουργία εγγραφής με μικρότερη περιοχή έκθεσης
- 5 προγράμματα για ορθογώνιες εικόνες ακτίνων X
- 2 προγράμματα για κροταφογοναθικές απεικονίσεις (λειτουργική διάγνωση)
- 2 προγράμματα για εικόνες ακτινογραφίας παραρρινίων κόλπων

VistaScan Nano Easy Έξυπνο, συμπαγές και αξιόπιστο

Υψηλή ποιότητα εικόνας – τέλεια παρουσίαση

Το VistaScan Nano Easy παρέχει σημαντικά ευκρινέστερες εικόνες από τις ακτινογραφίες X. Στις εικόνες απεικονίζονται αξιόπιστα οι τερηδονικές βλάβες D1 και τα ενδοδοντικά εργαλεία έως ISO 06.

Διαισθητική λειτουργία

Η σάρωση ενός πλακιδίου καθώς και η διαγραφή ως βήμα προετοιμασίας για την επόμενη λήψη μπορούν να γίνουν σε ένα βήμα.

Γρήγορη και εύκολη ενσωμάτωση

Το VistaScan Nano Easy μπορεί να λειτουργήσει με το λογισμικό απεικόνισης Dürr Dental Imaging ή με λογισμικό τρίτων μέσω πρόσθετων προγραμμάτων ή οδηγών TWAIN.



NEODENT
2024

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Εντοπιστής ακρορριζίου Dr's Finder Neo

Το Dr's Finder NEO παρέχει αξιοπιστία με τη νεότερη τεχνολογία

- ▶ Δυνατότητα εφαρμογής της συσκευής οπουδήποτε (π.χ. βάση, ποδιά), για την ευκολία του χρήστη, χάρη στον οδοντιατρικό χάρακα που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- ▶ Μικρό μέγεθος.
- ▶ Ακρίβεια και αξιοπιστία.
- ▶ Μέγιστη ακρίβεια με χρήση τριών διαφορετικών συχνοτήτων.
- ▶ Διάφοροι τρόποι σύνδεσης.
- ▶ Επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
- ▶ Μεγάλη έγχρωμη οθόνη αφής LCD.
- ▶ Καλύτερη ορατότητα και καλύτερη αναγνώριση.
- ▶ Έλεγχος της συσκευής με λειτουργία αφής.
- ▶ Επιλογή ανάμεσα από 3 λειτουργίες απεικόνισης για καλύτερη αναγνώριση από τον χρήστη.
- ▶ Λειτουργία χρονοδιακόπτη
- ▶ Διαστάσεις: 43 x 46 x 16 mm
- ▶ Βάρος: 24g
- ▶ Μήκος: 65 mm
- ▶ Διάμετρος: 2,15mm
- ▶ Καλώδιο επέκτασης – Μήκος: 60cm
- ▶ Βάση – Διαστάσεις: 43 x 67 x 62 mm – Βάρος: 52g



GoodDr's



Τιμή χωρίς ΦΠΑ

390,00 €

Κωδικός: **US1146A**

ionyx
endodontic
treatment



Ionix Endy NT2 Led

Ασύρματο φωτεινό μοτέρ ενδοδοντίας για μηχανική διεύρυνση των ριζικών σωλήνων

- ▶ Δυνατότητα περιστροφής από 250 έως 1200 στροφές ανά λεπτό.
- ▶ Μοτέρ αποστειρούμενο σε αυτόκαυστο στους 134° C.
- ▶ Led φωτισμός
- ▶ Αυτονομία εργασίας για 1 ώρα με μέση ροπή στρέψης 1,5 Ncm (περίπου 40 θεραπείες ριζικών καναλιών κατά μέσο όρο).
- ▶ Πλήρη φόρτιση της μπαταρίας σε 2 ώρες.
- ▶ Διαθέτει 10 ρυθμίσεις μνήμης για τον προγραμματισμό των αντίστοιχων ροπών και ταχυτήτων.
- ▶ Κατάλληλο για όλα τα περιστροφικά συστήματα επεξεργασίας ριζικών σωλήνων
- ▶ Δυνατότητα ρύθμισης ροπής από 0,5 έως 3,5 Ncm
- ▶ Εγγύηση 2 ετών για τα ηλεκτρονικά μέρη της συσκευής και εγγύηση 1 έτους για την χειρολαβή και την μπαταρία.

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

690,00 €

Κωδικός: **US1090A**

Εντοπιστής Ακρορριζίου 6^{ης} γενιάς, Locapex 6 Ionix

Συσκευή αυτόματου εντοπισμού μήκους ακρορριζίου, χωρίς ανάγκη βαθμονόμησης για τον σωστό καθορισμό του μήκους εργασίας, αυτόνομη, εύκολη & πρακτική!




- Προσδιορίζεται αυτόματα και με ακρίβεια η απόσταση μεταξύ του άκρου της ενδοδοντικής ρίνης και του ακρορριζίου. Λειτουργεί απρόσκοπτα τόσο σε στεγνό όσο και σε υγρό περιβάλλον: παρουσία πολφού, σιέλων, αίματος, υγρών διακλυσμών, νερού κκ.
- Η συσκευή λειτουργεί με δύο -2- μπαταρίες τύπου AA (LR06) και η αυτονομία ποικίλλει από 6 μήνες έως 1 χρόνο ανάλογα με την χρήση.
- Η συσκευή διαθέτει ένα κουμπί Start/Stop και ένα κουμπί ρύθμισης του ηχητικού σιγιάλου. Όλες οι ενδείξεις του Locapex 6 είναι ψηφιακές. Γωνία ορατότητας μεγαλύτερη από 160°. Αυτή η γωνία σας δίνει την δυνατότητα να παρακολουθήσετε την θέση της ενδοδοντικής ρίνης καθώς προχωρά εντός του ριζικού σωλήνα, ανεξάρτητα από την θέση της συσκευής σας.
- Η συσκευή διαθέτει λεπτομερή διαβάθμιση για τον ακριβή προσδιορισμό του μήκους εργασίας και κυρίως ένα εξαιρετικά αξιόπιστο ηλεκτρονικό σύστημα αυτόματης ανάγνωσης που θα σας γλιτώσει χρόνο, κόπο και λάθη!



Τιμή χωρίς ΦΠΑ
320,00 €

Κωδικός: **US1032D**

Ionix Endy 7



Μοτέρ ενδοδοντίας με ενσωματωμένο Εντοπιστή Ακρορριζίου

- Το σήμα που εκπέμπεται από το Endy 7 είναι 100% ψηφιακό.
- Δεν υπάρχει μετατόπιση ή διαφοροποίηση με την πάροδο του χρόνου στην ακρίβεια.
- Σταθερή ροπή και ταχύτητα
- Η ταχύτητα του παραμένει σταθερή ανεξάρτητα από τη δύναμη με την οποία χρησιμοποιείται το εργαλείο στο ριζικό σωλήνα. Ακόμη και αν η μπαταρία είναι λιγότερο από 50 % φορτισμένη.
- Σύστημα άμεσης μέτρησης: Το σύστημα άμεσης μέτρησης σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη θέση
- Ταχεία απενεργοποίηση κινητήρα: Μόλις επιτευχθεί η προγραμματισμένη ροπή, ο κινητήρας απενεργοποιείται γρήγορα μέσω μιας ηλεκτρονικής κλειδαριάς, περιορίζοντας τον κίνδυνο θραύσης του οργάνου.
- Ένα εύρος ταχυτήτων κατάλληλο για ριζικούς σωλήνες: Σας επιτρέπει να ρυθμίζετε την ταχύτητα σας μεταξύ 100 και 800 στροφών ανά λεπτό.
- Αργή αναστροφή: Αυτή η τεχνολογία αργής αναστροφής 1 δευτερολέπτου που χρησιμοποιείται από την IONIX από το 1996, σας επιτρέπει να το αφαιρέσετε χωρίς να στείλετε οδοντικά υπολείμματα πίσω προς την κορυφή.
- Ρυθμίσεις 9-memory: για τον προγραμματισμό ροπών και ταχυτήτων. Ο προγραμματισμός είναι εύκολος και απλός.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας: Το Endy 7 σας επιτρέπει να εργάζεστε με μπαταρία για 1 ώρα με μέση ροπή στρέψης 1,5 N.cm (αναφέρονται κατά μέσο όρο 40 θεραπείες ριζικών σωλήνων).
- Γρήγορος φορτιστής: Ο γρήγορος φορτιστής της συσκευής επαναφορτίζει πλήρως τη μπαταρία σας σε 2 ώρες. Προκειμένου να διατηρήσετε την μπαταρία σας, η φόρτιση διακόπτεται αυτόματα μόλις η φθάσει στο μέγιστο.
- Η συσκευή Endy 7 έχει εγγύηση 3 ετών. Η μπαταρία και τα αξεσουάρ έχουν εγγύηση 2 ετών.

Τιμή χωρίς ΦΠΑ
1.300,00 €

Κωδικός: **US1168A**

META BIOMED

Endodontics | Restorative | Bone Graft



Ρωτήστε μας για τις προσφορές που τρέχουν



Scan for More

The innovation in Endodontics



Μηχανοκίνητες ρίνες κατασκευασμένες από υψηλής ποιότητας κράμα νικελίου-τιτανίου.

Καινοτόμο, αποτελεσματικό και ασφαλές.

Ο σχεδιασμός και η ειδική τεχνική επεξεργασία παρέχει στις ρίνες πολύ υψηλή απόδοση και αντοχή σε θραύση.



Sup-Taper Files
Super Flexi Files
R-Shaper Files



ΠΟΛΦΟΥΛΚΟΙ

Με ακιδωτή επιφάνεια



ISO	015	020	025	030	035	040	050	060	
L = 21	144 51	5700	6600	6610	6620	6630	6640	6650	6660
L = 25	144 51	2380	2390	2400	2410	2420	2430	2450	2470
L = 28	144 51	5710	6670	6680	6690	6700	6710	6720	6730
Set / Sada	144 55 1092								
L = 21	pcs/ks 10			3	4	3			
Set / Sada	144 55 1082								
L = 21	pcs/ks 10	3	4	3					
Set / Sada	144 55 1022								
L = 21	pcs/ks 10	2	2	2	2	2			
Set / Sada	144 55 1062								
L = 21	pcs/ks 10		1	2	2	2	2	1	
Set / Sada	144 55 1042								
L = 21	pcs/ks 10	1	1	2	2	2	1	1	
Set / Sada	144 55 1052								
L = 25	pcs/ks 10			4	3	3			
Set / Sada	144 55 1011								
L = 25	pcs/ks 10	2	2	2	2	2			
Set / Sada	144 55 1112								
L = 25	pcs/ks 10	1	1	2	2	2	1	1	
Set / Sada	144 55 1172								
L = 28	pcs/ks 10	1	1	2	2	2	1	1	
Set / Sada	144 55 1152								
L = 28	pcs/ks 10			4	3	3			
Set / Sada	144 55 1162								
L = 28	pcs/ks 10	2	2	2	2	2			



STERILE



Barbed Broach

«Οι πολφουλκοί παραδίδονται αποστειρωμένοι και μη, παρακαλώ διευκρινίστε μας την συσκευασία που επιθυμείτε»

144 51 xxxx ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ
144 51 xxxxS ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ

ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ

6,70 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ

7,25 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Εξαιρετική ελαστικότητα, τέλεια αποτελέσματα στην απομάκρυνση πολφού και υπολειμμάτων.

Συσκευασία:
10 τεμαχίων

Barbed Broaches

Περιγραφή	Μήκος (mm)	Υλικό κατασκευής	Ανοξειδωτο ασάλι							
			Χρώμα λαβής	Βιολετί	Λευκό	Κίτρινο	Κόκκινο	Μπλέ	Πράσινο	Μαύρο
			Μέγεθος	#0	#1	#2	#3	#4	#5	#6
Για εύκολη και ασφαλή αφαίρεση του πολφικού ιστού	21/25	Συσκευασία		1	1	2	2	2	1	1
				Set: 10 τεμαχίων / Μεμονωμένη: 1*10						




6,70 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ




K-FILES

H-FILES



4,50 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ



K-Reamers



4,50 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Περιγραφή	Μήκος (mm)	Χρώματα Stopper	Υλικό κατασκευής	Ανοξειδωτο ασάλι															
				Χρώμα λαβής	Ροζ	Γκρι	Βιολετί	Λευκό	Κίτρινο	Κόκκινο	Μπλέ	Πράσινο	Μαύρο	Λευκό	Κίτρινο	Κόκκινο	Μπλέ	Πράσινο	Μαύρο
				Μέγεθος	6	8	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80
K-FILES	21	Λευκό	Συσκευασία	Μεμονωμένη: 1*6	Set: 15-40# 6*1						Set: 45-80# 6*1								
	25	Κίτρινο																	
	28	Κόκκινο																	
	31	Μαύρο			Set: 15-40# 6*1						Set: 45-80# 6*1								
H-FILES	21	Λευκό																	
	25	Κίτρινο																	
	28	Κόκκινο			Set: 15-40# 6*1						Set: 45-80# 6*1								
	31	Μαύρο																	
K-Reamers	21	Λευκό	Συσκευασία	Μεμονωμένη: 1*6													Set: 15-40# 6*1		
	25	Κίτρινο																	
	28	Κόκκινο																	
	31	Μαύρο			Set: 15-40# 6*1						Set: 45-80# 6*1								

PLUGGERS

Κάθετη συμπύκνωση



Ρωτήστε μας για τις προσφορές που τρέχουν



Περιγραφή	Μήκος (mm)	Υλικό κατασκευής	Ανοξείδωτο ασάλι						
			Χρώμα λαβής	Λευκό	Κίτρινο	Κόκκινο	Μπλέ	Πράσινο	Μαύρο
Pluggers	21	Συσκευασία	Μέγεθος	15	20	25	30	35	40
	25		Μεμονωμένη: 1*6 Set: 6*1						

4,50 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

SPREADERS

Πλάγια συμπύκνωση



Ρωτήστε μας για τις προσφορές που τρέχουν




Περιγραφή	Μήκος (mm)	Υλικό κατασκευής	Ανοξείδωτο ασάλι						
			Χρώμα λαβής	Λευκό	Κίτρινο	Κόκκινο	Μπλέ	Πράσινο	Μαύρο
Spreaders	21	Συσκευασία	Μέγεθος	15	20	25	30	35	40
	25		Μεμονωμένη: 1*6 Set: 6*1						

4,50 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

K-FILES

Χειροκίνητα



ISO	006	008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080	
L = 21	144 51	8632	8642	8652	8662	8672	8682	8692	8702	8712	8722	8732	8742	8752	5912	5922
L = 25	144 51	8762	8772	8782	8792	8802	8812	8822	8832	8842	8852	8862	8872	8882	5932	5942
L = 28	144 51	8892	8902	8912	8922	8932	8942	8952	8962	8972	8982	8992	9002	9012	5952	5962
L = 31	144 51	9022	9032	9042	9052	9062	9072	9082	9092	9102	9112	9122	9132	9142	9152	9162

ISO	006-010	015-040	045-080
Sets / Sady L = 21	144 55 0212 3 x 2 pcs / ks	144 55 0222 6 x 1 pc / ks	144 55 0232 6 x 1 pc / ks
Sets / Sady L = 25	144 55 0252 3 x 2 pcs / ks	144 55 0262 6 x 1 pc / ks	144 55 0272 6 x 1 pc / ks
Sets / Sady L = 28	144 55 0292 3 x 2 pcs / ks	144 55 0302 6 x 1 pc / ks	144 55 0312 6 x 1 pc / ks
Sets / Sady L = 31	144 55 0332 3 x 2 pcs / ks	144 55 0342 6 x 1 pc / ks	144 55 0352 6 x 1 pc / ks

NiTi L = 25	144 44			8792	8802	8812	8822	8832	8842	8852	8862	8872	8882	5932	5942
-------------	-------------	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

ISO	015-040	045-080
Sets / Sady NiTi L = 25	144 45 0262 6 x 1 pc / ks	144 45 0272 6 x 1 pc / ks

8,58 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:


Τετράγωνης διατομής από εξαιρετικής ποιότητας ανοξείδωτο ασάλι.

Συσκευασία: 6 τεμαχίων

MEDIN®

H-FILES

Χειροκίνητα



ISO	008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080	
L = 21	144 51	5802	5812	6502	6512	6522	6532	6542	6552	6562	6572	6582	6592	6882	6892
L = 25	144 51	5832	5842	1802	1812	1822	1832	1842	1852	1862	1872	1882	1892	1902	1912
L = 28	144 51	5862	5872	1932	1942	1952	1962	1972	1982	1992	2002	2012	2022	2032	2042
L = 31	144 51	5892	5902	5412	5422	5432	5442	5452	5462	5472	5482	5492	5502	5632	5642

ISO	015-040	045-080
Sets / Sady L = 21	144 55 0422 6 x 1 pc / ks	144 55 0432 6 x 1 pc / ks
Sets / Sady L = 25	144 55 0462 6 x 1 pc / ks	144 55 0472 6 x 1 pc / ks
Sets / Sady L = 28	144 55 0502 6 x 1 pc / ks	144 55 0512 6 x 1 pc / ks
Sets / Sady L = 31	144 55 0542 6 x 1 pc / ks	144 55 0552 6 x 1 pc / ks

NiTi L = 25	144 44			1802	1812	1822	1832	1842	1852	1862	1872	1882	1892	1902	1912
-------------	-------------	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

ISO	015-040	045-080
Sets / Sady NiTi L = 25	144 45 0462 6 x 1 pc / ks	144 45 0472 6 x 1 pc / ks

8,58 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:


Στρογγυλής διατομής από εξαιρετικής ποιότητας ανοξείδωτο ασάλι.

Συσκευασία: 6 τεμαχίων

MEDIN®

Ενδοδοντία

Όλα όσα χρειάζεστε



PLUGGERS

Κάθετη συμπύκνωσης

P



ISO	015	020	025	030	035	040	
L = 21	144 51 ...	3042	3012	3052	3022	3062	3032
L = 25	144 51 ...	3842	3352	3852	3362	3862	3372

ISO	015-040
Set L = 21	144 55 0812 6 x 1 pc / ks
Set L = 25	144 55 0822 6 x 1 pc / ks

4,68 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Με επίπεδο άκρο από εξαιρετικής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι.

Συσκευασία: 6 τεμαχίων

SPREADERS

Πλάγια συμπύκνωσης

S



ISO	015	020	025	030	035	040	
L = 21	144 51 ...	3142	3112	3152	3122	3162	3132
L = 25	144 51 ...	3242	3212	3252	3222	3262	3232

ISO	015-040
Set L = 21	144 55 0832 6 x 1 pc / ks
Set	144 55 0842 6 x 1 pc / ks

4,68 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Με μυτερό άκρο από εξαιρετικής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι.

Συσκευασία: 6 τεμαχίων

ΛΕΝΤΟΥΛΟ

Paste Carriers



ISO	025	030	035	040	
L = 21	144 51 ...	3505	3515	3525	3535
L = 25	144 51 ...	2100	2110	2120	2130

ISO	025-040
Set L = 21	144 55 0915 4 x 1 pc / ks
Set L = 25	144 55 0925 4 x 1 pc / ks

8,92 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ


Περιγραφή:

Κυματωειδής μορφή από εξαιρετικής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι

Συσκευασία: 4 τεμαχίων

C+Files

Εξαιρετική αντοχή και ευκαμψία



Μήκος (mm)	Υλικό κατασκευής	Ανοξείδωτο ατσάλι				
	Χρώμα λαβής	Ροζ	Γκρι	Βιολετί	Καφέ	Λευκό
	Μέγεθος	6	8	10	12,5	15
21/25/31	Συσκευασία	Μεμονωμένη: 1*6 Set: #6-8-10*2		Μεμ/νη: 1*6	Μεμ/νη: 1*6	

10,50 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Κράμα υψηλής ποιότητας με ειδική διαδικασία επεξεργασίας, ισχυρό στην άκρη και εύκαμπτο στο "λαϊμό".

GUTTA CONDENSOR

Μηχανοκίνητες ρίνες συμπύκνωσης γουταπέρκας. Κατάλληλες για μηχανοκίνητο μοτέρ ενδοδοντίας αλλά και για μοτέρ (αέρος ή ηλεκτρικά) τοποθετημένα επί της οδοντιατρικής ταμπλέτας.

ISO	025	030	035	040	045	050	055	060	
L = 25	144 51 ...	3400	3410	3420	3430	3440	3450	3460	3470

Διαδικασία

1. Επιλέξτε το μέγεθος του κώνου γουταπέρκας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε αφού έχετε ολοκληρώσει την προετοιμασία, απολυμάνει και στεγνώσει τον ριζικό σωλήνα.
2. Εμπότιστε την άκρη του κώνου στο εμφρακτικό υλικό και εν συνεχεία τοποθετήστε τον κώνο γουταπέρκας στο ριζικό σωλήνα έως το τέλος.
3. Χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο Spreader για να δημιουργήσετε χώρο ώστε να εισαχθεί ο συμπυκνωτής Gutta Condensor στο ριζικό σωλήνα, σε απόσταση 3mm από το ακρορρίζιο.
4. Εισάγετε το επιθυμητό μέγεθος του συμπυκνωτή Gutta Condensor στον ριζικό σωλήνα, με ταχύτητα περιστροφής 12.000 στροφών ανά λεπτό.
5. Με τη σταδιακή τήξη του gutta percha, ο Gutta Condensor ωθείται έξω από τον ριζικό σωλήνα.


13,32 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Εξαιρετικής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι.

Συσκευασία: 4 τεμαχίων



> 12 000 min⁻¹

at least 3 mm
minimálně 3 mm



Κώνιοι Γουταπέρκας Meta Biomed


Μέγεθος	Taper (Quantity)		
	02	04 (60)	06 (60)
10	■		
15	■		■
20	■	■	■
25	■	■	■
30	■	■	■
35	■	■	■
40	■	■	■
45	■	■	■
50	■	■	■
55	■	■	■
60	■	■	■
70	■	■	■
80	■	■	■
90	■		
100	■		
110	■		
120	■		
130	■		
140	■		
SET	015-040 045-080	015-040	015-040
Συσκευασία	120τμχ	60τμχ	60τμχ



Μέγεθος 02:
5,09 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Μέγεθος 04 & 06:
6,09 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

- Εύκαμπτοι
- Εξαιρετικά ακτινοσκιεροί
- Κωνικότητα 02/04/06

Συσκευασία: Τιμή Συσκευασίας

Κώνιοι Γουταπέρκας Tribest


Μέγεθος	Taper (Quantity)		
	02	04	06
15	✓	✓	✓
20	✓	✓	✓
25	✓	✓	✓
30	✓	✓	✓
35	✓	✓	✓
40	✓	✓	✓
45	✓		
50	✓		
55	✓		
60	✓		
70	✓		
80	✓		
SET	015-040 045-080	015-040	015-040
Συσκευασία	120τμχ	60τμχ	60τμχ



Μέγεθος 02:
3,50 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Μέγεθος 04 & 06:
4,67 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

- Εύκαμπτοι
- Εξαιρετικά ακτινοσκιεροί
- Φτάνουν στο ακρορίζιο και σφραγίζουν εντελώς όλο το μήκος του ριζικού σωλήνα
- Κωνικότητα 02/04/06

Gutta Percha Points

Κώνιοι Γουταπέρκας

Περιγραφή:

Εύκαμπτοι κώνιοι γουταπέρκας, σε ειδικό συρταρωτό κουτί για εγγυημένη φρεσκάδα υλικού.


Κώνιοι Γουταπέρκας

ISO standard

ISO standard

ISO	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080
144 91	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014
Set / Sada	015-040						045-080						
	144 91 1021						144 91 1022						

Συσκευασία: 120 τεμαχίων

Τιμή συσκευασίας

6,84 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωνικότητα 0,04

ISO	015	020	025	030	035	040
144 91	1024	1025	1026	1027	1028	1029
Set / Sada	015-040					
	144 91 1030					

Συσκευασία: 60 τεμαχίων

Κωνικότητα 0,06

ISO	015	020	025	030	035	040
144 91	1031	1032	1033	1034	1035	1036
Set / Sada	015-040					
	144 91 1037					

Συσκευασία: 60 τεμαχίων

Κώνιοι Γουταπέρκας με Κλίμακα

ISO standard

ISO	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	60	70	80
144 91	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087
Set / Sada	015-040						045-080						
	144 91 1094						144 91 1095						

Συσκευασία: 120 τεμαχίων

Κλίμακα μέτρησης στα:
16, 18, 20, 21, 22 και 24 mm

Τιμή συσκευασίας

8,89 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωνικότητα με Κλίμακα 0,04

ISO	015	020	025	030	035	040
144 91	1097	1098	1099	1100	1101	1102
Set / Sada	015-040					
	144 91 1103					

Συσκευασία: 60 τεμαχίων

Κωνικότητα με Κλίμακα 0,06

ISO	015	020	025	030	035	040
144 91	1104	1105	1106	1107	1108	1109
Set / Sada	015-040					
	144 91 1110					

Συσκευασία: 60 τεμαχίων



Μικροσκόπιο Mediworks

Οδοντιατρικό χειρουργικό
μικροσκόπιο

Γιατί οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά!

- 1. Single Finger Control:** Με ένα μόνο δάχτυλο, μπορείτε να φτάσετε το κουμπί μεγέθυνσης, το κομβίο πολλαπλών λειτουργιών και τον αντικειμενικό φακό Variofocal σε όρθια καθιστή θέση.
- 2. Superb Balance Arm:** Εξοπλισμένο με διπλό ρυθμιστή ισορροπίας και ειδικό βραχίονα που εξασφαλίζει μια εξαιρετικά ομαλή και εργονομική προέκταση για τους οδοντιάτρους.
- 3. Multiple Filter Modes:** Χρησιμοποιώντας το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών, μπορείτε να αλλάξετε τις λειτουργίες φίλτρου (White light source, Orange filter, Green filter).
- 4. Cutting-edge Optical Lens:** Προηγμένος οπτικός φακός με αποχρωματικό σχεδιασμό (APO), ικανός να αφαιρέσει τη χρωματική διαφορά, να βελτιώσει το δείκτη άρθρωσης και να αυξήσει το βάθος πεδίου.
- 5. Continuous zoom system only for SM620:** Σύστημα συνεχούς μεγέθυνσης από 0,4 x έως 2,4 x. Συνεχής προβολή στην υψηλότερη μεγέθυνση χωρίς να υπερ- ή υπο-μεγεθύνεται το πεδίο προβολής.
- 6. Variofocal Objective:** Μεταβλητή απόσταση εργασίας 190 mm – 460 mm



Διαθέσιμο στις παρακάτω εκδόσεις:

SM620

MIC0008A - Mediworks SM620 PRO Floor (Mobile) Microscope with Zoom/Variofocal 270/Camera Adaptor/Footswitch

MIC0009A - Mediworks SM620 PRO+ Floor (Mobile) Microscope with Zoom/Variofocal 270/4K Camera/Footswitch

MIC0010A - Mediworks SM620 CLASSIC Floor (Mobile) Microscope with Zoom/Variofocal270

SM610

MIC0011A - Mediworks SM610 PRO Floor (Mobile) Microscope with Zoom/Variofocal 270/Camera Adaptor/Footswitch

MIC0012A - Mediworks SM610 Classic (Mobile) Floor Microscope with Zoom/Variofocal 270

MIC0013A - Mediworks SM610 PRO+ Floor (Mobile) Microscope with Zoom/Variofocal 270/4K Camera/Footswitch



ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΑΠΛΑ ή Seiler;



Τα μοντέλα **Alpha Air 3 & Alpha Air 6** της **Seiler** αναθεωρούν πραγματικά τον τρόπο με τον οποίο ένα Οδοντιατρικό Μικροσκόπιο λειτουργεί και αναβαθμίζει τις οδοντιατρικές υπηρεσίες.

Προσφέρει τρία ή έξι επίπεδα μεγέθυνσης, με γερμανικούς αποχρωματικούς φακούς για ανώτερη οπτική. Διαθέτει τον πιο δυνατό Led φωτισμό στην αγορά, και είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να προσφέρει εξαιρετική ευελιξία και απόδοση.

- ▶ Ενσωματωμένος φωτισμός LED με 150.000 LUX - Standard.
- ▶ Πάνω από 50.000 ώρες εργασίας.
- ▶ Βραχίονες με πολύ μικρό βάρος & πιστόνια αερίου, ώστε να έχουμε εύκολα και γρήγορα την θέση που επιθυμούμε.
- ▶ Σταθερή κεφαλή 45° μοιρών κλίση & προαιρετικά μετακινούμενη κεφαλή από 0 έως 220° μοίρες κλίση.
- ▶ Ειδικό φίλτρο για αποφυγή πολυμερισμού των ρητινών.
- ▶ Αποχρωματικοί φακοί κορυφαίας ποιότητας.
- ▶ Προαιρετικά εξάρτημα για περιστροφική κίνηση κεφαλής 360°
- ▶ Προαιρετικά Φακός μεταβλητής εστίασης VarioFocus 150 Objective με εύρος εστίασης 200mm-350mm
- ▶ 3 χρόνια εγγύηση

Γιατί δεν μπορείς να θεραπεύσεις
ό,τι δεν μπορείς να δεις!



Κώννοι Χάρτου Meta Biomed


Taper (Quantity)			
Μέγεθος	02	04 (60)	06 (60)
10	■		
15	■		■
20	■	■	■
25	■	■	■
30	■	■	■
35	■	■	■
40	■	■	■
45	■	■	■
50	■	■	■
55	■	■	■
60	■	■	■
70	■	■	■
80	■	■	■
90	■		
100	■		
110	■		
120	■		
130	■		
140	■		
SET	015-040 045-080	015-040	015-040
Συσκευασία	200τμχ	60τμχ	60τμχ



Μέγεθος 02:
2,82 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Μέγεθος 04:
3,73 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Μέγεθος 06:
6,74 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
 • Εύκαμπτοι
 • Εξαιρετικά ακτινοσκιεροί
 • Κωνικότητα 02/04/06
 Συσκευασία: Τιμή Συσκευασίας

Κώννοι Χάρτου Tribest


Taper (Quantity)			
Μέγεθος	02	04	06
15	✓	✓	✓
20	✓	✓	✓
25	✓	✓	✓
30	✓	✓	✓
35	✓	✓	✓
40	✓	✓	✓
45	✓		
50	✓		
55	✓		
60	✓		
70	✓		
80	✓		
SET	015-040 045-080	015-040	015-040
Συσκευασία	200τμχ	60τμχ	60τμχ



Μέγεθος 02:
3,40 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Μέγεθος 04 & 06:
4,05 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
 • Μεγάλη απορροφητικότητα
 • Αποστειρωμένοι
 • Κωνικότητα 02/04/06

Paper Points

Κώννοι Χάρτου

Περιγραφή:

Εξαιρετικής ποιότητας και απορροφητικότητας κώννοι χάρτου που δεν αλλοιώνονται ως προς το σχήμα κατά την εισαγωγή στον ριζικό σωλήνα. Αποστειρωμένοι.


**Κώννοι Χάρτου Medin
Κωνικότητα 0,02**

ISO	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080
144 91	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1073	1048	1049	1050
Set / Sada	015-040 144 91 1057						045-080 144 91 1058						

Συσκευασία: 200 τεμαχίων

Τιμή συσκευασίας
5,21 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωνικότητα 0,04

ISO	015	020	025	030	035	040
144 91	1059	1060	1061	1062	1063	1064
Set / Sada	015-040 144 91 1065					

Συσκευασία: 100 τεμαχίων

Κωνικότητα 0,06

ISO	015	020	025	030	035	040
144 91	1066	1067	1068	1069	1070	1071
Set / Sada	015-040 144 91 1072					

Συσκευασία: 100 τεμαχίων

Κώννοι Χάρτου με Κλίμακα

ISO standard

ISO	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080
144 91	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124
Set / Sada	015-040 144 91 1131						045-080 144 91 1132						

Συσκευασία: 200 τεμαχίων

 Κλίμακα μέτρησης στα:
16, 18, 20, 21, 22 and 24 mm

Τιμή συσκευασίας
6,84 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

**Κωνικότητα 0,04
με κλίμακα**

ISO	015	020	025	030	035	040
144 91	1133	1134	1135	1136	1137	1138
Set / Sada	015-040 144 91 1139					

Συσκευασία: 100 τεμαχίων

**Κωνικότητα 0,06
με κλίμακα**

ISO	015	020	025	030	035	040
144 91	1140	1141	1142	1143	1144	1145
Set / Sada	015-040 144 91 1146					

Συσκευασία: 100 τεμαχίων

Μηχανοκίνητες Περιστροφικές Ρίνες

R-Shaper Files



Διαλέξτε κατηγορία, συσκευασία, μήκος και μέγεθος

Κατηγορία	Συσκευασία	Μήκος	Μέγεθος
Blue Gold Aurora	Μεμονωμένη	17mm	Open (10%, #20)
			Path (2-6%, #16)
		21mm 25mm 31mm	S1 (4%, #20)
			S2 (4%, #25)
			S3 (4%, #30)
			S4 (6%, #25)
	Set	21mm	Open (10%, #20)
			Path (2-6%, #16)
		25mm 31mm	S1 (4%, #20)
			S2 (4%, #25)
			S3 (4%, #30)
			S4 (6%, #25)



29,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Τριγωνικής διατομής, με συνεχή κωνικότητα. Κατασκευασμένα από κράμα υψηλής ποιότητας εύκαμπτο NiTi. Εξαιρετική αντοχή στη θραύση. Πολύ αποτελεσματική κοπτική ικανότητα και σχεδιασμένο έτσι ώστε να αφαιρεί τα ρινίσματα από του ριζικούς σωλήνες. Το μη κοπτικό άκρο ταυτόχρονα με το μαλακό κράμα, καθιστά τα εργαλεία πολύ ασφαλή μειώνοντας εξαιρετικά την πιθανότητα διάτρησης του σωλήνα.

Blue: Αυξημένη ευκαμψία με καλή κοπτική ικανότητα

Gold: Ιδανική ευκαμψία με καλή κοπτική ικανότητα

Aurora: Ιδανική ευκαμψία (μεταξύ Blue & Gold) με μεγαλύτερη κοπτική ικανότητα σε σχέση με τα Blue & Gold

*Όλα τα set περιλαμβάνουν 1 τεμάχιο από το μήκος 17mm Open (10%, #20)

Συσκευασία: 6 τεμαχίων



Μηχανοκίνητες Περιστροφικές Ρίνες

Sup-Taper Files



Διαλέξτε κατηγορία, συσκευασία, μήκος και μέγεθος

Κατηγορία	Συσκευασία	Μήκος	Μέγεθος
Blue Gold Aurora	Μεμονωμένη	19mm	SX (3.5~19%, #19)
			S1 (2~11%, #17)
		21mm 25mm 31mm	S2 (4~11.5%, #20)
			F1 (7%, #20)
			F2 (8%, #25)
			F3 (9%, #30)
	Set	21mm	SX (3.5~19%, #19)
			S1 (2~11%, #17)
		25mm 31mm	S2 (4~11.5%, #20)
			F1 (7%, #20)
			F2 (8%, #25)
			F3 (9%, #30)



29,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Τριγωνικής διατομής. Ο σχεδιασμός της προοδευτικής κωνικότητας (variable taper) και των ειδικά σχεδιασμένων μεγεθών που προσαρμόζονται τέλεια στους περισσότερους ριζικούς σωλήνες, αποφεύγοντας την υπερβολική κοπή κατά την προετοιμασία των ριζικών σωλήνων και διατηρώντας την ανατομία των δοντιών. Τα Sup-taper διαμορφώνουν το σωλήνα με συντηρητική κοπή αυχενικά αλλά με deep shape στα 3 τελευταία χιλιοστά.

Blue: Αυξημένη ευκαμψία με καλή κοπτική ικανότητα

Gold: Ιδανική ευκαμψία με καλή κοπτική ικανότητα

Aurora: Ιδανική ευκαμψία (μεταξύ Blue & Gold) με μεγαλύτερη κοπτική ικανότητα σε σχέση με τα Blue & Gold

*Όλα τα set περιλαμβάνουν 1 τεμάχιο από το μήκος 19mm SX (3.5~19%, #19)

Συσκευασία: 6 τεμαχίων



Μηχανοκίνητες Περιστροφικές Ρίνες

Super Flexi Files



Διαλέξτε κατηγορία, συσκευασία, μήκος και μέγεθος

Κατηγορία	Συσκευασία	Μήκος	Μέγεθος
Blue Gold Aurora	Μεμονωμένη	19mm	SF01/09 (9%, #25)
			SF20/04 (4%, #20)
		21mm 25mm 31mm	SF25/04 (4%, #25)
			SF30/04 (4%, #30)
			SF35/04 (4%, #35)
			SF25/06 (6%, #25)
	Set	21mm	SF01/09 (9%, #25)
			SF20/04 (4%, #20)
		25mm 31mm	SF25/04 (4%, #25)
			SF30/04 (4%, #30)
			SF35/04 (4%, #35)
			SF25/06 (6%, #25)



29,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Παραλληλόγραμης διατομής.

Τα Super Flexi είναι τα πιο εύκαμπτα εργαλεία της ROGIN.

Έχουν εξαιρετική αντοχή στην κυκλική κόπωση και είναι η επιλογή για μεγάλες, απότομες ή και πολλαπλές κάμψεις. Η θερμική επεξεργασία τους δίνει εξαιρετική ευκαμψία αλλά ταυτόχρονα καλή κοπτική ικανότητα. Προσαρμόζονται τέλεια στους ριζικούς σωλήνες χωρίς υπερβολική αποκοπή οδοντίνης.

Blue: Αυξημένη ευκαμψία με καλή κοπτική ικανότητα

Gold: Ιδανική ευκαμψία με καλή κοπτική ικανότητα

Aurora: Ιδανική ευκαμψία (μεταξύ Blue & Gold) με μεγαλύτερη κοπτική ικανότητα σε σχέση με τα Blue & Gold

*Όλα τα set περιλαμβάνουν 1 τεμάχιο από το μήκος 19mm SF01/09 (9%, #25)

Συσκευασία: 6 τεμαχίων



Μηχανοκίνητες Περιστροφικές Ρίνες

Retreatment Files



Διαλέξτε συσκευασία, μήκος και μέγεθος

29,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας κράμα νικελίου-τιτανίου με πολύ καλή αντοχή και ελαστικότητα.

Χρησιμοποιείται για την αφαίρεση γουταπέρκας και προσωρινού εμφρακτικού υλικού του ριζικού σωλήνα.

Συνιστώμενη ταχύτητα: 250rpm


Ροπή: 2.5N.cm

*Το set περιέχει 2 τμχ από το κάθε μέγεθος (D1, D2, D3)

Συσκευασία: 6 τεμαχίων

Μηχανοκίνητες Περιστροφικές Ρίνες

Primary Files (BLUE)



Διαλέξτε συσκευασία, μήκος και μέγεθος

29,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Κατάλληλο για παιδοδοντία.

Προστατεύουν αποτελεσματικά το εύθραστο τοίχωμα του ριζικού σωλήνα.

Συνιστώμενη ταχύτητα περιστροφής: 150-300RPM, ροπή στρέψης: 2,0-2,5N.cm

Blue: Αυξημένη ευκαμψία με καλή κοπτική ικανότητα

Συσκευασία: 4 τεμαχίων



Medin Endo Bur

Εγγλυφίδα με ΜΗ ΚΟΠΤΙΚΟ ΑΚΡΟ για διάνοιξη πολφικής κοιλότητας

Κωδικός: RIM3204A



20,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Μακριά κωνική φρέζα, έξι λεπίδων, με στρογγυλεμένο μη κοπτικό άκρο που εξαλείφει τον κίνδυνο διάτρησης ή τραυματισμού της υπό θεραπεία περιοχής

Συσκευασία: 5 τεμαχίων

Προτεινόμενες Ρυθμίσεις για Μοτέρ Ενδοδοντίας

Recommended setting for endomotor:



Instrument Navigator EVO	Marking	Revolution (min. ⁻¹)	Torsion (N.cm)
W-1	■ 4/010	140-180	1.2
W-2	□ 5/015	140-180	1.2
W-3	■ 6/020	140-180	2.1
W-4	■ 6/025	140-180	2.1
W-5	■ 6/030	140-180	2.3
W-6	■ 6/035	140-180	2.3
W-7	■ 6/040	140-180	2.3
W-8	■ 4/035	140-180	2.3
W-9	■ 4/040	140-180	2.3
W-XN	7/025	140-180	2.3

Maximum revolutions 250 min⁻¹ (R. P. M.)

Medin Evo Navigator Complementary Set II

Ρίνες Περιστροφικής Κίνησης NiTi σε Set

Κωδικός: 144451195 - 144451225 - 144451255

L = 21	144 45 1195
L = 25	144 45 1225
L = 31	144 45 1255

Sets contain 6 instruments

Navigator EVO W-6; 6/035	2x	
Navigator EVO W-7; 6/040	2x	
Navigator EVO W-8; 4/035	1x	
Navigator EVO W-9; 4/040	1x	

45,18 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας κράμα νικελίου-τιτανίου με παρατεταμένη διάρκεια ζωής χάρη σε μια ειδική τεχνολογία επεξεργασίας. Πολύ μεγάλη ευκαμψία. Μη κοπτικό άκρο για βέλτιστα αποτελέσματα καθοδήγησης στον ριζικό σωλήνα. Αποστειρώνεται σε αυτόκαυστο κλίβανο.

Συσκευασία: Το Evo Navigator Complementary Set II περιλαμβάνει τα παρακάτω 6 τεμάχια σε μήκος της επιλογής σας: 21, 25 & 31mm μαζί με οδηγίες χρήσης:

W6 - 6% / 035 x2	W7 - 6% / 040 x2
W8 - 4% / 035 x1	W9 - 4% / 040 x1

Medin W-Files

Ρίνες χειρός

Κωδικός: 144519372 - 144519382 - 144519392

144551122 Probing set -
2 τμχ από κάθε μέγεθος



W-File W-File W-File

6,72 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

L (mm)	25	25	25
ISO	006	008	010


144 51	9372	9382	9392
-------------	------	------	------

Περιγραφή:

Από ανοξείδωτο ατσάλι, κατάλληλα για χειροκίνητη μέθοδο.

Συσκευασία: 6 εργαλεία ίδιου μεγέθους, σε μήκος 25mm

Medin Evo Navigator




Σετ 6 τεμαχίων

45,18 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

SUPER FLEXI FILES (Heat Activation) GOLD / BLUE

- SUPER FLEXI FILES is a simple but effective rotary system.
- One sequence for all root canals.



Unicone GP

66,84 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

reciprocal movement

taper ratio 4%
ISO 015

L = 25 144 50 ... 2815

Complete reciprocal system for root canal treatment

- ▶ GP – instrument for glide path
- ▶ Perfectly copies the shape of the root canal
- ▶ Extreme flexibility

Unicone Plus

packing 6 pcs

66,84 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

reciprocal movement

taper ratio 6% 6% 6% 6% 4% 4%
ISO 020 025 035 040 035 040

L = 25 144 50 ... 2845 2855 2865 2875 2825 2835

Set I Unicone Plus

31,44 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Unicone Plus Set of 3
L = 25 144 45 1315

Sets contain 3 instruments

Unicone Plus; 6/020	1x	
Unicone Plus; 6/025	1x	
Unicone Plus; 6/040	1x	

Set II Unicone Plus

31,44 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Unicone Plus Set of 6
L = 25 144 45 1325

Sets contain 6 instruments

Unicone Plus; 6/035	2x	
Unicone Plus; 4/035	2x	
Unicone Plus; 4/040	2x	

Set III Unicone Plus

33,18 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

MEDIN Endo Set
L = 25 144 45 1335

Sets contain 6 instruments

W-File; 010 L25	1x	
Unicone GP; 4/015	1x	
Unicone Plus; 6/025	1x	
Unicone Plus; 4/040	1x	



Παλινδρομική κίνηση

UNICONE PLUS

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ

Κορυφαίος επαγγελματικός οδοντιατρικός εξοπλισμός, αποκλειστικά στο www.neodent.eu

GATES

Διευρυντήρες Ριζικών Σωλήνων



ROGIN DENTAL

12,50 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Ρωτήστε μας για τις προσφορές που τρέχουν

Μέγεθος	Μήκος (mm)	Διάμετρος (mm)	Συσκευασία
1#	28/32	0.7	Set: 6*1 Μεμονωμένη: 1*6
2#		0.9	
3#		1.1	
4#		1.3	
5#		1.5	
6#		1.7	

PEESO

Διευρυντήρες Ριζικών Σωλήνων



ROGIN DENTAL

14,15 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Ρωτήστε μας για τις προσφορές που τρέχουν

Μέγεθος	Μήκος (mm)	Διάμετρος (mm)	Συσκευασία
1#	28/32	0.5	Set: 6*1 Μεμονωμένη: 1*6
2#		0.7	
3#		0.9	
4#		1.1	
5#		1.3	
6#		1.5	

GATES

Διευρυντήρες Ριζικών Σωλήνων

800 – 120 000 min⁻¹

US No.	1	2	3	4	5	6
Ø (mm)	0.5	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5
RAL = 15 mm RAXL = 19 mm						
RAL L=28	ISO 330 204 679 336 ... 144 91 ...	050	070	090	110	130
RAXL L=32	ISO 330 206 679 336 ... 144 91 ...	0001	0002	0003	0004	0005
		0008	0009	0010	0011	0012
		0013				

ISO	050-150
Set L = 28	144 91 0007 6 x 1 pc / ks
Set L = 32	144 91 0014 6 x 1 pc / ks

32,64 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Σετ 6 τεμαχίων σε μεγέθη 0,5-0,7-0,9-1, 1-1,3-1,5 και RAL= 15mm.
Συνολικό μήκος εργαλείου 28 mm.
Συσκευασία: 6 τεμαχίων

LARGO / PEESO

Διευρυντήρες Ριζικών Σωλήνων

800 – 120 000 min⁻¹

US No.	1	2	3	4	5	6
Ø (mm)	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5	1.7
RAL = 15 mm RAXL = 19 mm						
RAL L=28	ISO 330 204 682 336 ... 144 91 ...	070	090	110	130	150
RAXL L=32	ISO 330 206 682 336 ... 144 91 ...	0015	0016	0017	0018	0019
		0022	0023	0024	0025	0026
		0027				

ISO	070-170
Set L = 28	144 91 0021 6 x 1 pc / ks
Set L = 32	144 91 0028 6 x 1 pc / ks

32,64 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Σετ 6 τεμαχίων σε μεγέθη 0,5-0,7-0,9-1, 1-1,3-1,5 και RAL= 15mm.
Συνολικό μήκος εργαλείου 28 mm.
Συσκευασία: 6 τεμαχίων

Stop Rings

Ανασχετικοί Δακτύλιοι
Κωδικός: RIM5075A



4,22 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Από μαλακό, ελαστικό υλικό, εφαρμόζουν με ακρίβεια στις ρίνες, σε λευκό χρώμα.

Συσκευασία:
100 τεμαχίων

Endo Ruler

Μετρητής Ενδοδοντικών Εργαλείων
Κωδικός: RIM5007A



14,31 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Μεταλλικός, ευθύς, με βαθμονόμηση

Συσκευασία:
1 τεμαχίου

Endo Ruler

Μετρητής Ενδοδοντικών Εργαλείων
Κωδικός: POI3006A



6,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Μεταλλικό δαχτυλίδι.

Συσκευασία:
1 τεμαχίου

Endo Instrument Holder

Για καθαρισμό και απολύμανση των μικροεργαλείων
Κωδικός: PEP0051A



12,60 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Από αλουμίνιο, διαθέτει καπάκι.

Συσκευασία:
Τεμαχίου

Ανταλλακτικά σφουγγαράκια

για το Endo Instrument Holder
Κωδικός: PEP0051B



5,46 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Συσκευασία:

25 τεμαχίων

Tribest Διάφανα

ενδορρικό ακρορύγχια 0.25mm
Κωδικός: TRI1012A



43,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Συμβατά με διάφορα είδη οδοντιατρικών συρίγγων. Εύκαμπτο ακρορύχιο για δόσολογία σκευασμάτων.

Συσκευασία: 200 τεμαχίων

BTR Pen Broken Tool Remover



BTR Pen Βελόνες με βρόγχο (σετ 5 τεμαχίων)

Κωδικός: **CCE2007A**

0.3mm



Κωδικός: **CCE2007B**

0.4mm



Κωδικός: **CCE2007C**

0.5mm



Από τον ειδικό στα προϊόντα ενδοδοντίας Cerkamed!



Carl Martin Ανιχνευτής Ενδοδοντίας

Διπλού άκρου
Κωδικός: DIC2020A



15,75 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ


Περιγραφή:

Λαβή στρόγγυλη με εργονομικές αυλακώσεις. Μήκος εργαλείου 15 cm. Κατάλληλη για θεραπείες ενδοδοντίας χάρη στο επιμήκες, λεπτό άκρο. Εργασιαστικός κωδικός 1084/EXDG16.

Συσκευασία: Τεμαχίου

Carl Martin Εργαλείο Γουταπέρκας

Μπίλια – Χιαστί με εγχοπές
Κωδικός: DIC2017A



22,65 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ


Περιγραφή:

Λαβή εξάγωνη με ραβδώσεις. Μήκος εργαλείου 17 cm. Διπλού άκρου : μπίλια διαμέτρου 2,5 mm και χιαστί εσωτερικές εγχοπές διαμέτρου 2,2 mm. Εργασιαστικός κωδικός 1054/200.

Συσκευασία: Τεμαχίου

LS1070-B1.6-S1.6

Εργαλείο διπλό Endo plugger
Κωδικός: DIC2069A



49,62 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

LS1070-CU1.5

Διπλό κοχλιάριο
Κωδικός: DIC2070A



49,62 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

LS1070-CU2.5

Διπλό κοχλιάριο
Κωδικός: DIC2071A



49,62 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

LS1070-CU4.0

Διπλό κοχλιάριο
Κωδικός: DIC2072A



49,62 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

LS1070-MP-R-A-0.7

Micro-plugger ανάστροφο
Κωδικός: DIC2073A



49,62 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

LS1070-MP-R-LA-07

Micro-plugger ανάστροφο
Κωδικός: DIC2074A



49,62 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

LS1070-SC3-4

Endo κοχλιάριο
Κωδικός: DIC2075A



49,62 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

LS1070-MM3X8

Κάτοπτρο Endo
Κωδικός: DIC2076A




74,43 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

LS1070-MM4.5

Κάτοπτρο στρόγγυλο
Κωδικός: DIC2077A



74,43 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Meta Biomed EQ Condensers

Εργαλείο έμφραξης του ριζικού σωλήνα για τη συμπίκνωση του υλικού



186,19 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Τύπος	Μήκος	Κωνικότητα
N40	0.80mm	0.04
N60	1.00mm	0.02
N80	1.20mm	0.01

Συσκευασία: Διατίθεται σε Set 3ών τεμαχίων & σε μεμονωμένα τεμάχια στην τιμή 75,08 €+φπα

Meta Biomed Adseal Plus

Φύραμα μόνιμης έμφραξης ριζικού σωλήνα με βάση τη ρητίνη



25,20 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

- Δεν αφήνει κηλίδες στα δόντια
- Δεν διαλύεται στα υγρά των ιστών
- Εξαιρετική βιοσυμβατότητα
- Καλή ακτινοδιαπερατότητα
- Εύκολη ανάμιξη

Συσκευασία: 1 διπλή σύριγγα των 1,5γρ, σπάτουλα & πλάκα ανάμιξης



Για αγορές 150€ και άνω (χωρίς ΦΠΑ) μπορείτε να εξοφλείτε σε 6 ΑΤΟΚΕΣ δόσεις

Ενώ για αγορές 300€ (χωρίς ΦΠΑ) και άνω μπορείτε να εξοφλείτε σε 10 ΑΤΟΚΕΣ δόσεις!

* Οι άτοκες δόσεις ισχύουν και στο φυσικό αλλά και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

* Αφορά αγορές με πιστωτική κάρτα

Syntex

Εμφρακτικό ριζικών σωλήνων βάσης εποξικής ρητίνης
Κωδικός: CCE1079A



42,82 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Σε πρακτικό διανομέα 2 συστατικών, σε αναλογία 1:1, εξαιρετικά ακτινοσκιερό, ομοιογενής σύσταση.

Συσκευασία: Σύριγγα 10 γρ.

Meta Biomed CeraSeal

Φύραμα μόνιμης έμφραξης ριζικού σωλήνα βιοκεραμικό



Ρωτήστε μας για τις προσφορές που τρέχουν

118,30 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

- Κεραμικό υλικό
- Αντιμικροβιακή δράση
- Μη τοξικό (υψηλή κυτταρική βιωσιμότητα)
- Υψηλή ογκομετρική σταθερότητα (χωρίς συρρίκνωση, διαστολή)
- Υψηλή ρευστότητα
- Κατάλληλος χρόνος πήξης (3,5 ώρες)

Συσκευασία: 2γρ & 10 tips

Meta Biomed Metapaste

Υδροξείδιο του ασβεστίου προσωρινό υλικό έμφραξης



Ρωτήστε μας για τις προσφορές που τρέχουν

17,11 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

- Θεϊκό βάριο
- Αντιβακτηριακή δράση
- Υδατοδιαλυτό
- Εξαιρετική ακτινοδιαπερατότητα (επιφανειακό βάριο)
- Προαναμεμιγμένος τύπος

Συσκευασία: 2γρ & 10 tips

Calcicur

Πάστα υδροξειδίου του ασβεστίου, έτοιμη για χρήση

Κωδικός: VOC2016A

Τα επιμέρους τεμάχια προκύπτουν από πολυσυσκευασία

16% έκπτωση από το 1^ο ευρώ σε όλα τα είδη VOVO

23% έκπτωση για παραγγελίες εκτός Ελλάδας 780€ και άνω!



36,20 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Για άμεση/έμμεση κάλυψη πολφού, αντιμικροβιακή δράση λόγω υψηλού pH (12,5), περιεκτικότητα υδροξειδίου του ασβεστίου 45%, ακτινοσκιερό, προάγει τη δημιουργία τριτογενούς οδοντίνης.

Συσκευασία: Σύριγγα 2,5 γρ., παρελκόμενα

Calcipast

Πάστα υδροξειδίου του ασβεστίου, έτοιμη για χρήση

Κωδικός: CCE1001A



12,36 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Για άμεση/έμμεση κάλυψη πολφού, προσωρινή έμφραξη του ριζικού σωλήνα, περιεκτικότητα υδροξειδίου του ασβεστίου 16%, βοηθά την αναδόμηση των καταστραμμένων ιστών.

Συσκευασία: Σύριγγα 2,1 γρ., παρελκόμενα

Meta Biomed EQ-V

Σύστημα θερμής ενδοδοντικής έμφραξης Γουταπέρκας



Ρωτήστε μας για τις προσφορές που τρέχουν

1.250,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Ασύρματη συσκευή
Εύκολη συντήρηση

Μοναδική δομή του συστήματος πλήρωσης πλήρως εισαγόμενης μπάρα GP Bar δεν μπλέκεται με τη συσκευή σας
Επαναγεμιζόμενο, αποστειρωσίμο φυσίγγιο γουταπέρκας
Περιστρεφόμενη κατά 360°

Εξαιρετική απόδοση θέρμανσης
φτάνει τους 200°C σε 40 δευτερόλεπτα

Κουμπί δακτυλίου ενεργοποίησης 360°

εξαιρετική εργονομική χρήση

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε απολυμαντικό

EQ-V Fill Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Weight: 177g(Including Battery)

Operating Voltage: 3.7V

Setting Temperature: 160 or 200°C

Auto Shutoff: 5minutes

EQ-V Pack Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Weight: 90g(Including Battery)

Operating Voltage: 3.7V

Setting Temperature: 180 or 230°C

Auto Shutoff: 5minutes

Meta Biomed EQ-S

Συσκευή υπερήχων για ενεργοποίηση υλικών διακλυσμού

Ρωτήστε μας για τις προσφορές που τρέχουν

430,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Περιστροφική & κατακόρυφη κίνηση

Η εσοχή κατά μήκος του άκρου, σε συνδυασμό με την αριστερόστροφη κίνηση, εξασφαλίζει τρισδιάστατη ενεργή ροή. Το μοναδικό σχήμα και ο σχεδιασμός του άκρου EQ-S δημιουργούν ισχυρότερη δύναμη, η οποία ενισχύει τη ροή.

Τίπ πολυμερισμού

- Λιγότερη πίεση στο ακρορριζικό στόμιο
- Ευκολότερη πρόσβαση σε καμπυλωτούς ριζικούς σωλήνες
- Τέλεια αλληλεπίδραση με το υλικό διακλυσμού

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Weight: 43g

Tip Size:

Small (15/.02, White)

Medium (25/.02, Red)

Large (35/.02, Green)

Tip Length: 23mm

Tip Length mark: 18mm, 20mm

Battery: Alkaline AA battery (not included)

Operation time: 9 hours

Calcium Hydroxide

Υδροξείδιο του ασβεστίου για την παρασκευή πάστας 10gr
Κωδικός: CCE1097A



3,90 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Υλικό για προσωρινή έμφραξη του ριζικού σωλήνα, προσωρινή έμφραξη σε άμεση και έμμεση θεραπεία κάλυψης του πολφού.

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

TGSealer

Εμφρακτικό ριζικών σωλήνων τύπου Grossman
Κωδικός: TG2007A



15,40 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Σκόνη οξειδίου του ψευδαργύρου και Ευγενόλη σε υγρή μορφή, η ευρύτητα διαδεδομένη συνταγή λόγω της ευκολίας ανάμειξης και χειρισμού, της πλαστικότητας και του ικανοποιητικού χρόνου εργασίας που παρέχει.

Συσκευασία: 20 ml. σκόνη & 10 ml. υγρό

ZINC OXIDE

Οξείδιο του ψευδαργύρου 100% (κλασική φόρμουλα) και 99.7% (ταχεία φόρμουλα)



Κωδικός	Περιγραφή	Πληροφορίες
CCE1040A	Zinc Oxide Classic	Κλασική φόρμουλα-χρόνος πήξης 30 λεπτά
CCE1039A	Zinc Oxide Fast	Ταχεία φόρμουλα-χρόνος πήξης 1 έως 7 λεπτά

CCE1040A
4,28 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Το οξείδιο του ψευδαργύρου συνίσταται για την παρασκευή πάστας κυρίως με ευγενόλη. Χρησιμοποιείται ως υλικό για την προσωρινή έμφραξη ριζικών σωλήνων, για κάλυψη σπών & σχισμών, για μόνιμη πλήρωση στην ενδοδοντική θεραπεία ή ως χειρουργική κονία. Διατίθεται σε κλασική ή ταχεία πήξης φόρμουλα.

Συσκευασία: Φιαλίδιο 50 γρ.

CCE1039A
4,28 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

EUGENOL

Ευγενόλη 100% -χημικά καθαρή
Κωδικός: CCE1035A



5,85 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Υγρό για την παρασκευή πάστας για πλήρωση του ριζικού σωλήνα (Endomethasone, Caryosan), προσωρινή έμφραξη των κοιλοτήτων ή για πάστες που χρησιμοποιούνται για την έμμεση κάλυψη πολφού (Cariosan, οξείδιο του ψευδαργύρου). Με ισχυρή βακτηριοκτόνο και απευαισθητοποιητική δράση.

Συσκευασία: Φιαλίδιο 10 ml.

MTA+ MATRIX

Μπλοκ Δοσολογίας
Κωδικός: CCE1052A



18,75 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Αφού ετοιμαστεί το υλικό MTA+, τοποθετείται στο επιθυμητό μέγεθος αυλάκωσης (από 0.7 έως 1.0 χιλιοστά) του MTA+ Matrix, έτσι ώστε να γεμίζει πλήρως η αυλάκωση. Εν συνεχεία, το υλικό μεταφέρεται στην υπό θεραπεία περιοχή με ένα αποστειρωμένο εργαλείο.

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

MTA+ TOOLS

Εργαλεία Διαμόρφωσης και Τοποθέτησης MTA+
Κωδικός: CCE1050A



39,75 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Περιλαμβάνονται 2 στελέχη (λαβές) και 4 αποσπώμενα άκρα ένα για κάθε χρήση.

Συσκευασία:
ΣΕΤ

MTA+ CARRIER

Εργαλείο προώθησης υλικού σε κύλινδρο (διανομέας)



Μέγεθος-Διαστάσεις	Κωδικός
MTA+ Applicator 0,8mm	CCE1049A
MTA+ Applicator 1,2mm	CCE1049B

34,80 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Σε 2 διαμέτρους (0,8 ή 1,2mm), κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας, με αντιδιαβρωτική επιστρώση, ανοξείδωτο ατσάλι.

Συσκευασία:
1 τεμαχίου

MTA+

Υλικό έμφραξης και ανασύστασης ριζικών σωλήνων
Κωδικός: CCE1046A



19,35 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Το μοναδικό υλικό αποτελούμενο από νανοσωματίδια, 3 φορές μικρότερα από το μέγεθος επόμενο σκεύασμα παγκοσμίως. Αυτό διευκολύνει την διείσδυση των ιόντων ασβεστίου στους ιστούς, επιταχύνει την διαδικασία τοποθέτησης και βελτιώνει την αντοχή του.

Συσκευασία: Σετ 3 X 0.14 γρ. σκόνης και 1 ml υγρό

Bio MTA+

Βιοσυμβατό υλικό έμφραξης και ανασύστασης ριζικών σωλήνων, σε λευκό χρώμα
Κωδικός: CCE1081A



27,30 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Βιοσυμβατό υλικό για την έμφραξη και την ανασύσταση ριζικών σωλήνων. Συνίσταται στις ακόλουθες περιπτώσεις: Διάτρηση ριζικού σωλήνα, Έμφραξη οπισθίων ακροριζίων, Άμεση κάλυψη πολφού, Αφαίρεση πολφού, Θεραπεία δοντιών με ημιτελή ανάπτυξη των ριζών

Συσκευασία: Σετ 3 x 0,14 γρ. σκόνη και 1x1 ml υγρό

Chloraxid EXTRA 2%

Υποχλωριώδες Νάτριο 2% με ταισιενεργά
Κωδικός: CCE1077A



7,80 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Σε υγρή μορφή για τον αποτελεσματικό διακλυσμό των ριζικών σωλήνων. Ενισχυμένο με επιφανειοδραστικές ουσίες ταισιενεργά που βελτιώνουν τον βαθμό διείσδυσης.

Συσκευασία: Φιάλη 400 γρ.

Chloraxid EXTRA 5.25%

Υποχλωριώδες Νάτριο 5.25% με ταισιενεργά
Κωδικός: CCE1075A



9,45 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Σε υγρή μορφή για τον αποτελεσματικό διακλυσμό των ριζικών σωλήνων. Ενισχυμένο με επιφανειοδραστικές ουσίες ταισιενεργά που βελτιώνουν τον βαθμό διείσδυσης.

Συσκευασία: Φιάλη 400 γρ.

LABARAK

Υποχλωριώδες Νάτριο 2,65%
Κωδικός: ADI1000A



2,36 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Σε υγρή μορφή. Το υποχλωριώδες νάτριο είναι το πλέον γνωστό αποτελεσματικό και ταχεία δράσης μικροβιοκτόνο. Η σωστή χρήση του ως απολυμαντικό σπάει τον κύκλο μετάδοσης μικροβίων. Ισοδυναμεί με ενεργό χλώριο 2,5% w/v.

Συσκευασία: Φιάλη 400ml

Chloraxid 2%

Υποχλωριώδες Νάτριο 2%
Κωδικός: CCE1003A



6,40 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Σε υγρή μορφή για τον αποτελεσματικό διακλυσμό των ριζικών σωλήνων.

Συσκευασία: Φιάλη 400 γρ.

Chloraxid 5.25%

Υποχλωριώδες Νάτριο 5.25%
Κωδικός: CCE1011A



6,60 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Σε υγρή μορφή για τον αποτελεσματικό διακλυσμό των ριζικών σωλήνων.

Συσκευασία: Φιάλη 400 γρ.

ISOPROPYL ALCOHOL

Ισοπροπυλική αλκοόλη
Κωδικός: CCE1004A



8,85 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Χρήση ως αντισηπτικό υγρό αλλά και ως καθαριστικό των επιφανειών, έχει απολυμαντικές και λιποδιαλυτικές ιδιότητες. Στην ενδοδοντία χρησιμοποιείται εναλλάξ με το υποχλωριώδες νάτριο καθώς αυξάνει την ικανότητα διείσδυσής του σε πολύ στενούς ριζικούς σωλήνες, επιταχύνει στο στέγνωμα και αφαιρεί προσωρινές εμφράξεις που περιέχουν ιωδοφόρμιο.

Συσκευασία: Φιάλη 200 γρ.

CITRID ACID

Κιτρικό Οξύ- διάλυμα 40%
Κωδικός: CCE1030A



7,20 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Αφαιρεί το στρώμα επιχρίσματος κατά την μηχανική επεξεργασία των ριζικών σωλήνων και τα υπολείμματα πολφού. Το κιτρικό οξύ είναι ένα κοινό στη φύση στοιχείο και απολύτως ασφαλές για την ανθρώπινη υγεία και για το περιβάλλον.

Συσκευασία: Φιάλη 200 γρ.

Ultradent® EDTA 18% Solution

Διάλυμα EDTA για Διακλυσμούς
Κωδικός: UL0132A



19,50 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Παράγοντας χήλησης ο οποίος προετοιμάζει /καθαρίζει μέσω διαδικασίας χήλησης. Το Ultradent EDTA 18% είναι το ιδανικό διάλυμα διακλυσμών για την απομάκρυνση των οδοντικών ξεσμάτων (smear layer) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον τελευταίο διακλυσμό πριν την τελική εμφράξη.

Συσκευασία: 1x30ml σύριγγα

Meta Biomed M D-Cleanser

EDTA 17% διάλυμα



8,65 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

- Απομάκρυνση ανόργανων ουσιών με κηλική σύνδεση (EDTA-CA 2+ 17%)
- Δρα ως λιπαντικό
- Απομάκρυνση του στρώματος κηλίδων

Συσκευασία: Φιάλη 100ml, 1 σύριγγα & tips

Meta Biomed MD-ChelCream

EDTA 19 % κρέμα για τον καθαρισμό και την προετοιμασία των ριζικών σωλήνων



14,38 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

- Απομάκρυνση ανόργανων ουσιών με κηλική σύνδεση (EDTA-CA 2+ 19%)
- Δρα ως λιπαντικό
- Απομάκρυνση του στρώματος κηλίδων

Συσκευασία: 2 σύριγγες των 5,4ml

FREE SHIPPING
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ

*Με συγκεκριμένο ποσό αγορών

Orange Guttane

Διαλύτης Γουταπέρκας με άρωμα πορτοκάλι
Κωδικός: CCE1096A



16,15 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Το ORANGE GUTTANE προορίζεται για χρήση κατά τη διάρκεια επαναλαμβανόμενων θεραπειών του ριζικού σωλήνα για την απομάκρυνση των κώνων του γουταπέρκας από τον ριζικό σωλήνα. Είναι μη τοξικό, φυσικό διαλυτικό. Είναι το πιο βιοσυμβατό υλικό αυτού του τύπου. Διαλύει τη γουταπέρκα πολύ γρήγορα, και είναι εύκολο να ξεπλυθεί.

Συσκευασία: 10ml

Canal Detector

Μεθυλενίου κυανού 2%
Κωδικός: CCE1009A



10,12 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Χρωστική ουσία σε μπλε χρώμα για τον οπτικό προσδιορισμό του ριζικού σωλήνα

Συσκευασία:
Σύριγγα 2 ml.

Eucalyptol

Εκχύλισμα Ευκάλυπτου - Διαλύτης γουταπέρκας
Κωδικός: CCE1023A



6,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Άχρωμο ή κιτρινωπό υγρό, με ευχάριστο άρωμα αιθέριου ελαίου δενδρολίβανο κινεόλη, έχει ισχυρή αντιβακτηριακή δράση και είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό ενάντια σε Vibrio, Staphylococcus et Streptococcus. Χρησιμοποιώντας Ευκαλυπτόλη αντί οποιουδήποτε άλλου διαλύτη γουταπέρκας μπορείτε να μειώσετε τον κίνδυνο εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών.

Συσκευασία: Φιαλίδιο 10 ml. με δοσομετρητή

Endo Prep CREAM

EDTA 15%, υπεροξειδίο ουρίας 10% σε μορφή κρέμας
Κωδικός: CCE1022A



20,65 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Παράγοντας χήλσης με περιεκτικότητα EDTA 15%. Εμπλουτισμένος με λιπαντικά στοιχεία που διευκολύνουν την διείσδυση στον ριζικό σωλήνα και μειώνουν τον κίνδυνο θραύσης των μικροεργαλείων.

Συσκευασία: Σύριγγα 10 ml.

Endo Prep GEL

EDTA 15%, σε μορφή GEL
Κωδικός: CCE1017A



15,30 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Παράγοντας χήλσης με περιεκτικότητα EDTA 15% σε πρακτική μορφή gel.

Συσκευασία:
Σύριγγα 10 ml.

InterMed - Eudent ED-Prep With EDTA 15%

Κωδικός: INM1001A



17,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Το Eudent ED-Prep είναι κρέμα χημικομηχανικής προετοιμασίας των ριζικών σωλήνων η οποία διευκολύνει τον καθαρισμό και τη διαμόρφωση του ριζικού σωλήνα καθώς βοηθάει στην απομάκρυνση των νεκρομένων ιστών και των συντριμμάτων οδοντίνης από το ριζικό σωλήνα ενώ παράλληλα συμβάλλει στον έλεγχο των μικροβίων και ιδιαίτερα των ανασερόβιων τα οποία υπάρχουν τοπικά.

Το προϊόν χρησιμοποιείται απευθείας μέσα στο ριζικό σωλήνα με τη βοήθεια του ακροφυσίου της σύριγγας. Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Βοηθάει:

- Στον καθαρισμό και τη διάνοιξη των ριζικών σωλήνων
- Στον έλεγχο των μικροβίων και ιδιαίτερα των ανασερόβιων, τα οποία υπάρχουν στο ριζικό σωλήνα
- Στην απομάκρυνση των νεκρομένων ιστών και των συντριμμάτων οδοντίνης από το ριζικό σωλήνα

Συσκευασία: 3 σύριγγες των 2.5ml

InterMed - Eudent ED-sol EDTA Solution 18%

Διάλυμα κηλικού παράγοντα με αντισηπτική δράση για το διακλυσμό & την προετοιμασία των ριζικών σωλήνων
Κωδικός: INM1000A



35,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Υδατικό διάλυμα EDTA 18%, χαμηλού ιξώδους, ενισχυμένο με Cetrimonium bromide 1%, το οποίο με την αντισηπτική του δράση βοηθάει στον έλεγχο των μικροοργανισμών του ριζικού σωλήνα.

Συσκευασία: 500ml

Methylene Chloride

Διχλωρομεθάνιο – Διαλύτης Γουταπέρκας
Κωδικός: CCE1057A



9,60 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Χλωριούχο μεθυλένιο που χρησιμοποιείται στην ενδοδοντία ως ένα πολύ αποτελεσματικό μέσο διάλυσης της γουταπέρκας και του endomethasone. Συγκριτικά με το χλωροφόρμιο, είναι λιγότερο επιβλαβές, έχει απαλότερη οσμή και είναι ευκολότερο στην αφαίρεση.
Συσκευασία: Φιαλίδιο 10 ml με δοσομετρητή

Iodoform

Ιωδοφόρμιο, χημικά καθαρό
Κωδικός: CCE1029A



20,10 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Χρησιμοποιείται για την θεραπεία του ριζικού σωλήνα έχοντας ελαφρά αναισθητική και αιμοστατική δράση. Όταν έλθει σε επαφή με τους ιστούς αναπτύσσει αντισηπτική δράση, χωρίς να τους ερεθίζει. Ιδιαίτερα αποτελεσματικό στις ορώδεις ή πυώδεις εκκρίσεις.
Συσκευασία: Φιαλίδιο 30 γρ.

Elastic Applicators

Ελαστικά ακρορρύγχια
Κωδικός: CCE1005A



3,65 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Κατάλληλα για τοποθέτηση υλικών σε κρέμα, gel ή υγρό.
Συσκευασία: 10 τεμαχίων

Application tips

Μεταλλικά ακρορρύγχια
Κωδικός: CCE1055B



7,05 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Κατάλληλα για τοποθέτηση υλικών σε κρέμα, gel ή υγρό.
Συσκευασία: 50 τεμαχίων

Endo TOP

Βελόνες διακλυσμών πλάγιας διανομής
Κωδικός: CCE1053B



33,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Για χρήση σε ριζικούς σωλήνες, περιοδοντικούς θύλακες. Τυφλού άκρου για αποφυγή τραυματισμών, μέγεθος 30G/0.3 X 25mm
Συσκευασία: 100 τεμαχίων

Endo Aspirator

Σύστημα Στεγνώματος για ριζικό σωλήνα
Κωδικός: CCE1024A



3,60 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Το Endo Aspirator συνδέεται με το ακροφύσιο της χειρουργικής αναρρόφησης επί της οδοντιατρικής έδρας και με τον τρόπο αυτό αποστραγγίζει από την υγρασία τον ριζικό σωλήνα. Μειώνει σε ποσοστό 80% τον χρόνο εργασίας και την χρήση κώνων χάρτου!
Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Endo PACK

Σετ βελόνες διακλυσμών και σύριγγες 5ml
Κωδικός: CCE1012A



2,36 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Οι σύριγγες των 5ml διαθέτουν ετικέτα με το όνομα του προϊόντος για εύκολο διαχωρισμό και αναγνώριση του σκευάσματος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάθε φορά. Συνδυάζοντας το Endo PACK με το σύστημα Endo STATION, απλοποιείτε εξαιρετικά την επιλογή του κατάλληλου προϊόντος για την εργασία σας.
Συσκευασία: 5 τεμαχίων

Σύριγγες Διακλυσμού Ultradent - 5ml

Σχεδιασμένο για: Διαλύματα διακλυσμού, Citric Acid και Ultradent EDTA 18%
Κωδικός: UL0060A



12,50 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Διαφανείς πλαστικές σύριγγες των 5ml, με σπειρώμα Luer Lock για ασφάλεια. Χρησιμοποιούνται για τον διακλυσμό ριζικών σωλήνων και συνδυάζονται με όλες τις βελόνες διακλυσμού της Ultradent.
Συσκευασία: 10 τεμαχία

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Κορυφαίος επαγγελματικός οδοντιατρικός εξοπλισμός, αποκλειστικά στο www.neodent.eu

Spident Seal.it

Υλικό οπών & σχισμών
Κωδικός: SPI6000A



19,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Φωτοπολυμεριζόμενο υλικό απόφραξης οπών & σχισμών (sealant). Το Seal.it είναι ένα εύχρηστο, φωτοπολυμεριζόμενο υλικό που εφαρμόζεται άνετα και γρήγορα στις οδοντικές οπές και σχισμές. Διαθέτει άριστες μηχανικές ιδιότητες όπως χαμηλό βαθμό συστολής και αποτριβής καθώς και υψηλή αντοχή στις εγκάρσιες δυνάμεις.

Συσκευασία: 2 σύριγγες των 1.2ml

Spident FineDam

Υλικό απομόνωσης ιστών
Κωδικός: SPI7000A



22,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Το FineDam είναι ένα γενικής χρήσης, φωτοπολυμεριζόμενο, ρητινούχο υλικό που χρησιμοποιείται για την ολοκληρωμένη και ασφαλή απομόνωση των όμορων ιστών σε ένα πλήθος θεραπειών όπως π.χ λεύκανση.

Συσκευασία: 4 σύριγγες των 1.2ml

InterMed - Calmodent professional γέλη για αυχενικές υπερευαισθησίες 6gr

Κωδικός: INM3000A



8,60 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ


Περιγραφή:

- Εξάλειψη της αυχενικής υπερευαισθησίας στο ζεστό και στο κρύο
- Επαναμεταλλικοποίηση των αρχόμενων τερηδονισμών
- Αποκατάσταση των διαβρώσεων της αδαμαντίνης
- 2000 ppm F- + 20% μικροδομικό υδροξυαπατίτη.

Συσκευασία: Σωληνάριο 6 gr.

Fluor Defender από την Cerkamed

Προστατευτικό βερνίκι με φθόριο για παιδιά



Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
CCE1068A	Fluor Defender Maxi 10x1ml & ρύγχη εφαρμογής	26,55 €
CCE1070A	Fluor Defender Mini 3x1ml & ρύγχη εφαρμογής	8,85 €

Περιγραφή:

Βελτιώνει την αντοχή της αδαμαντίνης και συμβάλλει στην πρόληψη της τερηδόνας. Λόγω της περιεκτικότητας σε φθόριο βελτιώνει επαναμεταλλικοποίηση του σμάλτου και δημιουργεί προστατευτικό στρώμα στην επιφάνεια της αδαμαντίνης. Προορίζεται για ασθενείς κάθε ηλικιακής ομάδας.
Δραστική Ουσία: 0,1% fluorosilane, HEMA

Fissurit F

Φωτο-πολυμεριζόμενο εμφρακτικό υλικό οπών/σχισμών με φθόριο, λευκό
Κωδικός: VOC1008A

16% έκπτωση από το 1^ο ευρώ σε όλα τα είδη VOCO
23% έκπτωση για παραγγελίες καθαρίσας αξίας 780€ και άνω!



46,20 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Για προφύλαξη από την τερηδόνα, γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση με την Non-dripping-technology της VOCO, χαμηλό ιξώδες, συνεχήσ απελευθέρωση φθορίου.

Συσκευασία:
Σετ 2 σύριγγες X 2γρ., παρελκόμενα

TG Pit & Fissure Light Cure

Εμφρακτικό Οπών και Σχισμών
Κωδικός: TG6000A



23,10 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Φωτοπολυμεριζόμενο υλικό, σε σύριγγες έτοιμες προς χρήση. Μεγάλη διάρκεια ζωής (2+ χρόνια). Κατάλληλο για την κάλυψη μικρών κενών, οπών, σχισμών και μαστικών επιφανειών προφύλαξη από την τερηδόνα.

Συσκευασία: 3 Σύριγγες των 2γρ. σε χρώμα Αδιαφάνειας, 1 Σύριγγα των 2,5ml Αδροποιήτη και πινελάκια εφαρμογών.

Rubber Dam Liquid

Φωτο-πολυμεριζόμενο υλικό απομόνωσης ούλων
Κωδικός: CCE1067A

Τα επιμέρους τεμάχια προκύπτουν από πολυσυσκευασία



7,65 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Ρητίνη ουρεθάνης και ανόργανα συστατικά που δημιουργούν ένα προστατευτικό κάλυμμα σε περιπτώσεις λεύκανσης, αποτριβής, απομόνωσης με ελαστικά κτλ. Εύκολη αφαίρεση με ένα εργαλείο.

Συσκευασία: Σύριγγα 1,2 γρ. παρελκόμενα

Voco LC Dam

Υλικό προστασίας των ούλων με βάση τη σύνθετη ρητίνη
Κωδικός: VOC1005A



41,10 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Το LC Dam είναι φωτοπολυμεριζόμενο υλικό σύνθετης ρητίνης για κάλυψη των ούλων και των γειτονικών δοντιών κατά την θεραπεία λεύκανσης. Παρέχει προφύλαξη από τα υψηλά ποσοστά λευκαντικού παράγοντα και προστασία των γύρω μαλακών ιστών.

Συσκευασία: Σύριγγα των 2γρ.

Profluorid Varnish

Οδοντικό βερνίκι απευαισθητοποίησης με φθόριο 5% NaF
Κωδικός: VOC1000



Διαθέσιμα και σε SingleDose 50x0,40ml 108,30€ + ΦΠΑ

16% έκπτωση από το 1^ο ευρώ σε όλα τα είδη VOCO
23% έκπτωση για παραγγελίες καθαρίσας αξίας 780€ και άνω!

30,60 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	Περιγραφή
2234	Profluorid Varnish Μέντα
1267	Profluorid Varnish Πεπόνι
2232	Profluorid Varnish Καραμέλα
2233	Profluorid Varnish Κεράσι
2236	Profluorid Varnish cola lime
2237	Profluorid Varnish pina colada

Περιγραφή:
Για θεραπεία των υπερευαίσθητων δοντιών, σιλιανοποίηση οδοντικών αυλάκων ή θεραπεία αυχενικών περιοχών μετά από καθαρισμό ή αποτρίγωση. Σε τέσσερις ευχάριστες γεύσεις: πεπόνι, καραμέλα, κεράσι, μέντα
Συσκευασία: Σωληνάριο 10 ml.

Bifluorid 10

Φθοριούχο βερνίκι για την θεραπεία οδοντικών υπερευαίσθησιών
Κωδικός: VOC1003A



Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
VOC1003A	Bifluorid 10 Φιαλίδιο 10gr	128,00 €
VOC1017A	Bifluorid 10 διαλύτης 10ml	32,00 €

Περιγραφή:
Δημιουργεί ένα προστατευτικό κάλυμμα έναντι θερμικών και μηχανικών επιρροών π.χ φθαρμένη μαστική επιφάνεια, δόντια με άγκριστρα, τραύμα στην αδαμαντίνη, μετά από τρόχισμα κτλ. Με ειδική βάση που ενισχύει την μακροπρόθεσμη δράση και την βαθιά φθορίωση.

*Οι τιμές των προϊόντων της Voco ισχύουν έως 31/03/2025

Bifluorid 10 Singledose

Φθοριούχο βερνίκι για την θεραπεία οδοντικών υπερευαίσθησιών
Κωδικός: VOC1002A



83,10 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Δημιουργεί ένα προστατευτικό κάλυμμα έναντι θερμικών και μηχανικών επιρροών π.χ φθαρμένη μαστική επιφάνεια, δόντια με άγκριστρα, τραύμα στην αδαμαντίνη, μετά από τρόχισμα κτλ. Με ειδική βάση που ενισχύει την μακροπρόθεσμη δράση και την βαθιά φθορίωση.
Συσκευασία: Κάψουλες 50 τεμαχίων

Intermed - Οδοντόπαστα Luxurious Black Dental Care

Οδοντόπαστα για καθημερινή χρήση με ασφαλείς λευκαντικούς παράγοντες.
Κωδικός: INM2000A



9,50 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Συσκευασία: 100ml

Intermed - Οδοντόπαστα Luxurious Diabetics Dental Care

Οδοντόπαστα καθημερινής χρήσης με ασβέστιο και φθόριο κατάλληλη για διαβητικούς ασθενείς.
Κωδικός: INM2001A



4,40 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Συσκευασία: 100ml

Intermed - Οδοντόπαστα Luxurious Whitening Dental Care

Οδοντόπαστα για καθημερινή χρήση με ασφαλείς λευκαντικούς παράγοντες.
Κωδικός: INM2002A



3,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Συσκευασία: 100ml

Intermed - Οδοντόπαστα Luxurious Sensitive Dental Care

Καθημερινή φθοριούχος οδοντόπαστα για την οδοντική υπερευαισθησία.
Κωδικός: INM2003A



4,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Συσκευασία: 100ml

Intermed - Οδοντόπαστα Luxurious Pregnancy Dental Care

Οδοντόπαστα καθημερινής χρήσης κατάλληλη για την περίοδο της εγκυμοσύνης και του θηλασμού.
Κωδικός: INM2004A



4,50 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Συσκευασία: 100ml

Intermed - Οδοντόπαστα Luxurious Homeopathy Dental Care

Οδοντόπαστα καθημερινής χρήσης κατάλληλη για ομοιοπαθητική.
Κωδικός: INM2005A



3,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Συσκευασία: 100ml

Intermed - Οδοντόπαστα Luxurious Family Dental Care

Οδοντόπαστα καθημερινής χρήσης.
Κωδικός: INM2006A



4,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Συσκευασία: 100ml

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ

InterMed - Οδοντόπαστα Unisept με Ενεργό Οξυγόνο

Καθημερινή οδοντόπαστα.
Κωδικός: INM2007A



7,30 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Η Unisept Toothpaste είναι ειδικά σχεδιασμένη οδοντόπαστα για την καθημερινή φροντίδα και πολλαπλή προστασία της στοματικής κοιλότητας.

- Προστατεύει από την οδοντική πλάκα
- Δυναμώνει την αδαμαντίνη
- Απομακρύνει απαλά τις επιφανειακές δυσχρωμίες
- Καταπολεμά την κακοσμία
- Κατάλληλο για όλες τις ηλικίες

Οδηγίες Χρήσης: Βουρτσίσιμα των δοντιών με Unisept Toothpaste το πρωί και το βράδυ καθώς και μετά από κάθε γεύμα, κάθε μέρα.

Συσκευασία: 100ml

InterMed - Οδοντόπαστα Unisept Implant με Ενεργό Οξυγόνο

Καθημερινή οδοντόπαστα.
Κωδικός: INM2008A



7,30 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Η Unisept Implants Toothpaste είναι μια καθημερινή οδοντόπαστα ειδικά σχεδιασμένη για καθημερινή χρήση. Προορίζεται για χρήση από άτομα με οδοντικά εμφυτεύματα και βοηθά στην καθαριότητα της περιοχής γύρω από τα εμφυτεύματα. Δεν συμβάλλει στην οξείδωση των εμφυτευμάτων λόγω χαμηλής συγκέντρωσης φθορίου.

Καθημερινή φροντίδα και προστασία των οδοντικών εμφυτευμάτων και ολόκληρης της στοματικής κοιλότητας

Περιέχει: Calcium Peroxide, Lactoferrin, Lactoperoxidase & Glucose Oxidase, Hydroxyapatite, 200ppm F

Οδηγίες Χρήσης: Τοποθετήστε μια ποσότητα της Unisept Implants Toothpaste στην οδοντόβουρτσα σας και βουρτσίστε επιμελώς τα δόντια σας κάθε πρωί και βράδυ καθώς και μετά από κάθε γεύμα.

Συσκευασία: 100ml

InterMed - Unisept Dental Cleanser

Αντισηπτικό υπερκαθαριστικό στοματικό διάλυμα, με το μοναδικό συνδυασμό «ενεργού οξυγόνου» με Chlorhexidine 0,05% και Cetylpyridinium Chloride 0,05%
Κωδικός: INM7006A



προσφορά
3 + 1
ΔΩΡΟ

11,38 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Το Unisept Dental Cleanser είναι στοματικό διάλυμα καθημερινής χρήσης το οποίο συνδυάζει όλα τα οφέλη της πολλαπλής δράσης του ενεργού οξυγόνου με την ισχυρή και μακράς διάρκειας αντισηπτική προστασία που προσφέρει η κλωρεξιδίνη και το CPC συμβάλλοντας έτσι στην καθημερινή βελτίωση της υγιεινής της στοματικής κοιλότητας και στην καταπολέμηση των αιτιών της κακοσμίας. Με υπεροξειδίου του υδρογόνου 0,8%, κλωρεξιδίνη 0,05% & κλωριούχο ακετυλπυριδίνιο 0,05% (CPC)

Συσκευασία: 1,5 Lt για καθημερινή χρήση

InterMed - Unisept Mouthwash

Καθαριστικό αντισηπτικό στοματικό διάλυμα
Κωδικός: INM7002A



προσφορά
3 + 1
ΔΩΡΟ

11,38 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Το Unisept Mouthwash είναι μοναδικά σχεδιασμένο καθημερινό στοματικό διάλυμα, το οποίο χάρη στο ενεργό οξυγόνο προσφέρει πολλαπλή δράση: αντιμικροβιακή, καθαριστική, επούλωση, ανακουφιστική και συμβάλλει με τον τρόπο αυτό στην καθημερινή υγιεινή φροντίδα & την αντισηπτική προστασία του στόματος ενώ παράλληλα επούλωση και ανακουφίζει από τον πόνο που μπορεί να προκαλέσουν άφθες, έλκη & πληγές της στοματικής κοιλότητας οποιασδήποτε αιτιολογίας.

Με ενεργό οξυγόνο (υπεροξειδίου του καρβαμιδίου 4,3%). Χωρίς την παρουσία οιονοπέυματος.

Συσκευασία: 1,5 Lt για επαγγελματική χρήση

ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ

InterMed - Chlorhexil Extra

Αντισηπτικό στοματικό διάλυμα
Κωδικός: INM7009A



13,82 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Το Chlorhexil Extra Mouthwash χάρη στον μοναδικό συνδυασμό τριών αντιμικροβιακών παραγόντων, της κλωρεξιδίνης, της τρικλοζάνης και του CPC, σχεδιάστηκε για να προσφέρει εντατική & ισχυρή αντιμικροβιακή προστασία μακράς διάρκειας δράσης ιδιαίτερα σε περιπτώσεις χειρουργικών ή γναθοχειρουργικών επεμβάσεων και εμφυτευμάτων ενώ ταυτόχρονα ανακουφίζει άμεσα και προστατεύει αποτελεσματικά από ερεθισμούς και φλεγμονές.

Με Chlorhexidine 0,20% (διγλυκονική κλωρεξιδίνη), Triclosan 0,1%, Cetylpyridinium Chloride 0,05% & εκχυλίματα χαμομηλιού. Χωρίς οινόπνευμα & με υπέροχη γεύση βοτάνων.

Συσκευασία: 1,5 Lt

InterMed - Chlorhexil 0.20% mouthwash

Κωδικός: INM7001A



12,14 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Το Chlorhexil 0,20% Mouthwash με περιεκτικότητα σε κλωρεξιδίνη 0,20%, δημιουργήθηκε για τον δραστικό έλεγχο και την εξουδετέρωση των μικροοργανισμών της στοματοφαρυγγικής κοιλότητας, την αποτελεσματική καταπολέμηση της ουλοδοντικής μικροβιακής πλάκας και την άμεση ανακούφιση και προστασία της στοματικής κοιλότητας από ερεθισμούς και φλεγμονές ιδίως σε περιπτώσεις περιοδοντικής νόσου (περιοδοντίτιδας) κ.α. Με κλωρεξιδίνη 0,20%, εκχυλίματα χαμομηλιού και a-bisabolol. Χωρίς την παρουσία οινόπνευματος. Με υπέροχη γεύση βοτάνων.

Συσκευασία: 1,5 Lt

InterMed - KIDS Mouthwash Τσιχλόφουσα

Φθοριούχο στοματικό διάλυμα, σχεδιασμένο για παιδιά
Κωδικός: INM7003A



10,57 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

KIDS Mouthwash, είναι ένα φθοριούχο στοματικό διάλυμα καθημερινής χρήσης, ειδικά σχεδιασμένο ώστε να προσφέρει κάλυψη των αναγκών της στοματικής κοιλότητας των παιδιών. Περιέχει φθόριο που ενδυναμώνει τα δόντια και λόγω της ειδικής του σύστασης αναστέλλει τη δημιουργία της μικροβιακής πλάκας, ακόμη και στις πιο δύσκολες περιοχές που δεν φτάνει η οδοντόβουρτσα ενώ παράλληλα περιποιείται τα ευαίσθητα παιδικά ούλα. Με υπέροχη γεύση που ξετρελαίνει τα παιδιά και κάνει την καθημερινή περιποίηση του στόματος παιχνίδι, είναι ο ιδανικός σύντροφός τους για υγιή δόντια και ούλα.

Συσκευασία: 1,5 Lt για καθημερινή χρήση

InterMed - Dispenser

Κωδικός: INM7000A



5,79 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Το Dispenser της InterMed εφαρμόζει σε οποιαδήποτε επαγγελματική φιάλη 1,5 L και επιτρέπει τη διάθεση οποιοδήποτε στοματικών διαλύματος της InterMed σε ρυθμιζόμενες ποσότητες των 10ml

InterMed - Parodent Mild Antiseptic Mouthwash Κανέλλα

Κωδικός: INM7004A



13,49 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Το Parodent Mild Antiseptic Mouthwash είναι καθημερινό, ήπιο αντισηπτικό στοματικό διάλυμα χωρίς οινόπνευμα, για την υγιεινή περιποίηση της στοματικής κοιλότητας, την καταπολέμηση της ουλοδοντικής μικροβιακής πλάκας και τον αποτελεσματικό έλεγχο των ουλορραγιών και της κακοσμίας.

Συσκευασία: 1.5 Lt

InterMed - Actisept Mouthwash Orange

Κωδικός: INM7005A



10,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Το Actisept είναι φθοριούχο καθημερινό στοματικό διάλυμα με ήπια αντισηπτική δράση, για την αποτελεσματική καταπολέμηση των μικροοργανισμών που προκαλούν κακοσμία, πλάκα και φλεγμονές των ούλων καθώς και την ενίσχυση και προστασία της αδαμαντίνης των δοντιών.

Με τον μοναδικό συνδυασμό menthol, thymol, eucalyptol, methyl salicylate, cetylpyridinium chloride.

Χωρίς οινόπνευμα & με υπέροχη γεύση πορτοκάλι που δεν καίει.

Συσκευασία: 1.5 Lt

InterMed - Periofix Mouthwash Professional

Κωδικός: INM7007A



12,55 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Συστατικά:

CLHORHEXIDINE 0,20%, HYALURONIC ACID, Bisabolol, Chamomilla Recutita, Cinnamal, Xylitol

Ενδείξεις: Χειρουργεία περιοδοντίου, Οδοντικά Εμφυτεύματα, Εξαγωγές

Οδηγίες Χρήσεις: Πραγματοποιείτε στοματοπλύσεις για 30-60sec με 10ml αναραιώτου διαλύματος Periofix 0.20% Mouthwash 1.5L, 2 φορές την ημέρα, για 10-15 ημέρες.

Συσκευασία: 1.5 Lt

InterMed - Medinol Mouthwash

Φθοριούχο καθημερινό στοματικό διάλυμα για την οδοντική υπερευαισθησία
Κωδικός: IINM7008A



13,40 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Ενδείξεις:

Οδοντική υπερευαισθησία, Ενδυνάμωση της αδαμαντίνης, Με τον συνδυασμό φθοριούχου κασίτερου & οργανικού φθορίου (250ppm F-), Χωρίς την παρουσία οινόπνευματος, Με υπέροχη γεύση μέντας.

Οδηγίες Χρήσεις: Πραγματοποιήστε στοματοπλύσεις με 10ml αδιάλυτης ποσότητας Medinol Mouthwash για 30 sec, 2 φορές την ημέρα, κάθε μέρα.

Συσκευασία: 1.5 Lt

InterMed-Unident gel 35%

Λεύκανση στο ιατρείο - Οδοντική γέλη λεύκανσης 35% Carbamide Peroxide
Κωδικός: INM4002A



35,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Ειδικά σχεδιασμένη οδοντική γέλη για την απομάκρυνση των δυσχρωμιών από τις οδοντικές επιφάνειες και τη λεύκανση των φυσικών δοντιών στο ιατρείο.

Συσκευασία:

3 σύριγγες x 2.5ml λευκαντική γέλη & 3 ρύγχη τοποθέτησης.

InterMed-Unident gel 22%

Λεύκανση στο ιατρείο - Οδοντική γέλη λεύκανσης 22% Carbamide Peroxide
Κωδικός: INM4001A



30,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Ειδικά σχεδιασμένη οδοντική γέλη για την απομάκρυνση των δυσχρωμιών από τις οδοντικές επιφάνειες και τη λεύκανση των φυσικών δοντιών στο ιατρείο.

Συσκευασία:

3 σύριγγες x 2.5ml λευκαντική γέλη & 3 ρύγχη τοποθέτησης.

InterMed-Unident gel 16%

Λεύκανση στο Σπίτι - Οδοντική γέλη λεύκανσης 16% Carbamide Peroxide
Κωδικός: INM4000A



30,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:


Ειδικά σχεδιασμένη οδοντική γέλη για την απομάκρυνση των δυσχρωμιών από τις οδοντικές επιφάνειες και τη λεύκανση των φυσικών δοντιών στο σπίτι.

Συσκευασία:

3 σύριγγες x 2.5ml λευκαντική γέλη & 3 ρύγχη τοποθέτησης.

Perfect Bleach

Λευκαντικό gel για δόντια με δυσχρωμίες (υπεροξειδίο του καρβαμιδίου 16%)
Κωδικός: VOC1010A



123,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Κατάλληλο για οδοντιάτρους που κατασκευάζουν το νάρθηκα λευκαντικού gel στο ιατρείο τους. Ήπια και μόνιμη λεύκανση δοντιών (ζωντανά ή νεκρά) π.χ λόγω λήψης φαρμάκων, χρωμογόνων τροφών, τραυματισμού, γήρανσης κτλ.

Συσκευασία: Σετ 16% - σύριγγα λευκαντικού gel 6 X 2,4 ml με υπεροξειδίο του καρβαμιδίου 16%, σύριγγα Block Out Gel LC 1,2 ml, υλικό για την κατασκευή δύο νερθίκων, θήκη φύλαξης, καλλυντικό τσαντάκι, χρωματολόγιο, παρελκόμενα.

Perfect Bleach OFFICE+

Λευκαντικό gel για δόντια με δυσχρωμίες (υπεροξειδίο του υδρογόνου 35%)



Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
VOC1001A	Σύριγγα QuickMix 4ml, παρελκόμενα	104,50 €
VOC1006A	Σετ 2 Σύριγγες QuickMix X 4ml και 2 σύριγγες X 2 γρ LC DAM (υλικό απομόνωσης)	280,10 €

Περιγραφή:

Κατάλληλο για λεύκανση μεμονωμένων ή πολλαπλών δοντιών με δυσχρωμίες, ζωντανών ή απονευρωμένων. Σε βολική μορφή σύριγγας QuickMix για ενεργοποίηση μόνο της απαιτούμενης ποσότητας gel, χωρίς λάθη ανάμιξης και πάντα με φρέσκο υλικό.

*Οι τιμές των προϊόντων της Voco ισχύουν έως 31/03/2025

Spident FineDam

Υλικό απομόνωσης ιστών
Κωδικός: SPI7000A



22,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Το FineDam είναι ένα γενικής χρήσης, φωτοπολυμεριζόμενο, ρητινούχο υλικό που χρησιμοποιείται για την ολοκληρωμένη και ασφαλή απομόνωση των όμορων ιστών σε ένα πλήθος θεραπειών όπως π.χ λεύκανση.

Συσκευασία: 4 σύριγγες των 1.2ml

Rubber Dam Liquid

Φωτο-πολυμεριζόμενο υλικό απομόνωσης ούλων
Κωδικός: CCE1067A



7,65 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Ρητίνη ουρεθάνης και ανόργανα συστατικά που δημιουργούν ένα προστατευτικό κάλυμμα σε περιπτώσεις λεύκανσης, αποτριβής, απομόνωσης με ελαστικά κτλ. Εύκολη αφαίρεση με ένα εργαλείο.

Συσκευασία: Σύριγγα 1,2 γρ. παρελκόμενα

Ultradent Opalescence Boost 40% Λεύκανση Ιατρείου

- 40% υπεροξειδίου του υδρογόνου
Κωδικός: UL0049A



88,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

- Δυνατό τζελ με 40% υπεροξειδίου του υδρογόνου
- Ενεργοποιείται χημικά - δε χρειάζεται φως
- Φρέσκο υλικό για κάθε εφαρμογή
- Ακριβής τοποθέτηση, ευδιάκριτο για πλήρη απομάκρυνση
- 2 εφαρμογές των 20 λεπτών σε μία συνεδρία
- Η σύνθεση PF ενδυναμώνει την αδαμαντίνη, ελαχιστοποιεί την ευαισθησία, προστατεύει από την τερηδόνα

Συσκευασία: 2 x 1.2ml διπλή σύριγγα Opalescence Boost, 1 x 1.2ml OralDam Green, 1 στοματοδιαστολέας IsoBlock, 5 ρύγχη Micro20g, 5 ρύγχη Micro 20g FX

Ultradent Opalescence 16% PF για το σπίτι

Υπεροξειδίου του καρβαμιδίου 16% με νιτρικό κάλιο και φθόριο
Κωδικός: UL0014A



28,95 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

- Λεύκανση με εξατομικευμένους νάρθηκες
- Το κολλώδες, παχύρρευστο τζελ δεν ρέει, διασφαλίζοντας ότι ο νάρθηκας παραμένει με ασφάλεια στη θέση του
- Το μεγαλύτερο μέρος της θεραπείας γίνεται στο σπίτι, εξοικονομώντας χρόνο στο ιατρείο
- Εφαρμογή την ημέρα ή τη νύχτα
- Δύο περιεκτικότητες, τρεις γεύσεις
- Η σύνθεση PF ενδυναμώνει την αδαμαντίνη, ελαχιστοποιεί την ευαισθησία, προστατεύει από την τερηδόνα

Συσκευασία: 4 x 1,2ml ανταλλακτικές σύριγγες Opalescence άγευστο

Ultradent Opalescence 35% Endo

35% υπεροξειδίου του υδρογόνου
Κωδικός: UL0030A



80,95 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Λεύκανση για ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια με 35% υπεροξειδίου του υδρογόνου.

- Χρησιμοποιείται για την λεύκανση ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών με δυσχρωμίες.
- Εύκολη τοποθέτηση στον μυλικό θάλαμο.
- Θεραπεία 3 έως 5 ημερών (σε πολλές περιπτώσεις πιο σύντομα).

Χρήσεις: Για την ιατρική λεύκανση ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών. Μετά την κάλυψη της έμφραξης του ριζικού σωλήνα με υαλοιομερική κονία, το έτοιμο προς χρήση τζελ εφαρμόζεται απευθείας στο μυλικό θάλαμο και η πρόσβαση στην κοιλότητα κλείνει με προσωρινό εμφρακτικό υλικό. Μετά από 3-5 ημέρες, η πρόοδος της λεύκανσης μπορεί να αξιολογηθεί και η διαδικασία να επαναληφθεί, εάν χρειάζεται. Το τζελ λεύκανσης είναι άχρωμο και ιδιαίτερα παχύρρευστο, διευκολύνοντας έτσι την τοποθέτηση μέσα στην κοιλότητα και το προσωρινό κλείσιμο.

Δεν προορίζεται για χρήση σε περίπτωση τραύματος, αυχενικής απορρόφησης ή μετά από πολλές προσπάθειες λεύκανσης.

Συσκευασία: 2x1.2ml & tips

Interdental Brushes

Βουρτσάκια Μεσοδόντιου Καθαρισμού
Κωδικός: POI6009



4,79 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	Περιγραφή
POI6009Y	Κίτρινα - 1.5mm - L
POI6009P	Ροζ - 1.2mm - M
POI6009O	Πορτοκαλί - 0.8mm - SS
POI6009LM	Ανοιχτό πράσινο - 0.7mm - SSS
POI6009LB	Σιέλ - 1.0mm - S

Περιγραφή:

Σε χρωματική κωδικοποίηση ανάλογα με το μέγεθος (από XXS- 0.7mm έως L- 1.5mm)

Συσκευασία: 8 τμχ ίδιου μεγέθους

Flossing Toothpick

Φθοριούχο Οδοντικό Νήμα με στέλεχος
Κωδικός: POI6012B



6,57 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Με ευχάριστη γεύση μέντας και πρακτικό στέλεχος στα 8 εκατοστά για άνετο κράτημα και εύκολη εφαρμογή.

Συσκευασία: 200 τεμαχίων

Mirafloss BIG

Οδοντικό Νήμα σε επαγγελματική συσκευασία



Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
HW8029A	MIRAFLOSS BIG BOX/ Διανομέας με 2 νήματα των 200μ. (λευκό & μαύρο)	36,72 €
HW8026A	MIRAFLOSS BIG/ανταλλακτική συσκ.200μ, λευκό, κηρωμένο νήμα	4,69 €
HW9014A	MIRAFLOSS BIG/ανταλλακτική συσκ.200μ, λευκό, μη κηρωμένο νήμα	4,69 €
HW8030A	MIRAFLOSS BIG/ανταλλακτική συσκ. 200μ, μαύρο, κηρωμένο νήμα	4,69 €

Περιγραφή:

Με πρακτικό, επιτοίχιο διανομέα, ιδανικό για χρήση στο οδοντιατρείο, εφαρμόζεται με χρήση του ενός μόνο χεριού χάρη στον αποτελεσματικό μεταλλικό κόπτη. Οικονομικές ανταλλακτικές συσκευασίες (refills).

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Mirafloss

Οδοντικό Νήμα σε ατομικό διανομέα



Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
HW8010A	Mirafloss/οδοντικό νήμα με κλωρεξιδίνη 20m	3,08 €
HW8010B	Mirafloss/οδοντικό νήμα μη κηρωμένο 20m	3,37 €
HW8010C	Mirafloss/οδοντικό νήμα με επικάλυψη PTFE 20m	3,87 €

Περιγραφή:

Ειδικά σχεδιασμένο για τον ενδεδειχμένο καθαρισμό των μεσοδόντιων διαστημάτων, δε σκίζεται, δεν μπερδεύεται. Διαθέσιμο σε απλή, μη κηρωμένη έκδοση αλλά και με επικάλυψη PTFE για να ολισθαίνει καλύτερα.

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

MiraClin

Πάστα Στίλβωσης
Κωδικός: HW3002A



24,60 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Λεπτόκοκκη, χωρίς φθόριο, με ιδιαίτερα ευχάριστη γεύση φρούτων. Σε ροζ απόχρωση και σε πρακτικό βαζάκι με καπάκι.

Συσκευασία: 250 γρ.

Eco+

Πάστα στίλβωσης 300gr με γεύση πορτοκάλι από την Perfection Plus
Κωδικός: PEP0001A



8,58 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Αδρόκοκκη πάστα στίλβωσης, χωρίς φθόριο με ενισχυτικά συστατικά για αποτελεσματική αφαίρεση της τρυγίας. Με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι.

Συσκευασία: Βαζάκι των 300 γρ.

Mira-Clin P

Πάστα στίλβωσης & δαχτυλίδι τοποθέτησης
Κωδικός: HW3002B



59,59 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Πάστα στίλβωσης σε ΜΟΝΕΣ ΔΟΣΕΙΣ των 2 γραμμαρίων σε κουτί που περιλαμβάνει 200 δόσεις και ένα ανοξείδωτο δαχτυλίδι τοποθέτησης. Το δαχτυλίδι είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και είναι ρυθμιζόμενου πάχους, κατάλληλο για όλα τα μεγέθη των δακτύλων. Χρησιμοποιείται ώστε ο οδοντίατρος να βουτά το στίλβωτικό βουρτσάκι στη μονή δόση και να εφαρμόζει στην περιοχή θεραπείας. Λεπτόκοκκη ΧΩΡΙΣ φθόριο, με ευχάριστη φρουτώδη γεύση.

Συσκευασία: 200x2gr

EVE Diacomp Πάστα Στίλβωσης High-Shine Diamond

Κωδικός: EVE1007A



13,50 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Set στίλβωσης 2 σταδίων για στίλβωση σύνθετων υλικών. Με τεχνολογία λείανσης βασισμένη στο καρβίδιο του πυριτίου, το EVECOMP είναι κατάλληλα για όλα τα composites της αγοράς.

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Prophy Plus Funky Flavours

Μια συλλογή γεύσεων ειδικά για παιδιά!

Κωδικός: PEP0042A



39,61 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Σε οικονομική, ευμεγέθη συσκευασία που περιλαμβάνει ποικιλία γεύσεων, σε ειδική σύσταση (μείγμα μέτριων και λεπτών κόκκων), σχεδιασμένη για τους μικρούς σας ασθενείς. Σε κάθε βάζο περιλαμβάνονται και 200 Teddy stickers.


Συσκευασία: Ποσότητα 200 τεμάχια σε μίξη από γεύσεις: μούρο, καρπούζι, σοκολάτα, καραμέλα.

CleanJoy

Πάστα προφύλαξης για καθαρισμό & στίλβωση



Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές γεύσεις:



Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
VOC1019A	Σωληνάριο 100gr. αδρόκοκκο (κόκκινο) mint	24,70 €
VOC1014A	Σωληνάριο 100gr. μεσαίου κόκκου (κίτρινο) mint	24,70 €
VOC1021A	Σωληνάριο 100gr. λεπτόκοκκο (πράσινο) mint	24,70 €

Περιγραφή:

Σταθερή, ομοιογενής σύσταση που δεν πιτσιλάει (2.000- 3000 grpm/ min). Διαθέσιμο σε τρεις βαθμίδες αδρότητας για κάθε κλινική περίπτωση. Κωδικοποίηση όπως του φωτεινού σηματοδότη: εύκολη χρήση χωρίς σύγχυση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κάθε συμβατικό εργαλείο (βουρτσάκι, κυπελλοειδές κτλ). Περιέχει φθόριο (700 ppm) και ξυλιτόλη (ανασταλτική επίδραση στο μεταβολισμό των βακτηρίων). Η πράσινη πάστα έχει πολύ χαμηλό βαθμό αδρότητας κάνοντάς την κατάλληλη και για την φροντίδα εμφυτευμάτων. Ευχάριστη, ανάλαφρη γεύση μέντας.

Mirafleur Gel

Gel Φθορίωσης
Κωδικός: HW3005A - 1,23%
HW3005B - 0,615%



24,60 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Για εντατική φροντίδα ενάντια στην τερηδόνα. Αυξάνει την αντοχή της αδαμαντίνης σε επιθέσεις οξέων, μειώνει τον σχηματισμό πλάκας, σε δύο περιεκτικότητες φθορίου: 1,23% και 0,615% ιδιαίτερα κατάλληλο για παιδιά προσχολικής ή νεαρής σχολικής ηλικίας. Με ευχάριστη γεύση φράουλας.

Συσκευασία: Φιάλη 250 ml.

Miratray

Δισκάρια Φθορίωσης
Κωδικός: HW3004



29,89 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	Περιγραφή
605620	Mirafleur-Tray Small
605621	Mirafleur-Tray Medium
605622	Mirafleur-Tray Large

Περιγραφή:

Αφρώδη δισκάρια πλήρωσης, με μέγιστη ένδειξη στάθμης σε 3 μεγέθη, Small, Medium & Large.

Συσκευασία:
Σετ 50 τεμαχίων

Miraclean

Παστίλιες για τον καθαρισμό και αναζωογόνηση της στοματικής κοιλότητας
Κωδικός: HW3003A



27,49 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Με ελαφριά αντισηπτική δράση και αίσθηση φρεσκάδας πριν ή μετά την θεραπεία. Η μικρή αλλά απαραίτητη υπηρεσία προς τον ασθενή που κάνει την διαφορά! Η παστίλια αποσυντίθεται πλήρως σε ποτηράκι με νερό εντός 3 λεπτών και προσδίδει ιδιαίτερα ευχάριστη αίσθηση αναζωογόνησης μετά την χρήση της.

Συσκευασία: 1000 τεμαχίων

Perfection Plus

Παστίλιες για τον καθαρισμό και αναζωογόνηση της στοματικής κοιλότητας



11,60 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	Περιγραφή
PER0061L	Lemon
PER0061M	Mint
PER0061O	Orange

Περιγραφή:

Διαλύεται σε νερό για τη διαδικασία ξεπλύματος, ενδείκνυται για χρήση κατά τη διάρκεια και μετά την οδοντιατρική θεραπεία για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων. Η παστίλια αποσυντίθεται πλήρως σε ποτηράκι με νερό και προσδίδει ιδιαίτερα ευχάριστη αίσθηση αναζωογόνησης μετά την χρήση της.

Συσκευασία: 1000 τεμαχίων

Ελαστικά σιλβωτικά κυπελλοειδή για γωνιακή - RA

Prophy+
Κωδικός: PEP0055A



7,95 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Συσκευασία: 50 τεμαχίων

Περιγραφή:

Ελαστικά σιλβωτικά κυπελλοειδή για γωνιακή - RA χωρίς Latex από μαλακό ελαστικό υλικό για γρήγορη αφαίρεση της πλάκας και εύκολη σίλβωση.

Stoddart Smart pink medium
Κωδικός: POI2016C



0,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

White Polishing Stone

Καρότο για γωνιακή
Κωδικός: POI2010A

Καρότο για τουρμπίνα
Κωδικός: POI2011A

Στρογγύλη για γωνιακή
Κωδικός: POI2017A

Στρογγύλη για τουρμπίνα
Κωδικός: POI2018A



19,80 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Συσκευασία: 12 τεμαχίων

19,80 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Συσκευασία: 12 τεμαχίων

19,80 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Συσκευασία: 12 τεμαχίων

19,80 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Συσκευασία: 12 τεμαχίων

Tribest Στιλβωτικά βουρτσάκια

 Κυπελλοειδή nylon για γωνιακή - RA
 Κωδικός: TRI6000CL

Tribest Στιλβωτικά βουρτσάκια

 Κυπελλοειδή τρίχινα για γωνιακή - RA
 Κωδικός: TRI6001W

EVE Βουρτσάκι Στίλβωσης WT1 Hard - 10τμχ

Κωδικός: EVE6001B


29,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

31,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Βουρτσάκια από νήμα νάυλον για καθαρισμό και στίλβωση των φυσικών δοντιών αλλά και των πρόσθετων. Είναι ιδανικά για αφαίρεση πλάκας και κλίδων ενώ δεν έχουν κραδασμούς για την άνεση του ασθενή. Κατάλληλα για χρήση με πάστα στίλβωσης.

Συσκευασία: 100 τεμαχίων

32,49 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Τα βουρτσάκια EVEbrush RA είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για υψηλής αισθητικής στίλβωσης σε σύνθετα υλικά και πορσελάνη, εμφράξεις σε μαστικές επιφάνειες. Οι ίνες από πολυαμίδιο διαθέτουν τεχνολογία λείανσης με καρβίδιο του πυριτίου. Εφαρμογή χωρίς στιλβωτική πάστα. Ανθεκτικές στην θερμότητα. Τοποθετούνται στον αυτόκαυστο κλίβανο.

Συσκευασία: 10 τεμαχίων

Prophy+

 Στιλβωτικά βουρτσάκια κυπελλοειδή RA Nylon
 Κωδικός: PER0035A

16,80 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Στιλβωτικά βουρτσάκια κυπελλοειδή nylon, για γωνιακές χειρολαβές χαμηλών ταχυτήτων από την Perfection Plus. RPM 5.000 - max. 12.000.

Συσκευασία 50 τεμαχίων

Prophy brush-cup

 Στιλβωτικά βουρτσάκια μυτερά nylon RAn
 Κωδικός: POI2008B

40,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

RPM 5.000 - max. 12.000 min, για γωνιακές χειρολαβές χαμηλών ταχυτήτων.

Συσκευασία: 100 τεμαχίων


το 1^ο πραγματικό ηλεκτρονικό κατάστημα οδοντιατρικών ειδών

Επιλέγετε με την άνεση σας



24/7

ό,τι χρειάζεται το Οδοντιατρείο



AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER

EMS+
MAKE ME SMILE.

"I FEEL GOOD"



Η συσκευή AIRFLOW® Prophylaxis Master αποτελεί την τελευταία καινοτομία της EMS για το πρωτόκολλο GBT: μία μοναδική λύση για τις τερηδόνες, την πρόληψη και τη διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος στην περιοδοντολογία.

Το AIRFLOW® Prophylaxis Master είναι η τελευταία καινοτομία της EMS για την "Καθοδηγούμενη Αντιμετώπιση Μικροβιακού Φορτίου": μία μοναδική λύση για την τερηδόνα, την περιοδοντική πρόληψη και τη διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος. Δημιουργήθηκε για εντατική επαγγελματική χρήση, η συσκευή χαρακτηρίζεται από μοναδική εργονομία, υψηλή ακρίβεια, εύκολη συντήρηση και συμμόρφωση με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής.

Το AIRFLOW® Prophylaxis Master έχει σχεδιαστεί με τα υψηλότερα πρότυπα απόδοσης, ασφάλειας και άνεσης, ειδικά σχεδιασμένο για να καλύπτει τις 3 βασικές θεραπείες της Καθοδηγούμενης Αντιμετώπισης Μικροβιακού Φορτίου.



EMS Night Cleaner

Καθαριστικό διάλυμα για EMS Airflow Prophylaxis Master

Κωδικός AP2113A

Τιμή χωρίς ΦΠΑ
15,35 €

Φιάλη 800ml

Κωδικός AP2113B

Τιμή χωρίς ΦΠΑ
92,00 €

Φιάλες 6 x 800ml

EMS+
MAKE ME SMILE.

EMS Φίλτρο Νερού για Prophylaxis Master - AirFlow One

Κωδικός: AP2081A



26,50 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Προτεινόμενη αντικατάσταση του φίλτρου, 2-3 φορές τον χρόνο. Τραβήξτε το φίλτρο με το χέρι ή χρησιμοποιώντας μικρό επίπεδο κατασαβίδι, αντικαταστήστε με νέο φίλτρο και επανασυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα.

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

EMS Φίλτρο Αέρα για Prophylaxis Master - AirFlow One

Κωδικός: AP2080A



26,50 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Προτεινόμενη αντικατάσταση του φίλτρου, μία φορά τον χρόνο. Τραβήξτε το φίλτρο με το χέρι ή χρησιμοποιώντας μικρό επίπεδο κατασαβίδι, αντικαταστήστε με νέο φίλτρο και επανασυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα.

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Air-Flow® Handy 3.0 Perio Plus

Η αυθεντική θεραπεία περιοδοντίου **Air-Flow®** διεισδύει στους βαθύτερους περιοδοντικούς θυλάκους και εξαλείφει το βιοϋμένιο μαζί με εκατομμύρια παθογόνους μικροοργανισμούς!



"I FEEL GOOD"

χειρολαβή για **υπερουλικό** καθαρισμό

χειρολαβή για **υποουλικό** καθαρισμό



Συμβατό με όλους τους συνήθεις ταχυσυνδέσμους: Sirona, KaVo, W&H, Bien-Air, Midwest, Castellini, NSK

EMS Σκόνη Airflow Plus σε Παγούρι Αλουμινίου

Μπουκάλι Αλουμινίου 400gr με καπάκι και διανομέα

Κωδικός: AP2073B

Σύνθεση:

- Βάση ερυθριτόλης
- Μέσο μέγεθος κόκκου ~14μ
- Περιέχει κλωρεξιδίνη (0,3%)

Εφαρμογή:

- Απομάκρυνση βιοϋμενίου και άωρης τρυγίας τόσο στις υπερ- όσο και υποουλικές περιοχές
- Ήπια χρώση και αφαίρεση χρωστικών όπως ο καφές, το κάπνισμα και το κρασί
- Προληπτικές θεραπείες στην πρόληψη της ουλίτιδας, της περιοδοντίτιδας και της τερηδόνας
- Πρωτογενής και δευτερογενής υποστηρικτική περιοδοντική θεραπεία (SPT)
- Μη χειρουργική θεραπεία της Περι-εμφυτευματίτιδας και της βλεννογονίτιδας
- Καθαρισμός των σχισμών πριν την κάλυψη
- Συντήρηση εμφυτευμάτων
- Αποκαταστάσεις
- Ακίνητοι ορθοδοντικοί μηχανισμοί
- Καθαρισμός της γλώσσας και των μαλακών ιστών για πρόληψη της κακοσμίας στόματος



106,25 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Σκόνη Air-Flow® Perio

Περιοδοντική Διαχείριση Βιοϋμενίου
Κωδικός: AP2041B



28,75 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

- Μόριο με βάση τη γλυκίνη-ήπια στους μαλακούς ιστούς και τις οδοντικές επιφάνειες
- Δοχείο 120gr
- Σχετικά μικρό μέγεθος κόκκου ~25 μικρά
- Χαμηλό ειδικό βάρος
- Ευχάριστα γλυκιά γεύση-ιδανική για παιδιά και ασθενείς με υπερευαίσθησία.

Συσκευασία: 120gr.

Σκόνη Air-Flow® Classic Comfort

Η κλασική με περισσότερη άνεση
Κωδικός: AP2028_



29,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	Περιγραφή
AP2028B	EMS Σκόνη Airflow Cherry - 1 bottle 300gr
AP2028C	EMS Σκόνη Airflow Mint - 1 bottle 300gr
AP2028D	EMS Σκόνη Airflow Lemon - 1 bottle 300gr

Περιγραφή:

- Υπερουλική διαχείριση του Βιοϋμενίου
- Έντονη χρώση και αφαίρεση χρωστικών
- Αφαίρεση άωρης τρυγίας
- Σκόνη διττανθρακικού νατρίου - εξαιρετικά αποτελεσματική στην απομάκρυνση του βιοϋμενίου, των έντονων χρωστικών και της άωρης τρυγίας.
- Μειωμένο μέγεθος κόκκου ~40μm
- Αντιφλεγμονώδης δράση

DTE Σκόνη Σοδοβολής



19,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	Περιγραφή
AP2091B	Fast Supragingival 65μm 1x300gr
AP2090B	Gentle Mini Sub+Supragingival 25μm 1x120gr
AP2089B	Gentle Supragingival 65μm 1x200gr

Περιγραφή:

- Fast:** Ήπιος καθαρισμός & επίμονης χρωστικής
- Gentle Mini:** Κατάλληλο για παιδικά δόντια, ορθοδοντικές, περιοδοντικές θεραπείες και για την συντήρηση των εμφυτευμάτων.
- Gentle:** Ήπιος καθαρισμός, κατάλληλο για ασθενείς με επαναλαμβανόμενες επισκέψεις, με ευαίσθησία & ασθενείς με ορθοδοντική θεραπεία.

Durr MyLunos®

Σκόνη Σοδοβολής Gentle Clean



25,65 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	Περιγραφή
AP2077WBB	Gentle Clean Wild Berry - 1 bottle 180gr
AP2077SB	Gentle Clean Δυσόσμος - 1 bottle 180gr
AP2077OB	Gentle Clean Πορτοκάκι - 1 bottle 180gr

Περιγραφή:

- Χαμηλή λειαντική επίδραση στο σμάλτο & την οδοντίνη.
- Δεν αφήνει υπολείμματα σκόνης, προστατεύει τον στοματικό βλεννογόνο & τη μονάδα αναρρόφησης. Καπάκι που αναδιπλώνεται με ένα χέρι
- Συσκευασία: 180gr

Durr MyLunos®

Σκόνη Σοδοβολής Perio Combi
Κωδικός: AP2078B



22,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

- Για υποουλικό και υπερουλικό καθαρισμό.
- Δεν αφήνει υπολείμματα σκόνης, προστατεύει τον στοματικό βλεννογόνο & τη μονάδα αναρρόφησης.
- Καπάκι που αναδιπλώνεται με ένα χέρι.

Συσκευασία: 100gr

Acteon - Air N Go

Σκόνης Σοδοβολής σε διάφορες γεύσεις



Κωδικός	Περιγραφή
AP2102B	Acteon Air N Go - Γεύση Μέντα - Φιάλη 250gr
AP2103B	Acteon Air N Go - Γεύση Λεμόνι - Φιάλη 250gr
AP2104B	Acteon Air N Go - Γεύση Βατόμουρο - Φιάλη 250gr
AP2105B	Acteon Air N Go - Γεύση Cola - Φιάλη 250gr

20,19 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

- Σκόνης σοδοβολής σχεδιασμένη για Υπερ-ουλική χρήση.
- Η σειρά AIR-N-Go Classic με βάση το διττανθρακικό νάτριο, έρχεται σε πέντε 100% φυσικές φρέσκες γεύσεις. Βατόμουρο, Κόλα, Μέντα, Φυσική και Λεμόνι.
- Μέγεθος κόκκου 76μm.

Συσκευασία: Φιάλη 250gr

Biofilm Discloser EMS

Αποκαλυπτικά δισκία βιοϋμενίου διπλής χρώσης

Κωδικός: AP2114A



52,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

- Το Guided Biofilm Therapy αποσκοπεί στην απομάκρυνση του βιοϋμενίου σε ποσοστό 100%. Αν το βιοϋμένιο είναι ορατό, αφαιρείται πολύ πιο γρήγορα και αποτελεσματικά.
- Προ-εμποτισμένα δισκία σε 2 χρώσεις: Κόκκινο για νέο βιοφίλμ - Μπλε για ώριμο βιοφίλμ
- Η χρήση του παράγοντα αποκάλυψης θα πρέπει να γίνεται υπερουλικά και γύρω από τα εμφυτεύματα, αποκαταστάσεις και ορθοδοντικές συσκευές.

Συσκευασία: 250 δισκία

Mira-2-Ton Solution

Υγρό αποκαλυπτικό σκεύασμα οδοντικής πλάκας

Κωδικός: HW8022A



17,49 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

- Διπλής χρώσης: τα παλαιότερα στρώματα χρωματίζονται με μπλε, τα νεοσχηματισθέντα με ροζ. Οι χρωματισμοί αφαιρούνται εύκολα και γρήγορα με απλό βούρτσισμα.

Συσκευασία: Φιαλίδιο των 60ml

Εύκολη στο χειρισμό, πολυχρηστική και με ασύγκριτη λάμψη.

Εύκολο στο χειρισμό, πολυχρηστική και με ασύγκριτη λάμψη.

Η χειρολαβή σοδοβολής MyLunos προσφέρει απλή, ισχυρή και εργονομική βοήθεια όταν πρέπει να αφαιρέσετε αποχρωματισμούς, υπολείμματα και biofilm. Ανάλογα με το ρύγχος, είναι έτοιμο είτε για υπερουλικές είτε για υπο-ουλικές θεραπείες. Η μονάδα ακολουθεί την αυστηρά συστηματική μας προσέγγιση – από την προετοιμασία και τη χρήση κατά τη διάρκεια της θεραπείας έως και την επανεπεξεύση. Το MyLunos προσφέρει εξαιρετική ευελιξία και αποτελεσματικότητα, επειδή έχει σχεδιαστεί ως ολοκληρωμένο σύστημα, με κάθε λεπτομέρεια.

ΤΕΛΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που συμβάλλουν στην άριστη εργονομία της συσκευής: βάρος & κέντρο βάρους, υλικό, μορφή, αίσθηση, διαστάσεις. Το MyLunos λαμβάνει υπόψη όλες αυτές τις πτυχές. Η επιφάνεια είναι αντιολισθητική, η μορφή της μονάδας είναι τέλεια προσαρμοσμένη στο σχήμα του χεριού σας και το άκρο μπορεί να περιστραφεί κατά 360 μοίρες. Αυτό σημαίνει ότι το MyLunos προσφέρει την τέλεια εργονομία.



ΕΝΑ ΓΙΑ ΟΛΑ

Για υπερουλικές και υπο-ουλικές εφαρμογές: Με την απλή και γρήγορη εναλλαγή των ρυγχών καθίσταται δυνατή και η ομαλή εναλλαγή στις θεραπείες.



ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΘΑΛΑΜΩΝ

Ιδιαίτερα εύκολη αλλαγή του ειδικά σχεδιασμένου θαλάμου σκόνης, ακόμη και κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Έτσι αποκλείεται η διακοπή της θεραπείας ή η απώλεια ισχύος λόγω χαμηλής στάθμης υλικού. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές σκόνες ανάλογα με τις ανάγκες.



ΠΟΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

Οι χειρολαβές MyLunos, οι θάλαμοι σκόνης και τα ρύγχη, συμπεριλαμβανομένων όλων των εσωτερικών σημείων, μπορούν να αποστειρωθούν χειροκίνητα ή αυτόματα χρησιμοποιώντας μια πλήρως επικυρωμένη μέθοδο σε λουτρό υπερήχων, κουτί απολύμανσης και κλίβανο υγρής & ξηράς αποστείρωσης.



Durr MyLunos®

Σκόνη Σοδοβολής Perio Comb
Κωδικός: AP2078B

Περιγραφή:

Ελαφρώς γλυκιά γεύση
Για υποουλικό και υπερουλικό καθαρισμό.
Η πρώτη προτεραιότητα είναι η προστασία της ευαίσθητης οδοντικής ουσίας με ταυτόχρονο αποτελεσματικό καθαρισμό.
Παρουσιάζουν εξαιρετικά χαμηλή λειαντική επίδραση στο σμάλτο και την οδοντίνη των δοντιών και, επομένως, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο των τακτικών θεραπειών.
Ο καινοτόμος λειαντικός παράγοντας τρεαλόζη είναι απίστευτα υδατοδιαλυτός, γεγονός που βελτιώνει την άνεση του ασθενούς. Δεν αφήνει υπολείμματα σκόνης στο στόμα του ασθενούς και προστατεύει τον στοματικό βλεννογόνο. Και συν τους άλλους, προστατεύει ακόμη και τη μονάδα αναρρόφησης.
Η εργονομική φιάλη με καπάκι που αναδιπλώνεται με ένα χέρι επιτρέπει την πλήρωση των δοχείων σκόνης χωρίς να δημιουργείται μεγάλη σκόνη.



Διατίθεται και σε συσκευασία 4^{ων} τεμαχίων
Κωδ.: AP2078A
80,00€ + ΦΠΑ

Τιμή χωρίς ΦΠΑ
22,00 €

Συσκευασία: 100gr

Durr MyLunos®

Σκόνη Σοδοβολής Gentle Clean

Κωδικός	Περιγραφή
AP2077WBB	Gentle Clean Wild Berry - 1 bottle 180gr
AP2077SB	Gentle Clean Δυόσμος - 1 bottle 180gr
AP2077OB	Gentle Clean Πορτοκάλι - 1 bottle 180gr

Περιγραφή:

Η πρώτη προτεραιότητα είναι η προστασία της ευαίσθητης οδοντικής ουσίας με ταυτόχρονο αποτελεσματικό καθαρισμό.
Παρουσιάζουν εξαιρετικά χαμηλή λειαντική επίδραση στο σμάλτο και την οδοντίνη των δοντιών και, επομένως, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο των τακτικών θεραπειών.
Ο καινοτόμος λειαντικός παράγοντας τρεαλόζη είναι απίστευτα υδατοδιαλυτός, γεγονός που βελτιώνει την άνεση του ασθενούς. Δεν αφήνει υπολείμματα σκόνης στο στόμα του ασθενούς και προστατεύει τον στοματικό βλεννογόνο. Και συν τους άλλους, προστατεύει ακόμη και τη μονάδα αναρρόφησης.
Η εργονομική φιάλη με καπάκι που αναδιπλώνεται με ένα χέρι επιτρέπει την πλήρωση των δοχείων σκόνης χωρίς να δημιουργείται μεγάλη σκόνη.



Διατίθεται και σε συσκευασία 4^{ων} τεμαχίων
Κωδ.: AP2077
97,70€ + ΦΠΑ

Τιμή χωρίς ΦΠΑ
25,65 €

Συσκευασία: 180gr

AP-P AP-P Pro

Mobile Flexible Efficient

Διαφανής Θάλαμος Σκόνης – Διπλή Διασφάλιση

Ενσωματωμένη βαλβίδα για αποτελεσματική προστασία από την αναρρόφηση
Αποσπώμενο ρύγχος και ακροφύγιο

Premium Ακροφύσιο

Υπογλωσσικό ακροφύσιο με τρεις κατευθύνσεις για σκόνη και μία για έξοδο νερού
Περιστρεφόμενο κατά 360°, προ-καμπυλωμένο
Εξασφαλίζει ολοκληρωμένο καθαρισμό των περιοδοντικών θυλάκων χωρίς περιορισμούς

Χειρολαβή

Κατασκευασμένη από λευκό υλικό PPSU
Μπορεί να αποστειρωθεί σε αυτόκαυστο (134°C, 0.22MP)
Αποτρέπει αποτελεσματικά τη διασταυρούμενη μόλυνση

* Σημείωση: Το ακροφύσιο και το ρύγχος μπορούν να αποστειρωθούν, αλλά το κύριο σώμα δεν μπορεί να αποστειρωθεί.

DTE Συσκευή Σοδοβολής AP-P



Τιμή χωρίς ΦΠΑ
350,00 €



Ελαφρύς Σχεδιασμός

Εύκολο Κράτημα 12 αντιολισθητικές γραμμές, συνολικό βάρος 133g εργονομικά σχεδιασμένο για ευκολία στη χρήση επιτρέπει κράτημα μεγάλης διάρκειας με λιγότερη κόπωση.

Η Συσκευή περιέχει:

- Φορητή μονάδα σοδοβολής AP-P
- Ακροφύσιο AP-1
- 2 βελόνες καθαρισμού
- 1 θάλαμος σκόνης
- Σετ δακτυλίων O

*** Συμβατή με τους παρακάτω ταχυσυνδέσμους:
BORDEN, KAVO, MIDWEST, NSK, SIRONA

DTE Συσκευή Σοδοβολής AP-P Pro



Τιμή χωρίς ΦΠΑ
550,00 €



Περιλαμβάνει
ακροφύσιο
AP-2 Pro Perio

DTE®

DTE

National high-tech enterprise
Choice of millions of dentists worldwide

NEODENT
2024

ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Bien Air⁺
Dental



Συνδυάστε με W&H πολλαπλασιαστική
χειρολαβή σειρά SYNEA μοντέλο FUSION
WG-99LT με φως και αναλογία 1:5

ΟΡΤΙΜΑ

Η ΠΙΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ

Τώρα σε νέες τιμές και πάντα
με την τεχνική υποστήριξη της
Neodent A.E.

SWISS  MADE



VOCOCID

Αδροποιητικός Παράγοντας 35% φωσφορικού οξέος



Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
VOC4000A	Σύριγγα 5ml, παρελκόμενα	24,40 €
VOC0029B	1 σύριγγα 60ml & παρελκόμενα	82,00 €

Περιγραφή:

Σε μορφή gel για χρήση στην αδροποίηση της αδαμαντίνης ή στην τεχνική ολικής - αδροποίησης, σε μπλε απόχρωση για οπτικό έλεγχο

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Blue ETCH

Αδροποιητικός Παράγοντας 36% φωσφορικού οξέος



Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
CCE1036A	Σύριγγα 10ml	6,90 €
CCE1036B	Σωληνάριο MAXI 50ml, παρελκόμενα	25,35 €

Περιγραφή:

Σε μορφή gel για ελεγχόμενη ροή και τοποθέτηση.

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Spident FineEtch

Αδροποιητικός Παράγοντας

Κωδικός: SPI3002A



11,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Το FineEtch με 37% περιεκτικότητα σε φωσφορικό οξύ, είναι ένα υλικό με ιδανική ρεολογική συμπεριφορά σε μορφή γέλης (gel). Τέλεια αποτελέσματα τόσο στην απομάκρυνση του επιχρίσματος όσο και στην ανάπτυξη ισχυρού συνδέσμου μεταξύ οδοντικής ουσίας και υλικού αποκατάστασης.

Χαρακτηριστικά:

- 37% περιεκτικότητα σε φωσφορικό οξύ και ημίρρευση σύσταση σε μορφή gel για άριστη ρεολογική συμπεριφορά
- Αποτελεσματικότητα στην απομάκρυνση επιχρίσματος
- Ενδυνάμωση του δεσμού της οδοντικής ουσίας με το υλικό αποκατάστασης
- Περιέχει βιο-συμβατά πολυμερή συστατικά
- Δεν αφήνει υπολείμματα μετά την εφαρμογή νερού-σπρέι
- Μοναδική σταθερότητα, δεν στάζει

Ενδείξεις:

- Αδροποίηση αδαμαντίνης ή στην τεχνική ολικής αδροποίησης

Συσκευασία: 3 σύριγγες των 5ml.

*Οι τιμές των προϊόντων της Voco ισχύουν έως 31/03/2025

Yellow Porcelain ETCH - 2ml

Κατάλληλο και για την αδροποίηση ενθέτων, επενθέτων και εργασιών veneer

Κωδικός: CCE1060A



17,70 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Χρησιμοποιείται στην επιδιόρθωση ακίνητων εργασιών (θήκες και γέφυρες). - Σχεδιασμένο για ενδοστοματική ή εξωστοματική αδροποίηση της πορσελάνης.

Οδηγίες Χρήσης:

- Απομονώστε την περιοχή εργασίας από την υγρασία χρησιμοποιώντας ελαστικά απομόνωση
- Απλώστε στην περιοχή της σπασμένης πορσελάνης μικρή ποσότητα υδροφθορικού οξέος
- Αφήστε το υλικό για 60 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια ξεπλύνετε
- Τοποθετήστε στην ίδια περιοχή μικρή ποσότητα σιλανίου. Μην ξεπλύνετε. Στεγνώστε μόνο με αέρα. Η επιφάνεια της πορσελάνης είναι έτοιμη για την εφαρμογή του συστήματος συγκόλλησης.

Συσκευασία:

1 σύριγγα των 2ml υδροφθορικού οξέος και 2 ρύγχη εφαρμογής

Ultra-Etch IndiSpense Syringe

Αδροποιητικός Παράγοντας 35% φωσφορικού οξέος

Κωδικός: UL0025A



78,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

- Διεσδύει ακόμη και στις πιο μικρές σχισμές των μασπτικών επιφανειών, χωρίς να ρέει στις κάθετες επιφάνειες
- Δυναμώνει τον δεσμό συγκόλλησης και μειώνει την ευαισθησία
- Ξεπλένεται εντελώς - δεν αφήνει υπολείμματα

Το Ultra-Etch μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την απομάκρυνση των μολυσματικών στοιχείων από τη σύνθετη ρητίνη στη πορσελάνη πριν από την συγκόλληση.

Συσκευασία: 30ml

*Οι τιμές των προϊόντων της Voco ισχύουν έως 31/03/2025

Σιλάνιο

100% silan methacrylate

Κωδικός: CCE2001A



15,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Χρησιμοποιείται για αδροποίηση επιδιόρθωσης πορσελάνης, για αύξηση αντοχής των δεσμών μεταξύ της ρητίνης και πορσελάνης. Τοποθετήστε πριν την εφαρμογή του συγκολλητικού παράγοντα.

Προσοχή!

- ✓ Ερεθιστική ουσία. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στα μάτια & το δέρμα.
- ✓ Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε με άφθονο καθαρό νερό και επικοινωνήστε με το γιατρό σας.
- ✓ Σε περίπτωση ερεθισμού του δέρματος πλύνετε με νερό και σαπούνι.
- ✓ Απομονώστε την περιοχή πριν την εφαρμογή. Συνιστάται προστασία για τα μάτια του ασθενούς.
- ✓ Φυλάσσεται σε θερμοκρασία μέχρι 25 ° C, μακριά από τα παιδιά.

Συσκευασία: 1 σύριγγα των 2ml σιλανίου, ρύγχη εφαρμογής

Meta Biomed Etchant

Αδροποιητής 37% φωσφορικού οξέος



Ρωτήστε μας για τις προσφορές που τρέχουν

10,92 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Αδροποιητής οδοντίνης & αδαμαντίνης. Εύκολη διανομή και εφαρμογή. Ξεπλένεται εντελώς χωρίς υπολείμματα.

Συσκευασία:

3 σύριγγες των 3gr & 20 tips

Ultradent Ultra-Etch® Refill 4x1.2ml

Αδροποίηση
Κωδικός: UL0056A

25,50 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Το Ultra-Etch είναι ένα διάλυμα, 35% φωσφορικού οξέως. Διαθέτει την ιδανική ρευστότητα που σε συνδυασμό με το ρύγχος Blue Micro ή Inspiral Brush, έχετε ελεγχόμενη τοποθέτηση με ακρίβεια. Διαθέτει το χαρακτηριστικό του αυτοπεριορισμού του βάθους αδροποίησης στην οδοντίνη (μέσο βάθος 1,9μm στα 20" αδροποίησης), δημιουργώντας μια αδροποιημένη επιφάνεια στην οποία μπορούν να διεισδύσουν οι συγκολλητικοί παράγοντες, αυξάνοντας έτσι την δύναμη του δεσμού συγκόλλησης και ελαχιστοποιώντας την ευαισθησία. Παρόλο που είναι παχύρευστο, το Ultra-Etch μπορεί να διεισδύσει ακόμη και στις πιο μικρές αύλακες των μαστικών επιφανειών χάρη στις φυσικές και χημικές του ιδιότητες. Το ιδανικό ιξώδες του διατηρεί πάχος στρώματος το οποίο εμποδίζει το πρόωρο στέγνωμα. Σε σκούρο μπλε χρώμα για εύκολο εντοπισμό.

Χρήσεις: Ενδείκνυται για χρήση στην αδαμαντίνη και στην οδοντίνη για τη δημιουργία της καλύτερης δυνατής επιφάνειας προς συγκόλληση. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την απομάκρυνση των μολυσματικών στοιχείων από τη σύνθετη ρητίνη στη πορσελάνη πριν από την συγκόλληση.

Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε φωσφορικό οξύ σε μέταλλο ή ζirkόνιο - αυτό θα μειώσει το δεσμό συγκόλλησης).



Calcimol

Πάστα υδροξειδίου του ασβεστίου, ουδέτερο στρώμα
Κωδικός: VOC2040A



27,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Αυτό-πολυμεριζόμενη, ακτινοσκιερή, ως ουδέτερο στρώμα κάτω από όλα τα υλικά, 26% περιεκτικότητα σε υδροξείδιο του ασβεστίου, συντελεί στη δημιουργία δευτερογενούς οδοντίνης.

Συσκευασία:
2 σωληνάρια βάση- καταλύτης (13 & 11 γρ.)

Calcimol LC – Light Cured

Πάστα υδροξειδίου του ασβεστίου, ουδέτερο στρώμα
Κωδικός: VOC2047A



52,50 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Φωτο-πολυμεριζόμενη σε χρόνο 20 δευτ., ακτινοσκιερή, ως ουδέτερο στρώμα κάτω από όλα τα υλικά, συντελεί στη δημιουργία δευτερογενούς οδοντίνης.

Συσκευασία:
Σύριγγα 2 X 2,5 γρ., παρελκόμενα

*Οι τιμές των προϊόντων της Voco ισχύουν έως 31/03/2025

Meta Biomed Biner LC

Πάστα υδροξειδίου του ασβεστίου, ουδέτερο στρώμα



Ρωτήστε μας για τις προσφορές που τρέχουν

11,19 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Φωτο-πολυμεριζόμενο, ακτινοσκιερό ουδέτερο στρώμα. Εξαιρετική βιοσυμβατότητα με την οδοντίνη και τον πολφό, προστατεύει τον πολφό του δοντιού.

Συσκευασία: 2 σύριγγες των 2γρ. & 10 tips

Ionoseal

Υαλο-ιονομερές ουδέτερο στρώμα με ρητινώδη βάση

Τα επιμέρους τεμάχια του VOC2029A προκύπτουν από πολυσυσκευασία



Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
VOC2015A	3 x Σύριγγες των 2,5γρ. & ρύγχη εφαρμογής	152,40 €
VOC2029A	1 x Σύριγγα των 2,5γρ.	50,80 €

Περιγραφή:

Φωτο-πολυμεριζόμενο σε λίγα δευτερόλεπτα, υψηλή αντοχή στην συμπίεση (226MPa), απελευθερώνει φθόριο, ακτινοσκιερό.

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Spident Base.it

Φωτοπολυμεριζόμενο υλικό για ουδέτερο στρώμα
Κωδικός: SPI5000A



24,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Το Base.it περιέχει περιέχει υδροξυαπατίτη ασβεστίου σε ολιγομερές μεθακρυλικό ουρεθάνης. Με τον τρόπο αυτό μειώνει δραστικά τον κίνδυνο ερεθισμού του πολφού ενώ παράλληλα εμφανίζει χαμηλό βαθμό συστολής στον πολυμερισμό. Το Base.it ενεργοποιεί την δημιουργία δευτερογενούς οδοντίνης καθώς απελευθερώνει ιόντα ασβεστίου, υδροξυλίου και φωσφορικά.

Χαρακτηριστικά:

- Προστασία πολφού από ερεθισμούς
- Χαμηλή συστολή πολυμερισμού
- Ακτινοσκιερό
- Απελευθερώνει ιόντα ασβεστίου
- Συντελεί στην δημιουργία δευτερογενούς οδοντίνης

Ενδείξεις:

- Ουδέτερο στρώμα σε αποκαταστάσεις (σε λεπτό υπόλειμμα οδοντίνης)

Συσκευασία: 4 Σύριγγες των 2γρ.

*Οι τιμές των προϊόντων της Voco ισχύουν έως 31/03/2025

TGCompenSate

Φωτο-πολυμεριζόμενο υλικό compomer, για ουδέτερο στρώμα

Κωδικός: TG2009A



23,10 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Φωτο-πολυμεριζόμενο υλικό που συνδυάζει ρητίνη με πολυ-ακρυλικό οξύ και υαλο-ιονομερή στοιχεία με την προσθήκη ψευδάργυρου. Ειδικά σχεδιασμένο για να αντισταθμίζει τη συρρίκνωση σύνθετων αποκαταστάσεων προσφέροντας μακροβιότερες και ασφαλέστερες αποκαταστάσεις. Ακτινοακκιό. Ισχυρός χημικός δεσμός με κόλλες, σύνθετα υλικά και υλικά με βάση τη ρητίνη. Εξαιρετικός μηχανικός δεσμός με την οδοντίνη που αποτρέπει την μετεχειρητική ευαισθησία αφού παρέχει ομοιογενή και πλήρη κάλυψη των μικροσωληνίσκων. Συνεχής απελευθέρωση φθορίου, αντιβακτηριδιακή δράση χάρη στον ψευδάργυρο.

Συσκευασία: 2 σύριγγες x 1,5gr. και ρύγκη εφαρμογής, ανάμιξη.

TGCaviLiner

Φωτοπολυμεριζόμενο υλικό για χρήση ως ουδέτερο στρώμα (τύπου Calcimol LC)

Κωδικός: TG4003A



20,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Το TgCaviLiner είναι ένας εξαιρετικής ποιότητας φωτοπολυμεριζόμενο υλικό για χρήση ως ουδέτερο στρώμα. Η πρώτη ύλη είναι το υδροξείδιο του ασβεστίου σε διμεθακρυλική ρητίνη ουρεθάνης Πλεονεκτήματα:

- Άριστη βιοσυμβατότητα με οδοντίνη και πολφά
- Φωτοπολυμεριζόμενο ουδέτερο στρώμα εξαιρετικής σκληρότητας
- Αδιάλυτο στο νερό και τα στοματικά υγρά
- Απελευθερώνει φθόριο
- Ακτινοακκιό
- Εύκολο στον χειρισμό

Συσκευασία: 2 σύριγγες των 2gr.

Meta Biomed P&Bond

Συγκολλητικός 5ης γενιάς



Ρωτήστε μας για τις προσφορές που τρέχουν

32,76 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Ανώτερη αντοχή συγκόλλησης.

Συσκευασία:
5gr. & 10 μικροπενελάκια

EsBond

Συγκολλητικός παράγοντας γενικής χρήσης

Κωδικός: SPI2000A

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
3 + 1
ΔΩΡΟ!!



25,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Το EsBond είναι συγκολλητικός παράγοντας 5ης γενιάς που παρέχει υψηλή δύναμη συγκόλλησης. Έχει σχεδιαστεί για χρήση σε όλες τις κατηγορίες άμεσων αποκαταστάσεων: οδοντίνη, αδαμαντίνη, κεραμικές όψεις, καθώς και αποκαταστάσεις αμαλγάματος.

Χαρακτηριστικά:

- Συγκολλητικός Παράγοντας 5ης γενιάς
- Φωτοπολυμεριζόμενο
- Εξασφαλίζει δύναμη και σταθερότητα
- Ιδανική σύσταση για εύκολη εφαρμογή

Συσκευασία: Φιαλίδιο 5ml.

*Οι τιμές των προϊόντων της Voco ισχύουν έως 31/03/2025

Futurabond U

Διπλού πολυμερισμού συγκολλητικός παράγοντας γενικής χρήσης

Κωδικός: VOC0012A



Τα επιμέρους τεμάχια προκύπτουν από πολυσυσκευασία

100,73 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Εξαιρετική ποικιλία εφαρμογών και πλήρης συμβατότητα με τα περισσότερα υλικά, χωρίς επιπλέον ενεργοποίηση για τον διπλό πολυμερισμό. Σε πρακτική συσκευασία μονοδόσεων (Single Dose) για μόνιμα φρέσκο υλικό, χωρίς διαρροές και χωρίς πρόσθετα εργαλεία.

Συσκευασία: 50 τεμαχίων (singledose) και παρελκόμενα

Futurabond M+

Συγκολλητικός παράγοντας γενικής χρήσης 7ης γενιάς

Κωδικός: VOC0017A



Τα επιμέρους τεμάχια προκύπτουν από πολυσυσκευασία

103,57 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Τοποθέτηση με ή χωρίς αδροποιητή φωσφορικού οξέος. Κατάλληλο για άμεσες και έμμεσες αποκαταστάσεις. Εφαρμογή σε 1 στρώση, συνολικός χρόνος εργασίας 35 δευτερόλεπτα. 1 Φιαλίδιο αρκεί για πάνω από 250 εφαρμογές!

Συσκευασία: Φιαλίδιο 5 ml.

Voco Admira Fusion Flow

Λεπτόρευστο υλικό αποκατάστασης νανο-υβριδικού

Η έκπτωση υπολογίζεται στις αναγραφόμενες τιμές

16% έκπτωση
από το 1^ο ευρώ σε όλα τα είδη VOCO

23% έκπτωση
για παραγγελίες καθαρής αξίας **780€ και άνω!**



Κωδικός Neodent	Κωδικός Κατασκευαστή	Περιγραφή	Τιμή
2816	VOC2089A	Admira Fusion Flow Set 5x2gr	149,00 €
2818	VOC2090A1	Admira Fusion Flow 2x2gr. A1	
2819	VOC2090A2	Admira Fusion Flow 2x2gr. A2	
2820	VOC2090A3	Admira Fusion Flow 2x2gr. A3	
2821	VOC2090A3.5	Admira Fusion Flow 2x2gr. A3.5	
2822	VOC2090A4	Admira Fusion Flow 2x2gr. A4	
2824	VOC2090B1	Admira Fusion Flow 2x2gr. B1	83,60 €
2825	VOC2090B2	Admira Fusion Flow 2x2gr. B2	
2831	VOC2090BL	Admira Fusion Flow 2x2gr. BL	
2826	VOC2090C2	Admira Fusion Flow 2x2gr. C2	
2828	VOC2090IN	Admira Fusion Flow 2x2gr. Incisal	
2829	VOC2090OA2	Admira Fusion Flow 2x2gr. OA2	
2832	VOC2090WO	Admira Fusion Flow 2x2gr. WO	

Περιγραφή:

Λεπτόρευστο υλικό αποκατάστασης νανο-υβριδικού τύπου με βάση ORMOCER®, γενικής χρήσης. Το παγκόσμιο πρώτο καθαρό υλικό με βάση το καθαρό κεραμικό υλικό!

*Οι τιμές των προϊόντων της Voco ισχύουν έως 31/03/2025

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

NEW
PRODUCT



DTE[®]

Συσκευή Φωτοπολυμερισμού O-Light II - DTE

Αναβαθμισμένη εστιασμένη απόδοση φωτός

Η μοναδική τεχνολογία Woodpecker της εστιασμένης φωτεινής εξόδου μειώνει τη γωνία φωτός κατά 55,87%, επιτρέποντας πιο συγκεντρωμένη ενέργεια και υψηλότερη απόδοση σκλήρυνσης.

Μαγνητικός φακός πολυμερισμού σημείου

Παρέχει σημειακό πολυμερισμό μικρών σύνθετων υλικών και είναι χρήσιμος για τη σκλήρυνση των όψεων και όλων των στεφανών πορσελάνης.

Τιμή χωρίς ΦΠΑ
250,00 €

Κωδικός: **CL1035A**

3 λειτουργίες Επιλογής

Κανονική λειτουργία:

Ένταση 1000-1200 mw/cm²
Ρύθμιση χρόνου 5s, 10s, 15s, 20s

Υψηλή λειτουργία:

Ένταση 1800-2000 mw/cm²
Ρύθμιση χρόνου 3s, 5s

Λειτουργία Turbo:

Ένταση 2700-3000 mw/cm²
Ρύθμιση χρόνου 1s, 3s

Μήκος κύματος: 385nm-515nm

1. Ένταση έως 3000 mw/cm²: 1 δευτερόλεπτο για πολυμερισμό.
2. Με την υψηλότερη ένταση έως 2700-3000 mw/cm²: πολυμερισμός ρητίνης 2 mm σε 1 δευτερόλεπτο.

Κατάλληλο για ορθοδοντικούς νάρθηκες, όψεις πορσελάνης, συγκολλητικές ουσίες και υλικό οπών και σχισμών.

Συσκευή Φωτοπολυμερισμού LUX E Plus - DTE



NEW
PRODUCT

- ▶ Μέχρι 1600 mw/cm² που μπορεί να στερεοποιήσει ρητίνη βάθους 4mm σε 3 δευτερόλεπτα
- ▶ Επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου 2000 mAh
- ▶ 4 Χρόνοι εργασίας στερεοποίησης: 5s, 10s, 15s, 20s
- ▶ Μικρό μέγεθος, ασύρματο και ελαφρύ
- ▶ Επαγγελματικό φως σκλήρυνσης
- ▶ Ψηφιακή οθόνη
- ▶ Περισσότερες από 430 φορές για κάθε πλήρη φόρτιση: 10s/χρόνο
- ▶ Έξοδος φωτός: Περισσότερο από 1000mw/cm²
- ▶ Εύρος φάσματος: 420-480nm
- ▶ Καθαρό βάρος: 141 γραμμάρια

Τιμή χωρίς ΦΠΑ
120,00 €

Κωδικός: **CL1033A**

DTE[®]

Voco GrandioSO Heavy flow

Λεπτόρρευση νανο-υβριδική ρητίνη



Κωδικός	Απόχρωση
2684	A1
2685	A2
2686	A3
2687	A3.5
2688	A4
2690	B1
2691	B2
2692	C2
2689	GA5
2693	OA2
2696	WO

77,50 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Γενικής χρήσης, υψηλού ιξώδους υλικό αποκατάστασης, με αυξημένη σταθερότητα σε σύγκριση με τα κλασικά λεπτόρρευση υλικά, χωρίς ανεπιθύμητες ροές. Γενικής εφαρμογής, κατάλληλο για όλες τις κοιλοότητες, πολύ υψηλό ποσοστό ενισχυτικών συστατικών με 83% κ.β. Ιδανικό για χρήση με GrandTEC. Διατίθεται σε αποχρώσεις A1, A2, A3, A3.5, A4, B1.

Συσκευασία: 2 σύριγγες X 2 γρ., παρελκόμενα

Spident – EsFlow

Λεπτόρρευση ρητίνη

Κωδικός: SPI1001A_

Low Viscosity

Κωδικός: SPI1004A_



29,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Λεπτόρρευση ρητίνη

Μεσαίο ιξώδες που επιτρέπει την απαλή ροή για εύκολο χειρισμό και εφαρμογή ακριβείας.

Χρώματα: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2

Low Viscosity

Χαμηλού ιξώδους με ελαφριά σκλήρυνση. Χαμηλότερο ιξώδες σε σύγκριση με την Es Flow.

Χρώματα: A1, A2, A3

Συσκευασία: 2 σύριγγες X 2 γρ.

Perfection Plus EasyFlow

Λεπτόρρευση φωτο-πολυμεριζόμενο υλικό



22,16 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	Περιγραφή
PEP0054A1	A1
PEP0054A2	A2
PEP0054A3	A3
PEP0054A3.5	A3.5
PEP0054A4	A4

Περιγραφή:

Ακτινοσκιερή, φωτοπολυμεριζόμενη, ρητινώδους βάσης, μικρο-υβριδικό υλικό αποκατάστασης που περιέχει φθόριο. Περιέχει Nano-sized (0.02mm) fillers που προσδίδουν εξαιρετική πλαστικότητα και στιλβωσιμότητα, σε συνδυασμό με το μέγεθος 0.7 micron filler επιτυγχάνεται βέλτιστη δύναμη και αντίσταση στη φθορά. Εφέ φθορισμού για καλύτερη οπτική αντίθεση με την επιφάνεια του φυσικού δοντιού.

Συσκευασία: 2 Σύριγγες των 1,5γρ. σε χρώμα της επιλογής σας.

Ρητίνη Alphadent Flow

Λεπτόρρευση φωτο-πολυμεριζόμενο υλικό

Κωδικός: POI1028A2 & POI1028A3



10,99 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

- Πολύ καλές ρεολογικές ιδιότητες κατά την χρήση, σταθερότητα σε κατάσταση αναμονής

- Ιδανικό για την έμφραξη των μικρών κοιλοτήτων.

- Υλικό που ενσωματώνει σωματίδια της τάξεως των νανόμετρων που βοηθούν στην αυξημένη ελαστικότητα και της τάξεως 0.7μ, με αποτέλεσμα να δίνει εξαιρετική δύναμη και αντοχή.

Αυτός ο συνδυασμός παρέχει ένα υλικό με μεγάλη ευελιξία για χρήση σε ένα ευρύ φάσμα αποκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας III, διαμορφώσεις κοιλοτήτων για κατηγορία V και μικρές αποκαταστάσεις Κατηγορίας I και II

Συσκευασία: Σύριγγα 1,5γρ. Διαθέσιμη σε χρώμα A2 & A3.

*Οι τιμές των προϊόντων της Voco ισχύουν έως 31/03/2025



X-tra Base γενικής απόχρωσης

Λεπτόρρευση φωτο-πολυμεριζόμενη σύνθετη ρητίνη βάσης

Κωδικός: VOC2010A



78,10 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Αποκατάσταση βάσης 4mm σε ένα βήμα μόνο. Αξιοπίστος πολυμερισμός σε μόλις 10 δευτερά. Τέλεια επιφανειακή επαφή για εξαιρετική προσαρμογή στην κοιλοότητα, χαμηλές πιέσεις από τις δυνάμεις συστολής, υψηλή ακτινοσκιερότητα. Διατίθεται σε απόχρωση universal.

Συσκευασία: 2 σύριγγες X 2 γρ., παρελκόμενα

Polofil™ Supra

Σύνθετη Ρητίνη Μικρο-υβριδικού τύπου



ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

A1	A2	A3	A3.5	B2	B3	INCISAL
1361	1362	1363	1364	1365	1366	1368

31,62 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Φωτοπολυμεριζόμενο υλικό για κοιλοότητες ομάδας I έως V, συστολή πολυμερισμού 2.6%, αντοχή συμπίεσης 360MPa, εύκολος χειρισμός λόγω συμπαγούς και εύπλαστης σύστασης. Ένα εξαιρετικό υλικό σε σχέση τιμής-απόδοσης.

Συσκευασία: Σύριγγα 4 γρ.

RestorePLUS

Νανόκοκκη ρητίνη υψηλού αισθητικού αποτελέσματος της Perfection Plus

Κωδικός: PEP0015_



32,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Δευτερης γενιάς εξαιρετικού φθορισμού. Κατάλληλη για άμεσες και έμμεσες πρόσθιες και οπίσθιες αποκαταστάσεις (Ομάδες I, II, III, IV και V) συμπεριλαμβανομένων ενθέτων, επενθέτων και όψεων, ανασύσταση κολοβώματος και ναρθηκοποίηση. Άριστο αισθητικό αποτέλεσμα-χαμηλόντισιμος, εξαιρετική στιλβωση, μεγάλη αντοχή στην κάμψη, χαμηλή αποτριβή και συστολή πολυμερισμού. Όλες οι αποχρώσεις είναι ακτινοσκιερές.

Διαθέσιμες αποχρώσεις A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, BW, C2 & U0

Συσκευασία: Σύριγγα 4 γρ.

*Οι τιμές των προϊόντων της Voco ισχύουν έως 31/03/2025

X-tra Fil

Φωτο-πολυμεριζόμενο εμφρακτικό υλικό οπίσθιων δοντιών

Κωδικός: VOC2011A



56,83 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Εμφράξεις οπίσθιων των ομάδων I και II, ανασύσταση κολοβώματος. Βάθος πολυμερισμού 4mm, χρόνος πολυμερισμού μόλις 10 δευτερά, απόχρωση universal, μεγάλης διάρκειας και οικονομικό.

Συσκευασία: Σύριγγα 5 γρ.

ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΓΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ!



EsCom® 250

Spident Σύνθετη Νανοϋβριδική Ρητίνη

Φωτοπολυμεριζόμενη σύνθετη νανοϋβριδική ρητίνη γενικών αποκαταστάσεων

Πλεονεκτήματα:

- Ενισχυτικός παράγοντας ζirkονίου με υψηλή αντοχή στην θλίψη
 - Δεν κολλάει στο εργαλείο, έχει εξαιρετικό χειρισμό
 - Χαμηλή συστολή πολυμερισμού
 - Ακτινοσκιερή
 - Μεγαλύτερος χρόνος χειρισμού
- Ενισχυμένη στιλβωσιμότητα και εξαιρετική αντοχή στη φθορά
 - Διαθέσιμη σε 13 αποχρώσεις: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2, D2, AO2, AO3, G1, TV

You're the Artist



Σωληνάριο 4gr
σε χρώμα της επιλογής σας



Μini Κασετίνα

Περιλαμβάνει:

- › 5 σωληνάρια των 4gr σε χρώματα: A1, A2, A3, A3.5 & B2
- › Αδροποιητή FineEtch 5ml &
- › Συγκολλητικό EsBond 5ml
- › Αξεσουάρ



Κωδικός: SPI1002A

120,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

* Ισχύς Προσφορών έως 31/03/2025
** Οι προσφορές δεν συνδυάζονται μεταξύ τους.



Κωδικός: SPI1000

29,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

*Τιμή Σωληναρίου

Κασετίνα

Περιλαμβάνει:

- › 8 σωληνάρια των 4gr σε χρώματα: A1, 2x A2, 2x A3, A3.5, B2, AO3



Κωδικός: SPI1003A

150,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Voco Admira Fusion

Υλικό αποκατάστασης με βάση ORMOCER

73,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

15 Κάψουλες των 0.2g		Σύριγγα 3gr	
2782	A1	2754	A1
2783	A2	2755	A2
2784	A3	2756	A3
2786	A3.5	2758	A3.5
2787	A4	2759	A4
2790	B1	2762	B1
2791	B2	2763	B2
2792	B3	2764	B3
2803	BL	2775	BL
2794	C2	2776	C2
2796	D3	2778	D3
2785	GA3.25	2757	GA3.25
2788	GA5	2760	GA5
2804	Incisal	2776	Incisal
2806	Mixed	2770	OA1
2798	OA1	2771	OA2
2799	OA2	2772	OA3
2800	OA3	2773	OA3.5
2801	OA3.5		


245,00 €


Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	Περιγραφή
2750	Κασετίνα με 5 Σύριγγες 3gr (A1, A2, A3, A3.5, Admira Fusion x-tra) & Futurabond U Συγκολλητικός 20 μονοδόσεις, χρωματολόγιο
2780	Κασετίνα με 75 κάψουλες 0,2gr (15 τμχ από κάθε χρώμα: A1, A2, A3, A3.5, Admira Fusion x-tra) & Futurabond U Συγκολλητικός 20 μονοδόσεις, χρωματολόγιο

Περιγραφή:

Με την μακράν χαμηλότερη συστολή πολυμερισμού 1,25% κ.ο και κυρίως με χαμηλό ποσοστό δυνάμεων συστολής σε σύγκριση με όλες τις συμβατικές σύνθετες ρητίνες. Αδρανές, με πολύ υψηλή βιοσυμβατότητα και εξαιρετική αντίσταση στη δυσχρωμία.

Συσκευασία: Σύριγγα 3 γρ.

**Οι τιμές των προϊόντων της Voco ισχύουν έως 31/03/2025*
Admira Fusion 5


Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
VOC2185A1	Admira Fusion 5 - syringe 3 g A1	73,00 €
VOC2185A2	Admira Fusion 5 - syringe 3 g A2	73,00 €
VOC2185A3	Admira Fusion 5 - syringe 3 g A3	73,00 €
VOC2185A3.5	Admira Fusion 5 - syringe 3 g A3.5	73,00 €
VOC2185A4	Admira Fusion 5 - syringe 3 g A4	73,00 €
VOC2189A1	Admira Fusion 5 - Caps 15 x 0,2 gr A1	73,00 €
VOC2189A2	Admira Fusion 5 - Caps 15 x 0,2 gr A2	73,00 €
VOC2189A3	Admira Fusion 5 - Caps 15 x 0,2 gr A3	73,00 €
VOC2184A	Admira Fusion 5 - Σετ σύριγγες 5x3 gr (A1, A2, A3, A3.5, A4)	292,00 €
VOC2186A	Admira Fusion 5 - set Caps 75 x 0,2 gr (15 each of x A1, A2, A3, A3.5, A4)	292,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ															
A1		A2		A3		A3.5			A4						
A1	B1	C1	D2	A2	B2	A3	B3	D4	A3.5	C2	C3	D3	B4	A4	C4

Περιγραφή:

Ένα εμφρακτικό υλικό καθαρά κεραμικής βάσης χωρίς κλασικά μονομερή και με εξαιρετικές φυσικές ιδιότητες. Το Admira Fusion 5 είναι ένα εξαιρετικά σταθερό υλικό και έχει μακράν τη χαμηλότερη συστολή πολυμερισμού (1,25% v/v) σε σύγκριση με τα συμβατικά σύνθετα υλικά.

**Οι τιμές των προϊόντων της Voco ισχύουν έως 31/03/2025*

Admira® Fusion 5

Η επόμενη γενιά - Admira® Fusion 5

Βιοσυμβατή σύνθετη ρητίνη γενικής χρήσης

Με απλοποιημένο σύστημα αποχρώσεων

Πλεονεκτήματα με μια ματιά:

- Και οι 16 κλασικές αποχρώσεις VITA® μπορούν να καλυφθούν μόνο με ένα σύνολο 5 χρωμάτων (Cluster-Shades)
- Μόνο 10 sec φωτο-πολυμερισμού για όλες τις αποχρώσεις
- Εξαιρετικά βιοσυμβατό, καθώς δεν περιέχει κλασικά μονομερή
- Μακράν η χαμηλότερη συστολή πολυμερισμού (1,25% v/v)
- Συμβατό με όλους τους κλασικούς συγκολλητικούς παράγοντες



Η έκπτωση υπολογίζεται στις αναγραφόμενες τιμές

16% ΈΚΠΤΩΣΗ
από το 1^ο ευρώ σε όλα τα είδη VOCO

23% έκπτωση
για παραγγελίες καθαρός αξίας 780€ και άνω!

GRANDIO

Σύνθετη Ρητίνη Νανο-υβριδικού τύπου, γενικής χρήσης



ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ							
A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3
1810	1811	1812	1813	1814	1824	1815	1816
BL	C2	C3	D2	D3	INCISAL	OA2	OA3.5
1823	1817	1818	1825	1819	1820	1821	1822

83,60 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Άριστες φυσικές ιδιότητες για μεγάλης διάρκειας αποκαταστάσεις, σημαντικά χαμηλότερη συστολή πολυμερισμού από άλλες συμβατικές σύνθετες ρητίνες, υψηλό ποσοστό ενισχυτικών συστατικών 87% κ/β, άριστη αισθητική, διαθέσιμο σε 16 αποχρώσεις.

Συσκευασία: Σύριγγα 4 γρ.

GrandioSO

Σύνθετη Ρητίνη Νανο-υβριδικού τύπου, γενικής χρήσης



ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ								
A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	BL
2610	2611	2612	2614	2615	2619	2620	2621	2635
C2	D3	GA3.25	GA5	INCISAL	OA1	OA2	OA3.5	
2624	2627	2613	2616	2629	2630	2631	2633	

89,30 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Ό,τι πιο κοντινό στις φυσικές ιδιότητες του δοντιού! Πολύ υψηλό ποσοστό ενισχυτικών συστατικών με 89% κ/β. Ευφύες σύστημα αποχρώσεων με τις νέες αποχρώσεις GA3.25 και GA5 που λειτουργούν σε κάθε κλινική περίπτωση. Απαλή σύσταση, μη-κολλώδες υλικό, βέλτιστος χειρισμός.

Συσκευασία: Σύριγγα 4 γρ.

VisCalor Bulk

Υλικό bulk με τροποποίηση του ιξώδους βάσει θερμότητας



* Ειδική προσφορά γνωριμίας (Voco Highlights) - Ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
6066	VisCalor bulk - Κάψουλες 16 x 0,25 g A1	73,50 €
6067	VisCalor bulk - Κάψουλες 16 x 0,25 g A2	73,50 €
6068	VisCalor bulk - Κάψουλες 16 x 0,25 g A3	73,50 €
6065	VisCalor bulk - Κάψουλες 16 x 0,25 g universal	73,50 €
6062	VisCalor bulk - set VisCalor με διανομέα (dispenser)*	699,00 €
9143	VisCalor Διανομέας (dispenser)-Συσκ. Προθέρμανσης	881,50 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Περιγραφή:

Αρχικά ρευστό, μετά μορφοποιήσιμο! Η παγκοσμίως πρώτη σύνθετη ρητίνη με τεχνολογία θερμο-ιξώδους! Η θέρμανση του υλικού το κάνει ρευστό για την εφαρμογή και μορφοποιήσιμο αμέσως μετά (τεχνολογία θερμο-ιξώδους). Ιδανική ροή στα όρια και τις υποσκαφές-ελαχιστοποίηση του κινδύνου οριακών κενών. Bulk έμφραξη 4mm χωρίς στρώματα κάλυψης, εφαρμογή χωρίς φυσαλίδες. Ένα universal και 3 αισθητικές αποχρώσεις. Λεπτό ρύγχος, ιδανικό για περιοχές δύσκολης πρόσβασης.

*Οι τιμές των προϊόντων της Voco ισχύουν έως 31/03/2025

IonoStar Molar

Υαλο-ιονομερές υλικό αποκατάστασης



Αποχρώσεις A2 & A3 σε σκαυλάκι χωρίς αέροσούρ-προκύπτουν από μεγαλύτερη συσκευασία

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
2524	20 ΚΑΨΟΥΛΕΣ A1	61,50 €
2525	20 ΚΑΨΟΥΛΕΣ A2	54,40 €
2526	20 ΚΑΨΟΥΛΕΣ A3	54,40 €
2520	ΣΕΤ ΚΑΨΟΥΛΕΣ A1x10,A2x10,A3x30τεμ	152,50 €

Περιγραφή:

Κάψουλα νέας σχεδίασης της VOCO, με εύκολη ενεργοποίηση χωρίς να χρειάζεται activator και ειδική πρόβλεψη για εφαρμογή με μικρότερες ή δυσπρόσιτες περιοχές. Υψηλή αντοχή στη συμπίεση και αντίσταση στην αποτριβή.

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

IonoStar Plus

Υαλο-ιονομερές υλικό αποκατάστασης ταχείας πήξης



Αποχρώσεις A2 & A3 σε σκαυλάκι χωρίς αέροσούρ-προκύπτουν από μεγαλύτερη συσκευασία

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
2543	20 τμχ ΚΑΨΟΥΛΕΣ A2	54,40 €
2544	20 τμχ ΚΑΨΟΥΛΕΣ A3	54,40 €
2545	20 τμχ ΚΑΨΟΥΛΕΣ A3.5	61,50 €
2540	ΣΕΤ 50 κάψουλες A2x10,A3x30,A3.5x10τεμ	152,50 €

Περιγραφή:

Τέλεια οριακή προσαρμογή και συμπακνωσιμότητα σε ένα προϊόν, χάρη στην αλλαγή του ιξώδους κατά την εφαρμογή, γρήγορος χρόνος πήξης μόνο 2 λεπτών από την τοποθέτηση του εμφρακτικού, υψηλό επίπεδο απελευθέρωσης φθορίου.

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Ionolux

Υαλο-ιονομερές εμφρακτικό υλικό σε κάψουλες



Τα επιμέρους τεμάχια προκύπτουν από πολυσυσκευασία

Αποχρώσεις A2 & A3 σε σκαυλάκι χωρίς αέροσούρ-προκύπτουν από μεγαλύτερη συσκευασία

Η έκπτωση υπολογίζεται στις αναγραφόμενες τιμές

16% ΈΚΠΤΩΣΗ
από το 1^ο ευρώ σε όλα τα είδη VOCO

23% έκπτωση
για παραγγελίες καθαρός αξίας 780€ και άνω!

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
VOC2110A3	Ionolux κάψουλες A3 20τεμ	75,63 €
VOC2110A2	Ionolux κάψουλες A2 20τεμ	75,63 €
VOC2110A1	Ionolux κάψουλες A1 20τεμ	90,90 €
VOC2110A3.5	Ionolux κάψουλες A3.5 20τεμ	90,90 €
VOC2109A	Set Καψουλες 50τεμ (10XA1, 10XA2, 30XA3)	214,90 €

Περιγραφή:

Υψηλής αισθητικής, φωτοπολυμεριζόμενο, άμεσα στοιβάζιμο υλικό εμφράξεων. Ρητινωδώς τροποποιημένο, υαλο-ιονομερές ιδανικό για αποκαταστάσεις νεογιλών. Ακτινοσκιερό. Συνεχής απελευθέρωση φθορίου για προστασία από την δευτερογενή τερηδόνα. Δεν απαιτείται ενυδατικός ή συγκολλητικός παράγοντας. Σε πρακτική συσκευασία μεμονωμένες κάψουλες για εύκολη, γρήγορη και καθαρή εφαρμογή.

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

*Οι τιμές των προϊόντων της Voco ισχύουν έως 31/03/2025

TGRestoglass

Υαλο-ιονομερές εμφρακτικό σκόνη-υγρό
Κωδικός: TG3002A2 - Χρώμα A2
TG3002A3 - Χρώμα A3



23,10 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Για αποκαταστάσεις ομάδας III και V, ειδικά για ριζικές διαβρώσεις και εμφράξεις σε αυχενικές περιοχές, αποκαταστάσεις νεογιλών δοντιών, σε κλασική φόρμουλα σκόνη υγρό. Διατίθεται σε αποχρώσεις A2 ή/και A3.

Συσκευασία:

Σετ αποτελούμενο από 20 γρ. σκόνη, 15 ml υγρό, 10 γρ. βερνίκι

TGRestotemp

Τροποποιημένη Κονία Οξειδίου του Ψευδαργύρου και Ευγενόλης
Κωδικός: TG3005A



15,40 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Ενισχυμένο, για χρήση ως ουδέτερο στρώμα ή για προσωρινή προσκόλληση. Επίσης, χρήση ως ενδιάμεσο αποκαταστατικό υλικό σε νεογιά για την πρόληψη και αντιμετώπιση των παραγόντων που προκαλούν τερηδόνα.

Συσκευασία: Βάση 38 γρ. σκόνη & 14 ml. υγρό

Voco Ionofil® Molar

Υαλο-ιονομερές υλικό αποκατάστασης



Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
VOC2045A	Ionofil Molar υγρό 10ml	48,40 €
VOC2044A	Ionofil Molar σκόνη 15gr A2	67,50 €

Περιγραφή:

- Εμφράξεις κοιλοτήτων ομάδας II
- Προσωρινή θεραπεία που κρατάει σε διάρκεια
- Εμφράξεις με ανασύσταση, ουδέτερο στρώμα
- Ανασυστάσεις κολοβωμάτων
- Αποκαταστάσεις νεογιλών δοντιών
- Αποκατάσταση βλαβών σήματος-V /αυχενικών διαβρώσεων της αδαμάντινης

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Voco Ionolux®

Φωτο-πολυμεριζόμενο υαλο-ιονομερές υλικό αποκατάστασης



Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
VOC2102A	Ionolux σκόνη 12gr & υγρό 5ml - A1	101,60 €
VOC2017A	Ionolux σκόνη 12gr & υγρό 5ml - A2	101,60 €
VOC2018A	Ionolux σκόνη 12gr & υγρό 5ml - A3	101,60 €

Περιγραφή:

- Αποκαταστάσεις ομάδας III και V, ειδικά για ριζικές διαβρώσεις και εμφράξεις σε
- Αυχενικές περιοχές
- Αποκαταστάσεις νεογιλών δοντιών
- Μικρές εμφράξεις ομάδας I
- Προσωρινές εμφράξεις
- Ανασυστάσεις κολοβώματος
- Ουδέτερο στρώμα

*Οι τιμές των προϊόντων της Voco ισχύουν έως 31/03/2025



έκπτωση

-23%

με αγορές καθαρής αξίας

780,00€ + ΦΠΑ

και άνω

Σημαντικές Σημειώσεις:

1. Η ενέργεια αφορά υλικά και αναλώσιμα είδη εξαιρουμένων συσκευών, χειρολαβών και λοιπού περιφερειακού εξοπλισμού. Τα εργαλεία χειρός (οδοντάγρες, μοχλοί, κοχλιάρια) συμμετέχουν στην ενέργεια.
2. Εξαιρούνται των εκπτώσεων τα παρακάτω είδη: Αναισθητικά, ράμματα, ποδιές ακτινοπροστασίας, συσκευές, έπιπλα & επιλεγμένα προϊόντα.

13
χρόνια
εξειδίκευσης
στις προμήθειες
Οδοντιατρικού



Tribest Πιστόλι πλαστικό

Κατάλληλο για καψουλάκια ρητινών σε μαύρο χρώμα (Astrigent)
Κωδικός: TRI4018B



10,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Κατάλληλο για προώθηση ρητινών σε κάψουλες.

Συσκευασία:
1 τεμαχίου

Capsule Applicator

Πιστόλι εφαρμογής καψουλών
Κωδικός: POI7026A



38,95 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Εξολοκλήρου μεταλλική κατασκευή με ματ φινιρίσμα, για το άνοιγμα και την απευθείας εφαρμογή των υλικών σε κάψουλα (υαλιονομερή)

Συσκευασία: Τεμαχίου

Πιστόλι πλαστικό για καψουλάκια ρητινών

Κατάλληλο για προώθηση ρητινών σε κάψουλες (Astrigent)
Κωδικός: POI7019A



13,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Ribbond

Ταινίες με ίνες πολυαιθυλενίου από την G&C Dental



72,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	Περιγραφή
THM2	Ταινία 2mm
THM3	Ταινία 3mm
THM4	Ταινία 4mm
THM1	Ταινία 1mm για Fixed orthodontics retainers

Περιγραφή:

Η πατενταρισμένη ταινία Ribbond, με τις ενισχυμένες ίνες, χρησιμοποιείται για την varθηκοποίηση αλλά και για πολλές άλλες εργασίες που απαιτούν ενίσχυση. Η ειδική πλέξη σε συνδυασμό με το υλικό κατασκευής - ίνες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή αλεξιφαριών γιλέκων και προστατευτικής πανοπλίας για το στρατό - κάνει το Ribbond εξαιρετικά ανθεκτικό στη θραύση και είναι κατάλληλο για πολλές οδοντιατρικές εργασίες όπως: varθηκοποίηση, ενδορριζικούς άξονες, γέφυρες σε μία επίσκεψη, προσωρινές γέφυρες, αποκαταστάσεις ρητινής σε μεγάλες κοιλότητες, διατήρηση κλείσιμου διαστήματος και σταθεροποίηση σε περίπτωση τραύματος.


- ✓ Αξεπέραστη αντοχή στη θραύση - οι ίνες είναι τόσο δυνατές που χρειάζεται ειδικό ψαλίδι για να κοπούν (διατίθεται στο σετ)
- ✓ Δεν έχει μνήμη - επιτρέπει την εύκολη, γρήγορη και ακριβή τοποθέτηση
- ✓ Ασφαλής, βιοσυμβατό και αισθητικό
- ✓ Δεν διαλύεται, δεν αναπνέει κατά την τοποθέτηση
- ✓ Συγκολλείται σε σύνθετη ρητίνη και ακρυλικό
- ✓ Δεν έχει ημερομηνία λήξης
- ✓ Αποδεδειγμένη επιτυχία με άρθρα, έρευνες κλπ από το 1992

*Οι τιμές των προϊόντων της Voco ισχύουν έως 31/03/2025



Voco Vococid Tips No48

Ρύγχη εφαρμογής
Κωδικός: VOC4023A



24,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ


Περιγραφή:

Κατάλληλα για VOCOCID σύριγγες 2 ml.

Συσκευασία:
50 τεμαχίων

Vococid Tips No42

Ρύγχη εφαρμογής
Κωδικός: VOC4022A



10,70 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Κατάλληλα για VOCOCID σύριγγες 5 ml.

Συσκευασία:
30 τεμαχίων

Blue Etch Tips

Ρύγχη εφαρμογής
Κωδικός: CCE1055B



7,05 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Κατάλληλα για Blue Etch.

Συσκευασία:
50 τεμαχίων

Voco Tips No46

Ρύγχη εφαρμογής τύπου 46 για υλικά VOCO
Κωδικός: VOC4018A



35,50 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Κατάλληλα για ClipFlow, GrandioSO Heavy Flow, x-tra base.

Συσκευασία:
100 τεμαχίων

*Οι τιμές των προϊόντων της Voco ισχύουν έως 31/03/2025

TGTempfill

Υλικό προσωρινής έμφραξης
Κωδικός: TG4000W



5,50 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Εύκολο στην επεξεργασία και εφαρμογή, εξαιρετική σταθερότητα μετά την τοποθέτηση, αξιόπιστο και οικονομικό. Σε λευκό χρώμα.

Συσκευασία: Βαζάκι 40γρ.

Υλικό για προσωρινές αποκαταστάσεις από την Perfection Plus

Κωδικός: PEP0002A



6,20 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Υλικό προσωρινών αποκαταστάσεων, έτοιμο προς χρήση. Εξαιρετική ικανότητα προσαρμογής ορίων. Μέγιστος χρόνος πήξης 15'. Ακτινοσκιερό.

Συσκευασία: Γυάλινο βαζάκι 30γρ.

Meta Biomed MD-Temp Plus

Προσωρινό Εμφρακτικό Υλικό



10,92 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

- Εύκολη εφαρμογή και αφαίρεση
- Αδιαπέραστη στεγανοποίηση της κοιλότητας
- Εξαιρετική σταθερότητα κατά την τοποθέτηση.

Συσκευασία: Βαζάκι 40γρ.

Temp.it Flow

Κωδικός:
Blue: SPI4005B
Yellow: SPI4005Y



24,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Φωτοπολυμεριζόμενο υλικό εμφράξεων για προσωρινές αποκαταστάσεις.

Συσκευασία:
4 σύριγγες των 1,2ml.

Easy Glaze

Σιλιανοποίηση επιφανειών
Κωδικός: VOC2132A



76,80 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Λαμπερές και αισθητικές επιφάνειες, προστασία έναντι της δυσχρωμίας. Στεγανοποίηση επιφανειών σε προσωρινές στεφάνες και γέφυρες, υαλο-ιονομερείς αποκαταστάσεις αλλά και μόνιμες σύνθετης ρητίνης. Προστατεύει από την υγρασία και την αφυδάτωση αμέσως μετά την τοποθέτηση της έμφραξης, εφέ φθορισμού σαν του φυσικού δοντιού, φυσική λάμψη.

Συσκευασία: Φιαλίδιο 5ml με παρελκόμενα.

*Οι τιμές των προϊόντων της Voco ισχύουν έως 31/03/2025

ROTARY GRINDING & POLISHING INSTRUMENTS



ROTIERENDE SCHLEIF- UND POLIERINSTRUMENTE

Polydent

Σετ δίσκοι & λωρίδες λείανσης
Κωδικός: POI2001A



19,65 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Σετ με δίσκους δίσκοι -Τύπου Soflex και λωρίδες λείανσης.
Μάξιμουμ στροφών: 15.000 min-1.
Συσκευασία:
48 τεμάχια και 75 τεμάχια ταινίες

Polydent

Σετ δίσκοι & λωρίδες λείανσης
Κωδικός: POI2006A



23,30 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Σετ με δίσκους και λωρίδες λείανσης.
Μάξιμουμ στροφών: 15.000 min-1.
Συσκευασία:
48 τεμάχια δίσκοι (μανιτάρια) και
75 τεμάχια ταινίες και 1 μαντρέλ

Polydent

Σετ δίσκοι & λωρίδες λείανσης
Κωδικός: POI2002A



10,80 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Σετ με δίσκους λείανσης, σε διάφορα μεγέθη και χρώματα.
Μάξιμουμ στροφών: 15.000 min-1.
Συσκευασία:
80 τεμάχια δίσκοι (μανιτάρια) και 3 μαντρέλ

Polishing strips

Ταινίες λείανσης



Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
POI7032FM	Fine - Medium	4,00 €
POI7032MC	Medium - Coarse	4,00 €
POI7032SFF	Super Fine - Fine	4,00 €

Περιγραφή:
Ταινίες λείανσεων σε 3 διαφορετικές αδρότητες.
Συσκευασία: 25 τεμαχίων

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

EVE Diapol W16Dmf RA Medium

Στιλβωτικό μεσαίας αδρότητας
Κωδικός: EVE1000A



6,44 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Στιλβωτικό βουρτσάκι μεσαίας αδρότητας (κόκκινο) κατάλληλο για πορσελάνη, ζirkονία, διπυριτικό λίθιο.
Με επίστρωση διαμαντιού.
Ενδείκνυται για το στάδιο προετοιμασίας πριν το τελικό φινιρίσμα.
Κούμπωμα RA (γωνιακή χειρολαβή χαμηλών ταχυτήτων).
Διαστάσεις: 4x10mm
Στροφές: 7.000-12.000 min -1 / max. 20.000 min -1.
Συσκευασία: 1 τεμαχίου

EVE Diapol W16D RA Fine

Στιλβωτικό λεπτόκοκκο
Κωδικός: EVE1001A



6,44 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Στιλβωτικό βουρτσάκι λεπτόκοκκο (φίνα αδρότητα - κίτρινο) κατάλληλο για πορσελάνη, ζirkονία, διπυριτικό λίθιο.
Με επίστρωση διαμαντιού.
Ενδείκνυται για το στάδιο τελικού φινιρίσματος για άριστη στιλβότητα.
Κούμπωμα RA (γωνιακή χειρολαβή χαμηλών ταχυτήτων).
Διαστάσεις: 4x10mm
Στροφές: 7.000-12.000 min -1 / max. 20.000 min -1.
Συσκευασία: 1 τεμαχίου

EVE Diapol W16Dg RA Coarse

Στιλβωτικό βουρτσάκι λεπτόκοκκο
Κωδικός: EVE 1006A



6,44 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Στιλβωτικό βουρτσάκι λεπτόκοκκο (αδρόκοκκο-μπλε) κατάλληλο για πορσελάνη, ζirkονία, διπυριτικό λίθιο.
Με επίστρωση διαμαντιού.
Ενδείκνυται για το 1ο στάδιο της εξομάλυνσης των επιφανειών.
Κούμπωμα RA (γωνιακή χειρολαβή χαμηλών ταχυτήτων).
Διαστάσεις: 4x10mm
Στροφές: 7.000 - 12.000 min -1 / max. 20.000 min -1
Συσκευασία: 1 τεμαχίου

EVE Diacomp Plus Set RA 342

Κωδικός: EVE1005A



56,33 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Το Diacomp Plus είναι ένα σύστημα 2 σταδίων για εξαιρετική λάμψη σε όλα τα σύνθετα υλικά.
Κάθε στάδιο έχει μελετηθεί ειδικά για να προσφέρει το βέλτιστο αισθητικό αποτέλεσμα ακόμη και στα υλικά υψηλής σκληρότητας.
Χρησιμοποιήστε το με όλες τις ρητίνες και τα υβριδικά κεραμικά υλικά.
Διαστάσεις: 14x1,6mm
Στροφές: 3.000 - 8.000 min -1 / max. 20.000 min -1
Συσκευασία:
Το Set περιλαμβάνει 6 βουρτσάκια τεχνολογίας Twist (σπειροειδή):
3 μεσαίας αδρότητας (1ο στάδιο) και 3 λεπτόκοκκα (2ο στάδιο).

EVEFlex 700 HP Δίσκος Λείανσης 708 14.5x2.5 Medium

Κωδικός: EVE6004A



17,14 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Δίσκοι καμπύλοι λείανσης για κούμπωμα HP (ευθεία χειρολαβή)
Μεσαία αδρότητα, διαστάσεις 14.5x2.5mm, από μαλακό, εύκαμπτο υλικό για το στάδιο πριν το τελικό φινίρισμα.
Κατάλληλο για κράματα NEM, πολύτιμα μέταλλα.

Συσκευασία: 10 τεμαχίων

EVEFlex 700 HP Δίσκος Λείανσης 709 19x0.5 Medium

Κωδικός: EVE6005A



17,14 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Δίσκοι καμπύλοι λείανσης για κούμπωμα HP (ευθεία χειρολαβή).
Μεσαία αδρότητα, διαστάσεις 19x0.5mm, από μαλακό, εύκαμπτο υλικό για το στάδιο πριν το τελικό φινίρισμα.
Κατάλληλο για κράματα NEM, πολύτιμα μέταλλα.

Συσκευασία: 10 τεμαχίων

EVE Diapol Twist DT-W14Dg RA Coarse

Κωδικός: EVE1002A



9,88 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Το μοντέλο Twist DT-W14Dg Diapol RA αδρόκοκκο (μπλε) είναι κατάλληλο για πορσελάνη, ζirkονία, διπυριτικό λίθιο και ενδείκνυται για το 1ο στάδιο της εξομάλυνσης των επιφανειών.
Κούμπωμα RA (γωνιακή χειρολαβή χαμηλών ταχυτήτων)
Διαστάσεις: 14x1,6mm
Στροφές: 7.000 – 12.000 min -1 / max. 20.000 min -1

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

EVE Diapol Twist DT-W14Dmf RA Medium

Κωδικός: EVE1003A



9,88 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Το μοντέλο Twist DT-W14Dmf Diapol RA μεσαίας αδρότητας (κόκκινο) είναι κατάλληλο για πορσελάνη, ζirkονία, διπυριτικό λίθιο και ενδείκνυται για το στάδιο προετοιμασίας πριν το τελικό φινίρισμα.
Κούμπωμα RA (γωνιακή χειρολαβή χαμηλών ταχυτήτων)
Διαστάσεις: 14x1,6mm
Στροφές: 7.000 – 12.000 min -1 / max. 20.000 min -1

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

EVE Diapol Twist DT-W14D RA Fine

Κωδικός: EVE1004A



9,88 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Το μοντέλο Twist DT-W14D Diapol RA λεπτόκοκκο (φίνα αδρότητα - κίτρινο) είναι κατάλληλο για πορσελάνη, ζirkονία, διπυριτικό λίθιο και ενδείκνυται για το στάδιο τελικού φινιρίσματος για άριστη στιλπνότητα.
Κούμπωμα RA (γωνιακή χειρολαβή χαμηλών ταχυτήτων)
Διαστάσεις: 14x1,6mm
Στροφές: 7.000 – 12.000 min -1 / max. 20.000 min -1

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

EVE Diacomp Plus Twist DT-DCP14m 14x1.6 Medium

Κωδικός: EVE1008A



9,88 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Κάθε στάδιο έχει μελετηθεί ειδικά για να προσφέρει το βέλτιστο αισθητικό αποτέλεσμα ακόμη και στα υλικά υψηλής σκληρότητας.
Χρησιμοποιήστε το με όλες τις ρπίνες και τα υβριδικά κεραμικά υλικά.
Διαστάσεις: 14x1,6mm
Κούμπωμα RA (γωνιακή χειρολαβή χαμηλών ταχυτήτων)
Στροφές: 3.000 - 8.000 min -1 / max. 20.000 min.

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

EVE Diacomp Plus Twist DT-DCP14F 14x1.6 Fine

Κωδικός: EVE1009A



9,88 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Επιτρέπει στον χρήστη να γυαλίζει οποιαδήποτε επιφάνεια με ένα μόνο εργαλείο.
Κατά συνέπεια, επιτυγχάνονται εξαιρετικά αποτελέσματα γυαλίσματος σε οποιαδήποτε επιφάνεια σε συνδυασμό με σημαντική μείωση του χρόνου εφαρμογής.
Το μοντέλο Twist DT-DCP14F Diacomp Plus λεπτόκοκκο είναι κατάλληλο για πορσελάνη, ζirkονία, διπυριτικό λίθιο και ενδείκνυται για το στάδιο τελικού φινιρίσματος για άριστη στιλπνότητα.
Κούμπωμα RA (γωνιακή χειρολαβή χαμηλών ταχυτήτων)
Διαστάσεις: 14x1,6mm
Στροφές: 3.000 - 8.000 min -1 / max. 20.000 min -1.

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

EVE Diacomp Plus Twist DT-DCP14m 14x1.6 Medium

Κωδικός: EVE1008B



93,89 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ


Περιγραφή:

Κάθε στάδιο έχει μελετηθεί ειδικά για να προσφέρει το βέλτιστο αισθητικό αποτέλεσμα ακόμη και στα υλικά υψηλής σκληρότητας.
Χρησιμοποιήστε το με όλες τις ρπίνες και τα υβριδικά κεραμικά υλικά.
Διαστάσεις: 14x1,6mm
Κούμπωμα RA (γωνιακή χειρολαβή χαμηλών ταχυτήτων)
Στροφές: 3.000 - 8.000 min -1 / max. 20.000 min.

Συσκευασία: 10 τεμαχίων

EVE Diacomp Plus Twist DT-DCP14F 14x1.6 Fine

Κωδικός: EVE1009B



93,89 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Επιτρέπει στον χρήστη να γυαλίζει οποιαδήποτε επιφάνεια με ένα μόνο εργαλείο.
Κατά συνέπεια, επιτυγχάνονται εξαιρετικά αποτελέσματα γυαλίσματος σε οποιαδήποτε επιφάνεια σε συνδυασμό με σημαντική μείωση του χρόνου εφαρμογής.
Το μοντέλο Twist DT-DCP14F Diacomp Plus λεπτόκοκκο είναι κατάλληλο για πορσελάνη, ζirkονία, διπυριτικό λίθιο και ενδείκνυται για το στάδιο τελικού φινιρίσματος για άριστη στιλπνότητα.
Κούμπωμα RA (γωνιακή χειρολαβή χαμηλών ταχυτήτων)
Διαστάσεις: 14x1,6mm
Στροφές: 3.000 - 8.000 min -1 / max. 20.000 min -1.

Συσκευασία: 10 τεμαχίων

EVE Flexi-Dia Starter Set 14mm & Mandrel

Κωδικός: EVE3002A



EVE Flexi-D/Flexi-Dia POP-ON Mandrel 95RA

Κωδικός: EVE3011A



50,53 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Set εύκαμπτοι Δίσκοι Λείανσης για υλικά: Αμάλαμα, Σύνθετα Υλικά, Πορσελάνη, Πολύτιμα Μέταλλα. Με επίστρωση διαμαντιού. Σε 4 αδρόττες (λεπτόκοκκα, μεσαία, αδρόκοκκα και super αδρόκοκκα) από 25 τεμάχια σε κάθε αδρόττητα, σύνολο 100 τμχ και 1 Mandrel εξαιρετικής ποιότητας.

12,70 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Μάντρελ ακριβείας από ανοξείδωτο χάλυβα για δίσκους λείανσης. Για εφαρμογή σε γωνιακή χειρολαβή χαμηλών ταχυτήτων. Διάμετρος άξονα: 2,35mm.

Συσκευασία: 3 τεμαχίων

EVE Flexi-D 14 Starter Set 14mm

Set με εύκαμπτους δίσκους λείανσης

Κωδικός: EVE3000A



34,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Διαθέσιμο με διάφορες αδρόττες (από αδρόκοκκους έως extra λεπτόκοκκους και τα ενδιάμεσα), για κούμπωμα RA (γωνιακή χειρολαβή χαμηλών ταχυτήτων).

Συσκευασία: Περιλαμβάνει 4x25τμχ σε κάθε αδρόττητα και 1 Mandrel εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής.

EVE Flex Set RA 209 - 9τμχ

Set Eveflex στιλβωτικά βουρτσάκια σε διάφορα σχήματα

Κωδικός: EVE3001A



11,08 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Τα στιλβωτικά βουρτσάκια Eveflex είναι διαθέσιμα σε διάφορα σχήματα (κυπελλοειδές, φλόγα, μικρό μυτερό) και είναι κατάλληλα για αμάλαμα και πολύτιμα μέταλλα.

Συσκευασία: Περιλαμβάνει 9 τεμάχια σε διάφορες αδρόττες (αδρόκοκκα, λεπτόκοκκα, μεσαία).

EVE Universal Set RA 101

Κωδικός: EVE6000A



9,95 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Το BestSeller της σειράς, set από 8 στιλβωτικά βουρτσάκια αδρόκοκκα (coarse). Κατάλληλο για αμάλαμα, σύνθετα υλικά, πορσελάνη, πολύτιμα μέταλλα σε διάφορα σχήματα: κυπελλοειδές, δίκην φλογός, δίσκος, μυτερό, μικρό μυτερό, ρόδα.

Κούμπωμα RA (γωνιακή χειρολαβή χαμηλών ταχυτήτων).

Συσκευασία: 8 τεμαχίων

EVE Technik Set Εργαστηρίου HP 115

Κωδικός: EVE7000A



27,98 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Set εργαστηρίου για χειρολαβή ευθεία με κούμπωμα HP.

Συσκευασία: Το Set περιλαμβάνει -12- τεμάχια σε διάφορα σχήματα (μυτερά, κουκουναίρι, δίκην φλογός) κατάλληλα για τεχνική θερμοδιαμόρφωση.

Σε 3 αδρόττες (λεπτόκοκκοι, μεσαίοι, αδρόκοκκοι).

EVE Diastrips Coarse Set PDL2.5

Κωδικός: EVE4000A



39,15 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Οι ταινίες λείανσης Diastrips για χειροκίνητη επεξεργασία επιφάνειας είναι ειδικά σχεδιασμένες για μεσοδόντια εφαρμογή, ενώ η διάτρητη (περφορέ) επιφάνειά της απομακρύνει το αφαιρεθέν υλικό. Κατάλληλο για τις κατηγορίες υλικών: αμάλαμα, σύνθετα υλικά, μέταλλο, NEM κράματα, πορσελάνη, πολύτιμα μέταλλα.

Συσκευασία: Περιλαμβάνει 3 αδρόττες (λεπτόκοκκες, μεσαίες, αδρόκοκκες) από 3 τεμάχια σε κάθε αδρόττητα σε μέγεθος 2.5mm, Σύνολο 9 τεμάχια.

EVE Diastrips Set PDL4

Κωδικός: EVE4007A



39,15 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Οι ταινίες λείανσης Diastrips για χειροκίνητη επεξεργασία επιφάνειας είναι ειδικά σχεδιασμένες για μεσοδόντια εφαρμογή, ενώ η διάτρητη (περφορέ) επιφάνειά της απομακρύνει το αφαιρεθέν υλικό. Κατάλληλο για τις κατηγορίες υλικών: αμάλαμα, σύνθετα υλικά, μέταλλο, NEM κράματα, πορσελάνη, πολύτιμα μέταλλα.

Συσκευασία: Περιλαμβάνει 3 αδρόττες (λεπτόκοκκες, μεσαίες, αδρόκοκκες) από 3 τεμάχια σε κάθε αδρόττητα σε μέγεθος 4mm, Σύνολο 9 τεμάχια.

Fexi-D. Αδρόκοκκοι για το στάδιο της διαμόρφωσης (shaping)

Κωδικός	Περιγραφή
EVE3003A	Coarse - Αδρόκοκκοι για το στάδιο της διαμόρφωσης (shaping).
EVE3004A	Medium - Μεσαίος Αδρότητας για το στάδιο της εξομάλυνσης (smoothing)
EVE3005A	Fine - Λεπτής Αδρότητας για το στάδιο στίλβωσης πριν το τελικό φινίρισμα
EVE3006A	Extra Fine - Λεπτής Αδρότητας για το στάδιο υψηλής στιλνότητας-τελικό φινίρισμα

Περιγραφή:
Κατάλληλο για υλικά: Αμάλγαμα, Σύνθετα Υλικά, Πορσελάνη, Πολύτιμα Μέταλλα.

Συσκευασία:
100 τεμαχίων

32,44 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ



7.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000m in⁻¹

100 Stück / pieces
mit oder ohne Halter /
with or without mandel



FD-14g	FD-14m	FD-14f	FD-14sf
9141	9142	9143	9144
14 x 0,21	14 x 0,17	14 x 0,14	14 x 0,11

EVE Flexi-Dia δίσκοι λείανσης

Κωδικός	Περιγραφή
EVE3007A	Coarse - Αδρόκοκκα, για το στάδιο της διαμόρφωσης (shaping)
EVE3008A	Coarse - Αδρόκοκκα, για το στάδιο της διαμόρφωσης (shaping)
EVE3009A	Medium - Μεσαία αδρότητα, για το στάδιο της εξομάλυνσης (smoothing)
EVE3010A	Fine - Λεπτόκοκκα, για το στάδιο του φινιρίσματος

Περιγραφή:
Οι εύκαμπτοι δίσκοι λείανσης Flexi-Dia διαθέτουν επίστρωση διαμαντιού ενώ οι δίσκοι με μεγάλη διάμετρο είναι κατάλληλοι και για χρήση στο εργαστήριο.

Ενδείκνυται τόσο για κίνηση έλξης ή ώθησης, όπως επίσης και για υλικά: Αμάλγαμα, Σύνθετα Υλικά, Πορσελάνη, Πολύτιμα Μέταλλα

Συσκευασία: 100 τεμαχίων

48,55 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ



7.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000m in⁻¹

100 Stück / pieces
mit oder ohne Halter /
with or without mandel



Art.-Bez.: / Item	FD-14Dxg	FD-14Dg	FD-14Dmf	FD-14D
Art.-Nr.: / ItemNo.:	9146	9147	9148	9149
Maße: /Dimensions(mm)	14 x 0,21	14 x 0,17	14 x 0,14	14 x 0,11

EVE Diastrips ταινίες λείανσης Coarse, Medium & Fine



Κωδικός: EVE4001A
Το Set PDL-45/4x150 περιλαμβάνει 9τμχ, ταινίες διαστάσεων 4x150mm αδρόκοκκες **Coarse**.

39,15 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός: EVE4002A
Το Set PDL-35/4x150 περιλαμβάνει 9τμχ, ταινίες διαστάσεων 4x150mm μεσαίας αδρότητας **Medium**.

40,91 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός: EVE4003A
Το Set PDL-10/4x150 περιλαμβάνει 9τμχ, ταινίες διαστάσεων 4x150mm λεπτής αδρότητας **Fine**.

40,91 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός: EVE4004A
Το Set PDL-45/2.5x150 περιλαμβάνει 9τμχ, ταινίες διαστάσεων 2.5x150mm αδρόκοκκες **Coarse**.

40,91 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός: EVE4005A
Το Set PDL-45/2.5x150 περιλαμβάνει 9τμχ, ταινίες διαστάσεων 2.5x150mm αδρόκοκκες **Medium**.

40,91 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός: EVE4006A
Το Set PDL-10/2.5x150 περιλαμβάνει 9τμχ, ταινίες διαστάσεων 2.5x150mm λεπτής αδρότητας **Fine**.

40,91 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Οι ταινίες λείανσης Diastrips για χειροκίνητη επεξεργασία επιφάνειας είναι ειδικά σχεδιασμένες για μεσοδόντια εφαρμογή, ενώ η διάτρητη (περφορέ) επιφάνειά της απομακρύνει το αφαιρεθέν υλικό. Κατάλληλο για τις κατηγορίες υλικών: αμάλγαμα, σύνθετα υλικά, μέταλλο, NEM κράματα, πορσελάνη, πολύτιμα μέταλλα

Συσκευασία: Διαθέσιμα σε 3 διαφορετικές αδρότητες.

ΕΜΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΜΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Κορυφαίος επαγγελματικός οδοντιατρικός εξοπλισμός, αποκλειστικά στο www.neodent.eu

Set Contec Glassfiber

Σετ άξονες Γαλο-νημάτων με τρυπάνια
Κωδικός: DIH5000S



118,16 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Ευκολία, ασφάλεια και τιμή σε ένα πακέτο!

Συσκευασία: 1 x pre-shaping τρυπάνι-οδηγό, 1 x pre-shaping τρυπάνι-κοπτικό, άξονες διαμέτρων 1,1 - 1,3 - 1,5 - 1,75mm (5 τεμάχια σε κάθε διάμετρο) και από 1 αντίστοιχο τρυπάνι για κάθε διάμετρο καθώς και 2 τεμάχια άξονες 2,0mm επίσης με το αντίστοιχο τρυπάνι τους.

Contec Drills by Hahnenkratt

Τρυπάνια για άξονες σε μεμονωμένα μεγέθη



6,98 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	Περιγραφή
DIH5006E	1.1mm Κόκκινος
DIH5006A	1.3mm Λευκός
DIH5006B	1.5mm Κίτρινος
DIH5006C	1.75mm Μπλε
DIH5006D	2.0mm Μαύρος


Περιγραφή:

Εξαιρετικής ποιότητας τρυπάνια, σε διάφορες διαμέτρους. Η χρωματική κωδικοποίηση διευκολύνει την εύκολη αντιστοίχιση με τις διαμέτρους των αξόνων π.χ κόκκιο για διάμετρο 1.1 mm, λευκό για διάμετρο 1.3mm κοκ. Συσκευασία ενός -1- τεμαχίου.

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Contec by Hahnenkratt

Άξονες Γαλονημάτων σε μεμονωμένα μεγέθη



46,22 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	Περιγραφή
DIH5000E	1.1mm Κόκκινο Set 10τεμ
DIH5000A	1.3mm Λευκοί Set 10τεμ
DIH5000B	1.5mm Κίτρινοι Set 10τεμ
DIH5000C	1.75mm Μπλε Set 10τεμ
DIH5000D	2.0mm Μαύροι Set 10τεμ

Περιγραφή:

Υψηλή αντοχή κάμψης (1,678 MPa κατά EN ISO 178) που εγγυώνται τη σταθερότητα των ανασυστάσεων.

Άψογος λειτουργικός σχεδιασμός 2 τμημάτων: Το ανώτερο κυλινδρικό και το κατώτερο κωνικό (ακρορριζικό) τμήμα. Τα στρογγυλεμένα άκρα στο τμήμα κεφαλής υποστηρίζουν την ασφαλή σύνδεση και επιπρόσθετα χρησιμεύουν για την ανάποδη περιστροφή. Στο ακρορριζικό τμήμα, οι σπειροειδείς αυλακώσεις διαφυγής εξασφαλίζουν αποσυμπίεση και συγκράτηση. Υψηλή ακτινοσκοπιότητα. Κλινικά δοκιμασμένοι από το έτος 1995.

*Οι τιμές των προϊόντων της Voco ισχύουν έως 31/03/2025

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Rebilda Posts

Ρητινώδεις άξονες υαλο-νημάτων



Η έκπτωση υπολογίζεται στις αναγραφόμενες τιμές

16% έκπτωση από το 1^ο ευρώ σε όλα τα είδη VOCO

23% έκπτωση για παραγγελίες καθαφής αξίας 750€ και άνω!

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
1775	Άξονας 10 (διάμετρος 1,0mm), 5 τμχ	75,30 €
1772	Άξονας 12 (διάμετρος 1,2mm), 5 τμχ	75,30 €
1773	Άξονας 15 (διάμετρος 1,5mm), 5 τμχ	75,30 €
1774	Άξονας 20 (διάμετρος 2,0mm), 5 τμχ	75,30 €
1780	Τρυπάνι 10 (διάμετρος 1,0mm), 1 τμχ	25,80 €
1777	Τρυπάνι 12 (διάμετρος 1,2mm), 1 τμχ	25,80 €
1778	Τρυπάνι 15 (διάμετρος 1,5mm), 1 τμχ	25,80 €
1779	Τρυπάνι 20 (διάμετρος 2,0mm), 1 τμχ	25,80 €

Περιγραφή:

Συμπεριφορά ελαστικότητας όμοια με της οδοντίνης, υψηλή εγκάρσια αντοχή, υψηλή ακτινοσκοπιότητα, τοποθέτηση άξονος και ανασύσταση κολοβώματος σε ένα βήμα. Συνδυάζεται ιδανικά με Rebilda DC που τροχίζεται όπως η οδοντίνη, πολύ καλές φυσικές ιδιότητες.

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Spident EsTemp Implant

Κονία προσωρινών αποκαταστάσεων χωρίς ευγενόλη
Κωδικός: SPI4003A



29,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά:

- Διπλός πολυμερισμός (Φωτοπολυμεριζόμενη & Αυτό-πολυμεριζόμενη)
- Ακτινοσκιερή
- εύκολη χρήση και εφαρμογή μέσω της πρακτικής συσκευασίας σε σύριγγα
- Ασφαλής συγκράτηση
- Εξαιρετική αντοχή, δύναμη και διάρκεια
- Φόρμουλα ειδικά σχεδιασμένη για εύκολη αφαίρεση της περίσσειας υλικού

Ενδείξεις:

- Κονία προσωρινών αποκαταστάσεων ειδικά σχεδιασμένη για στεφάνες και λοιπές προσθετικές εργασίες σε θεραπείες εμφυτευμάτων.

Συσκευασία: Σύριγγα 8gr, mixing tips, eco tip

Provicol QM Quick Mix

Προσωρινή κονία συγκόλλησης με υδροξείδιο του ασβεστίου, χωρίς ευγενόλη
Κωδικός: VOC3073A



42,30 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Προσωρινή συγκόλληση ενθέτων, επενθέτων, στεφανών, στεφανών μερικού τύπου, γεφυρών, attachments και αξόνων Προσωρινή έμφραξη μονής επιφάνειας μικρών κοιλοτήτων.

Συσκευασία: Σύριγγα των 5ml

CemTempNE

Προσωρινή Κονία χωρίς Ευγενόλη
Κωδικός: TG4011B



20,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Σε πρακτική σύριγγα αυτό-ανάμιξης (Automix) για γρήγορη, ελεγχόμενη και καθαρή εφαρμογή. Εξαιρετική ισχύς συγκόλλησης αλλά και ευκολία αφαίρεσης με τη νέα φόρμουλα από την TG Dent UK. Φιλική προς τον πολφό. Χρόνος εργασίας 1'5'' - χρόνος πήξης 6'.

Συσκευασία: 2 σύριγγες x 11gr, Σπάτουλα, 2 Caps, 2 Tips & μπλοκ ανάμιξης

Provicol

Προσωρινή Κονία Συγκόλλησης με Υδροξείδιο του Ασβεστίου, χωρίς Ευγενόλη
Κωδικός: VOC3015A



42,50 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Σε μορφή ανάμιξης με το χέρι. Το υδροξείδιο του ασβεστίου προάγει την δημιουργία δευτερογενούς οδοντίνης και επιπλέον δρα βακτηριοστατικά. Ιδανικό για χρήση προ της συγκόλλησης με ρητινώδεις κονίες, γιατί δεν αναστέλλεται η δράση πολυμερισμού της έμφραξης από σύνθετη ρητίνη ή συγκολλητικά υλικά.

Συσκευασία: Σωληνάρια 2 X 25 γρ. (βάση/καταλύτης)

Η έκπτωση υπολογίζεται στις αναγραφόμενες τιμές
16% έκπτωση από το 1^ο ευρώ σε όλα τα είδη VOCO
23% έκπτωση για παραγγελίες καθαρίσ αξίας 750€ και άνω!

*Οι τιμές των προϊόντων της Voco ισχύουν έως 31/03/2025

Spident EsTemp NE

Κονία Προσωρινής Συγκόλλησης χωρίς Ευγενόλη
Κωδικός: SPI4001A



24,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά:

- εύκολος χειρισμός, χωρίς απώλεια υλικού χάρη στην σύριγγα zero-low
- Δυνατότητα χρήσης ρύγχους αυτόματης ανάμιξης
- Πολύ λεπτό στρώμα που βοηθάει στην εξασφάλιση βέλτιστης τοποθέτησης
- Επαρκής ρευστότητα
- εύκολη αφαίρεση

Ενδείξεις:

- Προσωρινή συγκόλληση των προσωρινών και μόνιμων στεφανών και γεφυρών

Συσκευασία: 2 Σύριγγες των 10gr.

Meta Biomed NETC

Προσωρινή κονία χωρίς ευγενόλη



Βάση καταλύτης

15,47 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Σύριγγες

18,20 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Συγκόλληση στεφάνης & γεφυρών Διαθέσιμοι 2 τύποι: πάστα βάση καταλύτης & διπλή σύριγγα Χρόνος εργασίας 1.5min / χρόνος πήξης 6min.

Συσκευασία:

Πάστα βάση 40gr καταλύτης 14gr. / 2 σύριγγες των 11gr.

Πολυκαρβοξυλική κονία Anhydrous από την Perfection Plus

Κωδικός: PEP0003A



28,88 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Ακτινοσκιερή πολυκαρβοξυλική κονία για συγκόλληση σε ένθετα, επένθετα, στεφάνες και γέφυρες. Συγκόλληση ορθοδοντικών μεταλλικών δακτύλιων και άγκιστρων. Εξαιρετική πρόσφυση στην οδοντική ουσία, υψηλή απελευθέρωση φθορίου. Υψηλή ισχύς συγκόλλησης, δεν προκαλεί ευαισθησίες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ουδέτερο στρώμα κάτω από όλα τα μόνιμα εμφρακτικά.

Συσκευασία:

50 γρ. σκόνη & διανομέας για νερό

TGPolycem

Πολυκαρβοξυλική κονία
Κωδικός: TG4007A



15,40 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Για μόνιμη συγκόλληση προσθετικών εργασιών, απελευθερώνει φθόριο, εξουδετερώνει τον κίνδυνο των ευαισθησιών μετά την θεραπεία.

Συσκευασία:

Σκόνη 50 γρ. & υγρό 25 ml., παρελκόμενα

TGZincem

Οξυφωσφορική κονία
Κωδικός: TG4006A



13,20 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Για μόνιμη συγκόλληση προσθετικών εργασιών, παραδοσιακό υλικό με μακρά ιστορική διαδρομή στην κλινική πράξη, εξαιρετική ακτινοσκιερότητα.

Συσκευασία:

Σκόνη 50 γρ. & υγρό 25 ml., παρελκόμενα

*Οι τιμές των προϊόντων της Voco ισχύουν έως 31/03/2025

Η έκπτωση υπολογίζεται στις αναγραφόμενες τιμές

16% έκπτωση από το 1^ο ευρώ σε όλα τα είδη VOCO

23% έκπτωση για παραγγελίες καθαρισμού αξίας 750€ και άνω!

Meron & Meron AC

Υαλο-ιονομερής κονία συγκόλλησης



Τα επιμέρους τεμάχια προκύπτουν από πολυσυσκευασία

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
VOC3003A	Σκόνη 35 γρ. & Υγρό 15 ml.	68,20 €
VOC3040A	Κάψουλες εφαρμογής 50 τμχ	75,40 €

Περιγραφή:

Συγκόλληση στεφανών, γεφυρών, ενθέτων, επενθέτων, καρφιδών, αξόνων και ορθοδοντικών δακτυλίων, χαμηλή διαλυτότητα μέσα στο στόμα, χαμηλού βαθμού οξύτητα, συνεχής απελευθέρωση φθορίου. Πολύ καλή βιοσυμβατότητα.

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Meron Plus

Υαλο-ιονομερής κονία συγκόλλησης ενισχυμένη με ρητίνη



Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
VOC3006A	Σκόνη 15 γρ.	48,90 €
VOC3007A	Υγρό 15 ml.	48,90 €

Περιγραφή:

Αυτό-συγκολλούμενη, ασφαλής και γρήγορος δεσμός χωρίς Primer ή Conditioner, κατάλληλο για υψηλής αντοχής κεραμικές εργασίες από διοξειδίο του ζirkονίου.

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Bifix SE

Ρητινώδης κονία μονίμων συγκολλήσεων διπλού πολυμερισμού
Κωδικός: VOC3028A

Κατάλληλο και για διοξειδίο του ζirkονίου



78,80 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Τελική συγκόλληση ενθέτων, επενθέτων, στεφανών, γεφυρών, τελική συγκόλληση αξόνων. Χωρίς αδροποίηση και χωρίς συγκολλητικό παράγοντα. Σύντομος χρόνος πήξης, πολύ εύκολη αποκόλληση περισίσεως, πολύ χαμηλή διαλυτότητα στο νερό, εξαιρετική βιοσυμβατότητα.

Συσκευασία:

Σύριγγα 5 γρ. universal & παρελκόμενα

Bifix QM

Ρητινώδης κονία μονίμων συγκολλήσεων διπλού πολυμερισμού γενικής εφαρμογής
Κωδικός: VOC3033A



130,80 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Για όλα τα υλικά και για διοξειδίο του ζirkονίου, τέλεια ανάμιξη χωρίς φυσαλίδες, εξαιρετική πρόσφυση σε οδοντίνη, αδαμαντίνη και μέταλλα. Ιδανικό σε γέφυρες τύπου Maryland και σε όψεις πορσελάνης.

Συσκευασία: Σύριγγα QuickMix 10γρ., universal & παρελκόμενα.

*Οι τιμές των προϊόντων της Voco ισχύουν έως 31/03/2025

Spident EsCem Dual Cured

Ρητινώδης κονία
Κωδικός: SPI3005_

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2 + 1 ΔΩΡΟ!!



60,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Ρητινώδης κονία διπλού πολυμερισμού, ακτινοσκιερή, με δεσμό υψηλής αντοχής που ενδείκνυται για συγκόλληση όλων των υλικών αποκατάστασης. Ενδείκνυται για: αλουμίνια, ζirkόνια, κεραμικά, άζονες.

- ✓ Αυτοαδροποιούμενη και αυτοσυγκολλούμενη.
- ✓ Με μικρό κίνδυνο μετεπεμβατικής ευαισθησίας.
- ✓ Διαθέσιμα χρώματα: A2 & TW

Συσκευασία: Σύριγγα 8γρ., μπλοκ ανάμιξης, 5 tips μυτερά, 5 tips κοφτά & οδηγίες χρήσης.

Spident Ρύχνη Ανάμιξης

Καφέ για EsCem κονία
Κωδικός: SPI8003A



22,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Κατάλληλα για χρήση με υλικό EsCem όπως επίσης και σε Bifix SE, Relyx Unicem κ.α.

Συσκευασία: 50 τεμαχίων

Meta Biomed Metacem

Ρητινώδης κονία διπλού πολυμερισμού

Ρωτήστε μας για τις προσφορές που τρέχουν



60,06 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

- ✓ Εύκολο στη χρήση για αισθητικές έμμεσες αποκαταστάσεις
- ✓ Παρέχει υψηλή αντοχή
- ✓ 5 αποχρώσεις: A1, A3, B2, TL (ημιδιαφανές λευκό), OP (αδιαφανές)

Συσκευασία: Σύριγγα 9γρ.

Registrado Clear

Διάφανη A-σιλικόνη ταχείας πήξης για καταγραφή δήξης
Κωδικός: VOC3005A



34,30 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Ενδείκνυται και ως κλειδί σιλικόνης σε αποκαταστάσεις σύνθετης ρητίνης, εξαιρετική τελική σκληρότητα συνδυασμένη με ιδιαίτερη διαφάνεια, εργασία χωρίς πίεση χρόνου χάρη στην διαδικασία πολυμερισμού με έλεγχο της θερμοκρασίας (ο επιταχυνόμενος πολυμερισμός ξεκινά αμέσως μετά το κλείσιμο του στόματος).

Συσκευασία: Φύσιγγα 50 ml., παρελκόμενα

*Οι τιμές των προϊόντων της Voco ισχύουν έως 31/03/2025

Registrado X-tra

Εξαιρετικά σκληρή A-σιλικόνη ταχείας πήξης για καταγραφή δήξης
Κωδικός: VOC3019A



49,98 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Τελειοποιημένη οριστική σκληρότητα, εφαρμόζεται χωρίς πίεση χρόνου, υψηλού βαθμού ιξωδοτροπικά χαρακτηριστικά, πολύ καλή ανταπόκριση στο τρόχιμα.

Συσκευασία:

2 φύσιγγες X 50 ml., παρελκόμενα

Τα επιμέρους τεμάχια προκύπτουν από πολυσυσκευασία

Η έκπτωση υπολογίζεται στις αναγραφόμενες τιμές

16% έκπτωση από το 1^ο ευρώ σε όλα τα είδη VOCO

23% έκπτωση για παραγγελίες καθαρισμού αξίας 750€ και άνω!

OKLUREST

Σιλικόνη για καταγραφή δέξης
Κωδικός: LAS1002A

Τα επιμέρους τεμάχια προκύπτουν από πολυσυσκευασία



Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
LAS1002A	2 x 50ml & 12 mixing tips	30,00 €
LAS1002C	1 x 50ml & 6 mixing tips	15,00 €

Περιγραφή:

Σιλικόνη αθροιστικού τύπου (πολυβινυλοσιλοξάνη) για μέγιστη ακρίβεια και λεπτομέρεια: με βαθμό τελικής σκληρότητας 95 Shore A, ο οποίος επιτυγχάνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα, μπορείτε να δουλέψετε μεγαλύτερες επιφάνειες με εγγυημένη σταθερότητα διαστάσεων. Σύσταση ειδικά σχεδιασμένη για να τροχίζεται εύκολα με περιστροφικά εργαλεία (εγγλυφίδες).

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Spident Hexatemp

Υλικό προσωρινών στεφανών
Κωδικός: SPI3004_

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2+1 ΔΩΡΟ!!

59,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Περιγραφή:

Κατάλληλο για κατασκευή προσωρινών στεφανών, γεφυρών, ενθέτων και επενθέτων, όψεων υψηλής αισθητικής. Σε φύσιγγα 50 ml/75gr, εφαρμόζει σε κοινό πιστόλι 1:1 (τύπου Structur, φύσιγγες λεπτόρρευτων αποτυπωτικών). Το εξαιρετικό του πλεονέκτημα είναι η αισθητική απόδοση του, που σε συνδυασμό με την άριστη μηχανική αντοχή μπορεί να επιμηκύνει το χρόνο ζωής των προσωρινών κατασκευών σε σύγκριση με παλαιότερες τεχνολογίες υλικών.

Χρόνοι Εφαρμογής:

- Χρόνος επεξεργασίας υλικού πριν μπει στο στόμα: 0:00 - 0:45
- Χρόνος πήξης υλικού μέσα το στόμα: 1:30 - 1:45
- Χρόνος πήξης τελικού πολυμερισμού αφού βγει από το στόμα: 2:20 - 2:30

Συσκευασία: Φύσιγγα 75gr με 10 ρύχνη.

Διαθέσιμα χρώματα: A1, A2, A3 & TW.

Clip F

Φωτο-πολυμεριζόμενο εμφρακτικό υλικό για προσωρινές αποκαταστάσεις, με φθόριο
Κωδικός: VOC3012A



74,30 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Για προσωρινές εμφράξεις ή προσωρινή απόφραξη κοιλοτήτων, ιδίως με την τεχνική ενθέτου/επενθέτου, ανθεκτικό στο σάλιο, εύκολη τοποθέτηση, εύκολη αφαίρεση ως ένα τεμάχιο.

Συσκευασία: Σύριγγες 3 X 4 γρ.

Clip Flow

Το πρώτο λεπτόρρευστο φωτο-πολυμεριζόμενο υλικό για προσωρινές αποκαταστάσεις
Κωδικός: VOC3051A



34,50 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Εξαιρετικό ως υλικό εξομάλυνσης υποσκαφών για περιοχές συγκράτησης στο οδοντικό τόξο, ως υλικό αναγόμωσης σε προσωρινές εργασίες ή για την απόφραξη των ανοιγμάτων σε βίδες εμφυτεύματος. Μη κολλώδης σύσταση, εύκολο στην τοποθέτηση και στην αφαίρεση ως ένα τεμάχιο.

Συσκευασία: Σύριγγες 2 X 1.8 γρ.

*Οι τιμές των προϊόντων της Voco ισχύουν έως 31/03/2025

Η έκπτωση υπολογίζεται στις αναγραφόμενες τιμές

16% **Έκπτωση** από το 1^ο ευρώ σε όλα τα είδη VOCO

23% έκπτωση για παραγγελίες καθαφής αξίας 700€ και άνω!

Structur 2

Αυτό-πολυμεριζόμενο υλικό σύνθετης ρητίνης για προσωρινές εργασίες

Κωδικός: A2= 1480, A3=1481, A1=1479, A3.5=1490, BL=1485, B1=1482, B2=1483, C2=1486



Τα επιμέρους τεμάχια A2, A3 προκύπτουν από πολυσυσκευασία

A2, A3

105,50 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

A1, A3.5, C2, B1, B3, BL

116,30 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Κατασκευή προσωρινών στεφανών, γεφυρών, ενθέτων και επενθέτων υψηλής αισθητικής, χρόνος πήξης μέσα στο στόμα λιγότερο από 1 λεπτό, εύκολο στην διαμόρφωση και στίλβωση, φυσικό εφέ φθορισμού, πολύ οικονομικό χάρη στην ελάχιστη απώλεια υλικού. Διατίθεται σε αποχρώσεις A1, A2, A3, A3.5, BL.

Συσκευασία: Φύσιγγα 75 γρ., παρελκόμενα

Structur 3

Αυτό-πολυμεριζόμενο υλικό σύνθετης ρητίνης για προσωρινές εργασίες

Κωδικός: A2= 2504, A3= 2505, A1=2503, A3.5=2506, C2=2509, B1=2507, B3=2508, BL=2510



Τα επιμέρους τεμάχια A2, A3 προκύπτουν από πολυσυσκευασία

A2, A3

114,60 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

A1, A3.5, C2, B1, B3, BL

125,30 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Κατασκευή προσωρινών μεγάλης διάρκειας, ανακατασκευή προκατασκευασμένων προσωρινών στεφανών από υλικό σύνθετης ρητίνης, πολυσυσκευασμένα ή μέταλλο. Διατίθεται σε αποχρώσεις A1, A2, A3.

Συσκευασία: Φύσιγγα 50 ml., παρελκόμενα

Structur Premium

Υψηλής αισθητικής υλικό σύνθετης ρητίνης για την κατασκευή προσωρινών στεφανών και γεφυρών



130,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	Περιγραφή
VOC3107A	Structur Premium - Φύσιγγα 75gr A1
VOC3088A	Structur Premium - Φύσιγγα 75gr A2

Περιγραφή:

- ✓ Αισθητική σαν της πορσελάνης
- ✓ Υψηλή σταθερότητα σχήματος και χρώματος
- ✓ Φυσικό εφέ φθορισμού
- ✓ Εντυπωσιακή επιφανειακή λάμψη
- ✓ Δυνατό όσο η αδαμαντίνη

Συσκευασία: Φύσιγγα 75gr.

*Οι τιμές των προϊόντων της Voco ισχύουν έως 31/03/2025

Rebilda DC

Λεπτόρρευστο σύστημα ανασύστασης κολοβωμάτων και αξόνων συγκολλητικού τύπου



Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
VOC3001A	Rebilda DC Σύριγγα οδοντίνης QM 10gr	79,30 €
VOC3000A	Rebilda DC Φύσιγγα 50gr - οδοντίνης	191,10 €

Περιγραφή:

Διπλό-πολυμερισμού, λεπτόρρευστο υλικό, δεν χρειάζεται συμπίκνωση, ασφαλής πρόσφυση με συστηματικό δεσμό, εύκολη πρόσβαση σε οπίσθιες περιοχές με τα ακρορρύχια.

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Spident Core.it

Σύστημα Ανασύστασης Κολοβωμάτων



Περιγραφή:

Το Core.it Dual είναι διπλού-πολυμερισμού λεπτόρρευστο υλικό ανασύστασης κολοβωμάτων. Έχει εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες και μπορεί να δουλευτεί με ευκολία.

Χαρακτηριστικά:

- Εξαιρετική ρευστότητα και θιξοτροπικότητα
- Χαμηλή συστολή πολυμερισμού
- Αντοχή σε θλίψη όμοια με τη φυσική οδοντίνη
- Εξαιρετική ακτινοσκοπιότητα
- Εύκολος χειρισμός, δεν στάζει, δεν ρέει ανεξέλεγκτα
- Διαμορφώνεται όπως η οδοντίνη
- Διαθέσιμη στις παρακάτω αποχρώσεις: Yellow (tooth), White, Blue

Ενδείξεις:


- Ανασύσταση κολοβώματος όλων των τύπων
- Συγκόλληση ριζικών αξόνων

Κωδικός	Συσκευασία	Τιμή
SPI3001_	2 Σύριγγες των 10γρ. σε χρώμα της επιλογής σας (Blue, Yellow, White)	59,00 €
SPI3000_	Φύσιγγα 50γρ. σε χρώμα της επιλογής σας (Blue, Yellow).	99,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Meta Biomed NexCore

Διπλού-πολυμερισμού υλικό ανασύστασης κολοβωμάτων



60,06 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

- Παρόμοια ελαστικότητα με την οδοντίνη
- Υψηλή αντοχή
- Σύστημα αυτόματης ανάμιξης
- Διπλό σύστημα σκλήρυνσης
- Διατίθεται σε 3 αποχρώσεις: Tooth, White (κεραμικές αποκαταστάσεις), Blue (μεταλλικές αποκαταστάσεις)

Συσκευασία: 2 σύριγγες των 9γρ. & tips

UFI Gel Hard C

Σκληρό υλικό άμεσης μόνιμης αναγόμεσης τεχνητής οδοντοστοιχίας

Κωδικός: VOC3035A



163,40 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Ολοκληρωμένη, σκληρή αναγόμενη εντός ιατρείου σε μια μόνο συνεδρία, ουδέτερη οσμή και γεύση, εύκολη εφαρμογή όπως η λήψη ενός αποτυπώματος. Υλικό υψηλής αισθητικής και βέλτιστης αποδοχής και άνεσης από τον ασθενή.

Συσκευασία:

Σετ φύσιγγα 80 γρ., Adhesive φιαλίδιο 10 ml, παρελκόμενα

UFI Gel SC

Μόνιμα μαλακό υλικό αναγόμεσης, ψυχρού-πολυμερισμού, με βάση σιλικόνης

Κωδικός: VOC3004A



204,40 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Μόνιμη μαλακή αναγόμενη οδοντοστοιχίων για την εξάλειψη των πιεστικών σημείων, για την οπισθοϋπερώια απόφραξη, σε περιπτώσεις χαλαρού ορίου και/ή και ανεπαρκούς συγκράτησης. Πλήρης αναγόμενη σε μια και μόνο συνεδρία στο ιατρείο, παραμένει μόνιμα μαλακό.

Συσκευασία: Σετ φύσιγγα 50 ml., Adhesive φιαλίδιο 10 ml, βάση γλασαρίσματος 10 ml, καταλύτης γλασαρίσματος 10ml, παρελκόμενα.

Kromopan

Αλγινικό

Κωδικός: LAS1006A



6,76 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Ταχείας πήξης με χρωματικό δείκτη φάσης. Αναλλοίωτο ως προς τις διαστάσεις για 100 ώρες από την λήψη του αποτυπώματος.

Συσκευασία:

450 γρ.

Ortho Type 1

Αλγινικό

Κωδικός: LAS1009A



6,95 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Χάρη στην εξαιρετική ελαστικότητά του αποτυπώνει τέλεια υποσκαφές και ορθοδοντικούς μηχανισμούς. Διατηρεί αναλλοίωτες τις διαστάσεις & τις ιδιότητες του, ακόμη και για διάστημα 100 ωρών. Με χρωματική ένδειξη φάσεων.

Συσκευασία: 450 γρ.

Η Έκπτωση υπολογίζεται στα αναγραφόμενες τιμές

16% Έκπτωση από το 1^ο ευρώ σε όλα τα είδη VOCO

23% έκπτωση για παραγγελίες καθαρίσθους 750€ και άνω!



V-Posil από την Voco, Αποτυπωτικά υλικά ακριβείας VPS!

- Ιδιαίτερα υδρόφιλη Α-σιλικόνη για μέγιστη ακρίβεια
- Μακρύς χρόνος εργασίας σε συνδυασμό με σύντομο χρόνο πήξης εντός στόματος
- Εξαιρετική ανθεκτικότητα και ανάκτηση μετά από παραμόρφωση, που διασφαλίζουν ασφάλεια κατά την διάρκεια ή μετά την αφαίρεση από το στόμα
- Καλή υδροφιλικότητα, ακόμη και μετά την πήξη, που παρέχει τέλεια ροή και συνεπώς άριστη προσθετική αποκατάσταση

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
Πακέτα ειδικών προσφορών		
VOC6000A	Αποτυπωτικό, V-Posil Starter Set Putty Fast / Light Fast Ταχείας πήξης Παχύρρευστο χειρός & λεπτόρρευστο Περιλαμβάνει: Παχύρρευστο 2x450ml, Λεπτόρρευστο 2x50ml & από 6 τμχ ρύγχη ανάμιξης & ακρορύγχια	134,10 €
VOC6001A	Αποτυπωτικό, V-Posil Starter Set Heavy Soft Fast / Light Fast Ταχείας πήξης Παχύρρευστο για συσκευή αυτόματης ανάμιξης & λεπτόρρευστο Περιλαμβάνει: Παχύρρευστο 2x380ml, Λεπτόρρευστο 2x50ml & από 6 τμχ ρύγχη ανάμιξης & ακρορύγχια	249,00 €
VOC6006A	Αποτυπωτικό, V-Posil Starter Set Mono Fast / Light Fast Ταχείας πήξης Παχύρρευστο για συσκευή αυτόματης ανάμιξης & λεπτόρρευστο μονοφασικής αποτύπωσης Περιλαμβάνει: Παχύρρευστο 2x380ml, Λεπτόρρευστο 2x50ml & από 6 τμχ ρύγχη ανάμιξης & ακρορύγχια	249,00 €
Μεμονωμένες συσκευασίες		
VOC6003A	Αποτυπωτικό V-Posil Putty Fast - Jar 2x450ml βάση/καταλύτης Ταχείας πήξης Παχύρρευστο, χειρός	110,16 €
VOC6002A	Αποτυπωτικό V-Posil Heavy Soft Fast - Cartridge 380ml Ταχείας πήξης Παχύρρευστο, για συσκευή αυτόματης ανάμιξης	110,16 €
VOC6009A	Αποτυπωτικό V-Posil Heavy Soft Fast - Cartridge 2x380ml Ταχείας πήξης, Παχύρρευστο	200,40 €
VOC6008A	Αποτυπωτικό V-Posil Heavy Soft Fast - Cartridge 2x50ml Ταχείας πήξης, Παχύρρευστο	58,50 €
VOC6007A	Αποτυπωτικό V-Posil Mono Fast - Cartridge 380ml Ταχείας πήξης Παχύρρευστο μονοφασικής αποτύπωσης, για συσκευή αυτόματης ανάμιξης	110,16 €
VOC6004A	Αποτυπωτικό V-Posil Light Fast - Cartridge 2x50ml Ταχείας πήξης, λεπτόρρευστο	58,50 €
VOC6010A	Αποτυπωτικό V-Posil X-Light Fast - Cartridge 2x50ml Ταχείας πήξης, έξτρα λεπτόρρευστο	58,50 €
VOC6005A	Αποτυπωτικό V-Posil Mono Fast - Cartridge 2x50ml Ταχείας πήξης, λεπτόρρευστο μονοφασικής αποτύπωσης	58,50 €
VOC6011A	Αποτυπωτικό V-Posil Mono Fast - Cartridge 2x380ml Ταχείας πήξης, λεπτόρρευστο μονοφασικής αποτύπωσης	200,40 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

SILAXIL BOX

Σιλικόνη Συμπύκνωσης (Τύπου C)

Κωδικός: LAS1004A

36,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
LAS1012A	Light Body - 140ml	11,00 €
LAS1013A	Putty - 900ml	19,00 €
LAS1008A	Energyl καταλύτης - 60ml	7,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Περιγραφή:

Παχύρρευστο, λεπτόρρευστο, καταλύτης και αξεσουάρ όλα σε ένα πρακτικό κουτί: Silaxil Box, περιλαμβάνει:

- Βάζο 900ml με υλικό στοκώδους σύστασης (Putty) με ευχάριστη γεύση μέντας. Υψηλός βαθμός ακρίβειας (40 μm), χρόνος ανάμιξης στους 23 °C: 30", χρόνος εργασίας στους 23 °C - συμπεριλαμβανομένου χρόνου ανάμιξης -: 1' και 20", ελάχιστος χρόνος ενδοστοματικά - πήξη (37 °C): 3'.
- Ελαστική επαναφορά: 99.75%, παραμόρφωση στην θλίψη/συμπίεση 3,5%, βαθμός σκληρότητας A-Shore: 50 SH A. Ενδείκνυται σε κάθε τεχνική λήψης αποτυπώματος. Εξαιρετική ευπλαστότητα που εγγυάται εύκολη τοποθέτηση και αλλά και αφαίρεση χωρίς παραμορφώσεις.
- Φύσιγγα Λεπτόρρευστου 140ml (Light Body) με δροσερή γεύση πορτοκάλι. Υλικό σιλικόνης διόρθωσης σε χρώμα μωβ για ακόμη πιο ευδιάκριτο contrast μεταξύ 1ου και 2ου αποτυπώματος. Υψηλός βαθμός ακρίβειας (15μm), χρόνος ανάμιξης στους 23 °C: 30", χρόνος εργασίας στους 23 °C - συμπεριλαμβανομένου χρόνου ανάμιξης -: 2', ελάχιστος χρόνος ενδοστοματικά - πήξη (37 °C): 3' και 30". Ελαστική επαναφορά: 99.9%, παραμόρφωση στην θλίψη/συμπίεση 4,5%, βαθμός σκληρότητας A-Shore: 40 SH A.
- Σωληνάριο 60ml καταλύτης

Συσκευασία: SILAXIL BOX με 1x900ml (Putty) & 1x140ml (Light Body) & 1x60 ml (Energyl) + 10 μπλοκ ανάμιξης.

KromopanSil Putty

Hard VPS – Fast Set

Κωδικός: LAS1016A



40,01 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Υψηλότερη ακρίβεια στην ανίχνευση λεπτομερειών (25 μm) ακόμη και σε υγρό περιβάλλον. Μεγάλος χρόνος εργασίας που επιτρέπει τον βέλτιστο χειρισμό του προϊόντος. Μικρός χρόνος παραμονής στο στόμα για τη μέγιστη άνεση του ασθενούς κατά τη λήψη αποτυπωμάτων.

Συσκευασία: 2x300ml, με ελαφρύ άρωμα μέντας

KromopanSil

Light Body VPS- Fast Set

Κωδικός: LAS1017A



34,15 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Μέγιστη ακρίβεια στην ανίχνευση λεπτομερειών (5 μm) ακόμη και σε υγρό περιβάλλον. Προσαρμόζεται τέλεια στο ανατομικό σχήμα των δοντιών και των μαλακών ιστών, επιτρέποντας έτσι την αναπαραγωγή άθικτων και τέλειων περιθωρίων ακόμη και σε πολύ λεπτά πάχη.

Συσκευασία: 2x50ml, με ελαφρύ άρωμα μέντας

Ghenesyl Fast Set

Πολυβινυλοσιλοξανική σιλικόνη ταχείας πήξης



Τα επιμέρους τεμάχια προκύπτουν από πολυσυσκευασία

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
LAS1000A	Putty Hard 2 X 300 ml βάση-καταλύτης	40,10 €
LAS1001A	Light Body 2 x 50 ml φύσιγγες & 12 ρύγχη ανάμιξης	35,00 €

Περιγραφή:

Εξαιρετική ακρίβεια και μέγιστη θιξοτροπικότητα και υδροφιλικότητα. Γρήγορος χρόνος πήξης στο στόμα και υψηλή αντοχή στο σκίσιμο. Ένα ιδιαίτερα ελαστικό υλικό, ταυτόχρονα πολύ ανθεκτικό στα καθαριστικά και τους αντισηπτικούς παράγοντες. Με ευχάριστη γεύση μέντας (Putty) Χρόνος εργασίας συμπεριλαμβανομένου του χρόνου ανάμιξης (23°) 1', 15" για το fast set. Ελάχιστος χρόνος ενδοστοματικά (37°) - 1' 30" (fast set). Ελαστική επαναφορά 99,9%, σταθερότητα διαστάσεων για 7 ημέρες.

TGPuTTY™ VPS

Αποτυπωτικό υλικό Σιλικόνης -A



Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
TG9000A	Fast - ταχείας πήξης παχύρρευστο	39,90 €
TG9001A	Regular - κανονικής πήξης παχύρρευστο	39,90 €
TG9003A	Light Regular - κανονικής πήξης λεπτόρρευστο	38,50 €
TG9004A	Light Fast - ταχείας πήξης λεπτόρρευστο	38,50 €

Περιγραφή:

Χειρανάμικτο, εύκολο στην δοσολογία και τοποθέτηση και εξίσου εύκολο στην αφαίρεση. Οικονομικό και αξιόπιστο υλικό για πρώτα αποτυπώματα.

Shining 3D DLP

Λευκή Ρητίνη Εκτύπωσης Δισκαρίων TR01

Κωδικός: S3D5002A



135,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Το TR01 είναι ένα βιοσυμβατό υλικό με υψηλό μέτρο ελαστικότητας που το καθιστά εξαιρετική επιλογή για την εκτύπωση προσαρμοσμένων δισκαρίων. Το υψηλό μέτρο ελαστικότητας επιτρέπει στο δισκάριο να αντιστέκεται στην κάμψη υπό υψηλή πίεση, οδηγώντας σε πιο ακριβή αποτυπώματα. Η βιοσυμβατότητα του το καθιστά ασφαλές για βραχυπρόθεσμη χρήση στο στόμα.

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Shining 3D AccuFab-L4D

Οδοντιατρικός Τρισδιάστατος Εκτυπωτής



SHINING 3D®

Impression Plastic Trays

Αποτυπωτικά Πλαστικά Δισκάρια Μισά



6,83 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	Περιγραφή
PEP0028ULLR	Αποτυπωτικά Πλαστικά Δισκάρια Μισά Upper Left/Lower Right Κατάλληλα για αποτυπώματα πάνω αριστερά και κάτω δεξιά. Συσκευασία 25τμχ
PEP0028URLL	Αποτυπωτικά Πλαστικά Δισκάρια Μισά Upper Right/Lower Left Κατάλληλα για αποτυπώματα πάνω δεξιά και κάτω αριστερά. Συσκευασία 25τμχ

PolyTrays

Πλαστικά Δισκάρια Ολικής Αποτύπωσης

Κωδικός: POI4002



5,85 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:	Κωδικός	Μέγεθος
Για άνω και κάτω γνάθο, διατίθενται σε 3 μεγέθη: Small, Medium, Large. Συσκευασία: 12 τεμαχίων ίδιου μεγέθους	POI4002LS	Κάτω Γνάθου - Small
	POI4002LM	Κάτω Γνάθου - Medium
	POI4002LL	Κάτω Γνάθου - Large
	POI4002US	Άνω Γνάθου - Small
	POI4002UM	Άνω Γνάθου - Medium
	POI4002UL	Άνω Γνάθου - Large

Hager & Werken Miratray® Implant

Αποτυπωτικά Δισκάρια για Εμφυτεύματα



51,18 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	Περιγραφή
No.101250	Αρχικό Σετ 6 x 1 τεμάχιο από τα εξής: Άνω/Κάτω γνάθος μικρό, μεσαίο, μεγάλο
No.101251	Άνω γνάθου S1 (μικρό), σετ 6 τεμαχίων
No.101252	Άνω γνάθου S2 (μεσαίο), σετ 6 τεμαχίων
No.101253	Άνω γνάθου S3 (μεγάλο), σετ 6 τεμαχίων
No.101254	Κάτω γνάθου I1 (μικρό), σετ 6 τεμαχίων
No.101255	Κάτω γνάθου I2 (μεσαίο), σετ 6 τεμαχίων
No.101256	Κάτω γνάθου I3 (μεγάλο), σετ 6 τεμαχίων

Περιγραφή:

- Παντεταρισμένη τεχνική της μεμβράνης**
- ✓ Εξοικονομεί σε εσάς και τον ασθενή σας μια επιπλέον επίσκεψη και τα έξοδα του Εργαστηρίου
 - ✓ Ελεγχόμενη και ασφαλής λήψη αποτυπωμάτων με σαφή εικόνα των θέσεων εμφύτευσης
 - ✓ Η ελαστική μεμβράνη συναντάται ακριβώς στις θέσεις εμφύτευσης με αποτέλεσμα μια σαφή, ξεκάθαρη αποτύπωση θέσης
 - ✓ Προσαρμόσιμη, φιλική προς το χρήστη και οικονομικά αποδοτική
 - ✓ Διατίθεται σε τρία μεγέθη (S, M, L) για την άνω και κάτω γνάθο (μερική ή ολική νωδότητα)
 - ✓ Κατάλληλο για όλα τα υλικά αποτύπωσης εμφυτευμάτων και τα συστήματα εμφυτεύματος
 - ✓ Τα δισκάρια προορίζονται μόνο για μία χρήση
 - ✓ Δεν είναι πλέον απαραίτητη η κατασκευή εξατομικευμένου δισκαρίου στο εργαστήριο

Αποτυπωτικά Δισκάρια Μεταλλικά Άνω Γνάθου

Κωδικός:

154 52 9010 H1
154 52 9011 H2
154 52 9012 H3
154 52 9013 H4

Κωδικός:

154 52 9018 HX1
154 52 9019 HX2
154 52 9020 HX3
154 52 9021 HX4

Κωδικός:

154 52 0110 BOX1
154 52 0120 BOX2
154 52 0130 BOX3
154 52 0140 BOX4



Με χείλος
15,13 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Με χείλος διάτρητα
15,13 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Διάτρητα
15,13 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Αποτυπωτικά Δισκάρια Μεταλλικά Κάτω Γνάθου

Κωδικός:

154 52 9014 D1
154 52 9015 D2
154 52 9016 D3
154 52 9017 D4

Κωδικός:

154 52 9022 DX1
154 52 9023 DX2
154 52 9024 DX3
154 52 9025 DX4

Κωδικός:

154 52 0260 FX1
154 52 0270 FX2
154 52 0280 FX3
154 52 0290 FX4



Με χείλος
15,13 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Με χείλος διάτρητα
15,13 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Διάτρητα
15,13 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Αποτυπωτικά Δισκάρια Μεταλλικά

Κωδικός:

154 52 0600

Κωδικός:

154 52 0560 PLX

Κωδικός:

154 52 0550 PPX



Γεφυρών
15,13 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Μισό αριστερό διάτρητα
15,13 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Μισό δεξί διάτρητα
15,13 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Αποτυπωτικά Δισκάρια Μεταλλικά Παιδικά

Κωδικός:

154 52 0360 DHX1
154 52 0370 DHX2
154 52 0380 DHX3

Κωδικός:

154 52 0460 DDX1
154 52 0470 DDX2
154 52 0480 DDX3



Για άνω γνάθω, διάτρητο

15,13 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Για κάτω γνάθω, διάτρητο

15,13 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Αποτυπωτικά Δισκάρια Μεταλλικά για Νωδά

Κωδικός:

154 52 0610 FOX1
154 52 0620 FOX2
154 52 0630 FOX3
154 52 0640 FOX4

Κωδικός:

154 52 0660 UUX1
154 52 0670 UUX2
154 52 0680 UUX3
154 52 0690 UUX4



Για άνω γνάθω, διάτρητο

15,13 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Για κάτω γνάθω, διάτρητο

15,13 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Αποτυπωτικά Δισκάρια Μεταλλικά για Μερικώς Νωδά

Κωδικός:

154 52 0790

Κωδικός:

154 52 0820

Κωδικός:

154 52 0830



Για άνω γνάθω, διάτρητο

15,13 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Για κάτω γνάθω, διάτρητο

15,13 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Για κάτω γνάθω, διάτρητο

15,13 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Mixing Spatula

Σπάτουλα Ανάμιξης
Κωδικός: PEP0032C



4,10 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Φαρδιά, με ξύλινη λαβή, μήκος 22 cm.
Συσκευασία:
1 τεμαχίου

Carl Martin Σπάτουλα Αλγινικού

Κωδικός: DIC5041A



10,05 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Μεταλλική σπάτουλα ανάμιξης αλγινικού.
Κωδικός Κατασκευαστή: 1430 1/2.
Made in Germany by Carl Martin.
Συσκευασία:
1 τεμαχίου

Tribest Πιστόλι

Ανάμιξης Υλικών 1:1 & 1:2
Κωδικός: TRI4000A



29,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Πιστόλι ανάμιξης για όλους τους τύπους των φουσιγγών 50ml.
Συσκευασία:
1 τεμαχίου

Impression Gun

Πιστόλι ανάμιξης υλικών



37,30 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	Περιγραφή
ROI4001A	Αναλογίες 1:1/1:2
ROI4000A	Αναλογίες 1:4

Περιγραφή:
Αναλογίες 1:1/1:2 και 1:4.
Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Σπάτουλα Ανάμιξης Αλγινικού

Κωδικός: PEP0031_



3,68 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	Περιγραφή
PEP0031G	Σπάτουλα Αλγινικού Πλαστική Πρασινή
PEP0031GB	Σπάτουλα Αλγινικού Πλαστική Glitter Blue
PEP0031LB	Σπάτουλα Αλγινικού Πλαστική Σιελ
PEP0031LM	Σπάτουλα Αλγινικού Πλαστική Lime
PEP0031P	Σπάτουλα Αλγινικού Πλαστική Ροζ
PEP0031W	Σπάτουλα Αλγινικού Πλαστική Λευκή

Περιγραφή:
Πλαστική σπάτουλα για ανάμιξη αλγινικού.
Διατίθεται σε διάφορα χρώματα.
Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Σπάτουλα Ανάμιξης Αλγινικού

Κωδικός: TRI4017_



2,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	Περιγραφή
TRI4017W	Σπάτουλα Αλγινικού Πλαστική Λευκή
TRI4017B	Σπάτουλα Αλγινικού Πλαστική Μπλε
TRI4017P	Σπάτουλα Αλγινικού Πλαστική Ροζ

Περιγραφή:
Πλαστική σπάτουλα για ανάμιξη αλγινικού.
Διατίθεται σε διάφορα χρώματα.
Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Multi Dispenser

Πιστόλι ανάμιξης υλικών universal
Κωδικός: TG4013A



Τα έμβολα αποστειρώνονται σε αυτόκαυστο κλίβανο

79,20 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Έξυπνο, καινοτόμο και πρακτικό εργαλείο για τον οδοντίατρο. Η συσκευασία περιλαμβάνει ένα πιστόλι με 3 υποδοχές και 5 έμβολα για κάθε υλικό: 1:1 για 50 ml, 1:1 για 25 ml, 2:1 για 50 ml, 4:1 για 50 ml, 10:1 για 50 ml. Το πιστόλι παραμένει ίδιο αλλάζουν μόνο οι υποδοχές και τα έμβολα.
Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Mixing Bowls

Μπολ Ανάμιξης



Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
CEU1014S	No1 SMALL 110mm	3,18 €
CEU1014M	No2 MEDIUM 115mm	4,09 €
CEU1014L	No3 LARGE 130mm	5,67 €
CEU1014XL	No4 EXTRA LARGE 150mm	7,73 €

Περιγραφή:
Από εύκαμπτο υλικό, σε πράσινο χρώμα, σε διάφορα μεγέθη.
Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Tribest Ρύχνι Ανάμιξης

Κωδικός: TRI4008A



11,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Κίτρινα 1:1 για Λεπτόρρευστα υλικά. Για χρήση με την πλειοψηφία των λεπτόρρευστων αποτυπωτικών της αγοράς σε συσκευασίες 50 & 75ml.

Συσκευασία: 50 τεμάχια

Κωδικός: TRI4002A



14,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Καφέ Cement Μυτερά 1:1

Συσκευασία: 50 τεμάχια

Κωδικός: TRI4003A



14,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Καφέ Κοφτά 1:1 Συμβατά με τα περισσότερους διανομείς διπλής σύριγγας της αγοράς. Αναλογία 1:1

Συσκευασία: 50 τεμαχίων

Κωδικός: TRI4004A



19,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Dynamic plastic κόκκινα, Τύπου Pentamix.

Συσκευασία: 50 τεμαχίων



Tribest Ρύχνι Ανάμιξης

Κωδικός: TRI4005A



19,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Τυρκουάζ 1:1 για παχύρρευστα υλικά αποτύπωσης.

Συσκευασία: 50 τεμαχίων

Κωδικός: TRI4006A



19,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Ροζ 1:1 για χρήση μονοφασικών υλικών.

Συσκευασία: 50 τεμαχίων

Κωδικός: TRI4007A



19,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Μπλε/Πορτοκαλί 10:1 για προσωρινό υλικό στεφάνης - Protemp.

Συσκευασία: 50 τεμαχίων



Mixing Tips

Κωδικός: 2185



50,60 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Mixing tips τύπου 6 για Structur 3, Structur Premium, Structur 2 SC, Provicol C
Συσκευασία: 50 τεμαχίων

Κωδικός: 2186



50,60 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Mixing tip τύπου 7 για V-Posil Light Fast and X-Light Fast
Συσκευασία: 50 τεμαχίων

Κωδικός: 2189



50,60 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Mixing tips type 10 for Provicol QM, Structur 3 (in the QuickMix syringe), Structur 2 (in the QuickMix syringe), Meron Plus QM, Provicol QM Plus, Quick Up
Συσκευασία: 50 τεμαχίων

Κωδικός: 2191



50,60 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Mixing tips τύπου 11 για Rebuild DC QM syringes, Bifix QM, Fit Test C&B with Quick Up method, Grandio® Core Dual Cure
Συσκευασία: 50 τεμαχίων

Κωδικός: 2192



50,60 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Mixing tips τύπου 12 για Rebuild DC in cartridge
Συσκευασία: 50 τεμαχίων

Κωδικός: 2194



50,60 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Mixing tips τύπου 14 για Bifix SE
Συσκευασία: 50 τεμαχίων

Κωδικός: 2195



69,10 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Mixing tips τύπου 15 with intraoral tips type 1 για Bifix SE
Συσκευασία: 50 τεμαχίων

Κωδικός: 2196



50,60 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Mixing tips τύπου 16 για V-Posil Heavy Soft Fast, V-Posil Mono Fast, and Registrado X-tra/Clear/Scan for intraoral tips
Συσκευασία: type 2 - 50 pack ή type 3 - 50pk

Κωδικός: 2199



49,30 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Mixing tip τύπου 19 για Rebuild DC
Συσκευασία: 30 τεμαχίων

Κωδικός: 2202



50,60 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Mixing tips τύπου 20 (Die Silicone)
Συσκευασία: 50 τεμαχίων

Κωδικός: 2187



50,60 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Mixing tips τύπου 8 για Ufi Gel SC, Ufi Gel hard C
Συσκευασία: 50 τεμαχίων

Κωδικός: 2188



50,60 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Mixing tips τύπου 9 για Fit Test C & B, Bifix Temp
Συσκευασία: 50 τεμαχίων

Κωδικός: 2203



51,80 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Mixing tip τύπου 30 για V-Posil Heavy Soft Fast and Mono Fast 380 ml Cartridge
Συσκευασία: 50 τεμαχίων



Intraoral Tips

Κωδικός: 2146



35,50 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Pack type 41 for Ionoseal, Grandio/ SO Flow, Admira Fusion Flow, Calcimol LC, etc.
Συσκευασία: 100 τεμαχίων

Κωδικός: 2147



35,50 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Pack type 45 for Amaris Gingiva, Grandio Seal
Συσκευασία: 100 τεμαχίων

Κωδικός: 2148



35,50 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Pack type 46 for GrandioSO Heavy Flow, x-tra base, Admira Fusion x-base, Clip Flow
Συσκευασία: 100 τεμαχίων

Κωδικός: 2144



35,50 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Pack type 44 for Amaris Flow, Admira Flow, Quick Up LC
Συσκευασία: 100 τεμαχίων

Κωδικός: 2131



25,60 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Pack type 47 for Calcicur
Συσκευασία: 30 τεμαχίων

Κωδικός: 2139



39,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Pack type 1 for Rebuild DC QM syr., Bifix SE, Bifix QM, Fit Test C & B, direct root canal application
Συσκευασία: 50 τεμαχίων

Κωδικός: 2140



39,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Pack type 2 for Registrado X-tra, Registrado Clear and Registrado Scan
Συσκευασία: 50 τεμαχίων

Κωδικός: 2141



39,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Pack type 3 for Rebuild DC in cartridge, V-Posil Light Fast and X-Light Fast
Συσκευασία: 50 τεμαχίων

Κωδικός: 2142



39,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Pack type 4 for Rebuild DC QM syringes, Bifix QM, Grandio Core Dual Curep
Συσκευασία: 50 τεμαχίων

Κωδικός: 2132



24,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Pack type 48 for Vococid
Συσκευασία: 50 τεμαχίων

Κωδικός: 2133



39,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Pack type 6 for V-Posil Mono Fast
Συσκευασία: 50 τεμαχίων

Κωδικός: 2310



10,70 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Pack type 42 for Vococid
Συσκευασία: 30 τεμαχίων

*Οι τιμές των προϊόντων της Voco ισχύουν έως 31/03/2025

Brown Tips Pointed

Ρύγχη μυτερά
Κωδικός: POI7009B



3,16 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
BIFIX TEMP, PROVICOL QM, FIT TEST C&B
Συσκευασία: 10 τεμαχίων

Yellow Tips Universal

Ρύγχη universal
Κωδικός: POI7011A



2,53 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Για χρήση με την πλειοψηφία των λεπτόρρευτων αποτυπωτικών της αγοράς σε συσκευασίες 50 & 75ml
Συσκευασία: 10 τεμαχίων

ImpressPLUS Mixing Tips Blue Clear

Ρύγχη ανάμειξης Μπλε
Κωδικός: PEP0021A




26,25 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Perfection Plus. Κατάλληλα για χρήση σε Provicol C, Structur Premium σε φύσιγγα, Structur 2 σε φύσιγγα, Structur 3 σε φύσιγγα
Συσκευασία: 50 τεμαχίων

Yellow Tips Intra-Oral

Ρύγχη ενδοστοματικά
Κωδικός: POI7010A



1,40 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Για ενδοστοματική χρήση με την πλειοψηφία των λεπτόρρευτων αποτυπωτικών της αγοράς.
Συσκευασία: 10 τεμαχίων

Transparent Tips

Ρύγχη ενδοστοματικά
Κωδικός: POI7020B - Μακριά



2,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Διαφανή ενδοστοματικά ρύγχη Regular, για ανασυστάσεις κολοβωμάτων
Συσκευασία: 10 τεμαχίων

Tribest Ρύγχη

Ρύγχη ενδοστοματικά
Κωδικός: TRI4001A - Μακριά
TRI4001B - Κοντά



9,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Διαφανή ενδοστοματικά
Κατάλληλα για τον ριζικό σωλήνα.
Συσκευασία: 100 τεμαχίων

Spident Core Mixing Tips

Ρύγχη Εφαρμογής κοφτά
Κωδικός: SPI4000A



22,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Αναλογία 1:1.
Συσκευασία: 50 ρύγχη & 50 ενδοστοματικά άκρα

Spident Cement Mixing Tips

Ρύγχη Εφαρμογής με μύτη
Κωδικός: SPI8000A



16,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Αναλογία 1:1
Συσκευασία: 50 τεμάχια

ImpressPlus Mixing Tips Green

Ρύγχη Ανάμειξης Τουρκουάζ
Κωδικός: PEP0040A



22,05 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Ρύγχη 1:1 για χρήση σε παχύρρευστα υλικά.
Συσκευασία: 50 τεμαχίων

ImpressPlus Mixing Tips Pink

Ρύγχη Ανάμειξης Ροζ
Κωδικός: PEP0043A



22,05 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Ρύγχη 1:1 για χρήση με μονοφασικά υλικά.
Συσκευασία: 50 τεμαχίων

Spident Impression Mixing Tips Green

Ρύγχη ανάμειξης Πράσινα
Κωδικός: SPI8001G



16,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Universal συμβατότητα με τις περισσότερες συσκευασίες αποτυπωτικών VPS.
Συσκευασία: 50 τεμαχίων

Spident Impression Mixing Tips Yellow

Ρύγχη ανάμειξης Κίτρινα
Κωδικός: SPI8001Y



16,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Universal συμβατότητα με τις περισσότερες συσκευασίες αποτυπωτικών VPS.
Συσκευασία: 50 ρύγχη & 25 ενδοστοματικά άκρα

Spident Ρύγχη Μπλε για Hexatemp

Κωδικός: SPI8002A



16,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Κατάλληλα για χρήση με το υλικό Hexatemp, Provicol C, Structur Premium, Structur 2, Structur 3 σε φύσιγγα.
Συσκευασία: 50 τεμαχίων

Spident Ρύγχη Ανάμειξης Καφέ για EsCem κονία

Κωδικός: SPI8003A



22,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Κατάλληλα για χρήση με υλικό EsCem όπως επίσης και σε Bifix Q4, Relyx Unicem κ.α.
Συσκευασία: 50 τεμαχίων, 1:1

Shining 3D Ενδοστοματικό Scanner AoralScan 3

Γνωρίστε το AoralScan3

Ο καινούργιος ενδοστοματικός σαρωτής της Shining 3D. Εξαιρετικός, έξυπνος και κομψός, ο σαρωτής AoralScan 3 βελτιώνει την συνολική κλινική εμπειρία του ασθενούς. Επιτρέπει στους χρήστες να αποκτούν εύκολα, ζωντανά ψηφιακά αποτυπώματα με ταχύτερο και ακριβέστερο τρόπο.

Γενικά Χαρακτηριστικά:

- ▶ Με 2 διαθέσιμα tips – για ενήλικες και παιδιά
- ▶ Αυτόματη αντιθαμβωτική προστασία του tip
- ▶ Κλιβανιζόμενο tip έως και 100 φορές
- ▶ Ένα κουμπί για όλες τις χρήσεις
- ▶ Ελαφρύ, με βάρος μόλις 240g
- ▶ Σχεδιασμένο με γνώμονα την εργονομία και την βέλτιστη χειροκίνητη λειτουργία
- ▶ Με δυναμική ένδειξη LED στην βάση

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- ▶ Scan Field: Standard scanner tip: 16 mm x 12 mm x 22 mm
- ▶ Mini scanner tip: 12 mm x 9 mm x 22 mm
- ▶ Scan Depth: -2-20 mm from exit surface of tip
- ▶ Scan Principle: Non-contact scanner with structured light
- ▶ Dimension (L x W x H): 285 mm x 33 mm x 46 mm
- ▶ Weight: 240 ± 10 g (without cables)
- ▶ Output: STL, OBJ, PLY
- ▶ Connector: USB 3.0
- ▶ Power Input: 12 V DC/3 A

Προτεινόμενα Χαρακτηριστικά Η/Υ

- ▶ CPU: Intel Core i7-8700 or higher
- ▶ Memory: 16 GB or higher
- ▶ Hard Disk Drive: 256 GB SSD or above
- ▶ Graphic Card (GPU): NVIDIA® RTX 2060 6GB or higher
- ▶ Operating System: Windows 10 Professional (64-bit) or later versions of Windows operating system
- ▶ Display Resolution: 1920 x 1080, 60Hz or higher
- ▶ I/O Ports: More than 2 type-A USB 3.0 (or higher) ports

Κωδικός: **S3D1000A**



JUST SCAN IT

**Neodent Τροχήλατη Βάση για
AoralScan 3 με Βάση για LAPTOP**



Διάστασεις (Ύψος x Πλάτος x Βάθος)
46x40x78 cm

Διαστάσεις Ραφιών:

- ▶ Διαστάσεις επάνω ραφιού 44x33 cm
- ▶ Διαστάσεις βάσης 46x40 cm

**Neodent Τροχήλατη Βάση για AoralScan 3
με Βάση για Desktop PC/Monitor**



SHINING 3D®

Shining 3D Face Scanner MetiSmile

Γρήγορη ταχύτητα σάρωσης

Σε μόλις 10 δευτερόλεπτα μπορεί να τραβήξει φωτογραφίες ασθενών από πολλαπλές γωνίες για την ταυτόχρονη κατασκευή τρισδιάστατων δεδομένων προσώπου.

Υψηλή ακρίβεια

Τρεις κάμερες συλλογής δεδομένων 1,3 MP και μία κάμερα υψής HD 5,0 MP παράγουν ακρίβεια σάρωσης εντός 50µm. Το MetiSmile καταγράφει επίσης αυξημένες λεπτομέρειες των δοντιών.

Υψηλή πιστότητα

Εξαιρετική καταγραφή του χρώματός του προσώπου, εμφανίζοντας το ρεαλιστικό στον ασθενή.

Προηγμένο λογισμικό

Αυτόματη ευθυγράμμιση μεταξύ δεδομένων σάρωσης προσώπου και ενδοστοματικής κάμερας.

Ορθολογική προσομοίωση

Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά της μονάδας ορθολογικής προσομοίωσης περιλαμβάνουν αυτόματη εξαγωγή χειλιών και διαχωρισμό δοντιών με ένα κλικ.

Μέτρηση & σύγκριση χαρακτηριστικών προσώπου

Το λογισμικό του είναι ικανό να αναγνωρίσει τρισδιάστατα δεδομένα χαρακτηριστικών του προσώπου και να συγκρίνει τις αλλαγές πριν και μετά την θεραπεία.

Κωδικός: **S3D2002A**

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Resolution:** Data Acquisition Camera: 1.3MP HD Texture Camera: 5.0 MP
- Accuracy:** 50µm
- Field of View:** With working distance 500mm, the FOV is 210*270mm
- Output Format:** PLY, OBJ, STL
- White LED color temperature:** 5500K
- Dimension:** 215*50*75mm
- Weight:** 800g
- Power Supply:** Input: AC100-220V, 50/60HZ, 1.5A Output: DC12V, 7.0V

**SHINING 3D
DENTAL**

Beyond Smile



SHINING 3D®

Shining 3D AccuFab-L4D Οδοντιατρικός Τρισδιάστατος Εκτυπωτής

Κωδικός: S3D2000A

Υψηλής ποιότητας μονάδα, όπου το cloud της SHINING 3D επιτρέπει τη μετάδοση δεδομένων, καθιστώντας την κατάλληλη για μεταφορά δεδομένων και την επικοινωνία μεταξύ κλινικών και οδοντιατρικών εργαστηρίων.

Μέγεθος εκτύπωσης 192*120mm και ανάλυση 4K

Χαρακτηριστικά:

Ελαφρύ - Μεγάλο μέγεθος εκτύπωσης - Ευκολη λειτουργία - Επιτάχυνση φωτεινότητας έως και 90%



SHINING 3D
DENTAL

Shining 3D Fab Cure 2 Συσκευή Μετα-σκλήρυνσης για τους Τρισδιάστατους Εκτυπωτές της Shining3D

Κωδικός: S3D2001A

Ορίζει με ακρίβεια τα βήματα μετα-επεξεργασίας του εκτυπωμένου αντικειμένου για να διασφαλίσει υψηλή ακρίβεια και βέλτιστη απόδοση του υλικού, ενώ παράλληλα αυτοματοποιεί τη διαδικασία. Από τις πλευρές και το κάτω μέρος, 30 LED φώτα εκπέμπουν ισχυρό υπεριώδες φως που διεισδύει σε βάθος, σκληραίνοντας πλήρως το εκτυπωμένο εκμαγείο μέσα σε λίγα λεπτά.

Διαθέτει:

Ισχύς 70W - Φώτα LED - Wi-Fi - Κεραμική μονάδα θέρμανσης



Shining 3D FabWash Σύστημα Καθαρισμού Εκμαγείων

Κωδικός: S3D2003A

Το FabWash είναι το πρώτο πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα καθαρισμού και στεγνώματος εξαρτημάτων/εκμαγείων πολλαπλών σταδίων, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να παρέχει την ευκολία χρήσης, τη συνέπεια, την ταχύτητα και την καθαριότητα που απαιτεί η σύγχρονη οδοντιατρική τρισδιάστατη εκτύπωση. Είναι προγραμματισμένο εκ των προτέρων για κάθε υλικό με μια αυτόματη διαδικασία καθαρισμού και στεγνώματος και με WiFi.



Shining 3D Ρητίνη Εκτύπωσης Χειρουργικών Οδηγών SG01



Κωδικός: S3D5001A

150,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Shining 3DI DLP Λευκή Ρητίνη Εκτύπωσης Δισκαρίων TR01



Κωδικός: S3D5002A

135,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Shining 3D Ρητίνη Εκτύπωσης Ορθοδοντικών Εφαρμογών OD02




Κωδικός: S3D5007A

120,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Shining 3D L4K Κίτρινη Ρητίνη Εκτύπωσης Στεφανών/Γεφυρών DM12




Κωδικός: S3D5008A

110,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ



SHINING DENT 3D Printing Material



NEODENT
2024

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

DXP DOMINA



Domina Plus B

Γιατί όλοι οι κλίβανοι B κλάσης, δεν είναι ίδιοι...!

+ Ταχύτητα

Ο κύκλος πραγματοποιείται από 18 έως 35 λεπτά (μαζί με την φάση στεγνώματος). Η «Ομοιογενής Θερμότητα» είναι ο πρωτοποριακός μηχανισμός που εγγυάται τέλεια αποστείρωση σε κάθε φορτίο

+ Χωρητικότητα

Χάρη στο έξυπνο σύστημα φόρτωσης, ο 18λιτρος θάλαμος αυξάνει τον ωφέλιμο όγκο του έως και 50%.

- Κατανάλωση Ρεύματος

Η ηλεκτρική κατανάλωση είναι κάτω από 900W. Λιγότερη κατανάλωση σημαίνει σεβασμός στο περιβάλλον αλλά και εξοικονόμηση στα έξοδα.

+ Αξιοπιστία

Το σύστημα «Ομοιογενούς Θερμότητας» αυξάνει τον κύκλο ζωής του κλιβάνου και μειώνει τα έξοδα επισκευών.

2 χρόνια εγγύηση

Domina Plus B ...ο πράσινος κλίβανος!

NEW

DXPclave Class B 24L



Η πιο αποδοτική εμπειρία

Αθόρυβο και φιλικό προς το χρήστη, ξεχωρίζει χάρη στη χωρητικότητα και το σχεδιασμό του, αποτελώντας έναν αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύμμαχο.

Χωρητικότητα

Με μεγαλύτερο χώρο φόρτωσης και 5 διαφοροποιημένους δίσκους σχεδιασμένους για τη βελτίωση της χωρητικότητας, εξασφαλίζει την καλύτερη χωρητικότητα φόρτωσης στην κατηγορία του (24 L).

Χρησιμότητα

Ο DXPclave έχει σχεδιαστεί με μεγάλη έμφαση στην ευρησιότητα. Χάρη στην οθόνη αφής 4,3" και το έξυπνο μενού, η επιλογή κύκλων και ο προγραμματισμός είναι απλοί και άμεσοι.

Απόδοση

Παράγει ατμό γρήγορα και αποτελεσματικά, αποτρέπει τους κινδύνους απόφραξης χάρη στη σπείρα από ανοξείδωτο χάλυβα.

Αξιοπιστία

Με το DXPclave, οι αναφορές κύκλου μπορούν να αποθηκευτούν σε USB ή σε σχετική διαδικτυακή πλατφόρμα χάρη στην εγγενή σύνδεση Ethernet.

DXP
CLAVE

DENTAL EXPERIENCE GETS DYNAMIC

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ

Κορυφαίος επαγγελματικός οδοντιατρικός εξοπλισμός, αποκλειστικά στο www.neodent.eu

Σακουλοποιός SL13 από την Faro



FARO
DAL 1948: ESPERIENZA
E RINNOVAMENTO

Τιμή χωρίς ΦΠΑ
420,00 €

Κωδικός: DV2007A

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τάση τροφοδοσίας: 220/240 Vac - 50/60 Hz
Ισχύς: 150W
Εξωτερικές διαστάσεις συσκευής: 474x374x200mm (LxDxH)
Βάρος: 5 κιλά
Μέγιστο μήκος στεγανοποίησης: 12mm
Μέγιστο πλάτος συγκόλλησης: 300mm
Μέγιστη διάμετρος του ρολού: 200mm
Εγγύηση 24 μηνών

Euronda Συσκευή Αφαλάτωσης Νερού Aquadist

Κωδικός: CEU3011A

Euronda
Pro System



240,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Αποστακτήρας νερού που βράζει νερό και συμπυκνώνει τον ατμό για να πάρει αποσταγμένο νερό. Αποστάζει 0,7 λίτρα νερού ανά ώρα. Χωρητικότητα 4 λίτρων. Περνάει όλες τις δοκιμές ασφαλείας, συμμορφώνοντας με όλα τα πρότυπα ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (2014/30 / EE) και τις προδιαγραφές χαμηλής τάσης (2014/35 / EE).
Διαστάσεις: 230x360mm (ØxH)
Βάρος: 3,5Kg

Euronda Aquadist Καθαριστική σκόνη αφαλάτωσης

Κωδικός: CEU3012A



23,30 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Βοηθά στην απομάκρυνση των αλάτων και συντελεί στη σωστή συντήρηση της συσκευής.
Συσκευασία: 500 γραμμαρίων

Euronda Aquadist Φίλτρο άνθρακα συσκευής αφαλάτωσης

Κωδικός: CEU3013A



25,80 €


Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Βοηθά στην απόσπηση και χρωματική διαύγεια του νερού.
Συσκευασία: 12 τεμαχίων

NSK Ταμπλέτες Καθαρισμού Κλιβάνου

Αναβράζον δισκία για τον καθαρισμό του θαλάμου
Κωδικός: SL3501A



25,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Τοποθετείτε το δισκίο μέσα στον θάλαμο και αφαιρείτε άλατα και υπολείμματα ακαθαρσιών από την δεξαμενή και τον λέβητα κατά την ενεργοποίηση του κύκλου.
Κατάλληλα μόνο για κλιβάνους DXP.
Συσκευασία: 10 τεμαχίων

Ταινία κλιβάνου ατμού

Κωδικός: BME6008A



3,27 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Αυτοκόλλητες με καλή συγκολλητική ικανότητα. Δεν αφήνουν υπολείμματα κόλλας στο χαρτί και στο ύφασμα.
Δεν ξεκολλάει κατά την διάρκεια του κλιβανισμού. Με συνεχόμενη ένδειξη αποστείρωσης (οι δείκτες αλλάζουν από κίτρινο σε καφέ).
Με σήμανση CE.
Συσκευασία: 19mm x 50m

Euronda Ρολά αποστείρωσης

Κωδικός: CEU730_



Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
CEU7300A	Euronda Ρολό αποστείρωσης, 50mmx200m	11,27 €
CEU7301A	Euronda Ρολό αποστείρωσης, 75mmx200m	15,95 €
CEU7302A	Euronda Ρολό αποστείρωσης, 100mmx200m	20,88 €
CEU7303A	Euronda Ρολό αποστείρωσης, 150mmx200m	35,70 €
CEU7304A	Euronda Ρολό αποστείρωσης, 200mmx200m	46,20 €
CEU7305A	Euronda Ρολό αποστείρωσης, 250mmx200m	64,90 €

Περιγραφή:
Με χημικούς χρωματικούς δείκτες που σηματοδοτούν την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου, εξασφαλίζοντας έτσι τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια για τους ασθενείς.
Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Σακουλάκια - Φάκελοι αποστείρωσης



Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
PEP7308A	Perfection Plus Σακουλάκια / Φάκελοι αποστείρωσης 57 x 127mm - 200τμχ	7,82 €
BME6009A	Σακουλάκια / Φάκελοι Αποστείρωσης 75 x 110mm - 100τμχ	1,12 €
PEP7309A	Perfection Plus Σακουλάκια / Φάκελοι αποστείρωσης 85 x 253mm - 200τμχ	8,59 €
PEP7310A	Perfection Plus Σακουλάκια / Φάκελοι αποστείρωσης 85 x 165mm - 200τμχ	8,76 €
BME6001A	Σακουλάκια / Φάκελοι αποστείρωσης 90 x 260mm - 100τεμάχια	2,73 €
PEP7312A	Perfection Plus Σακουλάκια / Φάκελοι αποστείρωσης 140 x 260mm - 200τμχ	16,58 €
PEP7316A	Perfection Plus Σακουλάκια / Φάκελοι αποστείρωσης 300x450mm - 200τμχ	35,65 €

Bur disinfection Container

Κυτίο απολύμανσης φρεζών
Κωδικός: POI6002D



9,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Διαστάσεων 7 X 9 cm, με εσωτερικό διάτρητο καλάθι για την απολύμανση φρεζών. Κλιβανιζόμενο στους 121°C.
Διαθέσιμο σε βαθύ μπλε ιριδίζον χρώμα.
Συσκευασία: 1 κυτίο

Bur disinfection Container

Κυτίο απολύμανσης φρεζών
Κωδικός: POI6002C



9,20 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Κλιβανιζεται σε Κλίβανο ATMOY (αυτόκαυστο).
• Ενισχυμένο τοίχωμα
• Διπλό διάτρητο πάτο με πιο πυκνή πλέξη
• Διαστάσεις κουτιού 7x9cm
Διαθέσιμο σε λευκό χρώμα
Συσκευασία: 1 κυτίο

Tribest

Κουτί απολύμανσης φρεζών
Κωδικός: TRI1003W



5,50 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Κλιβανιζεται σε Κλίβανο ATMOY (αυτόκαυστο). Διπλό διάτρητο πάτο με πιο πυκνή πλέξη. Διαθέσιμο σε λευκό χρώμα
Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Hygobox

Κυτίο απολύμανσης εργαλείων
Κωδικός: RI1004



67,86 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Ειδικό δοχείο με εσωτερικό διάτρητο καλάθι αποστράγγισης για χρήση με υγρά καθαρισμού και απολύμανσης εργαλείων. Στιβαρή, ανθεκτική κατασκευή, με ενσωματωμένες λαβές για ασφαλή μεταφορά. Χωρητικότητα 3 λίτρα, διαστάσεις (ΥxΠxΒ): 13 x 32,5 x 21 εκ. Διατίθεται σε λευκό χρώμα με 5 διαφορετικού χρώματος καπάκια: μπλε, τρκουάζ, ροζ, κίτρινο και ανθρακί.
Συσκευασία: 1 κυτίο

Κωδικός	Περιγραφή
RI1004A	Blue - White
RI1004AN	Anthracite - White
RI1004P	Pink - White
RI1004T	Turquoise - White
RI1004Y	Yellow - White

Ποδιά Non Woven

Ενισχυμένη με Μακρύ Μανίκι



5,09 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Μακρής μανίκια με λάστιχο, κορδόνια στη μέση & το λαιμό, ευκολοφόρετες, ενιαίο μέγεθος.
Συσκευασία: 10 τεμαχίων

Κωδικός	Περιγραφή
BME4008DB	115x137cm ΣΚ. Μπλε
BME4008DG	115x137cm ΣΚ. Πράσινο
BME4008G	115x137cm Πράσινο



Αδιάβροχη ολόσωμη φόρμα Alle

από την Euronda
Κωδικός: ALL1000LBB
ALL1000GB

2,43 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Αδιάβροχη ολόσωμη φόρμα με μανίκια αποστειρωμένα.
Υλικό: water-repellent Nonwoven fabric Spunbond 25 gr/m2,
Μέγεθος: one size, μήκους 110 εκ.,
Χρώμα: Σιέλ, Πράσινο

Συσκευασία:
1 τεμαχίου

Αποστειρωμένα Χειρουργικά πεδία με οπή

Κωδικός: BME6005A



24,30 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Αυτοκόλλητη επιφάνεια 10x10 cm
Με οπή Ø 6cm, Δύο στρωμάτων, ανθεκτικά
στο σχίσιμο & στο νερό, υψηλή μικροβιακή
προστασία, χρώμα μπλε.

Συσκευασία: 25 τεμαχίων - 75cm x 90cm

Αποστειρωμένα Χειρουργικά πεδία χωρίς οπή

Κωδικός: BME6004A



22,30 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Δύο στρωμάτων, ανθεκτικά στο σχίσιμο & στο
νερό, υψηλή μικροβιακή προστασία.
Χρώμα μπλε.

Συσκευασία:
25 τεμαχίων - 75cm x 90cm

Αποστειρωμένα Οθόνια

με άνοιγμα U, Alle από την Euronda
Κωδικός: ALL1005B



2,48 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Το σχήμα "U" διευκολύνει την τοποθέτηση στο κάτω
χειλός του ασθενή, δημιουργώντας ένα αποτελεσματικό
αποστειρωμένο πεδίο. Η κόλλα εμποδίζει τη μετακίνηση του
καλύμματος και αποτρέπει οποιαδήποτε τυχαία μόλυνση.
Υλικό: Nonwoven fabric + polyethylene, Διάσταση: 75x90
με άνοιγμα U 11x9, Χρώμα: Σιέλ

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Πλαστικά μανίκια προστασίας από πολυαιθυλένιο για την προφύλαξη του χρήστη.

Κωδικός: BME4004_



3,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	Περιγραφή
BME4004B	Πλαστικά μανίκια μπλε - 100τμχ
BME4004W	Πλαστικά μανίκια λευκά - 100τμχ

Περιγραφή:

Από διαφανές υλικό, είναι αδιάβροχα και δεν σκίζονται εύκολα.
Έχουν σχήμα σωλήνα και διαθέτουν λάστιχα στις δύο άκρες για να
εφαρμόζονται στο χέρι κατάλληλα.
Διαθέσιμα σε μπλε ή λευκό χρώμα.

Συσκευασία: 100 τεμαχίων

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Ορθογώνια Αποστειρωμένα Οθόνια

με 1 αυτοκόλλητη πλευρά, Alle από την Euronda
Κωδικός: ALL1003B



1,75 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Διάσταση: 75x90
Χρώμα: Σιέλ
Υλικό: Nonwoven fabric + polyethylene

Συσκευασία:
1 τεμαχίου

Σειρά Alle®: Στοχεύει στα υψηλά πρότυπα προστασίας για κάθε οδοντίατρο!



Euronda | Monoart®

Σκουφίες με Λάστιχο γύρω-γύρω

Κωδικός: BME4002W



2,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Είναι υποαλλεργικές, μη αποστειρωμένες μιας χρήσης, κατασκευάζονται από μη υφασμένο υλικό (non-woven) άριστης ποιότητας χωρίς χνούδια και χωρίς ατέλειες, 2,54cm.

Συσκευασία: 100 τεμαχίων σε λευκό χρώμα.

Ποδονάρια πλαστικά μιας χρήσης από ανθεκτικό υλικό

Κωδικός: BME4003B



3,78 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Είναι αδιάβροχα ενώ περιμετρικά έχουν λάστιχο ώστε να εφαρμόζουν σε όλα τα μεγέθη παπουτσιών. Κατάλληλα για όλες τις ειδικότητες γιατρών (χειρουργεία, εργαστήρια, κλινικές, ιατρεία).

Συσκευασία: 100 τεμαχίων

Μπαντάνια

με δέσιμο στο πίσω μέρος, Alle από την Euronda

Κωδικός: ALL1001_



Κωδικός	Διαστάσεις	Τιμή	Συσκευασία:
ALL1001BLK	Μαύρη	14,15 €	1 τεμαχίου
ALL1001L	Λιλά	14,15 €	
ALL1001LB	Σιέλ	14,15 €	
ALL1001O	Πορτοκαλί	14,15 €	
ALL1001P	Ροζ	14,15 €	

Περιγραφή:

Μη αποστειρωμένη, κλιβανιζόμενη στους 121° C, Υλικό: Βαμβακερό, Χρώμα: Σιέλ

Standard Οθόνια

αποστειρωμένα Οθόνια Alle από την Euronda

Κωδικός: ALL1004B



0,63 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Υψηλής ποιότητας, απορροφητικό χαρτί κατασκευασμένο από 100% κυτταρίνη συνδεδεμένη με ένα υδατοαπωθητικό στρώμα πολυαιθυλενίου. Ιδανικό για την προστασία των επιφανειών εργασίας. Διάσταση: 50x75 εκ., Υλικό: Cellulose & polyethylene, Χρώμα: Σιέλ

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Μανίκι Αποστειρωμένο

με αυτοκόλλητη ταινία Alle από την Euronda

Κωδικός: ALL1006LBB



1,27 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Μανίκι Αποστειρωμένο με αυτοκόλλητη ταινία για καλώδια, κορδόνια κτλ Διάσταση: 120x7, Υλικό: LPDE, Χρώμα: Σιέλ

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Διαφανή Οθόνια με αυτοκόλλητο

Alle, από την Euronda

Κωδικός: ALL1008B



1,45 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Διαφανή Οθόνια με αυτοκόλλητο. Διάσταση: 40x50 εκ., Χρώμα: Σιέλ, Υλικό: PVC

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Ρύγχη χειρουργικής αναρρόφησης λεπτά

Alle από την Euronda

Κωδικός: ALL1012A



23,70 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Ρύγχη χειρουργικής αναρρόφησης λεπτά και αποστειρωμένα. Υλικό: PVC, Χρώμα: Λευκό

Συσκευασία: 20 τεμαχίων & 2 αντάπτορες (1 λεπτός 11mm και 1 φαρδύς 16mm)

Λάστιχα

χειρουργικής αναρρόφησης Alle από την Euronda
Κωδικός: ALL1011A



49,15 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Λάστιχα χειρουργικής αναρρόφησης μήκους 220 εκ.
Σετ 10 τεμαχίων χωρίς ρύγχη, περιλαμβάνεται ο αντάπτορας
Υλικό: PVC,
Χρώμα: Διάφανο
Συσκευασία:
10 τεμαχίων

Tribest Χειρουργικά Ρύγχη

μίας χρήσης μπλε
Κωδικός: TRI1001B



15,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Λευκό με μπλε άκρο αποστειρωμένα
Συσκευασία:
20 τεμαχία & 1 αντάπτορας

Αυτοκόλλητα προστατευτικά

διαφανή φύλλα Alle από την Euronda
Κωδικός: ALL1007B



3,57 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Για την προστασία επιφανειών που είναι εκτεθειμένες σε μόλυνση και δεν μπορούν να αποστειρωθούν (πχ. λαβές, διακόπτες κ.α. Δεν αφήνει υπολείμματα κόλλας στις επιφάνειες.
Υλικό: Adhesive PVC
Χρώμα: Σιέλ, Διάσταση: 20x20 εκ.,
Συσκευασία: 5 τεμαχίων

Monoart Headrest Covers

Καλύμματα Κεφαλωτού Έδρας
Κωδικός: CEU1004

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

- CEU1004B - Σιελ
- CEU1004G - Πράσινο
- CEU1004W - Λευκό



22,50 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Περαστά καλύμματα από κутταρίνη με εσωτερική επίστρωση πολυαιθυλενίου.
Διαστάσεις 280 X 300mm.
Διαθέσιμα χρώματα: Σιέλ, πράσινο και λευκό.
Συσκευασία: 250 τεμαχίων

Monoart Chair Covers

Καλύμματα Οδοντιατρικής Έδρας
Κωδικός: CEU1023



1,78 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Αναλώσιμα καλύμματα οδοντιατρικής έδρας από μη υφασμένο υλικό πολυπροπυλενίου, υπο-αλλεργικό, που «αναπνέει» έτσι ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη προστασία και υγιεινή για τον ασθενή. Το κάθε σετ αποτελείται από:
α) κάλυμμα κεφαλωτού
β) κάλυμμα πλάτης και
γ) κάλυμμα καθίσματος.
Είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να εφαρμόζεται σε οποιονδήποτε τύπο έδρας, χάρη στις ελαστικές ραφές.

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

- CEU10230 - Πορτοκαλί ●
- CEU1023B - Σιέλ ●
- CEU1023L - Λιλιά ●
- CEU1023W - Λευκό ●
- CEU1023LM - Lime ●
- CEU1023G - Πράσινο ●
- CEU1023Y - Κίτρινο ●

Διαφανής Μembrάνη Υποποδίου

Αποκλειστικά για Triton & Triton Plus
Κωδικός: DC1277A



15,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Ειδικό πλαστικό και διαφανές κάλυμμα για την περιοχή των ποδιών (κατώτερο σημείο της έδρας). Προστατεύει την έδρα από τα υποδήματα του ασθενούς, καθαρίζεται και απολυμαίνεται άφοβα.
Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Protect+ Καλύμματα διάφανα




Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
PEP0058A	Καλύμματα για όλη την επιφάνεια της Έδρας 1150 x 1450mm 150τεμ	67,50 €
PEP0057A	Καλύμματα Πλάτης Έδρας 838 x 914mm 225τεμ	59,90 €
PEP0059A	Καλύμματα κεφαλωτού 286 x 254mm 250τεμ	12,25 €

Περιγραφή:
Προσαρμόζονται εύκολα στην οδοντιατρική σας έδρα.

Μάσκες 3ply με Δέσιμο

Κωδικός: BME4009B



2,73 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Μάσκες χειρουργείου μιας χρήσης, τριών στρωμάτων (3ply), υποαλλεργικές με κορδόνι. Χρώμα γαλάζιο

Συσκευασία: 50 τεμαχίων

Προστατευτική μάσκα 4ων στρώσεων

υποαλλεργικής προστασίας, Alle από την Euronda

Κωδικός: ALL1002_



Κωδικός	Διαστάσεις	Τιμή	Συσκευασία:
ALL1002G	Πράσινο	8,91 €	50 τεμαχίων
ALL1002LB	Σιέλ	8,91 €	
ALL1002O	Πορτοκαλί	8,91 €	
ALL1002BLK	Μαύρη	8,91 €	

Περιγραφή:

Με Φίλτρο PFE και BFE, πολυμερικό φίλτρο για αντοχή στα υγρά, 120 mmHg, επένδυση από βαμβακερό ύφασμα για επιπλέον απορρόφηση του ιδρώτα και της υγρασίας.

Υλικό: Nonwoven fabric,

Χρώμα: Σιέλ, μιας χρήσης, μη αποστειρωμένο προϊόν.

Επίπεδο προστασίας: 4

Vestamed Χειρουργικές Μάσκες

3ply Type II

Κωδικός: VES2002A



5,66 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Υπο-αλλεργικές ιατρικές εξεταστικές μάσκες προσώπου.

Αποτελείται από 3 στρώματα μαλακού χαρτιού, με απαλό λάστιχο για τα αυτιά και με επίστρωση βαμβακιού.

Αριθμός Μητρώου Ι/Π ΕΟΦ: 2820006389620
Bacterial Filtration Efficiency: 98%
Σύμφωνα με το Πρότυπο EN 14683:2019.

Συσκευασία: Κουτί 50 τμχ (10 σφραγισμένα σακουλάκια των 5 τμχ) σε Μαύρο χρώμα.

FFP2 Μάσκα Προστασίας Soft Care



2,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	Περιγραφή
BME4011GR	FFP2 Soft Care - Γκρι
BME4010BLK	FFP2 Soft Care - Μαύρη

Περιγραφή:

Υψηλή προστασία φιλτραρίσματος (ιοί, σωματίδια, σταγονίδια, σκόνη, γύρη), 5 στρωμάτων, άνετη εφαρμογή, φιλική προς το δέρμα.

Συσκευασία: 10 τεμαχίων

Monoart Face Masks

Εξεταστικές μάσκες

Κωδικός: CEU1016



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

- CEU1016O - Πορτοκαλί
- CEU1016LB - Σιέλ
- CEU1016L - Λιλά
- CEU1016W - Λευκή
- CEU1016LM - Ανοιχτό Πράσινο
- CEU1016Y - Κίτρινη
- CEU1016P - Ροζ
- CEU101BL - Blue Lagoon
- CEU1016G - Πράσινο

8,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Υπο-αλλεργική εξεταστική μάσκα προσώπου σε διάφορα χρώματα.

Αποτελείται από 3 στρώματα μαλακού χαρτιού, με απαλό λάστιχο για τα αυτιά με επίστρωση βαμβακιού.

Συσκευασία: 50 τεμαχίων

Monoart Floral Face Masks

Εξεταστικές μάσκες με σχέδια

Κωδικός: CEU1016



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

- CEU1016LBFLO - Σιελ Floral
- CEU1016LFLO - Λιλά Floral
- CEU1016LMFLO - Lime Floral
- CEU1016FFLO - Ροζ Floral

10,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Υπο-αλλεργική εξεταστική μάσκα προσώπου σε εντυπωσιακά floral σχέδια. Αποτελείται από 3 στρώματα μαλακού χαρτιού, με απαλό λάστιχο για τα αυτιά με επίστρωση βαμβακιού.

Συσκευασία: 50 τεμαχίων

Vestamed Μη Ιατρικές Μάσκες 3ply

Προστατευτική μάσκα προσώπου

Κωδικός: VES2001C



0,57 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Ιδιαίτερα κατάλληλες για βοηθητικούς χώρους, ρεσεψιόν, προσωπικό που απασχολείται στο εργαστήριο, χώρους αναμονής (π.χ για το κοινό), ταμείο κ.ο.κ.

✓ Μάσκα 3 φύλλων μιας χρήσης

✓ Με λάστιχο

✓ Με επιρρίνιο έλασμα για σωστή εφαρμογή στη μύτη

✓ Εσωτερικό φύλλο με ειδική επεξεργασία για να μην ερεθίζει το δέρμα

✓ Χρώμα λευκό

✓ BFE > 80%

Συσκευασία: 1 σακουλάκι των 10τμχ σε λευκό χρώμα.

Δεν είναι κατάλληλες για ιατρική χρήση.

Vestamed Χειρουργικές Μάσκες

Σιέλ 3ply Type II

Κωδικός: VES2000A



4,72 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Υπο-αλλεργικές χειρουργικές μάσκες προσώπου.

Αποτελείται από 3 στρώματα μαλακού χαρτιού, με απαλό λάστιχο για τα αυτιά και με επίστρωση βαμβακιού.

Αριθμός Μητρώου Ι/Π ΕΟΦ: 2820006389620

• Bacterial Filtration Efficiency: 99,4%

• Σύμφωνα με το Πρότυπο: EN 14683:2019

Συσκευασία: 50 τεμαχίων σε Σιέλ χρώμα.

InterMed - Αντισηπτικό Reval Plus Gel Lemon

Κωδικός: INM8000A



Ανταλλακτικός Ασκός

Κωδικός: INM8000B

38,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ



12,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Το Reval Hand Gel προσφέρει στιγμιαίο και βαθύ καθαρισμό των χεριών, χωρίς νερό και σαπούνι. Άμεση αντιβακτηριδιακή προστασία, χωρίς τη χρήση νερού ή σαπουνιού. Στιγμιαίος καθαρισμός και αντιμικροβιακή προστασία των χεριών όπου και αν βρίσκεστε. Περιέχει ειδικούς αντιβακτηριδιακούς παράγοντες, καθώς και δερμοκοσμητικά βότανα και βιταμίνες που θρέφουν, αναζωογονούν και προστατεύουν το δέρμα.

Συμβουλές Εφαρμογής:

Βάλτε μια μικρή ποσότητα στην παλάμη σας και τρίψτε τα χέρια σας μέχρι να στεγνώσουν. Χρησιμοποιείται όσο συχνά το επιθυμείτε. ** Εγκριμένο ΒΙΟΚΤΟΝΟ από τον ΕΟΦ.

Συσκευασία:

Πρακτική συσκευασία ενός λίτρου με αντλία και άρωμα λεμόνι.

InterMed - Αντισηπτικό Χεριών Reval Plus Natural

Καθαρίζει & Απολυμαίνει τα χέρια χωρίς νερό

Κωδικός: INM8002A



7,50 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Το Reval Hand Gel περιέχει ειδικούς αντιβακτηριδιακούς παράγοντες καθώς και δερμοκοσμητικά βότανα και βιταμίνες που θρέφουν, αναζωογονούν και προστατεύουν το δέρμα.

Σκοτώνει τα μικρόβια σε 60 δευτερόλεπτα.

Περιέχει: Πανθενόλη, Θυμάρι, Αλόη και 70ml αιθανόλης στα 100ml προϊόντος, ηπικτικούς, ενυδατικούς, παράγοντες & έκδοχα.

Οδηγίες Χρήσης: Βάλτε μία μικρή ποσότητα στην παλάμη σας και τρίψτε τα χέρια σας μέχρι να στεγνώσουν. Χρησιμοποιείτε όσο συχνά απαιτείται γιατί περιέχει ενυδατικούς παράγοντες που προστατεύουν την επιδερμίδα.

Συσκευασία: 500 ml

InterMed - Reval


Ήπιο Αντισηπτικό σε διάφορα αρώματα

Κωδικός: INM8005A Lemon

Κωδικός: INM8006R Raspberry

Κωδικός: IINM8006S Strawberry

Κωδικός: INM8006V Vanilla



5,41 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Το Reval Moisturizing Handwash είναι ένα καθαριστικό χεριών με ενυδατικές ιδιότητες. Καθαρισμός & ενυδάτωση των χεριών. Να χρησιμοποιείται αρκούσα ποσότητα Reval Moisturizing Hand wash με τη βοήθεια νερού.




Συσκευασία: 500 ml

InterMed - Reval Βαθύς Καθαρισμός & Ήπια Αντιβακτηριδιακή Προστασία σε διάφορα αρώματα

Κωδικός: INM8007CO Coconut

Κωδικός: INM8007KI Kiwi

Κωδικός: INM8007WM Watermelon



3,80 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Το Reval Deep Cleansing Hand Wash είναι ένα καθαριστικό των χεριών με απολεπιστική δράση, που καθαρίζει αποτελεσματικά τα χέρια ενώ ταυτόχρονα παρέχει αντιμικροβιακή προστασία.

Συσκευασία: 500 ml

Hartmann Bode X-Wipes fleece ρολό με 90 μαντηλάκια εμποτισμού

Κωδικός: HRT1019A



9,43 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Πατενταρισμένο σύστημα: ιδανική αποδέσμευση των δραστικών συστατικών κατά την απολύμανση. Συνδυάζεται με όλα τα υγρά απολυμαντικά επιφανειών BODE.

Δεν σκίζεται καθώς είναι ένα υψηλής ποιότητας αδιάβροχο και απορροφητικό μαντήλι.

Συσκευασία:

90 μαντηλάκια (λάβετε υπόψη ότι το κουτί πωλείται χωριστά). Διαστάσεις ενός μεμονωμένου μαντηλιού: 38x20cm

Hartmann Dispenser Bode X-Wipes

Κωδικός: HRT1018_



20,75 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	Περιγραφή
HRT1018BL	Hartmann Dispenser Bode X-Wipes - Μπλε
HRT1018G	Hartmann Dispenser Bode X-Wipes - Πράσινο
HRT1018R	Hartmann Dispenser Bode X-Wipes - Κόκκινο

Περιγραφή:


Το σύστημα BODE X-Wipes dispenser αποτελείται από πρακτικό περιέκτη/διανομέα και ρολό από ειδικό μη υφασμένο υλικό που μπορεί να συνδυαστεί με όλα τα απολυμαντικά επιφανειών της BODE.

Η συσκευασία ΔΕΝ περιλαμβάνει τα μαντηλάκια. Πωλούνται ξεχωριστά.

Συσκευασία: 1τμχ σε Χρώμα της επιλογής σας.

Ολοπρόσωπη μάσκα με 1 ανταλλακτικό φύλλο

Κωδικός: TTR1000A



0,94 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Έχει μοντέρνο σχεδιασμό, είναι πολύ ελαφριά και δεν θαμπώνει, όπως τα γυαλιά οράσεως, λόγω ικανοποιητικής απόστασης από το πρόσωπο ενώ προσφέρει επαρκή αερισμό.

Χαρακτηριστικά: Αντιθαμβωτική, Ιδιαίτερα ελαφριά, Εύκολη στη χρήση, Ρυθμιζόμενη στο κεφάλι, Διαυγής περιφερειακή όραση, Προστατεύει από αιρούμενα σωματικά (και μη) υγρά, - Πολλαπλών χρήσεων, Φοριέται πάνω από τα γυαλιά οράσεως ή εργασίας, Όλα τα υλικά της είναι ανακυκλώσιμα.

Προδιαγραφές Προϊόντος: Βάρος προϊόντος: 70 γραμ., Χρώμα: διαυγές - πράσινο, Βάρος Συσκευασίας: 140γρ.

Το προϊόν αποτελείται από την Κορώνα, την Ασπίδα και την Ελαστική ταινία

- ✓ Υλικό Κορώνας: PP
- ✓ Υλικό Ασπίδας: A-PET 100% παρθένο
- ✓ Υλικό Ελαστικής ταινίας: Πολυεστέρας + λάστιχο επενδεδυμένο με βαμβάκι
- ✓ Δεν είναι αποστειρωμένη
- ✓ Χρήση μόνο για προφύλαξη υγρών και σκόνης

Συσκευασία: 1 σετ και έξτρα 1 ανταλλακτικό φύλλο PET.

Hartmann Αντισηπτικό Manusept Gel

Αντισηπτικό χεριών με βάση την αιθανόλη by Hartmann!

Κωδικός: HRT1000_



Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
HRT1000A	Hartmann Αντισηπτικό Manusept Gel με αντλία 475ml	7,20 €
HRT1000B	Hartmann Αντισηπτικό Manusept Gel 100ml	1,89 €

Περιγραφή:

Εξαιρετικά φιλικό προς το δέρμα ακόμη και για μακροχρόνια χρήση > Βελτιωμένη ενυδάτωση του δέρματος > Ευρύ φάσμα δράσης: Ισχυρή αντισηπτική δράση εντός 30 δευτερολέπτων, Ισκτόνος δράση (EN 14476) μέσα σε ένα λεπτό, Επιπλέον βακτηριοκτόνος (EN 13727), μυκητοκτόνος (EN 13624), μυκοβακτηριοκτόνος δράση (EN 13348)

Δραστική ουσία: Σε κάθε 1γρ. περιέχονται 850mg. αιθανόλης.

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

FD 360 Vinyl Cleaner

Ειδικό Καθαριστικό για ταπετσαρίες/δερματίνες

Κωδικός: TR7001A



38,80 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Προσφέρουν ασύγκριτη λάμψη όταν εφαρμόζεται στις ταπετσαρίες με αποτέλεσμα να φαίνονται σα καινούργιες!

Ταυτόχρονα περιέχει και καθαριστικούς παράγοντες ειδικά μελετημένους για χρήση σε ευαίσθητα υλικά όπως η δερματίνη που αφαιρούν επίμονους λεκέδες, προστατεύει από δυσχρωμίες. Δεν αφυδατώνει, δεν σκληραίνει τις επιφάνειες, διάλυμα έτοιμο για χρήση, ψεκάζεται απευθείας στην περιοχή.

Συσκευασία: Φιάλη 500ml, ψεκαστήρας, σφουγγαράκια.

Intermed - Reval Screen Cleaner Kit

Κωδικός: INM6000A



3,50 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Αντιστατικό, καθαριστικό spray για την οθόνη της τηλεόρασης, του tablet, του smartphone ή του H/Y σας.

Απομακρύνει τη σκόνη, τα δακτυλικά αποτυπώματα και προλαβαίνει τον στατικό ηλεκτρισμό.

Το Reval Screen Cleaner μπορεί να ψεκαστεί στο ειδικό πανί και να εφαρμοστεί σε σβηστή οθόνη.

Χωρίς οινόπνευμα και αμμωνία. Εμπεριέχει πανί καθαρισμού οθονών.

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Durr FD Multi Wipes Non-Woven

Μαντηλάκια εμποτισμού
Κωδικός: TR7025A



39,55 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Στεγνά μαντηλάκια γενικής χρήσης, που μπορούν να εμποτιστούν σε απολυμαντικά και καθαριστικά μέσα. Χωρίς χνούδι και ανθεκτικά στο σκίσιμο, εξαιρετική διαβροχή- δεν χαράζει τις επιφάνειες.
Μέγεθος: 20 x 30 cm

Συσκευασία:
Κουτί διανομής με 180 μαντηλάκια

BevistoCryl plus Wipes

Απολυμαντικά Μαντηλάκια



Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
BEV1013A	Ανταλλακτική συσκευασία 120 τεμαχίων	6,67 €
BEV1013B	Απολυμαντικά μαντηλάκια 120 τεμαχίων με το Κουτί	9,11 €

Περιγραφή:

Μαντηλάκια εμποτισμένα με απολυμαντικό υγρό BevistoCryl (ταχείας δράσης). Ιδανική λύση μεταξύ θεραπειών σε διαφορετικούς ασθενείς ή όπου απαιτείται άμεση απολυμαντική δράση.

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

BevistoSoap

Κρεμώδες καθαριστικό σαπούνι
Κωδικός: BEV1005_



Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
BEV1005A	BevistoSoap Συσκευασία 1 Λίτρου	4,00 €
BEV1005B	BevistoSoap Συσκευασία 10 Λίτρων	29,00 €

Περιγραφή:

Ήπια λασίον για συχνό πλύσιμο των χεριών. Καθαρίζει το δέρμα πολύ προσεκτικά. Με ενυδατικές δραστικές ουσίες προστατεύει και δεν ξηραίνει την επιδερμίδα. Διαθέτει ουδέτερο pH. Κατάλληλο για όλα τα τρέχοντα συστήματα διανομής.

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

BevistoCryl BC

Απολυμαντικό επιφανειών



Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
BEV1012B	Απολυμαντικό επιφανειών - 1L Alcohol Free	9,50 €
BEV1012A	Απολυμαντικό επιφανειών - 5L Alcohol Free	39,00 €
BEV1001C	Spray αφρού για μπουκάλι ενός λίτρου	3,00 €
BEV0000A	Δοσομετρική Αντλία των 20ml για δοχεία 5&10 Λίτρων	7,50 €

Περιγραφή:

Γενικό απολυμαντικό χωρίς αλδεΐδες, φαινόλες και αλκοόλη για καθαρισμό και απολύμανση επιφανειών, ιατρικών μηχανημάτων και οδοντιατρικού εξοπλισμού.
NEA Ειδική φόρμουλα χωρίς αλκοόλη, κατάλληλη για χρήση σε ευαίσθητες επιφάνειες όπως π.χ ταπεσαρία της οδοντιατρικής έδρας ή βαμμένα μέρη του οδοντιατρικού μηχανήματος.

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

BevistoSEPT Plus

Απολυμαντικό Υγρό Επιφανειών με αλκοόλη



Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
BEV1006B	1 λίτρο	11,70 €
BEV1006A	5 λίτρα	42,90 €
BEV1006C	Μηχανισμός Σπρέι για μπουκάλι 1 λίτρου BevistoSEPT	2,80 €
BEV0000A	Δοσομετρική Αντλία των 20ml για δοχεία 5 & 10 Λίτρων	7,50 €

Περιγραφή:

Έτοιμο προς Χρήση, αποτελεσματικό, ταχείας δράσης απολυμαντικό με καθαριστικούς παράγοντες για τις επιφάνειες των ιατρικών συσκευών και των αντικειμένων στο οδοντιατρείο ή την κλινική.
Χωρίς αλδεΐδες ή φαινόλες. Η φιάλη δεν περιλαμβάνει ψεκαστήρα (πωλείται χωριστά).

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Bevisto Instrumental & Forte

Απολυμαντικό Υγρό Εργαλείων & Εγγλυφίδων



Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
BEV1003B	Bevisto Instrumental 1 λίτρο	22,88 €
BEV1014B	Bevisto Instrumental Forte (συμπύκνωμα) 1 λίτρο	26,00 €
BEV1003A	Bevisto Instrumental 5 λίτρα	74,00 €
BEV0000A	Δοσομετρική Αντλία των 20ml για δοχεία 5 & 10 Λίτρων	7,50 €

Περιγραφή:

Συμπυκνωμένο σκεύασμα κατάλληλο για τον καθαρισμό και απόλυμανση όλων των οδοντιατρικών εργαλείων. Χωρίς αλδεΐδες και φαινόλες.
Συγκεντρώσεις και χρόνοι επέλευσης αποτελέσματος:
Βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, φυματιοκτόνο
1% 60 min., 2% 30 λεπτά., 3% 15 λεπτά.

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

BevistoSEPT Wipes Plus

Απολυμαντικά Μαντηλάκια



Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
BEV1000A	Ανταλλακτική Συσκευασία 120 τεμαχίων	7,07 €
BEV1000B	120 Μαντηλάκια σε Πλαστικό κουτί-διανομέα	9,80 €

Περιγραφή:

Μαντηλάκια εμποτισμένα με απολυμαντικό υγρό BevistoSept (ταχείας δράσης). Ιδανική λύση μεταξύ των θεραπειών σε διαφορετικούς ασθενείς ή όπου απαιτείται άμεση απολυμαντική δράση.

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

MD520 Disinfection Container

Ειδικό δοχείο για απολύμανση αποτυπωμάτων
Κωδικός: TR7011A



33,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Τώρα η απολύμανση στην προσθετική γίνεται πολύ εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια: Αφού τα έχετε καθαρίσει καλά κάτω από κρύο τρεχούμενο νερό, βυθίστε τα αποτυπώματα στο δοχείο που έχετε γεμίσει με MD 520 και σε μόλις 5 λεπτά, είναι έτοιμα. Συνοδεύεται από ειδική συσκευή ανάρτησης για μέγιστο φορτίο 2 γάντζους με αποτυπώματα.
Μέγιστη χωρητικότητα 1 λίτρο.

Δισκάκι Σιλικόνης – White

Κωδικός: PA2003A



MD 520

Απολυμαντικό υγρό για αποτύπωμα
Κωδικός: TR7010A



46,50 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Χρήσιμη λύση χωρίς αλκοόλ για αποτελεσματική και φιλική προς το υλικό απολύμανση και καθαρισμό προσθετικών εργασιών, οδοντοστοιχιών κλπ. Βακτηριοκτόνο incl. TB, ζυμοκτόνο, ιοκτόνο (δοκιμασμένο σύμφωνα με το πρότυπο EN 14476). Για χρήση με αλγινικά, σιλικόνες, καουτσούκ πολυαιθέρα, υδροκολλοειδή, πολυσουλφίδια κλπ. Μεγαλύτερη ακρίβεια στο κύριο μοντέλο γύψου, χάρη στην αποτελεσματική δράση καθαρισμού. Δεν υπάρχουν αλλοιώσεις στη σταθερότητα των διαστάσεων ή στην σύσταση των υλικών. Δραστικές ουσίες: ενώσεις τεταρτοταγούς αμμωνίου, γλουταραλδεΐδη
Συσκευασία: Φιάλη με 2,5L έτοιμου προς χρήση διαλύματος

40,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

100% αντιολισθητικό που εμποδίζει ατυχήματα και πτώσεις. Καθαρίζονται εύκολα, είναι ανθεκτικά στα απολυμαντικά.

Χαρακτηριστικά:

- ✓ Υλικό από 100% σιλικόνη άριστης ποιότητας.
- ✓ Πλήρως κλιβανιζόμενα στους 134 c σε αυτόκαυστο κλίβανο.
- ✓ Διαστάσεις: 36x28cm

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Orotol Plus

Απολυμαντικό υγρό για χειρουργικές αναρροφήσεις
Κωδικός: HS5265A



50,36 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:


Για τον καθαρισμό, απολύμανση και απομάκρυνση οσμών από την χειρουργική αναρρόφηση. Εξαιρετικά αποτελεσματικό και απαραίτητο για την ορθή υγιεινή του χώρου εργασίας.

Συσκευασία:

2,5 λίτρα συμπυκνώματος παράγει 125 λίτρα διαλύματος.

MD 555 cleaner

Καθαριστικό υγρό για σωληνώσεις αναρροφήσεων και διαχωριστές αμαλγάματος
Κωδικός: HS5270A



45,54 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Ειδική φόρμουλα που απομακρύνει επίμονες καθιζήσεις οδοντιατρικών υλικών όπως π.χ σκόνες σοδοβολής, αμαλγάματα, κονίες κτλ. Τέλεια αποτελέσματα όταν χρησιμοποιείται συνδυαστικά με OROTOL Plus.

Συσκευασία:

2,5 λίτρα συμπυκνώματος παράγει 50 λίτρα διαλύματος.

OROCUP

Διανομέας για χρήση υγρών σε χειρουργική αναρρόφηση
Κωδικός: HS5285A



52,80 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Δοχείο με ειδικούς αντάπτορες όπου κουμπώνουν οι σωλήνες χειρουργικής αναρρόφησης. Σχεδιασμένο για να δημιουργεί ένα μίγμα αέρα / νερού για τη βέλτιστη ύγρανση και αποτελεσματικό καθαρισμό του συστήματος αναρρόφησης.

Συσκευασία:

Δοχείο 2500 ml

InterMed - Ανταλλακτικός Ασκός

Απολυμαντικό Επιφανειών Reval Plus Professional
Κωδικός: INM8001B



30,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Νέα refill συσκευασία REVAL PLUS Professional 5 λίτρων για ανανέωση της επαναγεμιζόμενης επαγγελματικής συσκευασίας του 1 λίτρου. Απολυμαντικό επιφανειών κατά των κοινών παθογόνων μικροβίων. Η σύνθεση του Reval Plus Professional εξουδετερώνει όλους τους κοινούς παθογόνους μικροοργανισμούς προστατεύοντας εσάς και τους γύρω σας με τρόπο αποτελεσματικό και ασφαλή καθώς είναι εγκεκριμένη από τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ). Δραστικά Συστατικά, ανά 100g προϊόντος περιέχονται: Ethanol 65,36g, Alkyl-Bnzyl-dimethyl ammonium chloride 0.20g, Didecyl-dimethylammonium chloride 0.20g.

Συσκευασία: Ανταλλακτικός ασκός 5L

InterMed - Reval Plus Professional

Απολυμαντικό Επιφανειών
Κωδικός: INM8001A



9,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Η σύνθεση του Reval Plus Professional εξουδετερώνει όλους τους κοινούς παθογόνους μικροοργανισμούς προστατεύοντας εσάς και τους γύρω σας με τρόπο αποτελεσματικό και ασφαλή καθώς είναι εγκεκριμένη από τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ).

Συσκευασία: 1Lt.

InterMed - Reval Clean Clothes Cotton Fresh Απολυμαντικό Ρούχων/Υφασμάτων

Reval Clean Clothes - Απολυμαντικό ρούχων & υφασμάτων
Κωδικός: INM8004A



4,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Το Reval® Plus Clean Clothes καθαρίζει, απολυμαίνει τα ρούχα και τα υφάσματα σε 60", σκοτώνοντας το 99,9% των βακτηριών και των ιών. Φρεσκάρετε άμεσα τα ρούχα, αφήνοντας ένα ευχάριστο άρωμα. Είναι κατάλληλο για τα περισσότερα ρούχα, κυρίως για εκείνα που είναι δύσκολο να πλυθούν συχνά, όπως παλτό και κουστούμια. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ.

Συσκευασία: 200ml σε άρωμα Cotton fresh

Durr ID212 Forte

Απολυμαντικό εργαλείων 2,5 Lt
Κωδικός: TR7007A



62,55 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Ελεύθερο αλδεϋδών συμπύκνωμα για απολύμανση και καθαρισμό γενικών και χειρουργικών εργαλείων καθώς και περιστροφικών εργαλείων ευαίσθητων σε αλκάλια και αλκοόλες.
✓ Επίσης κατάλληλο για λουτρό υπερήχων.
✓ 2,5 λίτρα συμπυκνωμένου προϊόντος δίνουν 125 λίτρα διαλύματος έτοιμου προς χρήση σε 2% συγκέντρωση.
✓ Χρόνος Δράσης :15 λεπτά.
✓ Ενεργά συστατικά: QAC, alkylamines.

Συσκευασία: Φιάλη 2,5L

Durr ID220

Απολυμαντικό Περιστροφικών Εργαλείων
Κωδικός: RI1003A



41,23 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Το All Cleaner είναι η ιδανική λύση για την απομάκρυνση υπολειμμάτων αλγινικού και γύψου. Ελεύθερο αλδεϋδών έτοιμο προς χρήση διάλυμα για την ταυτόχρονη απολύμανση και καθαρισμό των περιστροφικών εργαλείων μέσα σε δοχείο (1 min) ή σε λουτρό υπερήχων (30 sec).
✓ Ειδικά ταχεία δράση - 1 λεπτό.
✓ Εξαιρετική καθαριστική δράση περιέχει αντιοξειδωτικούς αναστολείς
✓ Δεν απαιτείται αραίωση, είναι έτοιμο προς χρήση διάλυμα

Συσκευασία: 2,5Lt.

BevistoTray Cleaner 1lit

Υγρό συμπύκνωμα
Κωδικός: BEV1011A



17,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Υγρό συμπύκνωμα για τον καθαρισμό κοχλιαρών εκμαγιών και εργαλείων ανάμιξης που έχουν προσληφθεί από υπολείματα υλικού εκμαγείου και κόλλες συγκόλλησης. Η δοσολογία του είναι 5% έως και 10%. Κατάλληλο και για χρήση σε λουτρό υπερήχων.

Συσκευασία: Φιάλη 1L

All Cleaner Powder

από την Lascod
Κωδικός: LAS1010A



27,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Το All Cleaner είναι η ιδανική λύση για την απομάκρυνση υπολειμμάτων αλγινικού και γύψου.
✓ Πλήρως βιοδιασπώμενο
✓ Οι καθαριστικοί παράγοντες λαμβάνονται από ανανεώσιμες πηγές
✓ Γρήγορο και εύκολο στη χρήση
✓ Ουδέτερο pH
✓ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συσκευές υπερήχων
✓ Δεν βλάπτει επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα.
✓ Χωρίς φωσφορικά άλατα και επιφανειοδραστικούς παράγοντες

Συσκευασία: 15 φακελάκια των 50gr

Hartmann Γάντια Νιτριλίου Peha-Soft Μπλε 150 Τεμαχία

Κωδικός: HRT1027_



5,25 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Εξαιρετικής ποιότητας εξεταστικά γάντια νιτριλίου υψηλής αντοχής, σε μπλε χρώμα, χωρίς πούδρα και latex. Το κουτί περιέχει 150 γάντια (αμφιδέξια) σε χρώμα μπλε ανοιχτό. Σε μεγέθη από S έως XL.

Συσκευασία:

Το κουτί περιέχει 150 γάντια (αμφιδέξια) σε χρώμα μπλε

Hartmann Peha-taft Classic Χειρουργικά Αποστειρωμένα Γάντια Latex P-F

Κωδικός: HRT1007_

Συσκευασία:
1 τεμαχίου

1,10 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Συσκευασία:
50 τεμαχίων

49,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Γάντια Latex χωρίς πούδρα για χειρουργική χρήση, σε μονή αποστειρωμένη συσκευασία ενός -1- ζεύγους. Αδιάβροχα, από λάτεξ φυσικού καουτσούκ.

Πιστοποιημένα για ιατρική χρήση -CE0123- και ως ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός -CE2777- σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΥ) 2016/425.

Αποτελεσματικότητα ενάντια σε επικίνδυνα χημικά και μικροοργανισμούς (κατ. III)

Προϊόν STERILE σε κλειστή συσκευασία -50- ζεύγη σε χρώμα υπόλευκο (Off-white).

Μεγέθη από 5,5 έως 9



Qualatex Powder Free

Γάντια Latex χωρίς Πούδρα



5,50 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	Περιγραφή
GMQ2000XS	Extra Small
GMQ2000S	Small
GMQ2000M	Medium
GMQ2000L	Large
GMQ2000XL	Extra Large

Περιγραφή:

Το latex είναι το μοναδικό υλικό που εγγυάται προστασία στην πρόληψη και μετάδοση λοιμώξεων και ιών. Τα γάντια Latex που είναι κατάλληλα για ιατρική χρήση είναι συγκεκριμένα και συμμορφώνονται στο πρότυπο EN 455-1&2/ ASTM D3578. Τα Qualatex Powder free υπόκεινται σε ειδική υποαλλεργική επεξεργασία και εκτός από μέγιστη προστασία προσφέρουν άνεση και τέλεια εφαρμογή στο χέρι. Διατίθενται σε μεγέθη από XS έως XL.

Συσκευασία: 100 αμφιδέξια γάντια, χωρίς πούδρα

Hartmann Αντλία για φιάλες 1lt

Κωδικός: HRT0001A



1,40 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Αντλία 1lt για απολυμαντικά /καθαριστικά Hartmann.

Χωράει σε φιάλες 1.000ml.

Συσκευασία:
1 Τεμαχίου

Durr – Lunos® Prophylaxis Wellness Wipes

Κωδικός: TR7027A



75,45 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Προ-εμποτισμένο πανί, ιδανικό για τον καθαρισμό του προσώπου μετά από τη θεραπεία. Εξατομικευμένη υπηρεσία για τους ασθενείς. Φροντίζει το δέρμα με αλόη βέρα.

Συσκευασία: 50 τεμαχίων

Protect+ Roll Barrier Film

Ρολό προστατευτικής ζελατίνης για επιφάνειες/πληκτρολόγια



Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
PEP0026B	Μπλε	18,00 €
PEP0026C	Λευκό (Διάφανο)	18,00 €

Περιγραφή:

Προστατευτικό φιλμ για όλες τις επιφάνειες - διατίθεται σε ρολό περφορέ (διακεκομμένη σήμανση) χιλίων διακοσίων -1200- έτοιμων φύλλων σε διαστάσεις 15x10cm. Συνοδεύεται από επιτραπέζια πλαστική βάση συγκράτησης.

Ιδανικές για την προστασία των επιφανειών π.χ οδοντιατρική ταμπλέτα, ιατρική συσκευή κτλ και ταυτόχρονα ορατές λόγω της διαφάνειάς τους. Σε χρώμα μπλε ή διάφανο (λευκό).

Τοποθετούνται και αφαιρούνται στο ίδιο εύκολα.

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Tribest Καλύμματα για Ρύγχος φωτοπολυμερισμού

Κωδικός: TR11007A



8,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Μίας χρήσης – Διάφανα.

Συσκευασία: 200 τεμαχίων

Acteon Riskontrol



Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
TS6008B	Acteon Αντάπτορας Riskontrol για DCI	15,00 €
TS6008E	Acteon Αντάπτορας Riskontrol για Luzzani	15,00 €
TS6008A	Acteon Riskontrol Art Μανταρίνι - 250τμχ	30,00 €
TS6008F	Acteon Riskontrol Art Μέντα - 250τμχ	30,00 €

Περιγραφή:

Τα Riskontrol είναι εύκαμπτα, ευλύγιστα και προσφέρουν πρόσβαση στα πιο δύσκολα σημεία της στοματικής κοιλότητας σε αντίθεση με τα μεταλλικά ρύγχη.

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

DCI Tips

Κλιβανιζόμενα μεταλλικά επιστόμια υδροσύριγγας
Κωδικός: TS6002B



19,20 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Ανταλλακτικά μεταλλικά επιστόμια για υδροσύριγγα DCI, εφαρμόζουν τέλεια και προσφέρουν σωστό και απρόσκοπτο ψεκασμό νερού, αέρα ή συνδυασμό και των 2.

Συσκευασία: 5 τεμαχίων

Tribest Ρύγχη Αεροϋδροσύριγγας DCI

Mixed Color μίας χρήσης
Κωδικός: TRI1002A



19,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση.
Εργονομική περιστροφή 360 μοιρών για πλήρη πρόσβαση στο στόμα.
Λείες επιφάνειες & επιμελώς γυαλισμένες άκρες για άνεση του ασθενούς.
Μίας χρήσης – σχεδιασμένο για να μειώνει την πιθανότητα μόλυνσης.

Συσκευασία: 250 τεμαχίων mix διαφόρων χρωμάτων κίτρινο, ροζ, λιλά, πράσινο και μπλε

Προστατευτικά γυαλιά Polydent

Πορτοκαλί
Κωδικός: POI7014A



7,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Προστατευτικά γυαλιά UV 100%, με ρύθμιση πλαισίου και σε χρώμα πορτοκαλί.

Συσκευασία: 1 ζευγάρι γυαλιά

Προστατευτικά γυαλιά Polydent

Διάφανα
Κωδικός: POI7015A



5,20 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Προστατευτικά γυαλιά διάφανα.

Συσκευασία: 1 ζευγάρι γυαλιά

Euronda Monoart Light

Προστατευτικά Γυαλιά Διαφανή
Κωδικός: CEU1048A



4,95 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Προστατευτικά γυαλιά για το προσωπικό και τους ασθενείς με εσωματωμένο φακό.

Αυτά τα προστατευτικά γυαλιά μπορούν να τοποθετηθούν πάνω από διορθωτικά γυαλιά.

Ο διαφανής άχρωμος φακός προστατεύει από τις ακτίνες UV.

Υλικό: Πολυανθρακικό, Ταξινόμηση: Personal Protective Equipment, Category II, Κατηγορία II, Χρώμα: Διαφανές πλαίσιο, Βάρος: 43γρ.

Συσκευασία: 1 ζευγάρι γυαλιά

Euronda Monoart Ultra Light

Προστατευτικά Γυαλιά Διαφανή
Κωδικός: CEU1047A



10,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Προστατευτικά γυαλιά για το προσωπικό και τους ασθενείς με εργονομικούς ρυθμιζόμενους βραχίονες.

Ο άχρωμος φακός προστατεύει από ακτίνες UV και εγγυάται βέλτιστη ορατότητα.

Αντιθαμπωτικά, Υλικό: Πολυανθρακικό, Ταξινόμηση: Personal Protective Equipment, Category II, Χρώμα: Διάφανα με Ροζ πλαίσιο, Βάρος: 29γρ.

Συσκευασία: 1 ζευγάρι γυαλιά

Tribest Προστατευτικά Γυαλιά

Διαφανή με θήκη
Κωδικός: TRI3000A



3,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Λευκός σκελετός με πορτοκαλί τόνους.

Λειτουργία: ANti-UV

Υλικό: PC

Πιστοποιητικό: CE FDA ISO

Συσκευασία: 1 τεμαχίου με θήκη

Euronda Monoart Stretch Orange Glasses

Προστατευτικά γυαλιά πορτοκαλί χρώματος
Κωδικός: CEU1036A



16,50 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ


Περιγραφή:

Ειδικά σχεδιασμένος σκελετός που προστατεύει τα σημεία επαφής ανάμεσα στα γυαλιά και το πρόσωπο. Ιδιαίτερα εύκαμπτα, σε спор design, εξαιρετικά ανθεκτικά στις συστροφές, προσφέρουν απaráμιλλη αίσθηση άνεσης στον χρήστη. Με επιμήκεις φακούς για περιμετρική οφθαλμική προστασία. Βάρος μόλις 31 γρ. Προστασία από UV400 (ηλιακή) και UV525 (μπλε χρώματος) ακτινοβολία.

Συσκευασία: 1 ζευγάρι γυαλιά

Euronda Monoart Baby Orange Glasses

Προστατευτικά γυαλιά πορτοκαλί χρώματος για παιδιά
Κωδικός: CEU1035A



10,45 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Εξαιρετικά ελαφριά, εύκολα στον χειρισμό προστατευτικά γυαλιά για παιδιά. Εξολοκλήρου κατασκευασμένα από πολυκαρβονικό υλικό με πορτοκαλί χρώματος φακούς ενάντια στην UV και UV525 (μπλε χρώματος) ακτινοβολία. Με μαύρο σκελετό και βασική αντιθαμπωτική επεξεργασία, βάρος μόλις 23 γρ.

Συσκευασία: 1 ζευγάρι γυαλιά για παιδιά

Euronda Eurosonic Energy

Λουτρό Υπερήχων Eurosonic Energy με κάλυμμα και διάτρητο καλάθι
Κωδικός: CEU3005A



Πλαστικό καπάκι κάλυμμα



Διάτρητο καλάθι ανοξείδωτο



Βάση κυπέλλων και κύπελλο

540,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Εύκολος και αποτελεσματικός καθαρισμός εργαλείων. Με δεξαμενή χωρητικότητας 2,7 λίτρων. Διαθέτει την επαναστατική τεχνολογία Euronda Sweep Mode, δηλ. λειτουργία σε διαφορετικές συχνότητες έτσι ώστε τα κύματα υπερήχων να κατανέμονται ομοιόμορφα σε όλη την δεξαμενή. Με ηλαϊνά χερούλια που βοηθούν στο άδειασμα. Πάνελ χειρισμού με πολύ εύκολες on/off λειτουργίες. Χρονοδιακόπτης 0 έως 30 λεπτά.

Σημείωση:

Στην τιμή ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Διάφανη Βάση για 2 κύπελλα και τα 2 κύπελλα χωρητικότητας 600ml για μικροεργαλεία – εγγλυφίδες. Οι τιμές τους είναι:

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
CEU3005B	Βάση 2 Κυπέλλων 600ml Για Eurosonic Energy	35,00 €
CEU3005C	Κύπελλο 600ml Για Eurosonic - 1τμχ	12,00 €

Λουτρό Υπερήχων Eurosonic 4D 3.5lit (καλάθι + κάλυμμα)

Κωδικός: CEU3006A



790,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Διαθέτει βαλβίδα για γρήγορο άδειασμα του κάδου.
Χωρητικότητα: 3,8 L
Διαστάσεις: 335 x 260 x 205 mm (ΠxΥxΒ)
Βάρος: 5 κιλά (με καλάθι και κάλυμμα).
Προεπιλεγμένοι κύκλοι:
✓ Εργαλεία: 20 λεπτά στους 40°C
✓ Φρέζες: 10 λεπτά στους 40°C
✓ Αποτυπωτικά Δισκάρια: 40 λεπτά στους 60°C
✓ Αφαίρεση τσιμέντου: 10 λεπτά στους 30°C
✓ Αφαίρεση κονιών: 30 λεπτά στους 60°C
✓ Υλικά προσθετικών: 40 λεπτά στους 60°C

FREE SHIPPING
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ
*Με συγκεκριμένο ποσό αγορών

Μην ξεχνάτε για τις ηλεκτρονικές σας αγορές να επισκέπτεστε το www.dentalequipment.gr

dentalequipment.gr
«Νέες παραλαβές καθημερινά όλα τα είδη ετοιμοπαράδοτα»

Euronda Λουτρό Υπερήχων Eurosonic® Micro

Κωδικός: CEU3010A



290,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Λουτρό υπερήχων για τον καθαρισμό και την απολύμανση εργαλείων και μικροεργαλείων πριν από την αποστείρωση. Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα με ενιαία λειτουργία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και προκαθορισμένο κύκλο εργασιών 10 λεπτών. Εξοπλισμένο με έναν πιεζοηλεκτρικό μετατροπέα, το Eurosonic® Micro εγγυάται έναν τέλειο καθαρισμό, ειδικά μικρών οργάνων (φρεζών, κλπ.).

Περιλαμβάνεται πλαστικό καπάκι.

- ✓ Χωρητικότητα: 0,5 L
 - ✓ Διαστάσεις: 235x130x170mm (ΠxΥxΒ)
 - ✓ Βάρος: 1,1 κιλά (με το καπάκι του)
 - ✓ CE Type Ref: Eurosonic® Micro
- Made in Italy by EURONDA.

Λουτρό Υπερήχων Clean

120 HD - 5L

Κωδικός: POI0012A



250,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Ένα λουτρό υπερήχων ειδικά σχεδιασμένο για τον οδοντίατρο. Με την μέθοδο των υπερήχων επιτυγχάνεται ο καθαρισμός δύσκολων σημείων των εργαλείων που αποκαλούνται μέσω της ταλάντωσης που δημιουργούν οι υπέρηχοι. Ρύθμιση χρόνου από 1-99 λεπτά και ρύθμιση θερμοκρασίας έως 80° C. Στην συσκευασία περιλαμβάνονται ένα μεγάλο και ένα μικρό εσωτερικό καλάθι. Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας και χρόνου.

Τεχνικά δεδομένα:


- ✓ Τάση: 230V - 50 Hz
- ✓ Ισχύς: 210W
- ✓ Χωρητικότητα: 5 λίτρα
- ✓ Διαστάσεις συσκευής: 31x21x28cm
- ✓ Διαστάσεις δεξαμενής (DxLxW): 15cm x 24cm x 13,7cm



TORNADO

η δύναμη στον πεπιεσμένο αέρα


Αποκτήστε τα νέα μοντέλα με λιγότερη ηλεκτρική κατανάλωση αλλά μεγαλύτερη απόδοση.



Για δεκαετίες η σειρά οδοντιατρικών αεροσυμπιεστών TORNADO by DÜRR DENTAL διακρίνεται για την ποιότητα και την τεχνική της αξιοπιστία. Τώρα με νέα σχεδίαση για μειωμένη ηλεκτρική κατανάλωση έως και 15%: εξαιρετικά νέα τόσο για την εξοικονόμηση δαπανών ενέργειας στο ιατρείο αλλά και για την φιλικότητα προς το περιβάλλον.

Εκεί όπου οι συνθήκες περιβάλλοντος το απαιτούν, συνδυάστε το με τον βελτιωμένο ξηραντήρα μεμβράνης για τέλεια αποτελέσματα

Τεχνικά Δεδομένα	Tornado 1 (χωρίς ξηραντήρα)	Tornado 1 (με ξηραντήρα μεμβράνης)
Ηλεκτρική Τάση (V 1~)	230	230
Συχνότητα (Hz)	50/60	50/60
Κεφαλές *	1	1
Χωρητικότητα αεροθλακίου (l)	20	20
Πίεση (bar)	6 - 7,8	6 - 7,8
Επίπεδο θορύβου στα 5 bar db(A)	64	64
Επίπεδο θορύβου στα 5 bar μετά την τοποθέτηση καλύμματος db(A)	54	54
Διαστάσεις (H x W x D cm)	66 x 48 x 37	66 x 49 x 43
Βάρος (kg)	32	37



* Η σειρά TORNADO διαθέτει και μεγαλύτερης ισχύος (και αντίστοιχα κεφαλών) μοντέλα για ταυτόχρονη λειτουργία 2 και επιπλέον οδοντιατρικών εδρών.

Η METASYS Medizintechnik GmbH ξεκίνησε το 1988 ως μια μικρή επιχείρηση "εφευρετών" με κύρια δραστηριότητα την ανάπτυξη τεχνολογιών διαχωρισμού αμαλγάματος. Σήμερα, η εταιρεία είναι ένας από τους ηγέτες στην Παγκόσμια Αγορά στον τομέα του διαχωρισμού αμαλγάματος με διεθνή αναγνώριση και φήμη. Οι διαχωριστές αμαλγάματος εξακολουθούν να αποτελούν βασικό προϊόν της πολύ ολοκληρωμένης σειράς προϊόντων της METASYS, η οποία αποτελείται από συστήματα κεντρικής, υγρής και ξηρής αναρρόφησης, αεροσυμπιεστές, συστήματα υγιεινής και απολύμανσης νερού, καθώς και όλα τα είδη εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται στην οδοντιατρική τεχνολογία και την βιομηχανία.

ECO II και ECO II TANDEM

Το ECO II είναι απλό στην κατασκευή του και λειτουργεί εξ ολοκλήρου χωρίς ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου, επιτυγχάνοντας ποσοστό διαχωρισμού 99,3%. Ανάλογα πάντα και με την καθημερινή χρήση, ο μέσος χρόνος αντικατάστασης αναλωσίμων είναι περίπου 1 φορά ετησίως. Το ECO II είναι κατάλληλο για όσους αναζητούν μια εύκολη στη συντήρηση, οικονομικά αποδοτική εναλλακτική λύση στα ηλεκτρονικά ελεγχόμενα φυγοκεντρικά συστήματα. Το ECO II μπορεί να εξυπηρετήσει έως και 3 οδοντιατρικές μονάδες, ενώ το ECO II Tandem μπορεί να εξυπηρετήσει 3 έως 5 οδοντιατρικές μονάδες. Είναι επίσης διαθέσιμο ως μονάδα για τα κεντρικά συστήματα αναρρόφησης EXCOM hybrid A1 / A2 / A5.

Τα οφέλη των ECO II και ECO II TANDEM είναι:

- Απλή και ανθεκτική συσκευή επειδή δεν διαθέτει ηλεκτρονικά συστήματα
- Υψηλό ποσοστό διαχωρισμού 99,3% (κατά πολύ υψηλότερο των απαιτήσεων με βάση την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία)



Μοτέρ Χειρουργικής Αναρρόφησης Excom Hybrid 1s από την Metasys

Μοτέρ Χειρουργικής Αναρρόφησης Excom Hybrid 1s από την Metasys, χωρίς ηλεκτρονικά κυκλώματα. Η πιο ασφαλής, αξιόπιστη και ισχυρή χειρουργική αναρρόφηση για μία οδοντιατρική έδρα.

Διαθέτει σύστημα φυγόκεντρου διαχωρισμού των λυμάτων. Τα λήμματα δεν έχουν καμία επαφή με το μοτέρ, τα ηλεκτρόδια ή άλλα ηλεκτρικά μέρη. Απορροφητική δύναμη 1100 lit/min, 63db, συνεχούς λειτουργίας 100%.

Made in Austria.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μοτέρ - Excom Hybrid 1s

- Τροφοδοσία: 230 V AC
- Συχνότητα: 50 / 60 Hz
- Μέγιστη. κατανάλωση ρεύματος: 3,5/4,5 A
- Μέγιστη. ηλεκτρική ισχύς: 0,55 / 0,63 kW
- Μέγιστη. θερμοκρασία περιβάλλοντος: 40 °C
- Ρυθμός ροής αέρα: 1100 l/min
- Ρύθμιση αρνητικής πίεσης: 120/140 mbar
- Επίπεδο θορύβου: 63 dB(A)
- Διαστάσεις (HxWxD) mm: 530x350x320
- Βάρος: 15 kg



Χειρουργική αναρρόφηση VS-300 S by DÜRR DENTAL: Κλινικά δοκιμασμένη υπό τις πιο απαιτητικές συνθήκες

Από τον κορυφαίο στο είδος γερμανικό οίκο κατασκευής, το σύστημα χειρουργικής αναρρόφησης VS300S είναι το πλέον δοκιμασμένο για να αντεπεξέρχεται στα δύσκολα : με ισχυρό ηλεκτρικό μοτέρ (0.58/0.8 kW), συνεχούς ροής (4L/min), σύγχρονης τεχνολογίας υγρού τύπου (τα λήμματα κατευθύνονται απευθείας στην αποχέτευση), εξαιρετικής αναρροφητικής ισχύος (180 mbar) , ιδιαίτερως αθόρυβο (54-56 dBA μετά την τοποθέτηση ειδικού καλύμματος) και δύο -2- έτη εγγύηση απολαμβάνετε απρόσκοπτη λειτουργία και τέλεια αποτελέσματα ακόμη και στις πιο απαιτητικές οδοντιατρικές θεραπείες.

Συνδυάστε την* και αναβαθμίστε τον εξοπλισμό σας με την all-in-one λύση στο θέμα του διαχωρισμού & συλλογής αμαλγάματος CAS 1

Ο Οίκος DÜRR DENTAL κατέχει εξαιρετική τεχνογνωσία σε ό,τι αφορά τον διαχωρισμό & συλλογή αμαλγάματος. Σύμφωνα με τον Κανονισμό/Regulation (EU) 2017/852/Article 10 η τοποθέτηση και διατήρηση ενός τέτοιου συστήματος έχει καταστεί υποχρεωτική για όλα τα οδοντιατρεία εντός Ε.Ε.: το CAS 1 είναι ένα πλήρες σύστημα το οποίο είτε συνδέεται (μοντέλο TRITON) είτε ενσωματώνεται πλήρως (μοντέλο TRITON Plus) στην έδρα και πέρα από την συμμόρφωση με την Νομοθεσία, σας προσφέρει ακόμη υψηλότερο ποσοστό συγκράτησης αμαλγάματος (97, 9%). Επιπλέον αυτό το σύστημα αφορά και τα στόμια της χειρουργικής αναρρόφησης αλλά και την απορροή του πτυελοδοχείου παρέχοντάς σας ολοκληρωμένη προστασία. Τέλος, είναι σχεδιασμένο για να σας προειδοποιεί με ηχητικό σινάλο όταν το δοχείο συλλογής είναι πλήρες και χρειάζεται αντικατάσταση.

* Το σύστημα CAS1 συνδέεται και σε συστήματα χειρουργικής αναρρόφησης ξηρού τύπου.



NEODENT
2024

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

Κορυφαίος επαγγελματικός οδοντιατρικός εξοπλισμός, αποκλειστικά στο www.neodent.eu

Artikamine FORTE

1/100.000 Ενέσιμο Αναισθητικό
Κωδικός: ADI9000A



22,34 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

4% υδροχλωρική αρτικάϊνη και 1/100.000
επινεφρίνη

Συσκευασία:
50 κύλινδροι

Mepivakate

Ενέσιμο Αναισθητικό χωρίς αδρεναλίνη
Κωδικός: ADI9002A



22,34 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

3% υδροχλωρική μεπιβακαϊνη,
χωρίς αγγειοσυσταλτικό.

Συσκευασία:
50 κύλινδροι

Lidonet

1/80.000 Ενέσιμο Αναισθητικό
Κωδικός: ADI9003A



23,62 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

2% υδροχλωρική λιδοκαϊνη και 1/80.000
επινεφρίνη

Συσκευασία:
50 κύλινδροι

Artikamine

1/200.000 Ενέσιμο Αναισθητικό
Κωδικός: ADI9001A



22,34 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

4% υδροχλωρική αρτικάϊνη και 1/200.000
επινεφρίνη

Συσκευασία:
50 κύλινδροι

Sirio Needles

Αποστειρωμένες βελόνες για αναισθησία



Xylepak

Στοματικό εκνέφωμα σταθερών δόσεων
Κωδικός: ADI9004A



9,92 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Επιφανειακή αναισθησία με μόνο ένα ψεκασμό, εφαρμόζεται τοπικά ακόμα και με το χέρι, λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε λιδοκαΐνη, επιπλέον αντισηψία στην περιοχή του ψεκασμού λόγω του cetrimide

Συσκευασία: 40 γρ. (περίπου 600 δόσεις)

Κωδικός	Διαθέσιμα μεγέθη	5,50 €
DNT1000A	30G 0.3X8mm EXTRASHORT	Τιμή χωρίς ΦΠΑ
DNT1001A	30G 0.3X12mm EXTRASHORT	Περιγραφή: Σε διάφορα μεγέθη, αποστειρωμένες βελόνες, Κατασκευαστής Tecnofar SpA, Italia. Συσκευασία: 100 τεμ.
DNT1002A	30G 0.3X16mm SHORT	
DNT1003A	30G 0.3X21mm SHORT	
DNT1004A	30G 0.3X25mm SHORT	
DNT1009A	27G 0.4X25mm SHORT	
DNT1010A	27G 0.4X36mm LONG	

Hager & Werken Miraject Luer

Βελόνα αναισθησίας με πλαστικό κώνο Luer



10,07 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	Περιγραφή
254210	Miraject Luer Βελόνες Αναισθησίας (17/42) 0,5x42mm (25 G)
254211	Miraject Luer Βελόνες Αναισθησίας (17/23) 0,5x23mm (25 G)
254212	Miraject Luer Βελόνες Αναισθησίας (30/42) 0,4x42mm (27 G)
254213	Miraject Luer Βελόνες Αναισθησίας (30/23) 0,4x23mm (27 G)

Περιγραφή:

Για ενέσιμα διαλύματα από αμπούλα και για οποιαδήποτε συμβατική σύριγγα μίας χρήσης. Σε ατομική, αποστειρωμένη συσκευασία. Με χρωματική κωδικοποίηση για εύκολη εύρεση προϊόντος.

Συσκευασία: 100 τεμαχίων

Xylojell spray 10% 50ml

Κωδικός: INM9004A



6,99 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Τοπικό αναισθητικό κατηγορίας των αμινοαμιδίων. Προκαλεί αναστρέψιμο αποκλεισμό της μετάδοσης των ώσεων κατά μήκος των κεντρικών και περιφερικών νευρικών οδών.

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Hager & Werken Miraject

Οι βελόνες της Hager & Werken με κλινική δοκιμή 50 ετών



19,76 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	Περιγραφή
254200	Miraject Βελόνες Αναισθησίας (17/42) 0,5x35mm (25 G)
254201	Miraject Βελόνες Αναισθησίας (17/23) 0,5x21mm (25 G)
254202	Miraject Βελόνες Αναισθησίας (30/42) 0,4x35mm (27 G)
254203	Miraject Βελόνες Αναισθησίας (30/23) 0,4x21mm (27 G)
254204	Miraject Βελόνες Αναισθησίας (40/23) 0,3x21mm (30 G)
254205	Miraject Κοντές Βελόνες Αναισθησίας για Ενδοσυνδεσμική Σύριγγα (40/10) 0,3x10mm (30 G) - δεν ταιριάζουν στο σύστημα Miramatic

Περιγραφή:

Σήμα ποιότητας και ασφάλειας εδώ και μισό αιώνα: πάνω από 400 εκατομμύρια βελόνες Miraject έχουν δοκιμαστεί στην κλινική πράξη. Παράγονται κάτω από ιδιαίτερα αυστηρές συνθήκες, κάθε βελόνα διαθέτει δική της σήμανση που εγγυάται ορθή στεριότητα. Η ειδική τριπλή κοπή laser προσφέρει σχεδόν ανώδυνο τρύπημα. Διαθέτει σήμα που βοηθά στον προσανατολισμό έγχυσης και επιστροφή σελικόνης για ιδανική συμπεριφορά ολίσθησης

Συσκευασία: κουτί 100 τεμαχίων

Hager & Werken Miramatic Holder Plus

Βάση ασφαλείας για βελόνες αναισθησίας ή διακλυσμών

Κωδικός: HW5028A



62,19 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ


Περιγραφή:

Η ιδανική λύση για την προσωρινή αποθήκευση ή/και στήριξη των βελονών κατά την κλινική θεραπεία. Εξολοκλήρου μεταλλική κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι, στέρεη και συμπαγής, με πλαϊνό κομβίο ασφάλισης και απασφάλισης της βελόνης. Τώρα με ένα μόνο χέρι μπορείτε να τοποθετήσετε και να αφαιρέσετε τα καπάκια βελονών, χωρίς κίνδυνο τραυματισμού, πτώσης, μόλυνσεων. Η σύριγγα παραμένει σε όρθια θέση χωρίς φόβο να πέσει. Βάρος: 240 γραμμάρια.

Τip: Ιδανικό συμπλήρωμα στο σύστημα ασφαλούς χρήσης βελόνων Miramatic.

Carl Martin Σύριγγα

Σύριγγα για ενδοσυνδεσμική αναισθησία
Κωδικός: DIC2083A



284,89 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

- ✓ Ανοξείδωτο
 - ✓ Κλιβανίζεται σε αυτόκαυστο έως 134°C με προστατευτικό κατά της έκρηξης
 - ✓ Ο κύλινδρος είναι ασφαλισμένος με εύρηστο Clip για ασφάλεια.
 - ✓ το διπλό παράθυρο στον κύλινδρο παρέχει μέγιστο έλεγχο κατά την χρήση του αναισθητικού.
- Κωδικός κατασκευαστή: 1955

Hager & Werken Miramatic Holder

Βάση στήριξης βελόνων
Κωδικός: HW5028A



62,19 €


Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Βασική βάση ασφαλείας για σύριγγα έγχυσης. Αποτροπή κινδύνου τραυματισμών από βελόνες που βρίσκονται ανοιχτές. Εύκολη και ασφαλής πρόσβαση στη σύριγγα με ένα μόνο χέρι. Περίπου 200gr. μεταλλική κατασκευή, που με την στιβαρότητά της εγγυάται ασφάλεια κατά την χρήση. Η σύριγγα κάθεται στο δικό της προστατευτικό καπάκι. Κλιβανιζόμενη και εύκολη στον καθαρισμό.

Carl Martin Carpule Σύριγγα με Αναρρόφηση

Κωδικός: DIC2004A



71,68 €



Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Carpule αμπουλών με τρία άγκιστρα αναρρόφησης και με αυτόματη αναρρόφηση από την Carl Martin Κλιβανίζεται σε αυτόκαυστο κλίβανο στους 134 βαθμούς Κελσίου. Συμβατή με τα περισσότερα σκευάσματα της αγοράς όπως π.χ Adipharm, Septodont, 3M κτλ
Κωδικός Κατασκευαστή: 1950
Made in Germany by Carl Martin.
Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Carl Martin Carpule Σύριγγα με Αναρρόφηση

Κατάλληλο και για Θερμική Απολύμανση
Κωδικός: DIC2040A



105,35 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Κλιβανίζεται σε αυτόκαυστο κλίβανο στους 134 βαθμούς Κελσίου.
Κωδικός Κατασκευαστή: 1950-RS
Made in Germany by Carl Martin.
Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Hager & Werken Miramatic-Box

Πατενταρισμένο κουτί απόρριψης βελόνων
Κωδικός: HW5022A



31,80 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Miramatic-BOX/ κουτί απόρριψης βελόνων. Αυτόματο άνοιγμα καπακιού με την πίεση του κομβίου. Σωστή και ασφαλής απόρριψη των χρησιμοποιημένων βελόνων και άλλων μολυσμένων με αίμα ή σίελα ειδών όπως νυστέρια, λάμες κτλ.

Συσκευασία:

5 κουτία και 1 εξάρτημα επιτραπέζιας στερέωσης

SafeBOX

Κυτίο Απόρριψης Βελόνων
Κωδικός: BME1005B



2,50 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Χωρητικότητα 2,5 λίτρα, για την ορθή απόρριψη των χρησιμοποιημένων βελόνων, νυστεριών κτλ.

Συσκευασία:

1 τεμαχίου

Σύριγγες Soft Care

Αποστειρωμένες με βελόνα



Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
BME6003A	Σύριγγες Soft Care 20cc - G-21 Αποστειρωμένες με βελόνα - 50τμχ	6,50 €
BME6002A	Σύριγγες Soft Care 10cc - G-21 Αποστειρωμένες με βελόνα - 100τμχ	9,30 €

Περιγραφή:

Μίας χρήσης
Αποστειρωμένες
Μη τοξικές
Μη πυρετογόνες
Χωρίς Latex
Συσκευασία: 50 τεμαχίων

NEODENT
2022

LASER - BIOLASE

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

LASER - BIOLASE

Κορυφαίος επαγγελματικός οδοντιατρικός εξοπλισμός, αποκλειστικά στο www.neodent.eu

ΣΥΣΚΕΥΕΣ LASER

Biolase Laser Epic X - Complete Pack



EPIC X COMPLETE

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

6.800,00 €

Κωδικός: **BIO2000A**

Περιγραφή:

Χαρίστε στους ασθενείς σας άμεση ανακούφιση. Το διοδικό laser EPIC X διαθέτει νέο, εξελιγμένο λογισμικό και ασύρματο ποδοδιακόπτη, μεταξύ άλλων καινοτομιών. Προσφέρει γρήγορη πρόσβαση, εξασφαλίζει συνθήκες υγιεινής με το απλοποιημένο πάνελ χειρισμού και τις εξελιγμένες ρυθμίσεις ComfortPulse™.

Το EPIC X δημιουργήθηκε για να είναι το πιο ευέλικτο και πιο εύκολο στη μεταφορά και χρήση laser της αγοράς, ώστε να παρέχετε άμεση ανακούφιση και αποτελέσματα στις θεραπείες των ασθενών σας.

- + Φορητό για εύκολη μεταφορά
- + Τεχνολογία ComfortPulse™ που μειώνει την παραγωγή θερμότητας
- + Ακροφύσια ενεργοποιημένα από το εργοστάσιο για μέγιστη απόδοση και πολύ μικρό χρόνο παραμονής στην έδρα
- + Ουλεκτομή / Χαλινεκτομή / Αποκάλυψη εμφυτεύματος

Εφαρμογές στην Καθημερινή Χρήση:

- Ενδοδοντία + (+)
- Χειρουργικά ++
- Λεύκανση ++
- Περιοδοντολογία ++
- Οδοντική Χειρουργική -
- Θεραπεία Πόνου +



Πακέτο που περιλαμβάνει:

1. Laser Console
2. Peel-off Screen Protectors (qty. 25)
3. Fiber Optic Cable (Installed)
4. Assorted Surgical Tips
5. Surgical Handpiece (qty. 2)
6. Laser Protective Eyewear (qty. 3)
7. DC Power Supply Module
8. Power Cord (one (1) U.S, one (1) International)
9. Welcome Kit (Includes User Manual and Quick Setup Guide)
10. Laser Warning Sign
11. Tip Initiation Kit
12. Remote Interlock Cable
13. Footswitch
14. Philips-Head Screwdriver (for installing Footswitch batteries)
15. AAA Batteries (qty. 2)
16. Whitening Handpiece
17. Deep Tissue Handpiece
18. Whitening Gel (5 treatments pack)

Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη προσφορά

Biolase Waterlase iPlus σε διάφορα χρώματα

Περιγραφή:

Το Waterlase iPlus® είναι ο συνεργάτης σας στην καλύτερη παροχή υπηρεσιών και η μέθοδος με την οποία θα προσελκύσετε περισσότερους ασθενείς στο ιατρείο.

Η τεχνολογία του Waterlase iPlus βασίζεται σε πατέντα που παρέχει την ελάχιστη δυνατή παρέμβαση, υψηλή ακρίβεια και τη λιγότερο δυνατόν επώδυνη εμπειρία για τους ασθενείς σας.

Παρέχετε στους ασθενείς σας περισσότερες υπηρεσίες

Με το Waterlase iPlus μπορείτε να εφαρμόσετε περισσότερες από 80 θεραπείες σε μαλακούς ιστούς, σκληρούς ιστούς και οστό - τις πιο πολλές που ένα οδοντιατρικό laser μπορεί να προσφέρει! Ενδυναμώστε το ιατρείο και την ομάδα σας, προσφέροντας μια ιδιαίτερη εμπειρία στην κλινική σας, σε 1 συνεδρία, σε πολλαπλά τεταρτημόρια και με την ελάχιστη δυνατή παρέμβαση.

Εφαρμόστε κλινικά πρωτόκολλα

Χειριστείτε περιοδοντικά περιστατικά και περιεμφυτευματίτιδα με τα πρωτόκολλα REPAIR™ και το Waterlase iPlus. Οι μέθοδοι REPAIR Perio™ και REPAIR Implant™ σας παρέχουν μεθόδους θεραπείας επιστημονικά εξελιγμένες που βασίζονται στην τεχνολογία laser και σας βοηθούν στην αντιμετώπιση ασθενειών.



Τα πλεονεκτήματα του REPAIR Perio:

- ✦ Πραγματοποιήστε θεραπείες σε συγκεκριμένο πεδίο ή και σε ολόκληρο το στόμα με μεγαλύτερη ευελιξία
- ✦ Αφαιρέστε υπο-ουλική πέτρα γρήγορα και αποτελεσματικά
- ✦ Ευνοεί την επαναπόσφηση των ούλων στην επιφάνεια της ρίζας, χωρίς long junctional epithelium
- ✦ Μειώνει την κινητικότητα των δοντιών και του βάθους των περιοδοντικών θυλάκων
- ✦ Μειώνει το μικροβιακό φορτίο
- ✦ Αντιμετωπίζει τις φλεγμονές

Τα πλεονεκτήματα του REPAIR Implant:

- ✦ Εύκολη πρόσβαση στην επιφάνεια του εμφυτεύματος
- ✦ Πρωτόκολλο χωρίς τη δημιουργία κρημνού, για τη θεραπεία της περιεμφυτευματίτιδας
- ✦ Μείωση μικροβιακού φορτίου
- ✦ Καθαρισμός της επιφάνειας του εμφυτεύματος, χωρίς να επηρεάζεται η επιφάνεια του εμφυτεύματος (δημιουργία ρωγμών κλπ)



Απλός χειρισμός με εξαιρετικά αποτελέσματα

Το Waterlase iPlus διαθέτει ένα εξαιρετικά φιλικό προς το χρήστη μενού, με εικονίδια εύκολα κατανοητά που περιλαμβάνει 56 προ-επιλεγμένα προγράμματα για ταχύτητα στη διαδικασία. Με περισσότερες ενδείξεις από οποιοδήποτε άλλο οδοντιατρικό laser, το Waterlase iPlus θα εξασφαλίσει επιπλέον κέρδη στο ιατρείο σας και θα επεκτείνει τη γκάμα θεραπειών που προσφέρετε.

Παραστατικό και εύκολο περιβάλλον χειρισμού

- ✦ Αυξήστε την παραγωγικότητά σας με τα 56 προ-επιλεγμένα προγράμματα
- ✦ Βελτιωμένο, ενισχυμένο περιβάλλον εργασίας με επεξηγηματικά εικονίδια
- ✦ Απόλυτος έλεγχος με ρυθμίσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες σας

Ευέλικτο και αξιόπιστο

Το Waterlase iPlus έχει την πιο ελαφριά και ευέλικτη ίνα που μειώνει την αντίσταση και την κούραση κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Σαν αποτέλεσμα η ενέργεια του laser κόβει σμάλτο, οδοντίνη και οστό με εξαιρετική λεπτομέρεια.

Διαστάσεις (WxLxH)

- Unit: 28x48x84cm
- With Fiber: 28x48x102cm
- Weight: 34kg

Στην Συσκευασία περιλαμβάνονται

- | | |
|-----------------------------------|---|
| • iPlus laser | • Power cord, (1) US, (1) International |
| • Display covers (qty. 25) | • Footswitch |
| • Trunk Fiber and Fiber support | • User Manual |
| • Yellow air tube | • Laser Warning sign |
| • Protective laser eyewear (3) | • Product registration card |
| • Handpieces, (1) Gold, (1) Turbo | • Limited warranty |
| • Tip holder | • iLase Laser (Optional) |
| • Tip cleaning kit | |



Standard Colors:

Pearl White, Racing Red, Gloss Black, Midnight Blue & Platinum

Premium Colors:

Bright Lime, Burnt Orange, Pink, Purple, Yellow, Jungle, Aquarium



Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη προσφορά

LASER TIPS ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΟΔΙΚΑ LASER

Surgical E4-4mm

Κωδικός: 7400016



Perio E4- 7 & 9 mm

Κωδικός: 7400019



204,78 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Ιδανικό για τομή, εκτομή, εξάχνωση, κατάλυση και πήξη των μαλακών ιστών του στόματος, συμπεριλαμβανομένων των οριακών και μεσοδόντιων ούλων καθώς και της επιθηλιακής επένδυσης του ελεύθερου ούλου. Η ευκολία περιστροφής εξαλείφει την χρονοβόρα διαδικασία ανοίγματος-αποσυσκευασίας. Συνίσταται η χρήση καινούργιου άκρου (tip) σε κάθε ασθενή για υψηλότερα επίπεδα υγιεινής και αποτελεσματικότητας. Εύκαμπτο για πρόσβαση σε όλες τις περιοχές του στόματος.

Για χρήση με τις συσκευές: EPIC PRO, X, 10, iLase

Διάμετρος: 400μm / Μήκος: 4mm

Συσκευασία: 30 τεμαχίων

204,78 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Ιδανικό για απόξεση μαλακών ιστών, αφαίρεση νοσούντων, μολυσμένων, φλεγμονωδών και νεκρωμένων μαλακών ιστών εντός του περιοδοντικού θύλακα και αυλάκων. Η ευκολία περιστροφής εξαλείφει την χρονοβόρα διαδικασία ανοίγματος-αποσυσκευασίας. Συνίσταται η χρήση καινούργιου άκρου (tip) σε κάθε ασθενή για υψηλότερα επίπεδα υγιεινής και αποτελεσματικότητας. Εύκαμπτο για πρόσβαση σε όλες τις περιοχές του στόματος.

Για χρήση με τις συσκευές: EPIC PRO, X, 10, iLase

Διάμετρος: 400μm / Μήκος: 7mm & 9mm

Συσκευασία: 15x7mm, 15x9mm

Perio E3- 7 & 9 mm

Κωδικός: 7400020



204,78 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Ιδανικό για απόξεση μαλακών ιστών, αφαίρεση νοσούντων, μολυσμένων, φλεγμονωδών και νεκρωμένων μαλακών ιστών εντός του περιοδοντικού θύλακα και αυλάκων. Η ευκολία περιστροφής εξαλείφει την χρονοβόρα διαδικασία ανοίγματος-αποσυσκευασίας. Συνίσταται η χρήση καινούργιου άκρου (tip) σε κάθε ασθενή για υψηλότερα επίπεδα υγιεινής και αποτελεσματικότητας. Εύκαμπτο για πρόσβαση σε όλες τις περιοχές του στόματος.

Για χρήση με τις συσκευές: EPIC PRO, X, 10, iLase

Διάμετρος: 320μm / Μήκος: 7mm & 9mm

Συσκευασία: 15x7mm, 15x9mm

Endo E2 20 mm

Κωδικός: 7400015



237,12 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Ιδανικό για απολύμανση της περιοχής του ριζικού σωλήνα ως συμπλήρωμα στις κλασικές μεθόδους ενδοδοντικού καθαρισμού και διαμόρφωσης.

Η ευκολία περιστροφής εξαλείφει την χρονοβόρα διαδικασία ανοίγματος-αποσυσκευασίας. Συνίσταται η χρήση καινούργιου άκρου (tip) σε κάθε ασθενή για υψηλότερα επίπεδα υγιεινής και αποτελεσματικότητας. Εύκαμπτο για πρόσβαση σε όλες τις περιοχές του στόματος.

Για χρήση με τις συσκευές: EPIC PRO, X, 10, iLase

Διάμετρος: 200μm / Μήκος: 20mm

Συσκευασία: 20 τεμαχίων

BIOLASE

Εξουσιοδοτημένο
SERVICE LASER στη



Εργασίες Επισκευής- Αναβάθμισης- Προληπτικής ή Τακτικής Συντήρησης- Εγγύηση- Ανταλλακτικά



Τηλεφωνικό Κέντρο
2310 780 692 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2310 770 5020 - ΑΘΗΝΑ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΔΙΟΔΙΚΑ LASER

Diode Protective Eyewear

Κωδικός: 2400277



231,24 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Προστασία των ματιών για χρήση με διοδικό laser OD4+ @ 800-820,940nm - <980 OD5+ @ 980-1064nm
Χρώμα φίλτρου: Πράσινο
Για χρήση με τις συσκευές: EPIC X, EPIC 10, iLase
Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Protective Shields Whitening HP

Κωδικός: 6400180



108,74 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Διαφανή, μίας χρήσης, προστατευτικά καλύμματα για τη χειρολαβή LaserSmile.
Για χρήση με τις συσκευές: EPIC X, EPIC 10, iLase
Συσκευασία: 30 τεμαχίων

Biolase EPIC Προστατευτική θήκη

Κωδικός: BIO7011A



91,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Προστατεύει το λέιζερ σας μέχρι και από πτώση από 1 μέτρο
Σχεδιασμένο από σιλκόνη, που αντέχει σε κραδασμούς και δονήσεις 20 G
Συσκευασία: 1 τεμαχίου

LaserWhite20 Whitening Gel

Κωδικός: BIO6000A



Πακέτο -1-
Θεραπείας
89,18 € +ΦΠΑ
BIO6000B

343,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Γρήγορο, απαλό σύστημα λεύκανσης που λειτουργεί σε λιγότερο από 20 λεπτά χρόνου επαφής της γέλης στο δόντι (έναντι 60 λεπτών για συνηθισμένα συστήματα χωρίς λέιζερ). Τα συνήθη αποτελέσματα κυμαίνονται από 6 έως 12 αποχρώσεις βελτίωσης στην κλίμακα φωτεινότητας του Vita Shade Guide. (Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της χρωστικής, το πάχος του σμάλτου, τη δομή των δοντιών και την ηλικία.) Ειδική σύνθεση, χρωμοφόρο και σχεδιασμένο για να λειτουργεί με συστήματα διοδικών λέιζερ Biolase. Περιλαμβάνεται τζελ απευαισθητοποίησης (απομόνωσης) για να μειώσει την ευαισθησία εάν είναι απαραίτητο.
Για χρήση με τις συσκευές: EPIC X, EPIC 10, ezLase
Συσκευασία: 1 pack with 5 gels for treatments

TIPS ΓΙΑ WATERLASE (ER,CR:YSGG) (ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ WATERLASE MD GOLD ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ)

MT4-6mm

Κωδικός: 7200303



Τιμή τεμαχίου
74,62 € +ΦΠΑ
BIO9001B

287,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Ιδανικό για μαλακούς ιστούς (με περιορισμένη χρήση για σμάλτο και οδοντίνη), ειδικά σε εφαρμογές Αισθητικής και Μικρο-Οδοντιατρικής. Έχει διάμετρο κωνικού σχήματος: 400 μm (άξονας με μεγάλη κωνικότητα, από 750 μm έως 400 μm στο άκρο).
Για χρήση με τις συσκευές: MD standard handpiece, MD Gold handpiece
Διάμετρος: 400μm / Μήκος: 6mm
Συσκευασία: 5 τεμαχίων

MC3-9mm

Κωδικός: 7200690



Τιμή τεμαχίου
114,69 € +ΦΠΑ
BIO9002B

226,60 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Ιδανικό για χαλινεκτομές, ουλοπλαστική, χρωστικές ούλων, Sapphire, Chisel Tip.
Για χρήση με τις συσκευές: MD standard handpiece, MD Gold handpiece
Διάμετρος: flat 300 x 1200μm / Μήκος: 9mm
Συσκευασία: 2 τεμαχίων

Zip Tip MZ5-6mm

Κωδικός: 7200711



Τιμή τεμαχίου
17,07 € +ΦΠΑ
BIO9001B

393,92 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Για όλους τους τύπους ιστών. Μήκος 6 mm ιδανικό για γενικές εφαρμογές. Το άκρο (tip) μιας χρήσης εξασφαλίζει καλύτερο έλεγχο και προστασία κατά των λοιμώξεων. Εξαλείφει την ανάγκη για επαναποστείρωση των άκρων (tips) εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
Για χρήση με τις συσκευές: MD standard handpiece, MD Gold handpiece
Διάμετρος: 500μm / Μήκος: 6mm
Συσκευασία: 30 τεμαχίων

Zip Tip MZ5-14mm

Κωδικός: 7200713



Τιμή τεμαχίου
22,10 € +ΦΠΑ
BIO9003B

340,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Μήκος 14 mm ιδανικό για εφαρμογές endo & perio.
Το άκρο (tip) μιας χρήσης εξασφαλίζει καλύτερο έλεγχο και προστασία κατά των λοιμώξεων. Εξαλείφει την ανάγκη για επαναποστείρωση των άκρων (tips) εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
Για χρήση με τις συσκευές: MD standard handpiece, MD Gold handpiece
Διάμετρος: 500μm / Μήκος: 14mm
Συσκευασία: 20 τεμαχίων

Zip Tip MZ6-6mm

Κωδικός: 7200721



Τιμή τεμαχίου
17,07 € +ΦΠΑ
BIO9004B

393,92 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Για όλους τους τύπους ιστών. Μήκος 6 mm ιδανικό για γενικές εφαρμογές. Το άκρο (tip) μιας χρήσης εξασφαλίζει καλύτερο έλεγχο και προστασία κατά των λοιμώξεων. Εξαλείφει την ανάγκη για επαναποστείρωση των άκρων (tips) εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
Για χρήση με τις συσκευές: MD standard handpiece, MD Gold handpiece
Διάμετρος: 600μm / Μήκος: 6mm
Συσκευασία: 30 τεμαχίων

Zip Tip MZ6-14mm

Κωδικός: 7200723



Τιμή τεμαχίου
19,93 € +ΦΠΑ
BIO9013B

306,60 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Μήκος 14 mm ιδανικό για εφαρμογές endo & perio.
Το άκρο (tip) μιας χρήσης εξασφαλίζει καλύτερο έλεγχο και προστασία κατά των λοιμώξεων. Εξαλείφει την ανάγκη για επαναποστείρωση των άκρων (tips) εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
Για χρήση με τις συσκευές: MD standard handpiece, MD Gold handpiece
Διάμετρος: 600μm / Μήκος: 14mm
Συσκευασία: 20 τεμαχίων

TIPS ΓΙΑ WATERLASE (ER,CR:YSGG) (ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ WATERLASE MD GOLD ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ)

Zip Tip MZ8-6mm

Κωδικός: 7200841



518,82 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Παρέχει πρωτοποριακή ταχύτητα κοπής συγκρίσιμη με μια συμβατική χειρολαβή υψηλής ταχύτητας για προετοιμασίες κοιλότητας. Ιδανικό και για πρόσβαση στο ριζικό σωλήνα. Το άκρο (tip) μιας χρήσης εξασφαλίζει καλύτερο έλεγχο και προστασία κατά των λοιμώξεων εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα. Για χρήση μόνο με το iPlus. Χρώμα Ferrule: Μαύρο.

Για χρήση με τις συσκευές:
MD standard handpiece, MD Gold handpiece
Διάμετρος: 800μm / Μήκος: 6mm

Συσκευασία: 30 τεμαχίων

Radial Firing Perio Tip, RFPT5-14mm

Κωδικός: 7200109



295,80 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Ιδανικό για τη θεραπεία μέτριας έως προχωρημένης περιοδοντικής νόσου. Αφαιρεί νοσούντες, μολυσμένους, φλεγμονώδεις και νεκρωμένους μαλακούς ιστούς και τρυγία μέσα στον περιοδοντικό θύλακα. Σχεδιασμός βασισμένος στα κατοχυρωμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Radial Firing Tips Biolase, στα οποία προστίθεται ένα μοναδικό στοιχείο που έχει ως αποτέλεσμα την πρωτογενή ακτινωτή εκπομπή ενέργειας λέιζερ μαζί με ένα μέρος ευθείας εκπομπής. Σε σύγκριση με τα περισσότερα άκρα-tips (και ίνες-fibers) που εκπέμπουν μόνο ενέργεια λέιζερ σε ευθεία γραμμή, η ακτινωτή εκπομπή ενέργειας του RFPT παρέχει καλύτερα αποτελέσματα τόσο στην αντιμετώπιση φλεγμονών όσο και στην απομάκρυνση τρυγίας. Το RFPT παρέχει επίσης καλύτερη πρόσβαση στο στενό τμήμα του περιοδοντικού θύλακα.

Για χρήση με τις συσκευές:
MD standard handpiece, MD Gold handpiece
Διάμετρος: 500μm / Μήκος: 14mm

Συσκευασία: 10 τεμαχίων

Radial Firing Perio Tip Starter Kit, RFPT5-14mm & RFPT8-14mm

Κωδικός: 7200828



59,50 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Ιδανικό για τη θεραπεία μέτριας έως προχωρημένης περιοδοντικής νόσου. Αφαιρεί νοσούντες, μολυσμένους, φλεγμονώδεις και νεκρωμένους μαλακούς ιστούς και τρυγία μέσα στον περιοδοντικό θύλακα. Σχεδιασμός βασισμένος στα κατοχυρωμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Radial Firing Tips Biolase, στον οποίο προστίθεται ένα μοναδικό στοιχείο που έχει ως αποτέλεσμα την πρωτογενή ακτινωτή εκπομπή ενέργειας λέιζερ με ένα μέρος της ευθείας εκπομπής. Σε σύγκριση με τα περισσότερα άκρα-tips (και ίνες-fibers) που εκπέμπουν μόνο ενέργεια λέιζερ σε ευθεία, η ακτινωτή εκπομπή ενέργειας του RFPT παρέχει καλύτερα αποτελέσματα τόσο στην αντιμετώπιση φλεγμονών όσο και στην απομάκρυνση τρυγίας. Το RFPT παρέχει επίσης καλύτερη πρόσβαση στο στενό τμήμα του περιοδοντικού θύλακα.

Για χρήση με τις συσκευές:
MD standard handpiece, MD Gold handpiece
Διάμετρος: Combo / Μήκος: 14mm

Συσκευασία: 2 τεμαχίων

Radial Firing Tip for Endo- Posterior Kit 2 tips: 1 x RFT2 21mm, 1 x RPT3 17mm

Κωδικός: 7200801



96,60 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Ολοκληρωμένο σύστημα για τη θεραπεία των ριζικών σωλήνων, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης, του καθαρισμού, της διαμόρφωσης και της απολύμανσης μετά από χρήση ενδοδοντικών μικροεργαλείων. Μείωση 99,7% του αριθμού των βακτηρίων σε μόλις 2-3 λεπτά χρόνου θεραπείας, σε σύγκριση με 20-30 λεπτά με το συμβατικό NaOCl. Βακτήρια CFU's (E. faecalis) 2,86 φορές χαμηλότερα από την πιο αποτελεσματική σύνθεση NaOCl. Μειώνει τον κίνδυνο επαναμόλυνσης και διατηρεί τη δομή των δοντιών με μια ελάχιστη επεμβατική τεχνική. Μόνο για χειρολαβή MD Gold.

Για χρήση με τις συσκευές:
MD standard handpiece, MD Gold handpiece
Διάμετρος: 200 and 320μm / Μήκος: Combo

Συσκευασία: 1xRFT2-21mm, 1xRFT3-17mm

TIPS ΓΙΑ WATERLASE (ER,CR:YSGG) (ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ WATERLASE MD GOLD ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ)

Radial Firing Tip for Endo-RFT2-21mm

Κωδικός: 7200820



725,20 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Ολοκληρωμένο σύστημα για τη θεραπεία των ριζικών σωλήνων, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης, του καθαρισμού, της διαμόρφωσης και της απολύμανσης μετά από χρήση ενδοδοντικών μικροεργαλείων. Μείωση 99,7% του αριθμού των βακτηρίων σε μόλις 2-3 λεπτά χρόνου θεραπείας, σε σύγκριση με 20-30 λεπτά με το συμβατικό NaOCl. Βακτήρια CFU's (E. faecalis) 2,86 φορές χαμηλότερα από την πιο αποτελεσματική σύνθεση NaOCl. Μειώνει τον κίνδυνο επαναμόλυνσης και διατηρεί τη δομή των δοντιών με μια ελάχιστη επεμβατική τεχνική. Μόνο για χειρολαβή MD Gold.

Για χρήση με τις συσκευές:
MD standard handpiece, MD Gold handpiece
Διάμετρος: 320μm / Μήκος: 21mm

Συσκευασία: 30 τεμαχίων

Radial Firing Tip for Endo-RFT2-25mm

Κωδικός: 7200821



725,20 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Ολοκληρωμένο σύστημα για τη θεραπεία των ριζικών σωλήνων, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης, του καθαρισμού, της διαμόρφωσης και της απολύμανσης μετά από χρήση ενδοδοντικών μικροεργαλείων. Μείωση 99,7% του αριθμού των βακτηρίων σε μόλις 2-3 λεπτά χρόνου θεραπείας, σε σύγκριση με 20-30 λεπτά με το συμβατικό NaOCl. Βακτήρια CFU's (E. faecalis) 2,86 φορές χαμηλότερα από την πιο αποτελεσματική σύνθεση NaOCl. Μειώνει τον κίνδυνο επαναμόλυνσης και διατηρεί τη δομή των δοντιών με μια ελάχιστη επεμβατική τεχνική. Μόνο για χειρολαβή MD Gold.

Για χρήση με τις συσκευές:
MD standard handpiece, MD Gold handpiece
Διάμετρος: 200μm / Μήκος: 25mm

Συσκευασία: 30 τεμαχίων

Radial Firing Tip for Endo-RFT3-17mm

Κωδικός: 7200822



725,20 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Ολοκληρωμένο σύστημα για τη θεραπεία των ριζικών σωλήνων, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης, του καθαρισμού, της διαμόρφωσης και της απολύμανσης μετά από χρήση ενδοδοντικών μικροεργαλείων. Μείωση 99,7% του αριθμού των βακτηρίων σε μόλις 2-3 λεπτά χρόνου θεραπείας, σε σύγκριση με 20-30 λεπτά με το συμβατικό NaOCl. Βακτήρια CFU's (E. faecalis) 2,86 φορές χαμηλότερα από την πιο αποτελεσματική σύνθεση NaOCl. Μειώνει τον κίνδυνο επαναμόλυνσης και διατηρεί τη δομή των δοντιών με μια ελάχιστη επεμβατική τεχνική. Μόνο για χειρολαβή MD Gold.

Για χρήση με τις συσκευές:
MD standard handpiece, MD Gold handpiece
Διάμετρος: 320μm / Μήκος: 17mm

Συσκευασία: 30 τεμαχίων

TIPS ΓΙΑ WATERLASE (ER,CR:YSGG) (ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ WATERLASE MD GOLD ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ)

PKG, SFT8-18, SIDE FIRING TIP

Κωδικός: 7230002



294,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Το Side Firing Tip είναι ένα κορυφαίο σε απόδοση άκρο-tip, με επένδυση ζαφειριού που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί. Αυτό το tip (άκρο) διασέει την ενέργεια του λέιζερ σε γωνία 90 μοιρών, ούτως ώστε να καθαρίζει όλη την επιφάνεια των εμφυτευμάτων.

Για χρήση με τις συσκευές:
MD standard handpiece, MD Gold handpiece
Διάμετρος: 800μm / Μήκος: 18mm

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

WaterLase iPlus Display covers

Κωδικός: 2200706



34,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Διαφανές κάλυμμα μιας χρήσης για προστασία της οθόνης αφής WaterLase iPlus κατά τη χρήση.

Για χρήση με τις συσκευές: WaterLase iPlus

Συσκευασία:
25 τεμαχίων

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ WATERLASE (ER,CR:YSGG)

Glasses Dr, Multiwave-length YSGG and Diode 940 for Dr

Κωδικός: 2200848



419,40 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Για χρήση με τις συσκευές: Er,Cr:YSGG

Συσκευασία:
1 τεμαχίου

Glasses Dr, Multiwave-length YSGG and Diode 940 for Patient

Κωδικός: 2200696



245,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Για χρήση με τις συσκευές: Er,Cr:YSGG

Συσκευασία:
1 τεμαχίου

Glasses Dr, Single Wave-length 2.780 for Assistant

Κωδικός: 2201222



199,88 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Για χρήση με τις συσκευές: Er,Cr:YSGG

Συσκευασία:
1 τεμαχίου

epicX Laser

Η λύση για ανακούφιση σε επώδυνες οδοντιατρικές καταστάσεις!



ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ- PERIO

ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ-PERIO

Κορυφαίος επαγγελματικός οδοντιατρικός εξοπλισμός, αποκλειστικά στο www.neodent.eu

Hager & Werken RESO-PAC

Επικάλυψη κυτταρίνης για μετεγχειρητική φροντίδα
Κωδικός: HW3000A



23,31 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Υδρόφιλο σκεύασμα για χρήση μετά από χειρουργικές επεμβάσεις και εξαγωγές. Εφαρμόζεται απευθείας επάνω στο τραύμα, τα ράμματα και τα σημεία πίεσης ώστε να προστατεύει την περιοχή από βακτήρια και να επιταχύνει σημαντικά την επούλωση. Παραμένει στην περιοχή για 30 ώρες και μετά αυτό-διαλύεται. Εξαιρετικά φιλικό προς τον ασθενή αφού παραμένει μαλακό, είναι άοσμο και τελείως ουδέτερο ως προς την γεύση.

Συσκευασία: Σωληνάριο 25 γρ.

Hager & Werken Miraclean Implants

Σετ εργαλείων καθαρισμού ειδικά για εμφυτεύματα
Κωδικός: HW1003A



24,60 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Σετ αποτελούμενο από τέσσερα -4- πλαστικά εργαλεία διαφορετικού σχήματος για τον καθαρισμό των εμφυτευμάτων. Ιδιαίτερα ελαφριά, με εργονομική λαβή, κλιβανιζόμενα (αποστειρώνονται σε αυτόκαυστο κλίβανο). Σε μαύρο χρώμα για καλύτερη αντίθεση (κοντράστ) με την υπό θεραπεία περιοχή.

Hager & Werken Miradont Gel

Λιπαντικός, αναλγητικός και ενισχυτικός παράγοντας
πολλαπλών εφαρμογών
Κωδικός: HW3010A



7,42 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Σκεύασμα σε μορφή gel που χρησιμοποιείται :
α) ως λιπαντικό στην εφαρμογή ελαστικών απομονωτήρα, β) ως καταπραυντικό υλικό μετά από θεραπεία με υπερήχους, γ) ως ενισχυτικό υλικό στην μετεγχειρητική πορεία λόγω των εξαιρετικών αναπλαστικών ιδιοτήτων του δ) ως αναλγητικό σε περιπτώσεις άφθα ή ε) ως ανακουφιστικός παράγοντας σε δυσάρεστη αίσθηση μετά την αναισθησία.

Συσκευασία: Σωληνάριο 15 ml

Glucosite Gel

Για διακλυσμούς σε περιοδοντικούς θύλακες



Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
CCE1058A	Συσκευασία 2ml	3,00 €
CCE1059A	Συσκευασία 50ml	37,35 €

Περιγραφή:

Περιέχει διγλυκονική κλωρεξιδίνη 0,2% και υπεροξειδίου του υδρογόνου 3%. Ιδιαίτερα κατάλληλο για την πρόληψη και προστασία από φλεγμονές.

W&H Ηλεκτρικό Μοτέρ Set EM-12 L & Display

 Εντυπωσιακή λειτουργικότητα και άνεση!
 Κωδικός: HD2944A


Electric motor	EM-12 L
Speed range (Standard model):	2.000 - 40.000 rpm
Speed range (Endo model):	100 - 40.000 rpm
Weight:	57 g
Noise level:	43 dB (A)
Light:	LED
Spray:	Internal
Add-on control for EM-12 L	MF-1
Speed range:	2,000 – 40,000 rpm

W&H Ηλεκτρικό Μοτέρ Set EM-11L Φωτεινό

Κωδικός: HD2945A


720,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

- ✓ Ροπή: 3Ncm
- ✓ Ισχύς: 59W
- ✓ Μήκος: 31,55mm
- ✓ Διάμετρος (μέγ.): 21mm
- ✓ Βάρος: 57g



• IMPLANTMED SERVICE

Πιστοποιημένο Service

με την σφραγίδα του Κατασκευαστή!

IMPLANTMED SERVICE

Η Neodent A.E πρωτοπορεί ακόμη μια φορά προσφέροντάς σας ασύγκριτα οφέλη σε ό,τι αφορά την τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση.

Διαθέτοντας το μεγαλύτερο δίκτυο **πιστοποιημένων Μηχανικών** και το πιο **σύγχρονο διαγνωστικό εξοπλισμό**, απολαμβάνετε υπηρεσίες SERVICE Χειρουργικών Μοτέρ & Χειρολαβών σύμφωνα με **τα πρότυπα του Κατασκευαστή:**

- Δωρεάν έλεγχο για να έχετε ολοκληρωμένη εικόνα της πραγματικής κατάστασης της συσκευής σας
- Λεπτομερή ανάλυση κόστους συντήρησης/επισκευής εφόσον απαιτείται και έγκαιρη τηλεφωνική ή γραπτή ενημέρωσή σας πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε εργασίας
- Εγγύηση 6 μηνών για οποιαδήποτε επιδιόρθωση πραγματοποιηθεί
- Γνήσια ανταλλακτικά, λιπαντικά και αξεσουάρ
- Χρήση επίσημων τεχνικών οδηγιών από την W&H
- Συσκευή Αντικατάστασης σε περίπτωση που η δική σας παραμείνει μεγαλύτερο του συνηθισμένου χρονικού διαστήματος προς επισκευή
- Πραγματοποίηση βελτιώσεων/αναβαθμίσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα του Κατασκευαστή

Implantmed Plus



NEW Piezomed Module

Ολοκληρωμένες λύσεις Στοματικής Χειρουργικής από την W&H

Επεμβάσεις στοματικής χειρουργικής και εμφυτευμάτων με το Implantmed Plus της W&H

Ασφάλεια, ευκολία και ευελιξία. Το Implantmed εντυπωσιάζει με τον έξυπνο σχεδιασμό του για εύκολο χειρισμό και απλούστευση της διαδικασίας θεραπείας.

Κάθε Implantmed είναι συνώνυμο της υψηλής ποιότητας, ακρίβειας και ασφάλειας.



Piezomed Instruments

W&H Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στην Εμφυτευματολογία!

NEO



IMPLANTMED
SI-1023

Το νέο **Implantmed SI-1023** από την W&H εξασφαλίζει βελτιωμένη ασφάλεια θεραπείας για εσάς και τους ασθενείς σας. Με το έξυπνο περιβάλλον εργασίας, έγχρωμη οθόνη αφής και γυάλινη επιφάνεια, το Implantmed σας προσφέρει υψηλότερα επίπεδα άνεσης. Η συσκευή είναι ιδανική για το σκοπό της, με αυτόματες λειτουργίες κοπής νήματος, αυτόματο έλεγχο ροπής και τη μονάδα W&H Osstell ISQ για τη μέτρηση της σταθερότητας των εμφυτευμάτων, το οποίο όμως είναι διαθέσιμο επιπλέον.

Τα πλεονεκτήματα του **Νέου Implantmed SI-1023** με μια ματιά

- ▶ Διαισθητική διεπαφή χρήστη
- ▶ Ασφαλής έλεγχος ροπής και μετρήσιμη σταθερότητα εμφυτεύματος
- ▶ Εξαιρετικά μικρός, ισχυρός ηλεκτροκινητήρας
- ▶ Νέος σχεδιασμός αντλίας
- ▶ Ασύρματο πετάλι ελέγχου
- ▶ Ισχυρό μοτέρ με ροπή 6,2 Ncm / 80 Watt
- ▶ Μεγάλο εύρος αριθμού στροφών: 200 έως 40.000 σ.α.λ. στο μοτέρ
- ▶ Ακριβής περιορισμός ροπής: 5 έως 80 Ncm

IMPLANTMED SI-923

Τα πλεονεκτήματα του **Implantmed SI-923** με μια ματιά

- ▶ Εύκολος χειρισμός
- ▶ Μοτέρ με ροπή 5,5 Ncm / 70 Watt
- ▶ Μεγάλο εύρος αριθμού στροφών: 300 έως 40.000 σ.α.λ. στο μοτέρ
- ▶ Ακριβής περιορισμός ροπής: 5 έως 70 Ncm
- ▶ Λειτουργία μηχανικής σπειροτόμησης
- ▶ Μοτέρ με καλώδιο, με δυνατότητα θερμικής απολύμανσης και αποστείρωσης



Χειρουργικές Χειρολαβές W&H

NEO
IMPLANTMED
PLUS SI-1023



IMPLANTMED
CLASSIC SI-923



Χειρολαβές W&H, από την έμπνευση στην δημιουργία!

PEOPLE HAVE PRIORITY



syneco VISION



syneco FUSION



Alegra



Αξεσουάρ W&H

PEOPLE HAVE PRIORITY



Βαλίτσα μεταφοράς: μεταφέρετε εύκολα!

Θήκη οργάνωσης, αποθήκευσης και μεταφοράς για τις συσκευές ImplantMED – από σκληρό υλικό ανθεκτικό σε δύσκολες συνθήκες και σκληρή χρήση.




Κωδικός για μοντέλο Plus (1023): **07962790**
Κωδικός για μοντέλο Classic (923): **07948730**

Σωληνάκια Ορού (Irrigation lines) by W&H

Σε 2 τύπους:

α) μιας χρήσεως σε σετ των -6- έξι τεμαχίων κωδ. Κατασκευαστή 04363600 μήκος 2.2 m (κατάλληλα για μοτέρ με καλώδιο μήκους 1,8 μέτρων): εύκολα στην τοποθέτηση, ασφαλή ως προς την χρήση, συσκευασμένα, έτοιμα για κάθε ασθενή.
και β) Πολλαπλών χρήσεων συσκευασία ενός -1- τεμαχίου σε μήκος 2,2 μέτρα που επιδέχεται αποστείρωση κωδ. Κατασκευαστή 04719400 : εξοικονόμηση κόστους από την επαναλαμβανόμενη χρήση (δυνατότητα αποστείρωσης μέχρι 30 φορές)



Χειρουργικές χειρολαβές

S-11
REF 30056000

1:1, ευθεία, αποσυαρμολογούμενη, για χειρουργικές φρέζες διαμέτρου \varnothing 2.35 mm (κατάλληλες και για σύστημα Stryker), L = 45 mm, εξωτερικός ψεκασμός, μέγιστη ταχύτητα 50,000 min



S-16
REF 30411000

1:2 γωνιώδης, αποσυαρμολογούμενη, μονός ψεκασμός, για χειρουργικές φρέζες διαμέτρου 2.35mm, L=45, μέγιστη ταχύτητα 40,000min. Κατάλληλη για Γομφίου και Προγομφίου.



S-15
REF 30060000

1:1, ευθεία, αποσυαρμολογούμενη για χειρουργικές φρέζες διαμέτρου \varnothing 2.35 mm (κατάλληλες και για σύστημα Stryker), L = 45 mm, εξωτερικός ψεκασμός, μέγιστη ταχύτητα 50,000 min, ιδιαίτερα κατάλληλη για οστεοτομίες σε περιοχές με δύσκολη πρόσβαση.



S-9
REF 30053000

1:1, γωνιώδης, αποσυαρμολογούμενη, για χειρουργικές φρέζες διαμέτρου \varnothing 2.35 mm (κατάλληλες και για σύστημα Stryker), L = 45 mm, εξωτερικός ψεκασμός, μέγιστη ταχύτητα 50,000 min



S-11 L
REF 30058000

1:1, ευθεία, αποσυαρμολογούμενη, συμβατή μόνο με το ηλεκτρικό μοτέρ W&H EM-19, με φως, για χειρουργικές φρέζες διαμέτρου \varnothing 2.35 mm (κατάλληλες και για σύστημα Stryker), L = max. 45 mm, εξωτερικός ψεκασμός, μέγιστη ταχύτητα 50,000 min



WS-75 L
REF 30033000

20:1, αποσυαρμολογούμενη, μονός ψεκασμός για χειρουργικές φρέζες διαμέτρου \varnothing 2.35 mm, με σύστημα φωτισμού MiniLED + , Σύστημα εσωτερικής ψύξης Kirschner/Meyer, μέγιστη ταχύτητα 50,000 min



WS-56 L
REF 30040000

1:1, αποσυαρμολογούμενη, μονός ψεκασμός για χειρουργικές φρέζες διαμέτρου \varnothing 2.35 mm, με σύστημα φωτισμού MiniLED + , μέγιστη ταχύτητα 50,000 min




S-10
REF 30059000

1:1 γωνιώδης, αποσυαρμολογούμενη, για χειρουργικές φρέζες διαμέτρου \varnothing 2.35 mm, L = 70 mm, εξωτερικός ψεκασμός, μέγιστη ταχύτητα 50,000 min



S-12
REF 30061000

1:2, γωνιώδης, αποσυαρμολογούμενη, για χειρουργικές φρέζες διαμέτρου \varnothing 2.35 mm L = 70 mm, εξωτερικός ψεκασμός, μέγιστη ταχύτητα 50,000 min



WS-91 L
REF 30049000

1:2,7, αποσυαρμολογούμενη, τριπλός ψεκασμός, με κεφαλή 45ο μοιρών, για χειρουργικές φρέζες FG \varnothing 1.6 mm, ιδιαίτερα κατάλληλη για να διευκολύνει πρόσβαση σε γομφίους και προγόμφιους



WS-92 L
REF 30043000

1:2,7, αποσυαρμολογούμενη, τριπλός ψεκασμός, για χειρουργικές φρέζες FG \varnothing 1.6 mm



Beyes®

The Next Standard®



Τουρμπίνες Χωρίς Φως μόνο σπρέι νερού Τουρμπίνα Beyes M200E M



Σύνδεση **RM**
(Midwest 4ων οπών),
Mini Head
Κωδικός: HP2105

Σύνδεση **BC**
(Borden 2-3ων οπών),
Mini Head
Κωδικός: HP2108



Σύνδεση **BC**
(Borden 2-3ων οπών),
Standard Head
Κωδικός: HP3051



Σύνδεση σε
ταχυσύνδεσμο **Kavo**
(Multiflex), **Mini Head**
Κωδικός: HP3036

Σύνδεση σε
ταχυσύνδεσμο **W&H** (Roto Quick),
Standard Head
Κωδικός: HP3022

100,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

270,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Ταχυσύνδεσμοι



**W&H Ταχυσύνδεσμος
RQ-24 με φως**

Κωδικός: HD4526A

190,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ



**Beyes Ταχυσύνδεσμος για Kavo
(Multiflex®) χειρολαβές**

Χωρίς φως για σύνδεση τύπου RM
(Midwest 4ων οπών)
Κωδικός: HP2063

120,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Beyes®
The Next Standard®

ΛΙΠΑΝΣΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ

Κορυφαίος επαγγελματικός οδοντιατρικός εξοπλισμός, αποκλειστικά στο www.neodent.eu

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ

Assistina Twin MB-302

Κωδικός: TR3012A



Περιγραφή:

Δύο θάλαμοι επεξεργασίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλάξ, επιτρέποντας έτσι τη διαδικασία λίπανσης χωρίς διακοπή. Η χειρολαβή καθαρίζεται εσωτερικά και λιπαίνεται μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Η συσκευασία περιλαμβάνει διπλό Set φροντίδας, αντάπτορες ISO και RM.

Assistina one

Κωδικός: TR3019A



Περιγραφή:

Επιταχύνει τις καθημερινές εργασίες και διευκολύνει τη φροντίδα των χειρολαβών. Εξοπλισμένη με το εξαιρετικό σύστημα Quick Connect System για την εναλλαγή μεταξύ χειρολαβών. Διάρκεια 18 δευτερόλεπτα. Λειτουργεί μόνο με πεπιεσμένο αέρα- δεν απαιτείται παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Assistina 301 Plus (0.5 l oil+1cl l)

Κωδικός: TR3001B



Περιγραφή:

Περιστροφική λίπανση, εσωτερικός καθαρισμός των σωλήνων ψεκασμού, καθαρισμός με πεπιεσμένο αέρα. Διάρκεια 35 δευτερόλεπτα. Για να τεθεί σε λειτουργία, χρειάζεται σύνδεση πεπιεσμένου αέρα. Η συσκευασία περιλαμβάνει τον βασικό αντάπτορα, υγρό καθαρισμού και λάδι λίπανσης.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Κορυφαίος επαγγελματικός οδοντιατρικός εξοπλισμός, αποκλειστικά στο www.neodent.eu



NEEDLE CURVINGS ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΕΣ ΒΕΛΟΝΑΣ



1/2 CIRCLE
1/2 ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ



3/8 CIRCLE
3/8 ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ



STRAIGHT
ΕΥΘΕΙΑ

NEEDLE POINT TYPES ΤΥΠΟΙ ΑΚΡΟΥ ΒΕΛΟΝΑΣ

REVERSE CUTTING
ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΚΟΠΗΣ



STRAIGHT CUTTING
ΕΥΘΕΙΑ ΚΟΠΗ



EXTRA CUTTING
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΚΟΠΗ



ROUND BODIED
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ



ROUND BODIED - STRAIGHT
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ ΑΚΡΟΥ - ΕΥΘΕΙΑ



DIAMOND POINT
ΑΚΡΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΥ





BLUNT POINT
ΤΥΦΛΟΥ (ΜΗ ΚΟΠΤΙΚΟΥ) ΑΚΡΟΥ



SILK

Μαύρο, πλεγμένο, μη απορροφήσιμο, κηρωμένο, χειρουργικό ράμμα από μετάξι.



▼ **1 mm**

METRIC	USP	SUTURE LENGTH	CODE	TIMH
0.7	6/0	45cm	16	68,88 €

Συσκευασία: 24τμχ

▼ **18mm**

METRIC	USP	SUTURE LENGTH	CODE	TIMH
1.5	4/0	75cm	1522	44,40 €
2.0	3/0	75cm	1523	42,48 €

Συσκευασία: 24τμχ

▼ **12mm**

METRIC	USP	SUTURE LENGTH	CODE	TIMH
0.7	6/0	45cm	1610	62,16 €
1.0	5/0	45cm	1611	59,04 €
1.5	4/0	45cm	1612	50,88 €

Συσκευασία: 24τμχ

▼ **22mm**


METRIC	USP	SUTURE LENGTH	CODE	TIMH
1.5	4/0	75cm	1532	39,36 €
2.0	3/0	75cm	1533	39,36 €
3.0	2/0	75cm	1534	39,36 €

Συσκευασία: 24τμχ

▼ **16mm**

METRIC	USP	SUTURE LENGTH	CODE	TIMH
0.7	6/0	45cm	1620	55,69 €
1.0	5/0	45cm	1621	36,00 €
1.5	4/0	75cm	1622	34,56 €
2.0	3/0	75cm	1623	34,56 €
3.0	2/0	75cm	1624	34,56 €

Συσκευασία: 24τμχ



▼ **19mm**

METRIC	USP	SUTURE LENGTH	CODE	TIMH
1.0	5/0	75cm	1631	37,92 €
1.5	4/0	75cm	1632	32,88 €
2.0	3/0	75cm	1633	32,88 €
3.0	2/0	75cm	1634	32,88 €

Συσκευασία: 24τμχ

● **2 mm**

METRIC	USP	SUTURE LENGTH	CODE	TIMH
1.5	4/0	75cm	1432	36,00 €
2.0	3/0	75cm	1433	36,00 €

Συσκευασία: 24τμχ

▼ **24mm**

METRIC	USP	SUTURE LENGTH	CODE	TIMH
1.0	5/0	75cm	1641	36,00 €
1.5	4/0	75cm	1642	34,56 €
2.0	3/0	75cm	1643	34,56 €

Συσκευασία: 24τμχ



* available upon request

Τιμή χωρίς ΦΠΑ
**Προσοχή τα ράμματα ΔΕΝ επιδέχονται τιμολογιακή πολιτική

EN ISO 13485

SILK

Μαύρο, πλεγμένο, μη απορροφήσιμο, κηρωμένο, χειρουργικό ράμμα από μετάξι.



● **10mm**

METRIC	USP	SUTURE LENGTH	CODE	TIMH
1.0	5/0	45cm	1201	59,04 €

Συσκευασία: 24τμχ

● **17mm**

METRIC	USP	SUTURE LENGTH	CODE	TIMH
1.0	5/0	75cm	1121	37,92 €
1.5	4/0	75cm	1122	36,00 €
2.0	3/0	75cm	1123	36,00 €
3.0	2/0	75cm	1124	36,00 €

Συσκευασία: 24τμχ

● **15mm**

METRIC	USP	SUTURE LENGTH	CODE	TIMH
1.0	5/0	75cm	1221	42,48 €
1.5	4/0	75cm	1222	39,36 €

Συσκευασία: 24τμχ

● **20mm**


METRIC	USP	SUTURE LENGTH	CODE	TIMH
1.5	4/0	75cm	1922	32,88 €
2.0	3/0	75cm	1923	32,88 €

Συσκευασία: 24τμχ

● **18mm**

METRIC	USP	SUTURE LENGTH	CODE	TIMH
1.5	4/0	75cm	1232	37,92 €
2.0	3/0	75cm	1233	37,92 €

Συσκευασία: 24τμχ



● **22mm**

METRIC	USP	SUTURE LENGTH	CODE	TIMH
1.5	4/0	75cm	1132	32,88 €
2.0	3/0	75cm	1133	32,88 €
3.0	2/0	75cm	1134	36,00 €

Συσκευασία: 24τμχ

⊕ **15mm**

METRIC	USP	SUTURE LENGTH	CODE	TIMH
1.0	5/0	75cm	1221T*	59,04 €
1.5	4/0	75cm	1222T	55,68 €

Συσκευασία: 24τμχ

⊕ **18mm**

METRIC	USP	SUTURE LENGTH	CODE	TIMH
1.5	4/0	75cm	1232T	55,68 €
2.0	3/0	75cm	1233T	55,68 €

Συσκευασία: 24τμχ



* available upon request

Τιμή χωρίς ΦΠΑ
**Προσοχή τα ράμματα ΔΕΝ επιδέχονται τιμολογιακή πολιτική

EN ISO 13485

SILK

Μαύρο, πλεγμένο, μη απορροφήσιμο, κηρωμένο, χειρουργικό ράμμα από μετάξι.



⊕ 17mm

METRIC	USP	SUTURE LENGTH	CODE	TIMH
1.0	5/0	75cm	1121T	55,68 €
1.5	4/0	75cm	1122T	55,68 €
2.0	3/0	75cm	1123T	55,68 €

Συσκευασία: 24τμχ

▽ 10mm

METRIC	USP	SUTURE LENGTH	CODE	TIMH
0.7	6/0	45cm	1600S*	81,84 €

Συσκευασία: 24τμχ

▽ 16mm

METRIC	USP	SUTURE LENGTH	CODE	TIMH
1.0	5/0	45cm	1621S*	75,36 €
1.5	4/0	45cm	1622S	75,36 €

Συσκευασία: 24τμχ

⊕ 20mm

METRIC	USP	SUTURE LENGTH	CODE	TIMH
1.5	4/0	75cm	1922T*	69,12 €
2.0	3/0	75cm	1923T*	55,68 €

Συσκευασία: 24τμχ

▽ 19mm

METRIC	USP	SUTURE LENGTH	CODE	TIMH
1.0	5/0	45cm	1631S*	75,36 €
1.5	4/0	45cm	1632S	75,36 €
2.0	3/0	45cm	1633S	75,36 €

Συσκευασία: 24τμχ

⊕ 22mm

METRIC	USP	SUTURE LENGTH	CODE	TIMH
1.5	4/0	75cm	1132T*	55,68 €
2.0	3/0	75cm	1133T*	55,68 €
3.0	2/0	75cm	1134T*	55,68 €

Συσκευασία: 24τμχ

▽ 24mm

METRIC	USP	SUTURE LENGTH	CODE	TIMH
1.5	4/0	45cm	1642S*	75,36 €
2.0	3/0	45cm	1643S*	75,36 €

Συσκευασία: 24τμχ

* available upon request



**Προσοχή τα ράμματα ΔΕΝ επιδέχονται τιμολογιακή πολιτική

EN ISO 13485

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

PGA

Πλεγμένο, βιολετί, συνθετικό, απορροφούμενο, χειρουργικό ράμμα πολυγλυκολικού οξέος, με επικάλυψη PGA-PCI συμπολυμερούς.



▽ 10mm

METRIC	USP	SUTURE LENGTH	CODE	TIMH
0.5	7/0	45cm	9609	76,80 €

Συσκευασία: 24τμχ

▽ 12mm

METRIC	USP	SUTURE LENGTH	CODE	TIMH
0.7	6/0	45cm	9610	59,04 €
1.0	5/0	45cm	9611	59,04 €

Συσκευασία: 24τμχ

▽ 16mm

METRIC	USP	SUTURE LENGTH	CODE	TIMH
1.0	5/0	45cm	9621	49,20 €
1.5	4/0	45cm	9622	49,20 €
2.0	3/0	45cm	9623	49,20 €
1.0	5/0	75cm	9621-4	55,69 €
1.5	4/0	75cm	9622-4	55,69 €
2.0	3/0	75cm	9623-4	55,69 €

Συσκευασία: 24τμχ

▽ 19mm

METRIC	USP	SUTURE LENGTH	CODE	TIMH
1.0	5/0	45cm	9631	54,24 €
1.5	4/0	45cm	9632	52,33 €
2.0	3/0	75cm	9633	55,68 €
3.0	2/0	75cm	9634	49,20 €
1.5	4/0	75cm	9632-4	57,36 €

Συσκευασία: 24τμχ

▽ 24mm

METRIC	USP	SUTURE LENGTH	CODE	TIMH
1.5	4/0	75cm	9642	55,68 €
2.0	3/0	75cm	9643	55,68 €
3.0	2/0	75cm	9644	57,36 €

Συσκευασία: 24τμχ

* available upon request


**Προσοχή τα ράμματα ΔΕΝ επιδέχονται τιμολογιακή πολιτική

EN ISO 13485

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

POLYAMID

Μπλε, μονόινα, μη απορροφήσιμα ράμματα πολυαμιδίου (νάιλον).



▼ 10mm

METRIC	USP	SUTURE LENGTH	CODE	TIMH
0.5	7/0	45cm	4609	83,28 €
0.7	6/0	45cm	4600	64,08 €
1.0	5/0	45cm	4601	59,04 €

Συσκευασία: 24τμχ

▼ 12mm

METRIC	USP	SUTURE LENGTH	CODE	TIMH
0.7	6/0	45cm	4610	62,16 €
1.0	5/0	45cm	4611	59,04 €
1.5	4/0	45cm	4612	55,68 €

Συσκευασία: 24τμχ

▼ 16mm

METRIC	USP	SUTURE LENGTH	CODE	TIMH
0.7	6/0	45cm	4620	49,20 €
1.0	5/0	45cm	4621	42,48 €
1.5	4/0	45cm	4622	41,04 €
2.0	3/0	45cm	4623	41,04 €
1.0	5/0	75cm	4621-4	42,48 €
1.5	4/0	75cm	4622-4	42,48 €

Συσκευασία: 24τμχ

▼ 19mm

METRIC	USP	SUTURE LENGTH	CODE	TIMH
1.0	5/0	45cm	4631	41,04 €
1.5	4/0	45cm	4632	37,92 €
2.0	3/0	45cm	4633	37,92 €
3.0	2/0	45cm	4634	39,36 €
1.0	5/0	75cm	4631-4	42,48 €
1.5	4/0	75cm	4632-4	39,36 €
2.0	3/0	75cm	4633-4	39,36 €

Συσκευασία: 24τμχ

▼ 24mm

METRIC	USP	SUTURE LENGTH	CODE	TIMH
1.0	5/0	45cm	4641	42,48 €
1.5	4/0	45cm	4642	37,92 €
2.0	3/0	45cm	4643	37,92 €
3.0	2/0	45cm	4644	37,92 €
1.5	4/0	75cm	4642-4	39,36 €
2.0	3/0	75cm	4643-4	39,36 €
3.0	2/0	75cm	4644-4	39,36 €

Συσκευασία: 24τμχ


* available upon request

**Προσοχή τα ράμματα ΔΕΝ επιδέχονται τιμολογιακή πολιτική

EN ISO 13485

POLYAMID

Μπλε, μονόινα, μη απορροφήσιμα ράμματα πολυαμιδίου (νάιλον).



▼ 10mm

METRIC	USP	SUTURE LENGTH	CODE	TIMH
0.7	6/0	45cm	4600S	81,84 €

Συσκευασία: 24τμχ

▼ 12mm

METRIC	USP	SUTURE LENGTH	CODE	TIMH
0.7	6/0	45cm	4610S	80,40 €
1.0	5/0	45cm	4611S	77,04 €
1.5	4/0	45cm	4612S	73,92 €

Συσκευασία: 24τμχ

▼ 16mm

METRIC	USP	SUTURE LENGTH	CODE	TIMH
0.7	6/0	45cm	4620S	67,20 €
1.0	5/0	45cm	4621S	60,72 €
1.5	4/0	45cm	4622S	59,04 €

Συσκευασία: 24τμχ

▼ 19mm

METRIC	USP	SUTURE LENGTH	CODE	TIMH
0.7	6/0	45cm	4630S*	67,20 €
1.0	5/0	45cm	4631S	60,72 €
1.5	4/0	45cm	4632S	55,68 €
2.0	3/0	45cm	4633S	55,68 €
1.5	4/0	75cm	4632S4	55,68 €
2.0	3/0	75cm	4633S4	55,68 €

Συσκευασία: 24τμχ

▼ 24mm

METRIC	USP	SUTURE LENGTH	CODE	TIMH
2.0	3/0	45cm	4643S	55,68 €
1.5	4/0	75cm	4642S4	55,68 €
2.0	3/0	75cm	4643S4	55,68 €

Συσκευασία: 24τμχ



* available upon request

**Προσοχή τα ράμματα ΔΕΝ επιδέχονται τιμολογιακή πολιτική

EN ISO 13485

PROFIMED

Άβαφο (φυσικής απόχρωσης), μονόινο, μη απορροφήσιμο ράμμα PTFE.



▼ 12mm

METRIC	USP	SUTURE LENGTH	CODE	TIMH
0.7	6/0	45cm	PR610	170,16 €
1.0	5/0	45cm	PR611	162,48 €
1.5	4/0	45cm	PR612	162,48 €
1.0	5/0	75cm	PR611-4	218,64 €

Συσκευασία: 24τμχ

▼ 12mm

METRIC	USP	SUTURE LENGTH	CODE	TIMH
1.0	5/0	75cm	PR511-4*	218,88 €

Συσκευασία: 24τμχ

▼ 16mm

METRIC	USP	SUTURE LENGTH	CODE	TIMH
0.7	6/0	45cm	PR620	162,48 €
1.0	5/0	45cm	PR621	151,20 €
1.5	4/0	45cm	PR622	147,36 €
2.0	3/0	45cm	PR623	147,36 €
3.0	2/0	45cm	PR624*	147,36 €
1.0	5/0	75cm	PR621-4	189,12 €
1.5	4/0	75cm	PR622-4	185,28 €
2.0	3/0	75cm	PR623-4	185,28 €

Συσκευασία: 24τμχ

▼ 18mm

METRIC	USP	SUTURE LENGTH	CODE	TIMH
1.5	4/0	45cm	PR522	151,20 €

Συσκευασία: 24τμχ

▼ 22mm

METRIC	USP	SUTURE LENGTH	CODE	TIMH
1.5	4/0	45cm	PR532	151,20 €
2.0	3/0	45cm	PR533	151,20 €

Συσκευασία: 24τμχ

▼ 19mm

METRIC	USP	SUTURE LENGTH	CODE	TIMH
0.7	6/0	45cm	PR630	158,88 €
1.0	5/0	45cm	PR631	151,20 €
1.5	4/0	45cm	PR632	147,36 €
2.0	3/0	45cm	PR633	147,36 €
1.5	4/0	75cm	PR632-4	185,28 €
2.0	3/0	75cm	PR633-4	185,28 €



Συσκευασία: 24τμχ

* available upon request

**Προσοχή τα ράμματα ΔΕΝ επιδέχονται τιμολογιακή πολιτική

PROFIMED

Άβαφο (φυσικής απόχρωσης), μονόινο, μη απορροφήσιμο ράμμα PTFE.



▼ 19mm

METRIC	USP	SUTURE LENGTH	CODE	TIMH
3.0	2/0	100cm	PR434-4	239,52 €

Συσκευασία: 24τμχ

⊕ 12mm


METRIC	USP	SUTURE LENGTH	CODE	TIMH
0.7	6/0	45cm	PR210T	226,80 €
1.0	5/0	45cm	PR211T	207,84 €

Συσκευασία: 24τμχ

⊕ 18mm

METRIC	USP	SUTURE LENGTH	CODE	TIMH
1.0	5/0	45cm	PR231T	170,16 €
1.5	4/0	45cm	PR232T	170,16 €

Συσκευασία: 24τμχ



⊕ 17mm

METRIC	USP	SUTURE LENGTH	CODE	TIMH
1.0	5/0	45cm	PR121T	170,16 €
1.5	4/0	45cm	PR122T	170,16 €

Συσκευασία: 24τμχ

* available upon request


**Προσοχή τα ράμματα ΔΕΝ επιδέχονται τιμολογιακή πολιτική

PROFIMED

Άβαφο (φυσικής απόχρωσης), μονόινο, μη απορροφήσιμο ράμμα PTFE.



SPECIAL PACKAGE (12 PIECES)



▼ 12mm

METRIC	USP	SUTURE LENGTH	CODE	TIMH
0.7	6/0	45cm	PR610Z	85,08 €
1.0	5/0	45cm	PR611Z	80,04 €
1.0	5/0	75cm	PR611-4Z*	109,32 €

Συσκευασία: 12τμχ

▼ 16mm


METRIC	USP	SUTURE LENGTH	CODE	TIMH
0.7	6/0	45cm	PR620Z	81,24 €
1.0	5/0	45cm	PR621Z	75,60 €
1.5	4/0	45cm	PR622Z	73,68 €
2.0	3/0	45cm	PR623Z	73,68 €
1.0	5/0	75cm	PR621-4Z	94,56 €
1.5	4/0	75cm	PR622-4Z	94,56 €
2.0	3/0	75cm	PR623-4Z	94,56 €

Συσκευασία: 12τμχ

▼ 19mm

METRIC	USP	SUTURE LENGTH	CODE	TIMH
0.7	6/0	45cm	PR630Z	79,44 €
1.0	5/0	45cm	PR631Z	75,60 €
1.5	4/0	45cm	PR632Z	75,60 €
2.0	3/0	45cm	PR633Z	75,60 €
3.0	2/0	45cm	PR634Z*	75,60 €
1.5	4/0	75cm	PR632-4Z	92,64 €
2.0	3/0	75cm	PR633-4Z	92,64 €

Συσκευασία: 12τμχ



▼ 18mm

METRIC	USP	SUTURE LENGTH	CODE	TIMH
1.5	4/0	45cm	PR522Z	75,60 €

▼ 22mm


METRIC	USP	SUTURE LENGTH	CODE	TIMH
1.5	4/0	45cm	PR532Z*	75,60 €

Συσκευασία: 12τμχ

⊙ 18mm

METRIC	USP	SUTURE LENGTH	CODE	TIMH
1.0	5/0	45cm	PR231TZ	85,08 €
1.5	4/0	45cm	PR232TZ	85,08 €

Συσκευασία: 12τμχ



▼ 16mm

METRIC	USP	SUTURE LENGTH	CODE	TIMH
0.7	6/0	45cm	PR620SZ	94,56 €

Συσκευασία: 12τμχ

* available upon request

**Προσοχή τα ράμματα ΔΕΝ επιδέχονται τιμολογιακή πολιτική


Τιμή χωρίς ΦΠΑ

EN ISO 13485

Carl Martin Λαβή Νυστεριού με Κλίμακα

Κλασικό σχέδιο με μετρητή

Κωδικός: DIC5010A



11,42 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Συνδυάστε το με νυστέρια Carl Martin Εργοστασιακός κωδικός 871A/3
Συσκευασία: Τεμαχίου

Carl Martin Λαβίδα για Λεπίδα Μικροχειρουργικής

Συσκευασία ενός -1- τεμαχίου

Κωδικός: DIC1023A



100,02 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Συνδυάστε το με λεπίδες μικροχειρουργικής Carl Martin. Τεχνολογία Liquid Steel Εργοστασιακός κωδικός LS871MH/6
Συσκευασία: Τεμαχίου

Carl Martin Λεπίδες Νυστεριών 15C

Συσκευασία 100 τεμαχίων

Κωδικός: DIC1028A



Scan For More



68,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Συνδυάστε το με λαβή Carl Martin. Σχέδιο 15c. Εργοστασιακός κωδικός 871B/15C
Συσκευασία: 100 τεμαχίων

Carl Martin Λεπίδα Μικροχειρουργικής

Συσκευασία ενός -1- τεμαχίου

Κωδικός: DIC1022A



12,80 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Συνδυάστε το με λαβή νυστεριών μικροχειρουργικής Carl Martin Εργοστασιακός κωδικός 871MB/69
Συσκευασία: Τεμαχίου

Γάζες Απλές

Μη αποστειρωμένες, υδρόφιλες
Κωδικός: CN1002A



1,35 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Μιας χρήσεως, διαστάσεις 5x5cm, υψηλής απορροφητικότητας

Συσκευασία:
100 τεμαχίων

Γάζες Αποστειρωμένες

17x30cm
Κωδικός: CN1001A



1,45 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Σε ατομική συσκευασία, διαστάσεις 17x30cm

Συσκευασία:
12 τεμαχίων

HARTMANN Sterilux ES Γάζες

Μη αποστειρωμένες 5x5cm 17 κλωστών 8πλή-
Κωδικός: CN1002B



1,35 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Γάζα υφασμένη απορροφητική σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή EN 14079, με 17 κλωστές /cm² με κομμένες άκρες και διπλωμένη.

Συσκευασία:
100 τεμαχίων

W&H Σωληνάκια Ορού Σετ 2.2 m Y-manifold

Μίας χρήσης για Piezomed
Κωδικός: HD1277A



68,40 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Κατάλληλο για τις συσκευές Piezomed module

- Σε σχήμα Y
- Αποστειρωμένα

Συσκευασία:
6 τεμαχίων

Acteon Irrigation Lines

Σωληνάκια Ορού για χειρουργικές συσκευές Acteon
Κωδικός: US1031A



79,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Universal σωληνάκια ορού με σύστημα ελέγχου ροής από την Acteon. Κατάλληλα για συσκευές Piezotome, Implant Center, iSurge, Piezotome Cube.

Συσκευασία:

Σετ 10 τεμαχίων αποστειρωμένα, μίας χρήσης



Piezotome



Implant Center




Piezotome Cube



I surge

W&H Σωληνάκι Ορού για Implantmed

Αποστειρώσιμο
Κωδικός: HD8512A



73,50 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Σωληνάκι Ορού για ImplantMed 2,2 μέτρων που επιδέχεται αποστείρωση.

Πλεονεκτήματα

- >> Εξοικονόμηση κόστους από την επαναλαμβανόμενη χρήση
- >> Δυνατότητα αποστείρωσης μέχρι 30 φορές.

Συσκευασία: 1 τεμαχίου 2,2 μέτρων.

W&H Σωληνάκια Ορού μιας χρήσης για Implantmed

Αποστειρωμένα
Κωδικός: HD1133A



58,55 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Μιας χρήσεως σε Set των -6- τεμαχίων, μήκους 2.2m (κατάλληλα για μοτέρ με καλώδιο μήκους 1,8 μέτρων): εύκολα στην τοποθέτηση, ασφαλή ως προς την χρήση, συσκευασμένα, έτοιμα για κάθε ασθενή.

Συσκευασία:
6 τεμαχίων 2,2 μέτρων.

Extraction Kit 2

Κωδικός: F87546



Bone Surgery-2 Kit

Οστεοτομές
Κωδικός: F87509



Crest Splitting-2 Kit

Κωδικός: F87567



545,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Ατραυματικές εξαγωγές φρονιμιτών, εγκλείστων κοκ διευρύνοντας τον περιοδοντικό χώρο. Το kit περιλαμβάνει: Ξέστρα- LC1-2, LC2-2 (2), LC2R-2, LC2L2, Ninja-2, Μεταλλική Κασετίνα και κλειδί Universal.

580,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Οστεοπλαστική, καθαρή και λεπτή τομή για περισσότερο οστικό όγκο. Το kit περιλαμβάνει Ξέστρα - BS1-2, BS2L-2, BS2R-2, BS4-2, BS5-2, BS6-2, Μεταλλική Κασετίνα και κλειδί Universal.

590,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Διαχωρισμός ακρολοφίας, γρήγορη και ελάχιστα επεμβατική τεχνική για ελεγχόμενη αύξηση. Το kit περιλαμβάνει ξέστρα CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6, Μεταλλική Κασετίνα και κλειδί Universal.

Intralift™-2 Kit

Κωδικός: F87536



Sinus Lift-2 Kit

Κωδικός: F87519



Crown Extension-2 Kit

Κωδικός: F87554



Essential-2 Kit

Κωδικός: F87528



615,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Εσωτερική ανύψωση ιγμορείου, ελάχιστα επεμβατική τεχνική για διάνοιξη εδάφους. Το kit περιλαμβάνει ξέστρα TKW1, TKW2, TKW3, TKW4, TKW5 Μεταλλική Κασετίνα και κλειδί Universal.

531,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Εξωτερική ανύψωση ιγμορείου (πλάγιο παράθυρο) επιλεκτική κοπή και εφέ αιμόστασης. Το kit περιλαμβάνει ξέστρα - SL1-2, SL2-2, SL3-2, SL4-2, SL5-2, Μεταλλική Κασετίνα και κλειδί Universal.

462,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Χειρουργική επέκταση μύλης, ασυναγώνιστη ακρίβεια και προσβασιμότητα. Το kit περιλαμβάνει ξέστρα BS6-2, CE1-2, CE2-2, CE3-2 Μεταλλική Κασετίνα και κλειδί Universal.

630,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Περιλαμβάνει ξέστρα οστεοτομών & ανύψωσης ιγμορείου ως εξής BS1S II, BS4 II, LC2 II, SL1 II, SL2 II, SL3 II. Επίσης Μεταλλική κασετίνα & κλειδί Universal.



I AM POWERFULLY RESPONSIVE

PIEZOTOME CUBE



- Το Piezotome συνδυάζει την άριστη τεχνολογία της Acteon® σε μια συσκευή, με συμπαγές μέγεθος και εύκολο μενού.
- Η αρχική συσκευασία είναι ειδικά μελετημένη για να παρέχει στον χρήστη όλα όσα χρειάζεται σε μια προ-εμφυτευματική χειρουργική επέμβαση.
- Αξιόπιστη, ισχυρή και απλή στην χρήση, η συσκευή Piezotome Cube έρχεται με όλα τα βασικά αξεσουάρ.

DPSI Dynamic Power System Inside

Τιμή χωρίς ΦΠΑ
4.600,00 €

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Βαλίτσα μεταφοράς για Piezotome Cube

Βαλίτσα μεταφοράς: μεταφέρετε εύκολα!
Κωδικός: US1227A

Θήκη οργάνωσης, αποθήκευσης και μεταφοράς για τις συσκευές Acteon Piezotome Cube, από σκληρό υλικό ανθεκτικό σε δύσκολες συνθήκες και σκληρή χρήση.

Τιμή χωρίς ΦΠΑ
320,00 €

Συσκευασία: 1 τεμαχίου



ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΞΕΣΤΡΑ ΓΙΑ ΡΙΕΖΟΤΟΜΕ 2 & CUBE

Extraction



Bone surgery



Crest Splitting



Piezo Cision



ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΞΕΣΤΡΑ ΓΙΑ ΡΙΕΖΟΤΟΜΕ 2 & CUBE

Intra Lift



Sinus Lift



Crown Extension



Essential



NEODENT
2024



Scan For More

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



Σει οδοντάγρες Premium Line GatorEX με κασετίνα



Αγάπη για τα εργαλεία χειρός για πάνω από έναν αιώνα!

Με έδρα την πόλη SOLINGEN στην Γερμανία γνωστή σε όλο τον κόσμο για την μακρά παράδοση στην παραγωγή των ποιοτικότερων μαχαιριών, ψαλιδιών, λεπίδων και λοιπών χειρουργικών εργαλείων, ξεκινά την δραστηριότητά της το έτος 1916.

Από τότε έως σήμερα, μέσα από μια σταθερά ανοδική πορεία η Carl Martin GmbH προσφέρει στον σύγχρονο Οδοντίατρο μια ευρεία ποικιλία σε εργαλεία χειρός για όλες τις κλινικές περιπτώσεις : Εξακτική, Πέριο, Άμεσες & Έμμεσες αποκαταστάσεις, Ενδοδοντία κτλ.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα <https://carlmartin.de> για τον αναλυτικό κατάλογο.

κωδικός: **DIC0003A**

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

1.171,47 €

Συσκευασία:
Περιλαμβάνει 10 τεμάχια




ΟΔΟΝΤΑΓΡΕΣ-ΡΙΖΑΓΡΕΣ
Carl Martin Οδοντάγρα

 Για Άνω Προγομφίους
 Κωδικός: DIC1030A

81,31 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

 Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι
 Με ραβδωτή επιφάνεια στο εσωτερικό.
 Κωδικός κατασκευαστή: E7
 Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Carl Martin Οδοντάγρα

 Για Αριστερούς Γομφίους
 Κωδικός: DIC1035A

81,31 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

 Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι
 Με ραβδωτή επιφάνεια στο εσωτερικό.
 Κωδικός κατασκευαστή: E18
 Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Carl Martin Οδοντάγρα

 Κάτω Ριζών
 Κωδικός: DIC1032A

81,31 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

 Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι
 Με ραβδωτή επιφάνεια στο εσωτερικό.
 Κωδικός κατασκευαστή: E33A
 Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Carl Martin Οδοντάγρα GatorEX13

 Για Κάτω Προγομφίους - Τομείς
 Κωδικός: DIC1150A

123,07 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

 Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι
 Με ραβδωτή επιφάνεια στο εσωτερικό.
 Κωδικός κατασκευαστή: GX13
 Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Carl Martin Οδοντάγρα GatorEX22

 Για Κάτω Γομφίους
 Κωδικός: DIC1152A

123,07 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

 Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι
 Με ραβδωτή επιφάνεια στο εσωτερικό.
 Κωδικός κατασκευαστή: GX22
 Συσκευασία: 1 τεμαχίου


Carl Martin Οδοντάγρα GatorEX51A

 Small Άνω Ριζών
 Κωδικός: DIC1155A

123,07 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

 Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι
 Με ραβδωτή επιφάνεια στο εσωτερικό.
 Κωδικός κατασκευαστή: GX51A
 Συσκευασία: 1 τεμαχίου

ΟΔΟΝΤΑΓΡΕΣ-ΡΙΖΑΓΡΕΣ
Carl Martin Οδοντάγρα GatorEX67A

 Για Άνω Σωφρονιστήρες
 Κωδικός: DIC1151A

123,07 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

 Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι
 Με ραβδωτή επιφάνεια στο εσωτερικό.
 Κωδικός κατασκευαστή: GX67A
 Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Carl Martin Οδοντάγρα GatorEX79

 Για Κάτω Σωφρονιστήρες
 Κωδικός: DIC1044A

123,07 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

 Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι
 Με ραβδωτή επιφάνεια στο εσωτερικό.
 Κωδικός κατασκευαστή: GX79
 Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Carl Martin Premium Line Πλήρες SET Οδοντάγρες GatorEX

 6 Χ Άνω Γνάθου και 4 Χ Κάτω Γνάθου
 Κωδικός: DIC0003A

1171,47 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Σχήμα φίνε, με προσοχή στις λεπτομέρειες και πεπλατυσμένα πλαινά που επιτρέπουν την σε βάθος συγκράτηση του δοντιού από τον θύλακα οστών, καθώς και βελτιστοποιημένη, εγγύς κίνηση περιστροφής. Η γωνιακή οδόντωση στην άκρη του σιαγόνου της οδοντάγρας επιτρέπει μια άνετη κίνηση προς τα εμπρός. Η οδόντωση παρέχει τη βέλτιστη πρόσφυση για την εκτέλεση περιστροφικών κινήσεων και κατά την εξαγωγή του δοντιού. Σε πολυτελή κασετίνα. Κωδικός κατασκευαστή: GX100.

Συσκευασία: Περιλαμβάνει 10 τεμαχία

Η Συσκευασία περιέχει:

 Για τα επάνω δόντια: GX1, GX7, GX17, GX18, GX51A, GX67A
 Για τα κάτω δόντια: GX13, GX22, GX33A, GX79

Carl Martin Πλήρες SET Οδοντάγρες

 6 Χ Άνω Γνάθου και 4 Χ Κάτω Γνάθου
 Κωδικός: DIC0002A


811,97 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Τυπικές φόρμες με οδοντώσεις για ασφαλή συγκράτηση. Περιέχει 10 εργαλεία (6 εργαλεία άνω γνάθου και 4 εργαλεία κάτω γνάθου). Φινίρισμα Γυαλιστερό. Κωδικός κατασκευαστή: E100.

Συσκευασία: 10 τεμαχίων


ΜΟΧΛΟΙ - ΕΞΩΛΚΕΙΣ
Carl Martin Μοχλός Ριζών Lindo Levien 3.5mm

Κωδικός: DIC1020A


55,72 €
 Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
 Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι.
 Κωδικός Κατασκευαστή: 545/2
 Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Carl Martin Set Μοχλών ZA BECK 547/1, 2, 3

Κωδικός: DIC0009A


227,80 €
 Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
 Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι.
 Σετ -3- Μοχλών με εξαιρετικά επίπεδη και αιχμηρή μύτη που επιτρέπει την ήπια διείσδυση κατά την εξαγωγή.
 Κωδικός Κατασκευαστή: 547-SET
 Συσκευασία: 3 τεμαχίων

Carl Martin Μοχλός Ριζών Bein 3.5mm

Κωδικός: DIC1018A


38,00 €
 Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
 Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι.
 Μοχλός με εξαιρετικά επίπεδη και αιχμηρή μύτη που επιτρέπει την ήπια διείσδυση κατά την εξαγωγή.
 Κωδικός Κατασκευαστή: 559/2
 Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Carl Martin Μοχλός Ριζών Bein 2.5mm

Κωδικός: DIC1019A


38,00 €
 Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
 Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι.
 Μοχλός με εξαιρετικά επίπεδη και αιχμηρή μύτη που επιτρέπει την ήπια διείσδυση κατά την εξαγωγή.
 Κωδικός Κατασκευαστή: 559/3
 Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Carl Martin Μοχλός Luxating Ευθύς 3mm

Κωδικός: DIC1010A


54,33 €
 Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
 Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι.
 Ευθύς μοχλός με εξαιρετικά επίπεδη και αιχμηρή μύτη που επιτρέπει την ήπια διείσδυση κατά την θεραπεία.
 Κωδικός Κατασκευαστή: 588/1
 Συσκευασία: 1 τεμαχίου


ΜΟΧΛΟΙ - ΕΞΩΛΚΕΙΣ
Carl Martin Μοχλός Luxating Κυρτός 3mm

Κωδικός: DIC1014A


54,33 €
 Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
 Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι.
 Κεκαμμένος μοχλός με εξαιρετικά επίπεδη και αιχμηρή μύτη που επιτρέπει την ήπια διείσδυση κατά την θεραπεία.
 Κωδικός Κατασκευαστή: 588/3
 Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Carl Martin Μοχλός Luxating Ευθύς 4mm

Κωδικός: DIC1011A


54,33 €
 Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
 Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι.
 Κωδικός κατασκευαστή: 588/6
 Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Carl Martin Μοχλός Luxating Κυρτός 2.5mm

Κωδικός: DIC1013A


54,33 €
 Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
 Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι.
 Κεκαμμένος μοχλός με εξαιρετικά επίπεδη και αιχμηρή μύτη που επιτρέπει την ήπια διείσδυση κατά την θεραπεία.
 Κωδικός Κατασκευαστή: 588/7
 Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Carl Martin Εξωλκέας Στεφανών Universal


Κωδικός: DIC1024A


55,72 €
 Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
 Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι.
 Εργαλείο για την αφαίρεση στεφάνων.
 Κωδικός Κατασκευαστή: 1111
 Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Carl Martin Εξωλκέας Ριζικών Θραυσμάτων No 579

Κωδικός: DIC2031A


52,78 €
 Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
 Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι.
 Κωδικός Κατασκευαστή: 579
 Συσκευασία: 1 τεμαχίου

ΑΠΟΚΟΛΛΗΤΗΡΕΣ

Carl Martin Αποκολλητήρας Περιοστέου Freer

 Διπλού άκρου
 Κωδικός: DIC2016A

34,25 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

 Πλάτος στο άκρο του εργαλείου 5mm, τύπος FREER: μια πλευρά αιχμηρή και μια πλευρά αμβλεία.
 Κωδικός Κατασκευαστή: 1865.

Carl Martin Κοχλιάρια Οστού

Συσκευασία ενός -1- τεμαχίου σε διάφορα μεγέθη



Μέγεθος	Κωδικός	Εργοστασιακός Κωδικός
2,0 mm	DIC2036A	1145/0
2,8 mm	DIC2037A	1145/1
3,5 mm	DIC2038A	1145/2

21,45 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Διπλού άκρου, εξάγωνη λαβή, συμπαγής αλλά ελαφριά. Μεγάλη αντοχή σε κλιβανισμούς.

Carl Martin Αποκολλητήρας Περιοστέου

 5mm/7.5mm
 Κωδικός: DIC2067A

57,09 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

 Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι
 Η μια πλευρά αιχμηρή και μια πλευρά αμβλεία.
 Κωδικός κατασκευαστή: 1866
 Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Carl Martin Παρειοκάτοχο Langenbeck

 Συσκευασία ενός -1- τεμαχίου
 Κωδικός: DIC2000A

48,43 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

 Εξολοκλήρου μεταλλικός, διαστάσεων 42X10mm, Carl Martin.
 Κωδικός κατασκευαστή: 1890/2

ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΑ - ΟΣΤΕΟΤΟΜΟΙ

Carl Martin Βελονοκάτοχο Crile-Wood 15cm

Κωδικός: DIC5056A


53,54 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

 Μεγάλη αντοχή στη φθορά
 Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι
 Κωδικός Κατασκευαστή: 1155/15
 Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Carl Martin Βελονοκάτοχο Crile-Wood TC 15cm

Τεχνολογία TC (Καρβίδιο του Τουνγκστενίου)

Κωδικός: DIC5013A

Περιγραφή:

 Σχέδιο Crile-Wood, μεγάλη αντοχή στην φθορά, μεγάλη διάρκεια ζωής χωρίς service. Ασφαλής Συγκράτηση.
 Κωδικός Κατασκευαστή: 1155TC/15.

108,67 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Carl Martin Bone Rongeur Forceps FRIEDMAN 14.5cm

Κωδικός: DIC1037A



128,19 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

 Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι
 Κωδικός Κατασκευαστή: 1830/2
 Συσκευασία: 1 τεμαχίου


Carl Martin Οστεοτόμος Mini-Friedman

 Συσκευασία ενός -1- τεμαχίου
 Κωδικός: DIC2030A

130,32 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

 Κλασικό Σχέδιο Mini-Friedman, μήκος 14.5cm.
 Κωδικός κατασκευαστή: 1829


ΨΑΛΙΔΙΑ
Carl Martin Ψαλίδι Ιστών Κυρτό 12cm

Κωδικός: DIC8003A

Carl Martin Ψαλίδι Κορωνών Κυρτό

Κωδικός: DIC8005A


21,45 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

 Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι
Κωδικός Κατασκευαστή: 802/12

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

15,75 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

 Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι
Κωδικός Κατασκευαστή: 828

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Carl Martin Ψαλιδάκια Ιστών SET

Iris 12cm, LA GRANGE 12cm

Κωδικός: DIC2032A


134,67 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Τεχνολογία Super Cut, περιέχει 2 ψαλιδία των 12 εκατοστών, τύπος IRIS & LA GRANGE οδοντωτά άκρα. Ακρίβεια και ασφάλεια στις τομές.

Κωδικός κατασκευαστή: 9011

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Meta Biomed Crown Removers

Εργαλεία αφαίρεσης στεφανών


546,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Αφαιρούν (εμφυτεύματα, ζιρκονία, κανονικές, προσωρινές στεφάνες ή γέφυρες) εύκολα, χωρίς να χρειάζεται να κόψουν τμήματα του δοντιού.

Συσκευασία: 2 τεμαχίων

Ψαλίδι από την Perfection Plus

Γενικής Χρήσης



μήκος 11,0cm

Κωδικός: PEP0039A

7,35 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ


ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΛΑΒΙΔΕΣ
Carl Martin Χειρουργική Λαβίδα

Συσκευασία ενός -1- τεμαχίου

Κωδικός: DIC5011A


16,93 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Σε μήκος 14.5cm, με λειτουργικό άκρο, εσωτερικά με ραβδώσεις, πλάτος 2,5mm.

Κωδικός κατασκευαστή: 792/14.5

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Carl Martin Λαβίδα Ραμμάτων

Συσκευασία ενός -1- τεμαχίου

Κωδικός: DIC5014A


34,07 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Σε μήκος 15 cm, με άκρο ημικυκλικό ειδικά σχεδιασμένο για θεραπεία με ράμματα.

Κωδικός κατασκευαστή: 797

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΛΑΒΙΔΕΣ
Carl Martin Αιμοστατική λαβίδα Mosquito Halsted - Ευθεία

Ευθεία 12.5cm

Κωδικός: DIC2026A


24,22 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι Με ραβδωτή επιφάνεια στο εσωτερικό

Κωδικός κατασκευαστή: 1894/12.5

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Carl Martin Αιμοστατική λαβίδα Mosquito Halsted - Κεκαμμένη

Κεκαμμένη 12.5cm

Κωδικός: DIC2027A


24,22 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι Με ραβδωτή επιφάνεια στο εσωτερικό

Κωδικός κατασκευαστή: 1894A/12.5

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

BAMBAΚΟΛΑΒΙΔΕΣ
Carl Martin Σετ με Λαβίδες College

Κωδικός: DIC5015A


64,38 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι
Σχήμα γωνιακό με ραβδωτή εσωτερικά επιφάνεια.
Αντοχή στην χρήση και στους κλιβανισμούς.
Κωδικός Κατασκευαστή: 773A/2-SET6
Συσκευασία: 6 τεμαχίων

**Carl Martin ERGOFORM
Λαβίδα College**

Κωδικός: DIC5016A


16,93 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι
Σχήμα γωνιακό με ραβδωτή εσωτερικά επιφάνεια.
Αντοχή στην χρήση και στους κλιβανισμούς.
Κωδικός Κατασκευαστή: 770AS/2
Συσκευασία: 6 τεμαχίων

Δείτε τις εποχιακές προσφορές που ισχύουν στο ειδικό φυλλάδιο

Carl Martin Βαμβακολαβίδα College

Γωνιακό σχήμα

Κωδικός: DIC5004A


11,42 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Μακρύ στέλεχος στις άκρες. Σχήμα γωνιακό με ραβδωτή εσωτερικά επιφάνεια. Μήκος εργαλείου 15 cm. Αντοχή στην χρήση και στους κλιβανισμούς.
Κωδικός κατασκευαστή: 773A/2
Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Carl Martin Βαμβακολαβίδα Meriam

Γωνιακό σχήμα

Κωδικός: DIC5012A


11,42 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Μακρύ στέλεχος στις άκρες. Σχήμα γωνιακό με ραβδωτή εσωτερικά επιφάνεια. Μήκος εργαλείου 15 cm. Αντοχή στην χρήση και στους κλιβανισμούς.
Κωδικός κατασκευαστή: 773C/2
Συσκευασία: 1 τεμαχίου

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΡΕΣ
Carl Martin Ανιχνευτήρας

Γωνιακός με μύτη

Κωδικός: DIC5001A


6,70 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Λαβή εξάγωνη με ραβδώσεις, συμπαγής αλλά ελαφριά. Γυαλιστερό φινίρισμα.
Μήκος εργαλείου 15 cm. Αντοχή στην χρήση και στους κλιβανισμούς.
Κωδικός κατασκευαστή: 1081/33
Η οικονομική επιλογή από το διάσημο Brand.
Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Carl Martin Ανιχνευτήρας

Κυρτός με καμπυλότητα

Κωδικός: DIC2028A


8,86 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Λαβή εξάγωνη με ραβδώσεις, συμπαγής αλλά ελαφριά. Γυαλιστερό φινίρισμα.
Μήκος εργαλείου 15 cm. Αντοχή στην χρήση και στους κλιβανισμούς.
Κωδικός κατασκευαστή: 1083/6
Η οικονομική επιλογή από το διάσημο Brand.
Συσκευασία: 1 τεμαχίου



Δείτε τις εποχιακές προσφορές που ισχύουν στο ειδικό φυλλάδιο

Carl Martin Ανιχνευτήρας
6,70 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Λαβή εξάγωνη με ραβδώσεις, συμπαγής αλλά ελαφριά. Γυαλιστερό φινίρισμα.
Μήκος εργαλείου 15 cm. Αντοχή στην χρήση και στους κλιβανισμούς.
Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι
Κωδικός Κατασκευαστή: 1081/32
Συσκευασία: 1 τεμαχίου


Carl Martin Ανιχνευτήρας LS

Κυρτός με καμπυλότητα

Κωδικός: DIC2029A

8,86 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ


Περιγραφή:

Λαβή Liquid Steel (LS) 6mm στρογγυλή, συμπαγής, ανοξείδωτη αλλά ελαφριά. Λείο φινίρισμα. Αντοχή στην χρήση και στους κλιβανισμούς.
Κωδικός κατασκευαστή: LS1083/6
Συσκευασία: 1 τεμαχίου



ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΡΕΣ
Ergoform Explorers

Ανιχνευτήρες με χρωματιστή λαβή


5,30 €


Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Συσκευασία:
1 τεμαχίου


	Σχήμα A 010 Fig. 23 REF	Σχήμα C 030 Fig. 8 REF	Σχήμα D 040 Fig. 9 REF	Σχήμα F 060 Fig. 6 REF	Σχήμα G 070 Fig. 17 REF
Λευκό	540-A	540-C	540-D	540-F	540-G
Παστέλ Κίτρινο	541-A	541-C	541-D	541-F	541-G
Παστέλ Μπλε	542-A	542-C	542-D	542-F	542-G
Παστέλ Μέντα	543-A	543-C	543-D	543-F	543-G
Ροζ	544-A	544-C	544-D	544-F	544-G
Παστέλ Λεβάντα	545-A	545-C	545-D	545-F	545-G
Ανθρακί	546-A	546-C	546-D	546-F	546-G

Περιγραφή:
Το ενισχυμένο από υαλόνημα πλαστικό υλικό των εργαλείων ERGO χρησιμοποιούνται με ιδιαίτερη επιτυχία στην κλινική πράξη από το 2015 από το λανσάρισμα των κατόπτρων RELAX Mouth Mirrors. Πρόκειται για υλικό που μετά ακόμη και από πολλαπλούς κλιβανισμούς παραμένει σταθερό ως προς το χρώμα και το σχήμα ενώ αποδεικνύεται πολύ ανθεκτικό καθώς σε οξέα και απολυμαντικά υγρά. Οι λαβές διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων για εύκολη οργάνωση αλλά και για ανώτερη αισθητική για εσάς και τους ασθενείς σας. Το καθεαυτό άκρο των ανιχνευτήρων κατασκευάζεται από χειρουργικό χάλυβα σύμφωνα με το EN ISO 7492 και διαθέτει υψηλή αντοχή σε κάμψη.

Η λαβή είναι σταθερή σε ενιαίο στέλεχος με το άκρο (δεν αποσπάται). Κλιβανίζεται έως τους 134 °C.


ΣΠΑΘΗ ΚΟΝΙΑΣ
Carl Martin Σπάθη Κονίας

 Μεσαίο Μέγεθος
Κωδικός: DIC2039A

Carl Martin Σπάθη Κονίας

 8.1mm/10.5mm
Κωδικός: DIC2104A

12,61 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι
Κωδικός Κατασκευαστή: 1058A
Συσκευασία: 1 τεμαχίου


12,61 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι
Κωδικός Κατασκευαστή: 1055/7
Συσκευασία: 1 τεμαχίου

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Carl Martin Λαβίδα Συγκράτησης για Χαρτί Άρθρωσης MILLER


 Με Σύστημα Ολίσθησης 15cm
Κωδικός: DIC5059A

Λαβίδα συγκράτησης για Χαρτί Άρθρωσης - Ευθεία

Κωδικός: PEP0033A

Carl Martin Παρειοκάτοχο Cawood-Minnesota

Κωδικός: DIC2052A


36,83 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Ευθεία λαβίδα με Σύστημα Ολίσθησης 15cm
Κωδικός κατασκευαστή: 649
Συσκευασία: 1 τεμαχίου

8,30 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι
Εργαλείο για την αφαίρεση στεφάνων.
Κωδικός Κατασκευαστή: 1111
Συσκευασία: 1 τεμαχίου

23,25 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Μεταλλικό παρειοκάτοχο 15,5cm
Κωδικός Κατασκευαστή: 633
Συσκευασία: 1 τεμαχίου

ΚΟΧΛΙΑΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΝΗΣ
Carl Martin Κοχλιάριο Οδοντίνης

 Στρογγυλό πεπλατυσμένο 1.4mm
 Κωδικός: DIC2022A

11,24 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Λαβή εξάγωνη με ραβδώσεις.
 Μήκος εργαλείου 17 cm.
 Διπλού άκρου: στρογγυλό καμπύλο από την μία, πεπλατυσμένο από την άλλη, διαμέτρου 1,4 mm.
 Κωδικός κατασκευαστή: 1020/131-132

Carl Martin Κοχλιάριο Οδοντίνης

 Στρογγυλό πεπλατυσμένο 1.7mm
 Κωδικός: DIC2018A

11,24 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Λαβή εξάγωνη με ραβδώσεις.
 Μήκος εργαλείου 17 cm.
 Διπλού άκρου: στρογγυλό καμπύλο από την μία, πεπλατυσμένο από την άλλη, διαμέτρου 1,7 mm.
 Κωδικός κατασκευαστή: 1020/129-130.

Δείτε τις εποχιακές προσφορές που ισχύουν στο ειδικό φυλλάδιο

Carl Martin Κοχλιάριο Οδοντίνης

 Στρογγυλό πεπλατυσμένο 2.1mm
 Κωδικός: DIC2019A

11,24 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Λαβή εξάγωνη με ραβδώσεις.
 Μήκος εργαλείου 17 cm.
 Διπλού άκρου: στρογγυλό καμπύλο από την μία, πεπλατυσμένο από την άλλη, διαμέτρου 2.1 mm.
 Κωδικός κατασκευαστή: 1020/127-128

Carl Martin Σπάτουλα

 για αποκαταστάσεις Heidemann 2,5mm
 Κωδικός: DIC5000A

13,20 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Κωδικός Κατασκευαστή: 1045/12B.
 Συσκευασία: Τεμαχίου

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΟΥ
Carl Martin Set Εργαλείων Περιοδοντίου Gracey

Κωδικός: DIC2015A

 Τιμή Τεμαχίου
 48,84€ + ΦΠΑ

 Fig.13-14 11-12 7-8 5-6 H6-H7
 GRACEY

Colori
208,49 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Η Carl Martin παρουσιάζει το υψηλής ποιότητας set από κάλυβα με κάλυμμα "Silicon Grip" με ενισχυμένη σιλικόνη για καλύτερη εργονομία και αντίσταση κάτω από πιο σκληρές κλινικές συνθήκες. Το set περιλαμβάνει εργαλεία με έντονα χρώματα για εύκολη διάκριση και χειρισμό κατά τη διάρκεια κλινικών διαδικασιών προφύλαξης και άλλων ειδικών περιοδοντικών θεραπειών στα οποία χρειάζονται εξειδικευμένα εργαλεία.

Κατασκευασμένο από ειδική θερμοσταθερή σιλικόνη με μαλακή επιφάνεια η οποία παρέχει άνετο κράτημα.

Κωδικός κατασκευαστή: SI-PARO-SET1

Συσκευασία:

Το Set περιλαμβάνει τα εξής 5 εργαλεία: SI-972/H6-H7-HBL, SI-972/5-6-GE, SI-972/7-8-GR, SI-972/11-12-OR, SI-972/13-14-BL

Carl Martin Περιοδοντική Μύλη

Κωδικός: DIC2041A


14,17 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Διαβάθμιση σε χιλιοστά: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
 Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι
 Κωδικός Κατασκευαστή: 973/CP15
 Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Carl Martin Περιοδοντική Μύλη

Κωδικός: DIC2065A


14,17 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Διαβάθμιση σε χιλιοστά: 3-6-9-12
 Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι
 Κωδικός Κατασκευαστή: 973/CP12
 Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Δείτε τις εποχιακές προσφορές που ισχύουν στο ειδικό φυλλάδιο

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΡΗΤΙΝΩΝ
Carl Martin Εργαλείο Ρητινών PolyFill Plasma+®

 Ημι-κυκλικό για ομάδες εμφράξεων II και III
 Κωδικός: DIC2021A

31,50 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Λαβή Liquid Steel. Τεχνολογία PolyFill Plasma+®. Διπλού άκρου: στρογγυλό καμπύλο από την μία, πεπλατυσμένο από την άλλη, διαμέτρου 2.0 mm, ύψος κεφαλής 1.25 mm. Το σχήμα αυτό επιτρέπει την εισαγωγή υλικού στις πλαϊνές πλευρές κάτω από τις κοπτικές/μασπτικές επιφάνειες όπως φαίνεται στο σχήμα.

Κωδικός κατασκευαστή: LS1051/106


Carl Martin Εργαλείο Ρητινών PolyFill Plasma+® Goldstein Flex

 Τελική διαμόρφωση ομάδες εμφράξεων I, II και III
 Κωδικός: DIC2023A

31,50 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Λαβή Liquid Steel. Τεχνολογία PolyFill Plasma+®. Διπλού άκρου: από την μία σπάτουλα με ακριανό πλάτος 2.4 mm και μήκος 10 mm, από την άλλη συμυκνωτής στρογγυλού σχήματος διατομή 1,8mm και μήκος 7 mm. Το σχήμα αυτό επιτρέπει την συμπύκνωση και τελική διαμόρφωση στις εμφράξεις ομάδας I έως III.

Κωδικός κατασκευαστή: LS1051F/82



Δείτε τις εποχιακές προσφορές που ισχύουν στο ειδικό φυλλάδιο

Carl Martin Εργαλείο Ρητινών PolyFill Plasma+® Goldstein Flex MINI

 Μηροστινές επιφάνειες ομάδες εμφράξεων III και IV
 Κωδικός: DIC2024A

31,50 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Λαβή Liquid Steel. Τεχνολογία PolyFill Plasma+®. Διπλού άκρου σε Mini μέγεθος: από την μία σπάτουλα με ακριανό πλάτος 1.6 mm και μήκος 7 mm, από την άλλη ανεστραμμένη σπάτουλα στις ίδιες διαστάσεις. Το σχήμα αυτό επιτρέπει ευκολότερη εργασία στα πρόσθια.

Κωδικός κατασκευαστή: LS1051FM/3



Scan For More

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΡΗΤΙΝΩΝ
Carl Martin Set Εργαλείων Ρητινών

Κωδικός: DIC2043A

 Τιμή Τεμαχίου
47,64€ + ΦΠΑ

Colori
216,20 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Μπλε άκρο! Η επόμενη γενιά μετά τα gold. Δεν κολλάει, απίστευτη αντίθεση με το υλικό πλήρωσης.

Η συσκευασία περιλαμβάνει τα παρακάτω εργαλεία:

- 1x SI-1051/95-GE
- 1x SI-1051SF/1-BL
- 1x SI-1051/14-HBL
- 1x SI-1051/CARVE-PK
- 1x SI-1051/108-GR
- 1x SI-1051/104-OR

Κωδικός Κατασκευαστή: SI-1051-SET6

Συσκευασία: 6 τεμαχίων

Δισκάρια Τακτοποίησης Εργαλείων


Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
REP0045A1	Δισκάρια τακτοποίησης εργαλείων 28x18cm Πράσινο 50τμχ	13,86 €
REP0045B1	Δισκάρια τακτοποίησης εργαλείων 28x18cm Κίτρινο 50τμχ	13,86 €
REP0045C1	Δισκάρια τακτοποίησης εργαλείων 28x18cm Μπλε 50τμχ	13,86 €
REP0045D1	Δισκάρια τακτοποίησης εργαλείων 28x18cm Πορτοκαλί 50τμχ	13,86 €
REP0045E1	Δισκάρια τακτοποίησης εργαλείων 28x18cm Ροζ 50τμχ	13,86 €
REP0045F1	Δισκάρια τακτοποίησης εργαλείων 28x18cm Λιλά 50τμχ	13,86 €
REP0046B1	Δισκάρια τακτοποίησης εργαλείων 18x14cm Mini Λευκό 50τμχ - Recyclable	5,78 €

Συσκευασία:

Διατίθενται σε 2 μεγέθη: Standard 28x18cm & Mini 18x14cm.
 Πάχος 0,2micron.

EVA

ΝΕΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ FARO ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΞΕΚΙΝΑΕΙ

Προηγμένη τεχνολογία που συμβαδίζει με τα υψηλότερα πρότυπα οπτικής άνεσης κατά την οδοντιατρική θεραπεία.

Τέλεια ισορροπία χρώματος και βάθους.

Δείτε κάθε μικρή λεπτομέρεια στους ιστούς, τα περιγράμματα, τις επιφάνειες μέσω ενός φωτιστικού πεδίου σε ελλειπτικό σχήμα ειδικά σχεδιασμένο για την στοματική κοιλότητα.

FOUR
COLOUR TEMPERATURES

EVA



3D ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ
> 360° ΓΙΑ ΝΑ ΦΩΤΙΣΟΥΝ ΚΑΘΕ ΣΗΜΕΙΟ ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΑ



ΧΕΡΟΥΛΙΑ
ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΛΙΒΑΝΙΖΟΜΕΝΑ



ΤΟ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

FARO SCREEN

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ- ΟΛΑ ΣΕ ΕΝΑ

Ειδικά σχεδιασμένος για τους προβολείς EVA & ALYA, η FARO SCREEN διευκολύνει την επικοινωνία με τον ασθενή, προστατεύοντας παράλληλα από επιπομπές την κεφαλή.

Ο ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΣΑΣ ΒΟΗΘΑ ΩΣΤΕ:

- Να ενημερώσετε τον ασθενή για παθολογίες
- Εξηγήσετε λεπτομέρειες στις θεραπείες



FARO EVA Cam 4K 50.000Lux



- ▶ Η EVA CAM είναι η προβολέας με ενσωματωμένη επαγγελματική κάμερα που διατίθεται σε εκδόσεις SUNLIGHT και TUNABLE WHITE.
- ▶ Ιδανική για φωτογραφίες και βίντεο σε πραγματικό χρόνο για να μοιράζεστε και να συγκρίνετε ζωντανά και εξ αποστάσεως.
- ▶ Το ζουμ είναι ειδικό για την οδοντιατρική πρακτική, ώστε να διασφαλίζεται το άμεσο και ακριβές καδράρισμα.
- ▶ Ο ποδοχειρισμός επιτρέπει τη μη διακοπή της διαδικασίας για να διατηρείται η προσοχή στο πεδίο χειρουργείου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- ▶ Ανάλυση 4K
- ▶ Μορφή βίντεο MP4
- ▶ Μορφή φωτογραφίας JPG
- ▶ Συμβατό με Windows, Mac και Android

Προβολέας Faro EVA Cam 4K Theia Tunable 50.000Lux

Είναι το σύστημα φωτισμού LED που μπορεί να ενσωματωθεί στον οπίσθιο βραχίονα της οδοντιατρικού προβολέα EVA για τη βελτίωση της ορατότητας στην προεγχειρητική περιοχή, την εξισορρόπηση του φωτισμού των λειτουργικών περιοχών του οδοντιατρείου και τη μείωση της οπτικής κόπωσης για τον γιατρό, τον βοηθό και τον ασθενή.

Διαθέσιμο για τα μοντέλα EVA & EVACAM



φωτισμός LED

UltraVision FS

Η καθαρότερη απεικόνιση της αγοράς


27,67 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	Περιγραφή
DIH1008A	N3 Ø 20mm Κουτί 12αδα
DIH1009A	N4 Ø 22mm Κουτί 12αδα
DIH1010A	N5 Ø 24mm Κουτί 12αδα

Περιγραφή:

Κάτοπτρα της σειράς ULTRAVision, μπροστινής επιφάνειας. Κορυφαία ποιότητα, κρυστάλλινη απεικόνιση. Απόδοση 113% στον αντικατοπτρισμό ειδώλου. Διατίθεται σε μεγέθη no.3, 4 ή 5.

Συσκευασία: 12 τεμαχίων

Mega Rhodium

Κάτοπτρα Ροδίου


23,12 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	Περιγραφή
DIH1002A	N4 Ø 22mm Κουτί 12αδα
DIH1003A	N5 Ø 24mm Κουτί 12αδα

Περιγραφή:

Μπροστινής επιφάνειας, με φαρδύ στέλεχος για μεγαλύτερη εργονομία. Διατίθεται σε μεγέθη No. 4 ή 5.

Συσκευασία: 12 τεμαχίων

Top Vision

Κάτοπτρα μπροστινής επιφάνειας


15,10 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	Περιγραφή
DIH1001A	N4 Ø 22mm Κουτί 12αδα
DIH1000A	N5 Ø 24mm Κουτί 12αδα

Περιγραφή:

Η καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής στην οδοντιατρική απεικόνιση. Δε δημιουργούν δευτερογενές είδωλο. Διατίθεται σε μεγέθη no.4 ή 5

Συσκευασία: 12 τεμαχίων

Economy Mirrors

Κλασικά Κάτοπτρα απλά ή μεγεθυντικά



Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
DIH1004A	N4 Ø 22mm Κουτί 12αδα	12,13 €
DIH1005A	N5 Ø 24mm Κουτί 12αδα	12,13 €
DIH1006A	N4 Ø 22 mm Κουτί 12αδα Μεγέθυνσης	13,79 €
DIH1007A	N5 Ø 24mm Κουτί 12αδα Μεγέθυνσης	13,79 €

Περιγραφή:

Τα κλασικά κάτοπτρα σε δύο μεγέθη no. 4 ή 5 και σε απεικόνιση 1:1 ή μεγεθυντικά.

Συσκευασία: 12 τεμαχίων

Set Κατόπτρων ULTRAduo FS No. 4

Διπλής όψης – πιο φωτεινός και ευκρινής καθρέφτης

Κωδικός: DIH1019A


60,08 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Ανώτερη χρωματική ακρίβεια χωρίς καμία χρωματική παραμόρφωση. Ευκρινής εικόνα καθρέφτη. Ανθεκτικότητα στις γρατσουνιές.

Συσκευασία: 6 τεμαχίων

Hahnenkratt Κάτοπτρα SEplus - 12 τμχ

Κάτοπτρα υψηλή αντανάκλασης SEplus από την Hahnenkratt.


13,18 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	Περιγραφή
DIH1015A	Κάτοπτρο SE Plus N4 Κουτί 12τμχ
DIH1016A	Κάτοπτρο SE Plus N5 Κουτί 12τμχ

Περιγραφή:

Το στρώμα ανάκλασης SEplus με διπλή καθαρή επίστρωση από ασήμι, εγγυάται εξαιρετικά υψηλή αντανάκλαση, καλύτερη ποιότητα εικόνας. Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε φωτεινή και λαμπρή ποιότητα εικόνας. Υψηλή αντοχή στην απολύμανση και στην αποστείρωση. SEflex με εύκαμπτο και επίπεδο στέλεχος. Διαθέσιμα σε μεγέθη No.4 ή No.5.

Συσκευασία: 12 τεμαχίων

Mega Parallelometer

Με διαγράμμιση για έλεγχο παραλληλότητας

Κωδικός: DIH1014A


12,59 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Ορθογώνιου σχήματος με διαστάσεις 22 x 37 mm, ειδικό κάτοπτρο ροδίου με διαγράμμιση

Συσκευασία: 1 τεμαχίου



Round Mirror Handle

 Λαβή στρογγυλού σχήματος
 Κωδικός: DIH2004A

3,13 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Συμπαγής, ανοξείδωτη, με ραβδωτή επιφάνεια.

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Octagonal Mirror Handle A

 Λαβή οκτάγωνη
 Κωδικός: DIH2001A

3,13 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Συμπαγής, ανοξείδωτη, με εγκοπές.

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Octagonal Mirror Handle B

 Λαβή οκτάγωνη
 Κωδικός: DIH2002A

3,13 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Συμπαγής, ανοξείδωτη, με ραβδωτή επιφάνεια.

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Satin Finished Mirror Handle

 Ανατομική Λαβή
 Κωδικός: DIH2003A

11,07 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Κενή εσωτερικά, ανοξείδωτη, με σατέν φινιρίσμα.

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Λαβές κατόπτρων

Ergoform από την Hahnenkratt


5,58 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	Περιγραφή
DIH2005AU	Ergoform PEEK Χρώμα μωβ
DIH2005B	Ergoform PEEK Χρώμα μπλε
DIH2005T	Ergoform PEEK Χρώμα τυρκουάζ
DIH2005LB	Ergoform PEEK Χρώμα σιελ
DIH2005W	Ergoform PEEK Χρώμα Λευκή

Περιγραφή:

Εξαιρετικής ποιότητας, πολύ ελαφριές, εργονομικού σχήματος, νέες λαβές κατόπτρων. Κατασκευασμένες από ανθεκτικό υλικό PEEK που μπορείτε να κλιβανίσετε σε θερμοκρασία έως και 210°C! Σε πέντε μοναδικά χρώματα: σιέλ, μπλε, τυρκουάζ, λευκό και μωβ.

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Relax Mouth Mirrors

Σύστημα κατόπτρου-λαβής σε ενιαίο σώμα


Περιγραφή:

Ιδιαίτερα ελαφρύ κάτοπτρο με λαβή ανατομικού σχήματος για σταθερό κράτημα.

Πολύ ανθεκτικό στα οξέα, διατηρεί το σχήμα και το χρώμα του ακόμη και μετά από πολλούς κλιβανισμούς.

Κατάλληλο και για συσκευές θερμικής απολύμανσης.

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
7100	Set RELAX FS Rhodium (Ροδίου) νο. 4, Ø 22 mm που περιλαμβάνει τα εξής χρώματα : 1x white (λευκό) 1 X anthracite (ανθρακί) 1X yellow (κίτρινο) 1 X blue (μπλε) 2 X lavender (λεβάντα) 2 X mint (μέντα) 2 X pink (ροζ) Σύνολο : 10 τεμάχια	29,63 €
7110	Set RELAX FS Rhodium (Ροδίου) νο. 5, Ø 24 mm που περιλαμβάνει τα εξής χρώματα : 1x white (λευκό) 1 X anthracite (ανθρακί) 1X yellow (κίτρινο) 1 X blue (μπλε) 2 X lavender (λεβάντα) 2 X mint (μέντα) 2 X pink (ροζ) Σύνολο : 10 τεμάχια	29,63 €

ΑΠΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ ΟΥΛΩΝ

ΑΠΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ ΟΥΛΩΝ

Κορυφαίος επαγγελματικός οδοντιατρικός εξοπλισμός, αποκλειστικά στο www.neodent.eu

Alustat FOAM

Αιμοστατικός αφρός
Κωδικός: CCE1054A



8,10 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Περιεκτικότητα σε χλωριούχο αργίλιο 15%.
Ιδανικό για χρήση σε μικρές αιμορραγίες πριν την αποτύπωση, μετά την απομάκρυνση της προσωρινής στεφάνης, μετά την χρήση laser.

Συσκευασία: Σύριγγα 0,8 gr, παρελκόμενα.

Alustat GEL

Αιμοστατικό σκεύασμα
Κωδικός: CCE1042A



19,30 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Σε μορφή gel για τοπική αιμόσταση.
Περιεκτικότητα σε χλωριούχο αργίλιο 25%.
Το ζελέ ενδείκνυται για αποφυγή τοπικού πρηξίματος στα ούλα καθώς επίσης και για αιμόσταση μικρών αιμορραγιών.

Συσκευασία: Σύριγγα 10 ml.

Alustat

Αιμοστατικό υγρό
Κωδικός: CCE1043A



6,60 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Σκεύασμα σε υγρή μορφή. Ενδείκνυται να χρησιμοποιείται στα ούλα για αποφυγή τοπικού πρηξίματος καθώς επίσης και για να σταματά μικρές αιμορραγίες. Ιδανικό για εμπότιση νήματος απόπτωσης ούλων.

Δραστική ουσία: 25% χλωριούχο αργίλιο.

Συσκευασία: Φιαλίδιο των 10gr.

Voco Retraction Paste Πάστα σε κάψουλες

Κωδικός: VOC3105A



69,10 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Άμεσης εφαρμογής για την προσωρινή μεγέθυνση των ούλων έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα στεγνό περιβάλλον στους αύλακες των ούλων. Η στυπτική πάστα που περιέχει χλωριούχο αλουμίνιο μπορεί να εφαρμοστεί κατευθείαν από την κάψουλα. Η πάστα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτικό ή σε συνδυασμό με τα νήματα απώθησης καθώς και άλλες μεθόδους απώθησης. Μία κάψουλα Voco Retraction Paste είναι αρκετή για 3 αύλακες.

Οδηγίες φύλαξης: Φυλάσσετε σε θερμοκρασία 4ο - 23ο C.

Συσκευασία: 25 κάψουλες των 0,3γρ.

Ultadent ViscoStat

20% Θειικός Σίδηρος

Κωδικός: UL0046A



53,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Αιμοστατικό τζελ 20% θειικού σιδήρου με αδρανείς συνδετικούς παράγοντες σε παχύρρευστη, υδατική σύσταση. Έχει pH ~1,0 και περιέχει πατενταρισμένη σύνθεση με πυρογενές οξείδιο του πυριτίου για τον περιορισμό της οξύτητας κάνοντας το φιλικό προς τους μαλακούς και σκληρούς ιστούς.

- Για βαθιά αιμόσταση
- Αναστέλλει την αιμορραγία σε δευτερόλεπτα
- Εμποδίζει την επιμόλυνση με ουλικό υγρό για καλύτερες συνθήκες συγκόλλησης
- Αποφεύγετε τα έξοδα που σχετίζονται με την επανάληψη του αποτυπώματος
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί για φορμοκρεσόλη στις πολυτομές

Συσκευασία: Σύριγγα των 30ml

Σημείωση:

*** Μην χρησιμοποιείτε επινεφρίνη με προϊόντα θειικού σιδήρου, καθώς θα δημιουργηθεί μπλε/μαύρο ίζημα.

Νήμα Απώθησης Ούλων Εμποτισμένο

Κωδικός: POI1000B_



16,89 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Πλεκτό νήμα απώθησης ούλων εμποτισμένο με αιμοστατικό χλωριούχο νάτριο. Κάθε φιαλίδιο περιέχει 254 εκατοστόμετρα. Με κόπτη ακριβείας. Σε μεγέθη από 000 έως & 2.

Συσκευασία: 1 φιαλίδιο

Sure Cord

Νήμα Απώθησης Ούλων

Κωδικός: POI1000A_



15,30 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Απλό (μη εμποτισμένο με αιμοστατικό), πλεκτό νήμα. Κάθε φιαλίδιο περιέχει 100 ίντσες (254 εκατοστόμετρα). Με κόπτη ακριβείας. Σε μεγέθη από 000 έως 3.

Συσκευασία: 1 φιαλίδιο



ΔΟΝΗΤΗΣ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ Softly by Acteon

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- ▶ Ταξινόμηση σύμφωνα με την οδηγία 93/42/EOK: Class I
- ▶ Ονομαστική τάση: 230 V / 50 Hz
- ▶ Απορροφούμενη ισχύς: 50W
- ▶ Ασφάλεια: 500 MAT (230V) - 1 AT (110 V)
- ▶ Συχνότητα Ανάμιξης: 4000 δονήσεις / λεπτό Πλάτος: 25 mm
- ▶ Λειτουργία: διαλείπουσα
- ▶ Προγραμματιζόμενος χρόνος ανάμιξης: 0 έως 30 sec
- ▶ Διαστάσεις: 210 x 205 x 120 χιλιοστά
- ▶ Βάρος: 3,1 kg

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

315,00 €

Συσκευασία: **1 τεμαχίου**

Ultradent Ultrapak Cord

Νήμα απώθησης ούλων, μη εμποτισμένο



Συσκευασία:
1 τεμαχίου
244cm

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
UL0021A	Ultrapak Cord Size #000 244cm	19,50 €
UL0042A	Ultrapak Cord Size #00 244cm	17,50 €
UL0034A	Ultrapak Cord size #0 244cm	15,95 €
UL0054A	Ultrapak Cord size #1 244cm	15,95 €
UL0057A	Ultrapak Cord size #2 244cm	15,95 €
UL0082A	Ultrapak Cord size #3 244cm	15,95 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Rubber-Dam Νήμα απώθησης ούλων

Νήμα απώθησης ούλων, μη εμποτισμένο



10,73 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Συσκευασία:
1 τεμαχίου
1,2m

Κωδικός	Περιγραφή
CCE1094F	Rubber Dam Cord FINE
CCE1094M	Rubber Dam Cord MEDIUM
CCE1094T	Rubber Dam Cord THICK

ΤΕΧΝΗΤΟ ΤΟΙΧΩΜΑ - ΣΦΗΝΕΣ

ΤΕΧΝΗΤΟ ΤΟΙΧΩΜΑ - ΣΦΗΝΕΣ

Κορυφαίος επαγγελματικός οδοντιατρικός εξοπλισμός, αποκλειστικά στο www.neodent.eu

Tribest Πλήρες Set Μεταλλικών Προκαμπυλωμένων

Τεχνητών Τοιχωμάτων με Σφιγκτήρα A2
Κωδικός: TRI4012A



308,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Το Set περιλαμβάνει:

- 80 τμηματικά ελάσματα (4 μεγέθη)
- 120 ανατομικές σφήνες
- 40 προσαρμοστικές σφήνες
- 15 σφήνες με μεταλλικό τοίχωμα
- 3 Rubber Dam δακτύλιοι
- 4 εφεδρικές σφήνες
- 1 αρπαγοφόρος
- 1 λαβίδα αφαίρεσης τεχνητών τοιχωμάτων

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Tribest Πλήρες Set Μεταλλικών Προκαμπυλωμένων



161,85 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:


Το Set περιλαμβάνει:

- 50 τμηματικά ελάσματα (4 μεγέθη)
- 40 προσαρμοστικές σφήνες
- 15 σφήνες με μεταλλικό τοίχωμα
- 2 Rubber Dam δακτύλιοι
- 1 αρπαγοφόρος

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Polydent Εργαλείο

Για Διάτρητα Μεταλλικά Ελάσματα - Τοιχώματα
Κωδικός: POI1021A



6,60 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Μήκος 5 εκατοστά. Συνδυάζεται ιδανικά με τα προσηματισμένα τοιχώματα τύπου IVORY.

Συσκευασία:
1 τεμαχίου

Polydent Εργαλείο

Για Τμηματικά Ελάσματα - Τοιχώματα
Κωδικός: POI1022A



6,80 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Μήκος 5 εκατοστά- Συνδυάζεται ιδανικά με όλα τα τμηματικά προσηματισμένα τοιχώματα.

Συσκευασία:
1 τεμαχίου

Ivory Form

 Τεχνητό Τοίχωμα
 Κωδικός: POI1007A

9,80 €
 Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
 Μηχανισμός για δημιουργία και συγκράτηση τεχνητού τοιχώματος, τύπος IVORY

Συσκευασία:
 1 τεμαχίου

Nystrom Matrix

Τεχνητό Τοίχωμα


8,41 €
 Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	Περιγραφή
POI1013R	Δεξιά κατεύθυνσης
POI1013L	Αριστερή κατεύθυνσης

Περιγραφή:
 Μηχανισμός για δημιουργία και συγκράτηση τεχνητού τοιχώματος, τύπος Nystrom.

Tofflemire Matrix

 Τεχνητό Τοίχωμα
 Κωδικός: POI1012A

5,62 €
 Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
 Μηχανισμός για δημιουργία και συγκράτηση τεχνητού τοιχώματος, τύπος Tofflemire Universal

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Mifam Matrix

 Τεχνητό Τοίχωμα
 Κωδικός: POI1014A

8,25 €
 Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
 Μηχανισμός για δημιουργία και συγκράτηση τεχνητού τοιχώματος, τύπος Mifam

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Matrix Strip

 Ταινία για τοίχωμα
 Κωδικός: POI1015A

0,50 €
 Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
 Μεταλλικό έλασμα, πλάτος 5mm, σε ρολό 1 μέτρου. Πάχος 0,045mm

Συσκευασία: 1 μέτρο

Συνιστάται η αγορά 9 τεμαχίων / 1 μέτρο έκαστο σε ειδική εργοστασιακή συσκευασία

Polydent Καμπυλό Μεταλλικό Έλασμα

Διάτρητο για Τεχνητό Τοίχωμα Ivory


7,92 €
 Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
 Ανατομικά, μεταλλικά, διάτρητα.

Συσκευασία: 12 τεμαχίων

Κωδικός	Μέγεθος
POI1017A1	Μέγεθος 1 XS
POI1017A2	Μέγεθος 2 S
POI1017A3	Μέγεθος 3 M
POI1017A4	Μέγεθος 4 L
POI1017A5	Μέγεθος 5 XL

Polydent Τμηματικά Μεταλλικά Ελάσματα

Πάχους 0.035mm – Hard


17,70 €
 Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
 Μεταλλικά, προσημασμένα, τμηματικά τοιχώματα, απλά ή με χείλος-ιδανικά για υπο-ουλική θεραπεία. Σε τρία μεγέθη: Small, Medium, Large.

Συσκευασία: 50 τεμαχίων

Κωδικός	Μέγεθος
POI1018S	Μέγεθος Small απλό
POI1018SL	Μέγεθος Small με χείλος
POI1018M	Μέγεθος Medium απλό
POI1018ML	Μέγεθος Medium με χείλος
POI1018L	Μέγεθος Large απλό
POI1018LL	Μέγεθος Large με χείλος

Hahnenkratt - Matrix Dispenser

Ταινίες Μεταλλικές για Τεχνητό Τοίχωμα


15,15 €
 Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	Περιγραφή
DIH4000A	10m -0.04mm 5mm
DIH4001A	10m -0.04mm 6mm
DIH4002A	10m -0.04mm 7mm

Περιγραφή:
 Ταινίες μεταλλικές από ανοξείδωτο χάλυβα για τεχνητό τοίχωμα, σε διάφορα μεγέθη. Μήκος: 10 μέτρα Πάχος: 0.04mm Διατίθεται σε πλάτος 5mm, 6mm & 7mm. Κατασκευάζεται από την Hahnenkratt.

Hahnenkratt - Matrix Retainer

Σφιγκτήρες Ivory Form


23,63 €
 Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	Περιγραφή
DIH4003A	Σφιγκτήρας Ivory Form No 5
DIH4004A	Σφιγκτήρας Ivory Form No 6
DIH4005A	Σφιγκτήρας Ivory Form No 7

Περιγραφή:
 Σφιγκτήρας Ivory Form - Matrix Retainer για Τεχνητό Τοίχωμα από την Hahnenkratt. Διατίθεται σε διαφορετικά μεγέθη. Κατασκευάζεται από την Hahnenkratt

Συσκευασία: Τεμαχίου

Tribest Ταινίες Μεταλλικές για Τεχνητό Τοίχωμα σε διάφορα μεγέθη



Κωδικός	Περιγραφή
TRI4009C	7mm - 3m (Πράσινη Συσκευασία)
TRI4009B	6mm - 3m (Λευκή Συσκευασία)
TRI4009A	5mm - 3m (Μπλε Συσκευασία)

4,90 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Συσκευασία:
1 τεμαχίου
Μήκος 3 μέτρα & Πάχος 0.04mm

Tribest M4 Καμπυλό μεταλλικό έλασμα

για τεχνητό τοίχωμα 5.5mm
Κωδικός: TRI4019A



19,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Έτοιμα τμηματικά μεταλλικά ελάσματα για τεχνητά τοιχώματα από την εταιρία Tribest.

Συσκευασία:
50 τεμαχίων

Tribest M4 Καμπυλό μεταλλικό έλασμα

για τεχνητό τοίχωμα 6.5mm
Κωδικός: TRI4020A



19,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Έτοιμα τμηματικά μεταλλικά ελάσματα για τεχνητά τοιχώματα από την εταιρία Tribest, για την επέκταση των ούλων των γομφίων.

Συσκευασία: 50 τεμαχίων

Tribest Μεταλλικό Έλασμα Διάτρητο

για Τεχνητό τοίχωμα F3 & 2 Σφιγκτήρες
Κωδικός: TRI4014A



29,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Διατίθεται σε διάφορα μεγέθη: Νο1, Νο2, Νο3 & Νο4 & -2- Σφιγκτήρες Τύπου Matrix.

Συσκευασία:
30 τεμαχίων

Tribest Μεταλλικό έλασμα

για Τεχνητό τοίχωμα G2 & 1 Σφιγκτήρας
Κωδικός: TRI4015A



23,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
ΣΔιατίθεται σε διάφορα μεγέθη: Νο1, Νο2, Νο3 & Νο4 & -1- σφιγκτήρας Προκαμπυλωμένα.

Συσκευασία:
30 τεμαχίων

Transparent Wedges

Διαφανείς σφήνες
Κωδικός: POI1003TR



7,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Από πλαστικό διαφανές υλικό, σετ που περιλαμβάνει 40 τεμάχια λεπτές και 40 τεμάχια μεσαίου μεγέθους σφήνες μυτερές.

Συσκευασία:
80 τεμαχίων

Elastic Wedges

Ελαστικές σφήνες
Κωδικός: POI1041A



16,25 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Νέες, καινοτόμες σφήνες από μαλακό ελαστικό υλικό, συμβατό με όλα τα τμηματικά ελάσματα και τα τοιχώματα. Δεν τραυματίζουν τους μαλακούς ιστούς και προσφέρουν ιδιαίτερη αίσθηση άνεσης στο ασθενή τόσο γλωσσικά όσο και παρειακά. Σετ με 20 μαλακές και 20 σκληρές σφήνες.

Συσκευασία: 40 τεμαχίων

Add-on Wedges

Σύστημα Add-on σφηνών



Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
POI1002A	Σφήνες Add-on 40 τεμάχια	10,30 €
POI1010A	Κυκλικός μεταλλικός σφιγκτήρας	10,30 €
POI1011A	Λαβίδα Palmer	18,10 €

Περιγραφή:
Οι σφήνες Add-on εφαρμόζονται με ακρίβεια στην υπό θεραπεία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από τις 2 πλευρές. Κλιβανίζονται στους 135°C σε αυτόκαυστο κλίβανο. Για την τοποθέτησή τους απαιτείται ο ειδικός σφιγκτήρας και η λαβίδα Palmer.

Transparent Matrix Bands

Έτοιμα τοιχώματα σελοφάνης


10,39 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	Περιγραφή
POI1020PM	Για προγόμφιους
POI1020M	Για γομφίους

Περιγραφή:

Με ενσωματωμένο σφιγκτήρα, έτσι ώστε η σύσφιξη να γίνεται χειροκίνητα χωρίς την χρήση ειδικών εργαλείων ή λαβίδων. Σε δύο εκδόσεις: για προγόμφιους και γομφίους.

Συσκευασία: 16 τεμαχίων

Wooden Wedges

Ξύλινες σφήνες

Κωδικός: POI1005


5,99 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Εξαιρετικής ποιότητας σφήνες, με ειδική επεξεργασία ώστε να μην αφήνουν ίνες και χρωματική κωδικοποίηση κατά μέγεθος.

Συσκευασία: 100 τεμαχίων

Κωδικός	Μέγεθος
Πορτοκαλί	Super Thin, Super Short
Λευκές	Thin, Short, μυτερές
Κίτρινες	Thin, Long
Πράσινες	Thin, Short
Σιέλ	Medium, Short
Ρόζ	Medium, Long
Βιολετί	Thick, Long

Wooden Wedges Set

Ξύλινες σφήνες Set

Κωδικός: POI1004A


21,49 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Εξαιρετικής ποιότητας σφήνες, με ειδική επεξεργασία ώστε να μην αφήνουν ίνες, σε ένα σετ με όλα τα μεγέθη.

 Συσκευασία:
400 τεμαχίων

Plastic Wedges

Πλαστικές σφήνες

Κωδικός: POI1003A


6,20 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Σε πράσινο χρώμα, σετ που περιλαμβάνει 40 τεμάχια λεπτές και 40 τεμάχια μεσαίου μεγέθους σφήνες μυτερές.

 Συσκευασία:
80 τεμαχίων


το 1^ο πραγματικό ηλεκτρονικό κατάστημα οδοντιατρικών ειδών

Επιλέγετε με την άνεση σας



24/7

ό,τι χρειάζεται το Οδοντιατρείο



NEODENT
2024

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ

Κορυφαίος επαγγελματικός οδοντιατρικός εξοπλισμός, αποκλειστικά στο www.neodent.eu

Ελαστικά φύλλα για απομόνωση

Σε μαύρο και πράσινο χρώμα από την CerKamed
Κωδικός: CCE1090_



12,30 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	Περιγραφή
CCE1090A	Rubber Dam Green, Medium, Μέντα
CCE1090BL	Rubber Dam Black, Medium, Μέντα

Περιγραφή:

Ελαστικά Απομονωτήρα από άριστο υλικό latex, χωρίς πούδρα, με γεύση μέντα, 6x6, medium 0,18mm
Διαθέσιμα και σε μαύρο χρώμα για καλύτερη αντίθεση και απεικόνιση, χωρίς το φαινόμενο της αντανάκλασης.

Συσκευασία: 36 τεμαχίων

Latex-Free Dam

από την Perfection Plus
Κωδικός: PEP0017A



16,07 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Ελαστικά Απομονωτήρα χωρίς λατέξ, μπλέ, medium.

Συσκευασία: 36 φύλλων

- Μη αποστειρωμένα
- Μιας χρήσεως
- Διαστάσεις 6x6" (15,2x15,2cm)
- Ικανό πάχος φύλλου

Dental Dam

Σετ απομόνωσης
Κωδικός: ROI3004A



168,61 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Περιλαμβάνει τρύπανο, αρπαγοφόρο, 12 αρπάγες, πλαίσιο, σετ ελαστικών φύλλων απομόνωσης και σταντ-θήκη οργάνωσης για αρπάγες.

Συσκευασία: Πλήρες σετ

PolyDam LATEX

Ελαστικά φύλλα απομόνωσης
Κωδικός: ROI3030_



8,70 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	Περιγραφή
ROI3030A	PolyDam Green, Medium, Μέντα
ROI3030B	PolyDam Blue, Medium, Χωρίς γεύση

Περιγραφή:

Από υλικό LATEX σε πράσινο χρώμα με γεύση μέντα και πάχος medium. Powder-free, κάθε φύλλο έχει διαστάσεις 6x6 ίντσες (περίπου 15x15cm).

Συσκευασία: 36 τεμαχίων

Μεταλλικό Πλαίσιο Απομονωτήρα Τύπου Π


 Διαστάσεις: 11x10cm
 Κωδικός: POI3008A

8,15 €
 Τιμή χωρίς ΦΠΑ

 Διαστάσεις: 12x10cm
 Κωδικός: POI3008B

2,00 €
 Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Μεταλλική Θήκη Οργάνωσης για Αρπάγες

 Διαστάσεις: 14,5x8cm
 Κωδικός: POI3026A


12 θέσεων

28,00 €
 Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
 Διευκολύνει την αποθήκευση τους και μειώνει τις πιθανότητες απώλειας κατά τη διάρκεια της αποστείρωσης.

Αρπαγοφόρος - Τύπου White

 Μήκος εργαλείου: 18cm
 Κωδικός: POI3018A

16,40 €
 Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Αρπαγοφόρος - Τύπου Ivory

 Μήκος εργαλείου: 17cm
 Κωδικός: POI3018B

16,40 €
 Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Τρύπανο Ελαστικού Απομονωτήρα - Τύπου Ivory

 Μήκος εργαλείου: 16cm
 Κωδικός: POI3019A

39,90 €
 Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Rubber - Dam Set Απομόνωσης Mini

Κωδικός: CCE2010A


264,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Το σετ περιλαμβάνει:

- 1 τμχ μεταλλικό πλαίσιο απομονωτήρα μέγεθος medium.
- 1 τμχ Λαβίδα ελαστικού φράγματος για τοποθέτηση σφιγκτήρων.
- 4 τμχ αρπάγες Νο 12A - 13A - 208 - 210
- 1 Λαβίδα ελαστικού φράγματος για τη λειτουργία ρύθμισης της διαμέτρου της αρπάγης.
- 1 τμχ καλούπι για τη δημιουργία οπών με στυλό.
- 1 τμχ Rubber Dam πετσέτες προστασίας.
- 1 τμχ Rubber Dam νήμα απόπτωσης ούλων medium.
- 1 τμχ Rubber Dam Liquid Φωτο-πολυμεριζόμενο υλικό απομόνωσης ούλων.
- 1 τμχ Rubber Dam ελαστικά απομόνωσης.

Rubber- Dam Πετσέτες Προστασίας

Κωδικός: CCE2009A


6,15 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Οδοντιατρικές χαρτοπετσέτες για την απορρόφηση της υγρασίας και την προστασία του ευαίσθητου δέρματος από επαφή με οδοντιατρικό ελαστικό φράγμα.

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Tribest Rubber dam Αρπάγη

 σε διάφορα μεγέθη
 Κωδικός: TRI4011_

12,68 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Αποστειρώνεται στους 134°C

Μέγεθος:

- TRI4011SB Μικρό μέγεθος για τα μπροστινά δόντια
- TRI4011LB Μεγάλο μέγεθος για τα πίσω δόντια

Συσκευασία: 4 τεμαχίων

Αρπάγη #1

Κωδικός: POI3009A



Αρπάγη #2

Κωδικός: POI3010A



Αρπάγη #2A

Κωδικός: POI3011A



6,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Αρπάγη #3

Κωδικός: POI3012A



Αρπάγη #4

Κωδικός: POI3013A



Αρπάγη #7

Κωδικός: POI3014A



Αρπάγη #8

Κωδικός: POI3015A



Αρπάγη #8A

Κωδικός: POI3016A



Αρπάγη #9

Κωδικός: POI3017A



Αρπάγη #12A

Κωδικός: POI3022A



Αρπάγη #13A

Κωδικός: POI3023A



Αρπάγη #14A

Κωδικός: POI3024A



Cerkamed Αρπάγη #00

Κωδικός: CCE200800



Cerkamed Αρπάγη #3

Κωδικός: CCE20083



18,98 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Cerkamed Αρπάγη #5

Κωδικός: CCE20085



Cerkamed Αρπάγη #W8A

Κωδικός: CCE2008W8A



Cerkamed Αρπάγη #12A

Κωδικός: CCE200812A



Cerkamed Αρπάγη #13A

Κωδικός: CCE200813A



Cerkamed Αρπάγη #27

Κωδικός: CCE200827



Cerkamed Αρπάγη #29

Κωδικός: CCE200829



Cerkamed Αρπάγη #210

Κωδικός: CCE2008210



Cerkamed Αρπάγη #212

Κωδικός: CCE2008212



ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Euronda Monoart® Floral Line

Μια έκρηξη χρωμάτων και μοντέρνων σχεδίων συμβάλλει στο να κάνει την καθημερινότητά σας πιο ευχάριστη και να βελτιώσει την αίσθηση άνεσης του ασθενούς. Πώς; Απλά με τα προϊόντα Monoart Euronda σε floral σχέδια, μπορείτε να κάνετε την διαφορά, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλή προστασία. Μάσκες, ποτηράκια, πετσέτες σε μοντέρνα και πρωτότυπα μοτίβα, θα φέρουν αέρα ανανέωσης στο ιατρείο σας.

Monoart Towel Dispenser

 Πετσετοθήκη
 Κωδικός: CEU1031A

20,79 €
 Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
 Θήκη/Διανομέας που συνδυάζεται ιδανικά με όλες τις πετσέτες Monoart. Σε λευκό χρώμα.
Συσκευασία:
 1 τεμαχίου

Ρολό Χάρτινο

Υψηλής απορρόφησης και αδιάβροχο

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

- Πράσινο ●
- Γαλάζιο ●
- Ρόζ ●
- Λευκό ○


2,57 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ


Περιγραφή:	Κωδικός	Μέγεθος
Μεγάλης αντοχής. Πλάτος φύλλου 29εκ. και μήκος 38μ.	BME1002G	Πράσινο
	BME1002LB	Γαλάζιο
	BME1002P	Ρόζ
Συσκευασία: 1 τεμαχίου	BME1002W	Λευκό

Monoart Baby Towels

Πετσέτες σε ροζ και σιελ χρώμα

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

- CEU1030P - Ροζ ●
- CEU1030LB - Σιέλ ●


7,40 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
 Υψηλής απορροφητικότητας, ενισχυμένες με αδιάβροχο στρώμα πολυαιθυλενίου, υπο-αλλεργικές, μη τοξικές. Διαστάσεις 35 X 40 εκατοστά.
Συσκευασία: Ρολό 100 τεμαχίων

Euronda Euronda Towel Up!

Επαγγελματικές πετσέτες ασθενή


ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

- Γαλάζιο ●
- Μπλε Μεσαίο ●
- Blue Lagoon ●
- Πράσινο ●
- Πορτοκαλί ●
- Κίτρινο ●
- Ροζ ●
- Λιλιά ●
- Πράσινο lime ●
- Μπορντό ●
- Μαύρο ●

Διαθέσιμες στη μεγαλύτερη γκάμα αποχρώσεων της αγοράς!

Περιγραφή:

 Εξαιρετικής ποιότητας, υψηλής απορροφητικότητας, ενισχυμένες με αδιάβροχο στρώμα πολυαιθυλενίου, υπο-αλλεργικές, μη τοξικές. Πετσέτες από καθαρή, ανάγλυφη, υψηλής απορρόφησης κυτταρίνη και αδιάβροχο πολυαιθυλένιο.
 Διαστάσεις: 33x45 cm

Συσκευασία: 50 τεμαχίων

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
CEU1042BL	Towel UP Blue Lagoon	1,83 €
CEU1042Y	Towel UP Yellow/Κίτρινο	1,83 €
CEU1042CB	Towel UPCapri Blue/Μπλε Μεσαίο	1,83 €
CEU1042BU	Towel UP Burgundy/Μπορντό	1,83 €
CEU1042LM	Towel UP Lime/Ανοιχτό Πράσινο	1,83 €
CEU1042LB	Towel UP Light Blue/Σιέλ	1,83 €
CEU1042O	Towel UP Orange/Πορτοκαλί	1,83 €
CEU1042P	Towel UP Pink/Ροζ	1,83 €
CEU1042L	Towel UP Lilac/Λιλιά	1,83 €
CEU1042G	Towel UP Green/Πράσινο	1,83 €
CEU1042BLK	Towel UP Black/Μαύρο	2,31 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Euronda Ρολό Apron PG30

Πετσέτες ασθενή


9,65 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

 Κατασκευασμένες από χαρτοβάμβακα υψηλής απορροφητικότητας σε συνδυασμό με πολυαιθυλένιο.
 • Αδιάβροχες
 • Διαθέσιμες σε διάφορα χρώματα.
 • Διαστάσεις 610x530mm

Συσκευασία:
 Ρολό 80 τεμαχίων


Κωδικός	Περιγραφή
CEU1024B	Ρολό PG30 - Μπλε
CEU1024BU	Ρολό PG30 - Μπορντό
CEU1024G	Ρολό PG30 - Πράσινο
CEU1024L	Ρολό PG30 - Λιλιά
CEU1024LB	Ρολό PG30 - Σιέλ
CEU1024LM	Ρολό PG30 - Ανοιχτό Πράσινο
CEU1024O	Ρολό PG30 - Πορτοκαλί
CEU1024P	Ρολό PG30 - Ροζ
CEU1024W	Ρολό PG30 - Λευκό
CEU1024Y	Ρολό PG30 - Κίτρινο
CEU1024GR	Ρολό PG30 Grey
CEU1024BL	PG30 Blue Lagoon

MiraClip

 Πετσετοκάτοχα
 Κωδικός: HW1061

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

- HW1061B - Μπλε
- HW1061Y - Κίτρινο
- HW1061V - Βιολετί
- HW1061W - Λευκό


6,58 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Κατασκευασμένο από ανθεκτικό, ελαστικό υλικό με μεταλλικά ανοξείδωτα άκρα, οδοντωτά. Κλιβανίζεται σε αυτόκαυστο.

 Συσκευασία:
 1 τεμάχιο

FIT-N-FIX

 Πετσετοκάτοχα μιας χρήσης
 Κωδικός: HW1063BL

14,95 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Εύκολο στην χρήση: Απλά αφαιρέστε την προστατευτική ταινία και επικολλήστε επάνω στην πετσέτα ασθενούς Ιδιαίτερα ελαστικό, ταιριάζει σε όλα τα μεγέθη.

 Συσκευασία:
 200 τεμαχίων σε Χρώμα Μπλε Floral

Cattani Χωνί αναρρόφησης Φ11-Φ16

Κωδικός: HS3123A


5,20 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Χωνί αναρρόφησης αερολύματος. Τοποθετείται στο ρύγχος της χειρουργικής αναρρόφησης (είτε το Φ11 είτε το Φ17) και αναρροφά το αερόλυμα που δημιουργείται από την χρήση των χειρολαβών.

 Κλιβανίζεται σε αυτόκαυστο.
 Χρώμα: Λευκό.

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Euronda Metal Chain

 Πετσετοκάτοχο
 Κωδικός: CEU1045A

7,43 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Πετσετοκάτοχο με μεταλλική αλυσίδα, μήκους 45cm Πιάσιμο τύπου «κροκοδειλάκι»

 Συσκευασία:
 1 τεμαχίου

Ρύγχη Χειρουργικής Αναρρόφησης

Για τοποθέτηση επί στομίων

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

- Πορτοκαλί
- Μπλε
- Λιλά
- Μπορντό
- Ανοιχτό Πράσινο
- Πράσινο
- Κίτρινο
- Ρόζ
- Γκρι


12,15 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Διάμετρος 16mm, μήκος 114 mm, κλιβανιζόμενα σε αυτόκαυστο

 Συσκευασία:
 10 τεμαχίων

Κωδικός	Μέγεθος
CEU1011B	Μπλε
CEU1011BU	Μπορντό
CEU1011G	Πράσινα
CEU1011L	Λιλά
CEU1011LG	Γκρι
CEU1011LM	Ανοιχτό Πράσινο
CEU1011O	Πορτοκαλί
CEU1011P	Ροζ
CEU1011Y	Κίτρινα

Ρύγχη Χειρουργικής Αναρρόφησης

 Για τοποθέτηση επί στομίων
 Κωδικός: CEU1012LG

12,15 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Διάμετρος 11mm, μήκος 200 mm, κλιβανιζόμενα σε αυτόκαυστο

 Συσκευασία:
 10 τεμαχίων

Durr Ρύγχη Χειρουργικής Αναρρόφησης Φ16 - 4τμχ

Κωδικός: HS1015A


15,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Ρύγχος Χειρουργικής Αναρρόφησης "Prophylaxis Cannula" με έως και 2x μεγαλύτερη απορρόφηση αερολύματος. Μόνο από την Dürr Dental: μια ειδικά αναπτυγμένη περιστρεφόμενη και στερεώσιμη προστατευτική ασπίδα επιτρέπει αυξημένη απορρόφηση αεροζόλ κατά την οδοντιατρική θεραπεία.

Ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην απορρόφηση αερολυμάτων και σκόνης σοδοβολής.

Συσκευασία: 4 τεμαχίων σε χρώμα γκρι ανοιχτό.

Durr Ρύγχη χειρουργικής αναρρόφησης Universal Petite

Ρύγχη χειρουργικής αναρρόφησης ιδιαίτερα κατάλληλα για παιδιά.

Κωδικός: HS1016_


12,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	Περιγραφή
HS1016B	Durr Ρύγχη Φ16 Petite Blue
HS1016GR	Durr Ρύγχη Φ16 Petite Grey
HS1016P	Durr Ρύγχη Φ16 Petite Pink
HS1016T	Durr Ρύγχη Φ16 Petite Turquoise

Περιγραφή:

Διαθέτουν εξαιρετικά λεπτό λαιμό σε σύγκριση με τα κλασικά ρύγχη, που επιτρέπουν καλύτερη πρόσβαση σε μικρά στόματα.

- Διάμετρος 16mm.
- Διαθέσιμα σε διάφορα χρώματα.
- Κλιβανιζόμενα σε αυτόκαυστο κλίβανο

Συσκευασία: 5 τεμαχίων

Tribest Ρύγχη χειρουργικής Αναρρόφησης

 Μπλε 14cm/16mm
 Κωδικός: TRI1011B

19,00 €
 Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
 Κλιβανιζόμενα σε αυτόκαυστο κλίβανο
 Διάμετρος 16mm
 Μήκος 114mm
 Συσκευασία:
 50 τεμαχίων

Tribest Ρύγχη χειρουργικής Αναρρόφησης

 μίας χρήση
 Κωδικός: TRI1010A Με εγκοπή
 TRI1009L Χωρίς εγκοπή

4,20 €
 Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
 Η ευθεία λαβή επιτρέπει αυξημένο έλεγχο, άμεση πρόσβαση στην περιοχική εργασία, ταιριάζει σε τυπικές υποδοχές αναρρόφησης 11mm. Κοπή άκρου σε σχήμα S που προσαρμόζεται καλύτερα στο φυσικό προφίλ των δοντιών.
 Μίας χρήσης
 Χρώμα: Λευκό
 Μήκος: 14cm
 Συσκευασία: 100 τεμαχίων

Tribest Set Συστολή Φ16 σε Φ11 + Αντάπτορας Σιελαντίας (Φ6) 1τεμ

Κωδικός: TRI1014B


0,30 €
 Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
 Set Συστολή Φ16 σε Φ11 + Αντάπτορας Σιελαντίας (Φ6) 1τεμ
 Μετατρέπει τη χειρουργική αναρρόφηση Φ16 σε Φ6 (κατάλληλο και για Durr αντάπτορα)
 Συσκευασία: 1 τεμαχίου

GBT VISIGATE

Ενισχύει την ορατότητα για τις θεραπείες GBT



Κωδικός	Περιγραφή
AP2086R	EMS GBT Visigate Διαστολέας Χειλιών - Κανονικό Μέγεθος (60τεμ)
AP2086S	EMS GBT Visigate Διαστολέας Χειλιών - Μικρό Μέγεθος (60τεμ)
AP2086SR	EMS GBT Visigate Διαστολέας Χειλιών - Mix Μικρό & Κανονικό Μέγεθος (30+30τεμ)

104,00 €
 Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
 Διαστολέας χειλιών και μάγουλων
 Καλύτερη ορατότητα - Ευκολότερη πρόσβαση
 - Βελτιωμένη ροή εργασίας - Ευκολία χρήσης - Άνεση για τον ασθενή - Κλινικά αποδεδειγμένο από το 2004 - Μίας χρήσης
 Συσκευασία: 60 τεμαχίων

Ανταλλακτικά για GBT Αναρρόφηση Flowcontrol

Κωδικός: US2248A


20,00 €
 Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
 Φιλικό προς τους μαλακούς ιστούς, αποστειρώνεται έως και 250 φορές, κατά την αποστείρωση θα πρέπει να διαχωριστούν από το ρύγχος.
 Συσκευασία: 4 τεμαχίων

GBT Αναρρόφηση Flowcontrol

Κωδικός: US2241A


46,00 €
 Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
 Καλύτερος έλεγχος αερολυμάτων κατά τη διάρκεια του πρωτοκόλλου GBT και της γενικής οδοντιατρικής, φιλικό προς τους μαλακούς ιστούς. Συμβατό με πρωτόκολλο GBT & σύστημα αναρρόφησης 16 mm. Αποστειρώνεται στους 134°C έως και 250 κύκλους.
 Συσκευασία: 4 τεμαχίων

Tribest Σιελαντλίες σγουρές κάτω γνάθου (σαλίγκαρος)

Κωδικός: TRI1000A


9,90 €
 Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
 Η ευθεία λαβή επιτρέπει αυξημένο έλεγχο, άμεση πρόσβαση στην περιοχική εργασία, ταιριάζει σε τυπικές υποδοχές αναρρόφησης 11mm. Κοπή άκρου σε σχήμα S που προσαρμόζεται καλύτερα στο φυσικό προφίλ των δοντιών.
 Μίας χρήσης
 Χρώμα: Λευκό
 Μήκος: 14cm
 Συσκευασία: 100 τεμαχίων

Monoart Saliva Ejectors

 Σιελαντλίες
 Κωδικός: CEU1002

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

- CEU1002W - Λευκή ○
- CEU1002L - Λιλά ○
- CEU1002B - Μπλε ●
- CEU1002BL - Blue Lagoon ●
- CEU1002G - Πράσινο ●
- CEU1002O - Πορτοκαλί ●
- CEU1002Y - Κίτρινο ●
- CEU1002P - Ροζ ○
- CEU1002TR - Διάφανο ○
- CEU1002BU - Μπροντά ●

2,49 €
 Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
 Μήκος 15 cm, με αποσπώμενο ακροφύσιο, εύκαμπτες
 Συσκευασία:
 100 τεμαχίων


 Διαθέσιμο και σε χρώμα Lime με σταθερό ακροφύσιο
 Κωδ.: CEU1029LM

Θήκη για σιελαντλίες

 Διαφανή
 Κωδικός: PEP0044A

31,27 €
 Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
 Πλαστική θήκη τοποθέτησης των σιελαντλιών, διαστάσεων 16x14x11,4cm.
 Συσκευασία: 1 τεμάχιο

Hager & Werken Mirabrush

 Σπαστά μικροπινελάκια εφαρμογών
 Κωδικός: HW1000


HW1000A - Κίτρινο



HW1000B - Μπλε



Διαθέσιμο σε 2 μυτερά σχήματα!

14,89 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
 Διαμορφώνουν το σχήμα τους ανάλογα με την επιθυμία του χρήστη. Διαθέτουν ένα εξαιρετικής ποιότητας στέλεχος το οποίο κάμπτεται χωρίς να σπάει, ενώ κρατά σταθερό το τελικό σχήμα για απόλυτη ακρίβεια στην εφαρμογή των υλικών. Ιδανικό για δυσπρόσιτες περιοχές θεραπείας. Μήκος στελέχους 10 εκατοστά.
 Συσκευασία: 100 τεμαχίων

Bond Application Kit

Κωδικός: PEP0047A


5,25 €
 Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
 Λαβές με πινελάκια εφαρμογής
 Συσκευασία:
 Το σετ περιλαμβάνει 2 πλαστικές λαβές σε μπλε χρώμα και 100 διάφανα tips για εφαρμογή συγκολλητικού παράγοντα.

Brush Application Tips


Κόκκινα

Διάφανα

Πλαστική μπλε λαβή

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
PEP0048A	Κόκκινα - 100 τεμαχίων	4,00 €
PEP0049A	Διάφανα - 100 τεμαχίων	4,00 €
PEP0050A	Πλαστική μπλε λαβή - 2 τεμαχίων	2,10 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Tribest Μικροπινελάκια εφαρμογών συγκολλητικού

Κωδικός: TRI1004_

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

- TRI1004W - Λευκό/μωβ 1,5mm ○
- TRI1004B - Μπλε 2,5mm ●
- TRI1004G - Πράσινο 2,00mm ●


2,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
 Πινελάκια για την τοποθέτηση συγκολλητικού παράγοντα. Εργονομική συσκευασία.
 Συσκευασία: 100 τεμαχίων

Hager & Werken Pick-Up Sticks

 Κηρωμένα βοηθητικά πινελάκια
 Κωδικός: HW1012A

12,14 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
 Εύκαμπτο στέλεχος με κηρωμένο κολλητικό άκρο. Ιδανικό για γρήγορη και ακριβή μετακίνηση και τοποθέτηση ένθετων, όψεων κτλ.
 Συσκευασία: 20 τεμαχίων

Polydent Microapplicators

Μικροπινελάκια εφαρμογών

Κωδικός: POI7005

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

- POI7005W - Λευκό 1,00mm ○
- POI7005B - Μπλε 1,50mm ●
- POI7005G - Πράσινο 2,00mm ●


4,69 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
 Αξιόπιστα και οικονομικά, σε διάφανο διανομέα με καπάκι. Διαθέσιμα μεγέθη Regular (πράσινα), Fine (μπλε), Ultra-fine (λευκά)
 Συσκευασία:
 100 τεμαχίων

FREE SHIPPING
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ
 *Με συγκεκριμένο ποσό αγορών

Cotton Clip I

Σύστημα συγκράτησης τολουπίων
Κωδικός: HW6000B


35,87 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Συγκρατητήρας τολουπίων για ένα στεγνό περιβάλλον εργασίας. Πλαστικό.

Συσκευασία:
100 τεμαχίων

Polydent DISPENSER

Τολουπιθήκη Σιέλ
Κωδικός: POI6003LB - Σιέλ


6,23 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Διάφανο σώμα με μπλε πλαστικά μέρη, διαθέτει συρτάρι εξόδου για λήψη τολουπίων ένα προς ένα. Ασφαλής και στεγανή αποθήκευση.

Συσκευασία: 1 τεμάχιο

Monoart Cotton Rolls

Τολύπια Βάμβακος


5,54 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Ρολά από 100% μακριές ίνες καθαρού βαμβακιού, σε πρακτικό μέγεθος με υψηλή απορροφητικότητα.

Κωδικός	Μέγεθος
CEU1006A	Μέγεθος Νο1 8X37mm 300gr
CEU1007A	Μέγεθος Νο2 10X37mm 300gr
CEU1008A	Μέγεθος Νο3 12X37mm 300gr

Monoart Cotton Rolls DISPENSER

Τολουπιθήκη Λευκή
Κωδικός: CEU1009W


8,25 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Πρακτική θήκη για τολύπια βάμβακος, με συρταρωτό δίσκο εξόδου και διάφανο σώμα για οπτικό έλεγχο αποθέματος.

Συσκευασία:
1 τεμαχίου

Monoart Premium Cups

Πλαστικά ποτηράκια
Κωδικός: CEU1010


ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

- CEU1010G - Πράσινο ●
- CEU1010LB - Σιέλ ●
- CEU1010L - Λιλιά ●
- CEU1010LM - Αν. Πράσινο ●
- CEU1010R - Κόκκινο ●
- CEU1010B - Μπλε ●
- CEU1010BL - Blue Lagoon ●
- CEU1010BLK - Μαύρο ●
- CEU1010O - Πορτοκαλί ●
- CEU1010P - Ροζ ●
- CEU1010Y - Κίτρινο ●

2,19 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Μιας χρήσεως, χωρητικότητας 200cc, με αποστρογγυλεμένο άνω χείλος και ανθεκτικό σώμα.

Συσκευασία:
100 τεμαχίων

Monoart Floral Cups

Πλαστικά ποτηράκια με floral σχέδιο
Κωδικός: CEU1032


ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

- CEU1032LB - Floral Γαλάζιο ●
- CEU1032L - Floral Λιλιά ●
- CEU1032LM - Floral Lime ●
- CEU1032P - Floral Ροζ ●

2,99 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Μιας χρήσεως, χωρητικότητας 200cc, με αποστρογγυλεμένο άνω χείλος και ανθεκτικό σώμα, σε ιδιαίτερο σχέδιο floral

Συσκευασία:
100 τεμαχίων

Monoart White Cups

Πλαστικά ποτηράκια λευκά
Κωδικός: CEU1010W


1,87 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Μιας χρήσεως, χωρητικότητας 166cc, με αποστρογγυλεμένο άνω χείλος και ανθεκτικό σώμα.

Συσκευασία:
100 τεμαχίων

Monoart Plastic Cup Dispenser

Επιτοίχιος διανομέας για ποτηράκια
Κωδικός: CEU1033A


19,80 €


Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Εξαιρετικά ανθεκτικός, άριστης ποιότητας διανομέας για επιτοίχια τοποθέτηση. Συνδυάζεται ιδανικά με την σειρά Monoart. Χωρά έως 70 ποτήρια 200cc ή έως 90 ποτήρια 166cc. Διαφανές στέλεχος με λευκά πλαστικά μέρη.

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Mixing Pads

Μπλοκ ανάμιξης



Κωδικός	Διαστάσεις	Τιμή
POI7001A	5 X 6 cm	1,60 €
POI7003A	7 X 8 cm	1,45 €
POI7002A	9 X 16 cm	2,40 €

Περιγραφή:

Πρακτικά, με πολλά φύλλα, σε ιδιαίτερα ικανοποιητικό πάχος, λευκά για την τοποθέτηση και ανάμιξη διάφορων υλικών. Διατίθενται σε τρία μεγέθη.

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Cold Spray

Ψυκτικό Σπρέι
Κωδικός: POI1001A



8,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι. Χωρίς CFC.

Συσκευασία:
Φιάλη 200 ml

Occlusion Spray

Σπρέι Σύγκλισης

Κωδικός: POI702_



POI7022A - Μπλε

POI7023A - Κόκκινο

POI7024A - Πράσινο

12,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Μη εύφλεκτη σύσταση, με καπάκι - επιστόμιο εφαρμογής. Σε τρία χρώματα: Πράσινο, κόκκινο ή μπλε.

Συσκευασία:
Φιάλη 75ml

Monoart Instant Ice

Πάγος Στιγμής

Κωδικός: CEU1028A



12,96 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Σε υφασμάτινη σακούλα για αποφυγή ψυκτικού εγκαύματος

Συσκευασία:
24 σακούλες

Glass Alcohol Burner

Λυχνία Οιονοπνέματος
Κωδικός: POI7004A



5,69 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Γυάλινη

Συσκευασία:
1 τεμαχίου

Wicks

Φυτίλια
Κωδικός: POI7004B



2,97 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Για γυάλινη λυχνία οιονοπνέματος, μήκος 14,5 cm

Συσκευασία:
9 τεμαχίων

Tribest Λυχνία οιονοπνέματος γυάλινη

Κωδικός: TRI4016A



5,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ


Περιγραφή:

Λυχνία οιονοπνέματος γυάλινη, με καπάκι. Συνδυάστε την με τα ανταλλακτικά φυτίλκια.

Συσκευασία:
1 τεμαχίου

Euronda Bur Stands

Φρεζοθήκες



Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
CEU1018A	A. Bur Block 36 θέσεων - FG	5,50 €
CEU1019A	B. Bur Block 72 θέσεων - FG	6,00 €
CEU1020A	C. Bur Block 18 θέσεων - FG	4,40 €
CEU1026A	D. Bur Block 18+18 θέσεων - FG & RA	4,90 €

Περιγραφή:

Βάση από πολυπροπυλένιο που κλιβανίζεται στους 121ο C σε υγρή αποστείρωση. Καπάκι διάφανο από πολυστερίνη το οποίο ΔΕΝ κλιβανίζεται. Πρακτική και ελαφριά διαθέσιμη σε 4 τύπους:

- A. 36 θέσεων για φρέζες αερότορ
- B. 72 θέσεων για φρέζες αερότορ
- C. 18 θέσεων για φρέζες αερότορ
- D. 18 θέσεων για φρέζες αερότορ και 18 θέσεις για φρέζες μικρομότορ

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Articulating Paper Straight

Χαρτί Άρθρωσης Ευθύ
Κωδικός: POI7000A



7,16 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Μπλε-κόκκινο, μαλακό, εύκολη και καθαρή εφαρμογή, πάχος 100 μ, διαστάσεις 11 x 2,5 cm.

Συσκευασία:
144 φύλλα

Haner Articulating Paper Straight

Χαρτί Άρθρωσης Ευθύ
Κωδικός: POI7000B



10,97 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Μπλε-κόκκινο, μαλακό, εύκολη και καθαρή εφαρμογή, πάχος 80 μ, διαστάσεις 10.5 x 2 cm.

Συσκευασία:
144 φύλλα

Articulating Paper Horseshoe

Χαρτί Άρθρωσης Πέταλο
Κωδικός: POI7021A



14,35 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Μπλε-κόκκινο, μαλακό, εύκολη και καθαρή εφαρμογή, πάχος 80μ.

Συσκευασία:
72 φύλλα

Articulating Paper

Χαρτί Άρθρωσης Ευθύ
Κωδικός: PEP0027A



5,78 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Μπλε-κόκκινο, μαλακό, εύκολη και καθαρή εφαρμογή, πάχος 63 μ, διαστάσεις 9 x 2 cm.

Συσκευασία: 144 φύλλα

Λαβίδα συγκράτησης

για χαρτί άρθρωσης
Κωδικός: PEP0033A



8,30 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Μεταλλική και ευθεία.

Συσκευασία:
Τεμαχίου

Carl Martin Λαβίδα Συγκράτησης

για Χαρτί Άρθρωσης MILLER με Σύστημα Ολίσθησης
Κωδικός: DIC5059A



36,83 €


Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Ευθεία λαβίδα με Σύστημα Ολίσθησης 15cm
Κωδικός κατασκευαστή: 649

Συσκευασία:
Τεμαχίου

Polydent Ψύκτρα καθαρισμού

Κωδικός: POI6010A



2,62 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Ψύκτρα καθαρισμού φρεζών μακριά ενδοδοντικών εργαλείων κ.α.

Συσκευασία:
1 τεμαχίου

Airsonic Αντάπτορες

για την συσκευή Airsonic Mini Sandblaster



Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
401075	Airsonic αντάπτορας για ταχυσύνδεσμο NSK	135,36 €
401077	Airsonic αντάπτορας για ταχυσύνδεσμο W&H Rotoquick	143,06 €
401084	Airsonic αντάπτορας για ταχυσύνδεσμο Kavo	135,36 €
401091	Airsonic αντάπτορας για εργαστηριακή σύνδεση	53,02 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Airsonic Mini SandBlaster

Συσκευή Αεραποτριβής

Κωδικός: HW2000A



370,84 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Εύκολη εγκατάσταση είτε σε γραμμική αερότορο με ταχυσύνδεσμο είτε σε κεντρική παροχή αέρα με T (απαιτείται τεχνικός)

Περιγραφή:
Για μηχανική αδροποίηση επιφανειών. Ισχυροποιεί τον δεσμό συγκόλλησης ακόμη και μεταξύ διαφορετικών υλικών (μέταλλα-πορσελάνες). Κατάλληλη για στεφάνες, γέφυρες, όψεις άξονες, ορθοδοντικά brackets. Ιδανικό για απομάκρυνση ξένων σωμάτων και υπολειμμάτων κονιών από προσθετικές εργασίες.

Συσκευασία: Συσκευή, ρύγχος 60° και 20 γρ. σκόνη

Airsonic Pulver

Σκόνη Οξειδίου του Αργιλίου

Κωδικός: α) HW2002A - 50 Micron
β) HW2002B - 90 Micron



14,34 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Για χρήση με την συσκευή αεραποτριβής Mini Sandblaster. Διατίθεται σε αδρότητα 50 ή 90 micron.

Συσκευασία:
Βαζάκι των 500 γρ.

W&H F1 Service Oil MD-400

Λιπαντικό Spray Οδοντιατρικών Χειρολαβών
Κωδικός: HD8105A


19,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Ειδικά σχεδιασμένο για την συντήρηση των χειρολαβών υψηλών (τουρμπίνων) και χαμηλών ταχυτήτων - γωνιακών και ευθείων -, των χειρουργικών χειρολαβών, των συσκευών αποτρίγωσης αέρος και των μικρομότορ αέρος.

Συσκευασία: Φιάλη 400ml

W&H Καπάκια λίπανσης χειρολαβών

6,10 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

 Συσκευασία:
1 τεμαχίου

Τουρμπίνες & μοτέρ αέρος για (Midwest, Borden, F.O.)

Κωδικός: HD8106A

Τουρμπίνες για ταχυσύνδεσμο RotoQuick

Κωδικός: HD8107A

Γωνιακές & Ευθείες

Κωδικός: HD8108A

W&H MD-500 & MC-1000

Σετ Υγρών για Assistina 301
Κωδικός: TR3003A


85,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Σετ υγρών για την συσκευή Assistina 301 Plus.

Περιλαμβάνει:
1 MD-500 Service Oil των 500ml
1 MC-1000 Cleaning Liquid των 1000ml

W&H MD-200 Service

Υγρό F1 για Assistina
Κωδικός: TR3013A


27,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Υγρό F1 για Assistina 3x2 / 3x3.

Η συσκευασία περιλαμβάνει:
1 τεμάχιο των 200ml.

W&H Twin Care Set

Σετ υγρών για Assistina TWIN
Κωδικός: TR3015A


104,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Ανταλλακτικό σετ για μονάδα λίπανσης και συντήρησης συσκευής Assistina. Συντήρηση των χειρολαβών σας με ασφάλεια και ταχύτητα.

Η συσκευασία περιλαμβάνει:

- › W&H Active Fluid cleaning solution MC-302 / 200ml
- › W&H Service Oil F1 MD-302 / 200ml
- › W&H φίλτρο HEPA

Hager & werken Spandex 2

Παρειοκάτοχο-χειλειοκάτοχο
Κωδικός: HW6002A


18,12 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Διάφανο, κλιβανιζόμενο σε αυτόκαυστο.

Συσκευασία:
Σετ 2 τεμαχίων

Hager & werken Mirahold

Παρειοκάτοχο μιας πλευράς
Κωδικός: HW6004A


13,60 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ


Περιγραφή:

Σε regular μέγεθος (ενήλικων), κλιβανιζόμενο σε αυτόκαυστο

Συσκευασία:
Σετ 2 τεμαχίων

Hager & werken Mirahold Block

Ελαστικές μπάρες για το άνοιγμα στόματος



Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
HW6001B	Mini set 3 τεμαχίων (μικρά) χωρίς απωθητή	11,64 €
HW6001C	Econo set 12 τεμαχίων (6 μεγάλα + 6 μικρά) & απωθητής	25,72 €
HW6001D	Intro set 6 τεμαχίων (3 μικρά + 3 μικρά) & απωθητής	13,74 €

Περιγραφή:

Δαγκώνοντάς τες ο ασθενής κρατά το στόμα ανοικτό με ασφάλεια και προπάντων ξεκούραστα. Το σετ περιλαμβάνει και απωθητή παρειάς. Ιδανικό για θεραπείες που απαιτούν χρόνο ή αγχώδεις ασθενείς. Κλιβανιζόμενα σε αυτόκαυστο.

Durr Lunos® Prophylaxis Μαξιλάρι

Για ασφαλή και άνετη στήριξη του κεφαλιού
Κωδικός: TR7026A


114,51 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

• Παρέχει ασφαλή και άνετη στήριξη του κεφαλιού. Υποστηρίζει επίσης το κεφάλι και τον αυχένα του ασθενούς κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

• Ανακουφίζει από την πίεση και αντιδρά στη θερμότητα του σώματος για να προσαρμόζεται ξεχωριστά σε κάθε ασθενή

• Μαλακό, φιλικό προς το δέρμα και αδιάβροχο κάλυμμα

• Πλένεται και απολυμαίνεται

Tribest Μοντέλο επίδειξης βουρτσίσματος με βούρτσα

Κωδικός: TRI7001A


24,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Σε μεγάλο μέγεθος για την καλύτερη επεξήγηση και οπτική απεικόνιση.

 Συσκευασία:
1 τεμαχίου

Tribest Εκμαγείο Μοντέλο Επίδειξης με Εμφύτευμα

Κωδικός: TRI7002A


35,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Απαραίτητο για την οπτική επεξήγηση της θεραπείας στους ενήλικες ασθενείς. Σε μεγάλο μέγεθος για την καλύτερη επεξήγηση και οπτική απεικόνιση.

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Tribest Μοντέλο επίδειξης τερηδόνας

Κωδικός: TRI7000A


49,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Επίδειξη των 3ων σταδίων τερηδόνας. Διαστάσεις: 12cm x 7cm

 Συσκευασία:
1 τεμαχίου

Hager & werken Demonstration Model

Μοντέλο Επίδειξης Βουρτσίσματος

Κωδικός: HW2001A


62,19 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Ιδιαίτερα μεγεθυμένο για εύκολη και αποτελεσματική απεικόνιση των λεπτομερειών. Συνοδεύεται από ανάλογων διαστάσεων οδοντόβουρτσα στα 22 cm. Ιδανικό σύστημα για την κατανόηση της ορθής τεχνικής μέσω της τεχνικής αναπαράστασης. Εξαιρετική ευκαμψία κατά το άνοιγμα των γνάθων και μοναδική σταθερότητα όταν επιθυμείτε να ακινητοποιήσετε σε συγκεκριμένο σημείο.

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Box for milk teeth

Κουτί φύλαξης για νεογιλά δόντια

Κωδικός: CCE0002A


3,15 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Κουτί σε σχήμα δοντιού για την φύλαξη νεογιλών δοντιών.

Το πακέτο περιλαμβάνει 5 τεμάχια σε διάφορα χρώματα.

Συσκευασία: Τεμαχίου

Diploma - Brave Patient

Δίπλωμα Παιδικό Έπαινο

Κωδικός: CCE0001A


5,50 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Παιδικό Έπαινο από την Cerkamed για τους γενναίους μικρούς ασθενείς σας.

 Συσκευασία:
Το πακέτο περιλαμβάνει 20 τεμάχια mix, σε 4 διαφορετικές μακέτες

Hager & werken Miradent KidsBrush

Θήκες αποθήκευσης και μεταφοράς


4,53 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	Μέγεθος
HW8006A	Πάπια
HW8204A	Παπαγάλος
HW8007A	Αρκούδος
HW8020A	Σκύλος

Περιγραφή:

Σε ειδικό οβάλ σχήμα με μικρότερη κεφαλή, για χρήση σε παιδιά από την ηλικία των 4 ετών. Η κεφαλή προστατεύεται από ένα χαρούμενο σχέδιο που εικονίζει ένα από τα αγαπημένα ζώακια: σκύλος, πάπια, αρκούδα, ταύρος, παπαγάλος.

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Hager & Werken - Infant O Brush

Βρεφική Οδοντόβουρτσα

Κωδικός: HW8017A


3,49 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Οδοντόβουρτσα εκμάθησης συνδεδεμένη σε δακτύλιο μαστήρα Infant-O-Brush. Εκπαιδεύει παιδιά μέχρι τεσσάρων ετών για τη στοματική φροντίδα τους με εξαιρετική ευκολία. Διαθέσιμη σε κίτρινο χρώμα.

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Tribest Κουτί αποθήκευσης οδοντοστοιχιών


Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
TRI3001B	Μικρό Μέγεθος – Μπλε 2.5cm ύψος - 1 τεμάχιο	0,60 €
TRI3002B	Μεγάλο Μέγεθος διάτρητο – Μπλε 4cm ύψος - 10 τεμάχια	9,90 €
TRI3003W	Μεγάλο Μέγεθος – Λευκό 5cm ύψος – 1 τεμάχιο	0,70 €

Περιγραφή:
Κουτί αποθήκευσης και μεταφοράς εργασιών προσθετικής.

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Dentobox Hager & werken

Κουτί αποθήκευσης οδοντοστοιχιών



Κωδικός	Διαστάσεις	Τιμή
HW8018A	Dentobox I - Λευκό 2.5cm ύψος - Set 12τμχ	13,76 €
HW8012B	Dentobox I - Γαλάζιο 2.5cm ύψος - 1 τμχ	5,17 €
HW8012A	Dentobox I - Λευκό 2.5cm ύψος - 1 τμχ	5,17 €
HW8012C	Dentobox I - Ροζ 2.5cm ύψος - 1 τμχ	5,17 €
HW8013A	Dentobox II - Γαλάζιο 4cm ύψος- Set 10τμχ	18,84 €
HW8024A	Dentobox II - Λευκό 4cm ύψος- Set 10τμχ	18,84 €
HW8023A	Dentobox II - Ροζ 4cm ύψος- Set 10τμχ	18,84 €

Περιγραφή:

Για την ασφαλή διατήρηση και μετακίνηση των προσθετικών και ορθοδοντικών εργασιών. Προστατεύουν άριστα το περιεχόμενο ενώ ταυτόχρονα παρέχοντας επαρκή εξαερισμό μέσω των ειδικών οπών. Σε 2 διαστάσεις.

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Hager & werken Mira DUO

Καθρέπτης διπλής όψης

Κωδικός: HW5006A


11,94 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Η μια του πλευρά απεικονίζει σε κλίμακα 1:1 ενώ η άλλη πλευρά μεγεθύνει τα αντικείμενα X 2. Χρησιμοποιείται ως χειρός αλλά και ως επιτραπέζιος. Διάμετρος ωφέλιμης επιφάνειας 13 cm.

Συσκευασία: Τεμαχίου

Teeth shape mirrors

Καθρέπτης σε σχήμα δοντιού


ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

- POI7031B - Μπλε
- POI7031G - Πράσινο
- POI7031R - Κόκκινο
- POI7031W - Λευκό
- POI7031Y - Κίτρινο

8,46 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Καθρέπτης σε σχήμα δοντιού, με απεικόνιση ειδώλου 1:1
Διαστάσεις 25x13,5cm
Διαθέσιμο σε διάφορα χρώματα.

Συσκευασία: Τεμαχίου

Hager & Werken - AntiStress Tooth

Αξεσουάρ χαλάρωσης ασθενών σε σχήμα δοντιού

Κωδικός: HW8004A


5,16 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

- ✓ Ιδανικό για χαλάρωση ή για δώρο
- ✓ Διαστάσεις: 64x54x38.5mm
- ✓ Βάρος: 43 gr
- ✓ Κατασκευασμένο από πολυουρεθάνη

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Hager & Werken - MiraToi No 15 Mini Ponys

Πλαστικά πόνυ για τους μικρούς ασθενείς

Κωδικός: HW8014A


55,71 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την διάρκεια της θεραπείας για την χαλάρωση του ασθενή αλλά και σαν δώρο.

Συσκευασία: Περιλαμβάνει 50 τεμάχια σε διάφορα χρώματα.

Hager & Werken - MiraToi No 17 Mini Πατίνια

Κωδικός: HW8016A


35,63 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Διατίθενται σε 5 διαφορετικά σχέδια.

Συσκευασία: 50 τεμαχίων

Hager & Werken - MiraToi No 13 Σεντούκια

Σεντούκια φύλαξης για νεογιλά δόντια

Κωδικός: HW8008A


38,22 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Mira toi Σεντούκι για την φύλαξη νεογιλών δοντιών από την Hager and Werken. Διατίθεται σε διάφορα χρώματα: Σιέλ, πράσινο, κόκκινο, κίτρινο.

Συσκευασία: 100 τεμαχίων (25 τεμάχια σε κάθε χρώμα).

Hager & Werken - Protho Box

Κουτί φύλαξης τεχνητών οδοντοστοιχιών με οδοντόβουρτσα

Κωδικός: HW9009A


13,27 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Αδιάβροχη θήκη για τη ασφαλή φύλαξη οδοντοστοιχιών. Περιλαμβάνει την εργονομικά σχεδιασμένη οδοντόβουρτσα οδοντοστοιχιών.

Η οδοντόβουρτσα πωλείται και ξεχωριστά, κωδ. HW9008A 5,22€ + ΦΠΑ

Ελαστικό στόμιο Σιελαντλίας

Κωδικός: SW3035A



7,20 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Κλιβανίζεται σε αυτόκαυστο κλίβανο.

Συσκευασία:
1 τεμαχίου

Φίλτρο Σιελαντλίας

Πλαστικό φίλτρο

Κωδικός: SW3034A



3,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Επιπλέον φίλτρο για ενισχυμένη προστασία.

Συσκευασία:
1 τεμαχίου

Cattani φίλτρο βάσης - Γκρι

Κωδικός: HS3105B



15,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Τοποθετείται εντός του πτυελοδοχείου και συγκρατεί τα υπολείμματα που αναρροφά το μοτέρ της χειρουργικής αναρρόφησης. Καθαρίζεται μετά από κάθε συνεδρία. Κατασκευαστής Cattani Italy.

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Σετ φίλτρων

Βάση φίλτρου & φίλτρο

Κωδικός: HS3105A



Το φίλτρο πωλείται και μεμονωμένα στην τιμή των 13,30€ + ΦΠΑ κωδ. HS3105B

45,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Συμβατό με όλα τα μηχανήματα κατασκευής εργοστασίου NEODENT, περιλαμβάνεται στο σετ και η βάση επί του πτυελοδοχείου

Συσκευασία:
1 σετ

Cattani Γλώσσες στομίου Φ11

Για την ρύθμιση έντασης στο στόμιο

Κωδικός: HS3108A



3,14 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Μικρό μέγεθος, κατάλληλο για στόμιο διαμέτρου 11 χιλιοστών

Συσκευασία:
1 τεμαχίου

Cattani Γλώσσες στομίου Φ17

Για την ρύθμιση έντασης στο στόμιο

Κωδικός: HS3109A



3,14 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Μεγάλο μέγεθος, κατάλληλο για στόμιο διαμέτρου 17 χιλιοστών

Συσκευασία:
1 τεμαχίου

Cattani Στόμιο Φ11

Ακροφύσιο χειρουργικής αναρρόφησης

Κωδικός: HS3104A



25,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Για λάστιχα Cattani ή όμοιου τύπου, διάμετρος στομίου 11 χιλιοστά

Συσκευασία:
1 τεμαχίου

Cattani Στόμιο Φ17

Ακροφύσιο χειρουργικής αναρρόφησης

Κωδικός: HS3103A



25,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Για λάστιχα Cattani ή όμοιου τύπου, διάμετρος στομίου 17 χιλιοστά

Συσκευασία:
1 τεμαχίου

Λάστιχο χειρουργικής αναρρόφησης Φ11

Για Cattani στόμιο

Κωδικός: HS3201B



** Επιλέξτε το μήκος που σας εξυπηρετεί

Περιγραφή:

Συμβατό με τα περισσότερα ευρωπαϊκά οδοντιατρικά μηχανήματα. Υλικό κατασκευής PVC. Χρώμα ανοικτό γκρι. Η κατάλληλη διάμετρος για οδοντιατρικές έδρες Neodent είναι:
- 1,45μ το μήκος για τις έδρες Triton
- 1,65μ το μήκος για τις έδρες Triton Plus

Λάστιχο χειρουργικής αναρρόφησης Φ17

Για Cattani στόμιο

Κωδικός: HS3200B



Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
HS3201B	Λάστιχο Χ. Α. Φ11 - 1μ.	26,50 €
HS3201_1	Λάστιχο Χ. Α. Φ11 - 1,45μ.	26,50 €
HS3201_2	Λάστιχο Χ. Α. Φ11 - 1,65μ.	30,00 €
HS3201_3	Λάστιχο Χ. Α. Φ11 - 1,80μ.	32,13 €
HS3200B	Λάστιχο Χ. Α. Φ17 - 1μ.	26,50 €
HS3200_1	Λάστιχο Χ. Α. Φ17 - 1,45μ.	26,50 €
HS3200_2	Λάστιχο Χ. Α. Φ17 - 1,65μ.	30,00 €
HS3200_3	Λάστιχο Χ. Α. Φ17 - 1,80μ.	32,13 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λάστιχο DCI

Για σιελαντλία

Κωδικός: PP2201A



7,20 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Για τους κατόχους μηχανημάτων NEODENT, απαιτούνται: TRITON 1,85 μέτρα & TRITON PLUS 2,00 μέτρα. Για κατόχους άλλης μάρκας μηχανήματος, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Τμήμα Σέρβις.

Συσκευασία: Μέτρο

Durr στόμιο χειρουργικής αναρρόφησης Φ6

με ενσωματωμένο αντάπτορα σιελαντλίας, σε γκρι χρώμα
Κωδικός: HS3342A



25,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Συνδυάζεται με το λάστιχο χειρουργικής αναρρόφησης Φ11mm της Durr.

Η σιελαντλία κουμπώνει απευθείας επάνω.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για την αντικατάσταση του ρύγχους από Cattani σε Durr θα πρέπει την πρώτη φορά να αλλάξετε και τα λάστιχα χειρουργικής αναρρόφησης.

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Durr στόμιο χειρουργικής αναρρόφησης Φ16

σε γκρι χρώμα
Κωδικός: HS3346A



25,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Συνδυάζεται με το λάστιχο χειρουργικής αναρρόφησης Φ17mm της Durr.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για την αντικατάσταση του ρύγχους από Cattani σε Durr θα πρέπει την πρώτη φορά να αλλάξετε και τα λάστιχα χειρουργικής αναρρόφησης.

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Durr Μπίλια για την μετατροπή του στομίου Φ16 από ευθύ σε γωνιακό

σε γκρι χρώμα
Κωδικός: HS3345A



25,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Διατηρεί τη σωστή γωνία Προσφέρει σημαντικό βελτιωμένο χειρισμό Κατάλληλο για στόμιο χειρουργικής αναρρόφησης DURR Φ16.

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Λάστιχο χειρουργικής αναρρόφησης Φ11 για Durr στόμιο



Κωδικός	Διαστάσεις	Τιμή
HS3203_3	Φ11 - 1,80μ για Durr στόμιο	32,13 €
HS3203_2	Φ11 - 1,65μ για Durr στόμιο	30,00 €
HS3203_1	Φ11 - 1,45μ για Durr στόμιο	26,50 €
HS3202_3	Φ16 - 1,80μ για Durr στόμιο	32,13 €
HS3202_2	Φ16 - 1,65μ για Durr στόμιο	30,00 €
HS3202_1	Φ16 - 1,45μ για Durr στόμιο	26,50 €

Περιγραφή:

Συμβατό με τα περισσότερα ευρωπαϊκά οδοντιατρικά μηχανήματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ Κατάλληλο μόνο για στόμια Durr

Υλικό κατασκευής PVC

Διατίθεται σε συγκεκριμένα μήκη: 1,45μ (για έδρες Triton) - 1,65μ (για έδρες Triton Plus) - & 1,80μ

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Λάστιχο χειρουργικής αναρρόφησης Φ16 για Durr στόμιο



Συστολή Φ11-Φ16

Για μείωση της διαμέτρου στο στόμιο Φ17 Cattani
Κωδικός: HS3311A



2,70 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Μετατρέπει το στόμιο Φ17 σε διάμετρο 11 χιλιοστών

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Αντάπτορας Σιελαντλίας

Για τοποθέτηση επί στομίων Cattani
Κωδικός: HS3312A



5,96 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Συμβατό με όλες τις σιελαντλίες π.χ Euronda SpA

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Μεμβράνη Οβάλ για ταμπλέτα L Dark Gray

Κωδικός: DT2061C



25,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Ανταλλακτική μεμβράνη οβάλ κατάλληλη για οδοντιατρική ταμπλέτα Triton L & Triton Plus L (κορδόνια από πάνω), σε χρώμα γκρι.

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Μεμβράνη για οδοντιατρική έδρα E & M Dark Gray

Κωδικός: DT2017C για ταμπλέτα DT2018B για πάνελ βοηθού



25,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Ανταλλακτική μεμβράνη χειριστήριου βοηθού & οδοντιατρικής ταμπλέτας E & M (κορδόνια από κάτω). Κατάλληλη για μηχανήματα Triton & Triton Plus, σε χρώμα γκρι.

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Βρυσάκια επινικελωμένα για λεκάνη πτυελοδοχείου της έδρα TRITON

Κωδικός: SP114_



Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
SP1146B-	Βρυσάκι Λεκάνης πτυελοδοχείου - Triton	12,00 €
SP1147B-	Βρυσάκι Ποτηριού πτυελοδοχείου - Triton	15,00 €

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Βρυσάκια επινικελωμένα για λεκάνη πτυελοδοχείου της έδρα TRITON PLUS

Κωδικός: SP134_



Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
SP1344A-	Βρυσάκι Ποτηριού πτυελοδοχείου - Triton Plus	20,00 €
SP1345A-	Βρυσάκι Λεκάνης πτυελοδοχείου - Triton Plus	15,00 €

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Durr Φίλτρα Χειρουργικής Αναρρόφησης Einweg-Gelb

Κωδικός: HS5322A



32,52 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Για αναρροφήσεις με διπλή έξοδο (Comfort, Eco). Αλλάξτε το φίλτρο τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

Κωδικός Κατασκευαστή Durr Dental: 0725-041-00.

Συσκευασία: 12 τεμαχίων

Κύπελλο συγκράτησης στερεών λυμάτων του πτυελοδοχείου

Κωδικός: SP1140A



5,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Υλικό: πλαστικό
Τοποθετείται σε γυάλινη ή πορσελάνινη λεκάνη.

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Καπάκι πορσελάνης για το σифόν του πτυελοδοχείου/μανιτάρι με προεξοχές

Κωδικός: SP1151C



15,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Χρώμα Λευκό RAL9002A.
Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Λεκάνη πτυελοδοχείου πορσελάνινη

Κωδικός: SP2013A



180,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Συμβατή με τις έδρες Triton & Triton Plus.
Στην συσκευασία δεν περιλαμβάνεται το μανιτάρι/καπάκι.

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Σύριγγα Luzzani Minilight 6way SET



300,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	Μέγεθος
TS1017A	Ευθεία Μήκος: 212mm Βάρος: 120g
TS1016A	Γωνιακή Μήκος: 194mm Βάρος: 6F - 120g

Περιγραφή:
Μπορεί να τοποθετηθεί στην ταμπλέτα, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά, που εξασφαλίζουν μέγιστη υγιεινή και απουσία τοξικότητας.
**Μοναδική ιδιότητα επιλογής ζεστού ή κρύου αέρα, νερού ή spray

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

*Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η εγκατάσταση

Σύριγγα Luzzani Minimate 3way SET



200,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	Μέγεθος
TS1023A	Ευθεία Μήκος: 206mm Βάρος: 78g
TS1024A	Γωνιακή Μήκος: 193mm Βάρος: 78g

Περιγραφή:
Μπορεί να τοποθετηθεί στην ταμπλέτα, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά, που εξασφαλίζουν μέγιστη υγιεινή και απουσία τοξικότητας.

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

*Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η εγκατάσταση

Χειρολαβή Τρυγίας N3 Blue DTE

Τύπου EMS

Κωδικός: US3000C



150,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Κατάλληλη για κορδόνι TKD χωρίς φώς.
Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Χειρολαβή Τρυγίας N3 LED DTE

Τύπου EMS

Κωδικός: US3059C



250,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Κατάλληλη για κορδόνι EMS EM-153.
Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Σύριγγα DCI – Στέλεχος & Tip

Κωδικός: TS1002A Ευθεία
TS1001A Γωνιακή



120,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Ακριβής έλεγχος του αέρα, του νερού και του ψεκασμού (τριπλής λειτουργίας)
Χρησιμοποιεί μεταλλικά ρύγχη για αυτόκαυστο ή ρύγχη μίας χρήσης
**Δεν περιλαμβάνεται το κορδόνι

Συσκευασία: 1 τεμαχίου & 1 μεταλλικό ρύγχος

TKD Χειρολαβή Τρυγίας Titanus E με κούμπωμα EMS

Χειρολαβή τρυγίας με κούμπωμα EMS, χωρίς φως
Κωδικός: US1023E



250,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:
Κατάλληλη για κορδόνια TKD (US1074A) και EMS (US4001A).
Η χειρολαβή δεν περιλαμβάνει ξέστρα.
Κατασκευαστής: TKD
Χρώμα: Άσπρο-Γκρι.
Κωδικός κατασκευαστή 410.00.01

Acteon Χειρολαβή Τρυγίας Newtron New

Χειρολαβή τρυγίας, χωρίς φως
Κωδικός: US3010A



466,52 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Κατάλληλη για κορδόνια Satelec/Newtron χωρίς φως και Xinetic. Η χειρολαβή δεν περιλαμβάνει ξέστρα. Κατασκευαστής: Acteon Χρώμα: Άσπρο-Γκρι. Κωδικός κατασκευαστή: F12281

Acteon Κορδόνι τρυγίας, χωρίς φως (XINETIC)

Κορδόνι τρυγίας, χωρίς φως
Κωδικός: US4100B



110,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Κατάλληλο για χειρολαβή Satelec/Newtron χωρίς φως και Xinetic. Κατασκευαστής: Acteon Κωδικός κατασκευαστή: F00187

TKD κορδόνι για SATELEC NEWTRON Γκρι

Κορδόνι τρυγίας, χωρίς φως
Κωδικός: US1088A



100,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Κατάλληλο για χειρολαβή Satelec/Newtron χωρίς φως και Xinetic. Κατασκευαστής: Tekne Dental Italy (TKD). Κωδικός κατασκευαστή 333.13

Acteon Χειρολαβή Τρυγίας Xinetic LED

Χειρολαβή τρυγίας, με φως
Κωδικός: US1105A



470,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Κατάλληλη για κορδόνια Satelec/Newtron με φως και Xinetic. Η χειρολαβή δεν περιλαμβάνει ξέστρα. Κατασκευαστής: Acteon Χρώμα: Άσπρο-Γκρι. Κωδικός κατασκευαστή F12607

Acteon Κορδόνι τρυγίας, με φως (XINETIC)

Χειρολαβή τρυγίας, με φως
Κωδικός: US4100A



140,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Κατάλληλο για χειρολαβή Satelec/Newtron με φως και Xinetic. Κατασκευαστής: Acteon Κωδικός κατασκευαστή F00618

Χειρολαβή Τρυγίας EMS Grey

Κορδόνι τρυγίας, χωρίς φως
Κωδικός: US3000B



500,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Κατάλληλη για κορδόνι TKD χωρίς φως. Συμβατή με kit FS-266. Κατασκευαστής: EMS Κωδικός κατασκευαστή EN-041

TKD Κορδόνι τρυγίας Γκρι

Κορδόνι τρυγίας, χωρίς φως
Κωδικός: US1074A



100,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Κατάλληλο για χειρολαβή EMS χωρίς φως. Συμβατή με kit FS-266. Κατασκευαστής: Tekne Dental Italy (TKD). Κωδικός κατασκευαστή 332.13

EMS Κορδόνι τρυγίας Γκρι

Κορδόνι τρυγίας, χωρίς φως
Κωδικός: US4001A



145,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Κατάλληλο για χειρολαβή EMS χωρίς φως. Συμβατό με kit FS-266. Κατασκευαστής: EMS. Κωδικός κατασκευαστή EM-064

Χειρολαβή Τρυγίας EMS LED

Χειρολαβή τρυγίας, με φως
Κωδικός: US3059A



590,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Κατάλληλη για κορδόνι EMS EM-153(US4011A). Μόνο για kit στο μηχάνημα. Συμβατή με: No Pain kit Piezon led, Mini Master led, Piezon Master 700, Air flow Master Piezon, Piezon 250 led, Piezon 150 led, Kit Piezon (FS-374). Η χειρολαβή δεν περιλαμβάνει ξέστρα. Κατασκευαστής: EMS Χρώμα: Άσπρο-Γκρι. Κωδικός κατασκευαστή EN-060

Χειρολαβή Τρυγίας EMS

Χειρολαβή τρυγίας
Κωδικός: US3058B



420,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Κατάλληλη για κορδόνι EMS EM-153(US4011A). Μόνο για kit στο μηχάνημα. Συμβατή με: No Pain kit Piezon, No Pain kit Piezon led, Mini Master led, Piezon Master 700, Air flow Master Piezon, Piezon 250, Piezon 250 led, Piezon 150, Piezon 150 led, Piezon 100, Piezon 200, Kit Piezon (FS-374). Η χειρολαβή δεν περιλαμβάνει ξέστρα. Κατασκευαστής: EMS / Χρώμα: Άσπρο-Γκρι. Κωδικός κατασκευαστή: EN-061

EMS Κορδόνι τρυγίας Γκρι

Κορδόνι τρυγίας
Κωδικός: US4011A



140,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Κατάλληλο για χειρολαβές EMS US3059A και US3058. Κατασκευαστής: EMS. Κωδικός κατασκευαστή: EM-153

TKD Χειρολαβή Τρυγίας Titanus S με κούμπωμα Satelec

Χειρολαβή τρυγίας με κούμπωμα Satelec, χωρίς φως
Κωδικός: US1023F



250,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Κατάλληλη για κορδόνι Acteon (US4100B). Η χειρολαβή δεν περιλαμβάνει ξέστρα. Κατασκευαστής: TKD Χρώμα: Άσπρο-Γκρι. Κωδικός κατασκευαστή: 460.00.01

ΞΕΣΤΡΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

Κορυφαίος επαγγελματικός οδοντιατρικός εξοπλισμός, αποκλειστικά στο www.neodent.eu



NEUTRON P5XS B.OLED



Αυτόνομη συσκευή πιεζοηλεκτρικών υπερήχων

Με ενσωματωμένη δεξαμενή υγρού και χειρολαβή διπλού φωτισμού:

Λευκό φως για οπτική άνεση, μπλε φως για αποκάλυψη οδοντικής πλάκας σε πραγματικό χρόνο.

Περιγραφή:

Χρωματικός δακτύλιος
Πράσινο χρώμα = χαμηλή ένταση = ήπιες θεραπείες: Περιοδοντικές εφαρμογές
Κίτρινο χρώμα = μεσαία ένταση = θεραπείες ακριβείας: Ενδοδοντικές εφαρμογές
Μπλε χρώμα = ισχυρή ένταση = θεραπείες ρουτίνας: Αποτρίγωση
Κόκκινο χρώμα = πολύ ισχυρή ένταση = ειδικές θεραπείες: π.χ Αφαίρεση Κορωνών
(Tips: 1,1S,H3)

PIEZON® 250



EMS Αυτόνομη Συσκευή Υπερήχων Piezon 250 Led

Περιγραφή:

Αυτόνομη συσκευή πιεζοηλεκτρικών υπερήχων με ενσωματωμένη δεξαμενή υγρού και χειρολαβή PIEZON® LED. Ανεξάρτητο σύστημα παροχής νερού, προσφέροντας τη δυνατότητα προσθήκης διαφορετικών τύπων υγρών για μια ποικιλία θεραπειών. Ιδανικό για ευαίσθητους ασθενείς, παιδιά και για συχνές ανακλήσεις ασθενών. Αποτελεσματικό υπερουλικά και υποουλικά σε βάθος έως και 9mm.
(Tips: A,P,PS)

DTE Συσκευή Τρυγίας D7-LED



Περιγραφή:

1. Συμπαγής και ανθεκτική συσκευή υπερήχων, διαθέτει οθόνη για τη ρύθμιση των διαφόρων προγραμμάτων. Το DTE D7 διατίθεται με φως LED και είναι συμβατό και με τα tip Satelec/Acteon. Με ενσωματωμένη δεξαμενή, για χρήση τόσο με νερό όσο και με κλινικά προϊόντα. Ειδικά για περιοδοντική, οδοντιατρική προφύλαξη και ενδοδοντικές θεραπείες

Η συσκευασία περιλαμβάνει:

- 8 ξέστρα GD1-GD4-GD5-GD6-PD1-PD3-PD4D-ED1
- Κλειδάκι αλλαγής Ξέστρου TD-1L
- Θήκη Ξέστρων 6 θέσεων
- Χειρολαβή τρυγίας HD-7L
- Ποδοδιακόπτη
- 2 δεξαμενές νερού
- Λάμπα Led

ΞΕΣΤΡΑ EMS
Ξέστρο A

με κλειδάκι για συσκευές EMS
Κωδικός: US2000B



Τα επιμέρους
τεμάχια
προκύπτουν από
πολυσυσκευασία

Ρωτήστε μας για
τις προσφορές
που τρέχουν

Ξέστρο PS

με κλειδάκι για συσκευές EMS
Κωδικός: US2004A



Τα επιμέρους
τεμάχια
προκύπτουν από
πολυσυσκευασία

82,50 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Κατάλληλο για υπερουλικό καθαρισμό σε όλα τα τεταρτημόρια.

Συσκευασία:

1 τεμαχίου με κλειδάκι

117,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Κατάλληλο για την απομάκρυνση τρυγίας σε βαθύς περιοδοντικούς θύλακες, σε όλα τα τεταρτημόρια. Μακρύ και λεπτό ξέστρο, ιδανικό για υπο-ουλική πρόσβαση.

Συσκευασία: 1 τεμαχίου με κλειδάκι

Ξέστρο P

με κλειδάκι για συσκευές EMS
Κωδικός: US2003B



Τα επιμέρους
τεμάχια
προκύπτουν από
πολυσυσκευασία

Ξέστρο PSL

με κλειδάκι για συσκευές EMS
Κωδικός: US2213A



Τα επιμέρους
τεμάχια
προκύπτουν από
πολυσυσκευασία

Ξέστρο PSR

με κλειδάκι για συσκευές EMS
Κωδικός: US2214A



Τα επιμέρους
τεμάχια
προκύπτουν από
πολυσυσκευασία

104,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Κατάλληλο για την αφαίρεση τρυγίας υπέρ και υπό ουλικά, σε όλα τα τεταρτημόρια.

Συσκευασία:

1 τεμαχίου με κλειδάκι

158,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Αριστερής γωνίας, κατάλληλο για περιοδοντικούς καθαρισμούς.

Συσκευασία:

1 τεμαχίου με κλειδάκι

158,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Δεξιάς γωνίας, κατάλληλο για περιοδοντικούς καθαρισμούς.

Συσκευασία:

1 τεμαχίου με κλειδάκι

ΞΕΣΤΡΑ EMS
Ξέστρο EMS – PI max με Κλειδάκι

Αφαίρεση τρυγίας σε εμφυτεύματα και αποκαταστάσεις
Κωδικός: US2228A



124,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Αφαιρεί την πέτρα υπερ- και υποουλικά έως και 3 mm:

- Γύρω από τα εμφυτεύματα
- Γύρω από τις όψεις
- Γύρω από στεφάνες
- Γύρω από ορθοδοντικές συσκευές
- Νεογιλά δόντια

*Απαραίτητο για την αλλαγή του άκρου και για τον έλεγχο φθοράς είναι το εργαλείο αντικατάστασης άκρου US2230A

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

EMS Άκρα για PI max

Κωδικός: US2229A



129,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Ειδικό υλικό PEEK (εμπλουτισμένο με ανθρακονήματα 30%) για την προστασία των εμφυτευμάτων και την αντιμετώπιση περιεμφυτευματικών παθήσεων

Μόλις το εργαλείο φθαρεί, μετά από περίπου 20 θεραπείες (= 3 mm), το άκρο του μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα χάρη στο PI MAX Tool.

Συσκευασία: 4 τεμαχίων

EMS Εργαλείο αντικατάστασης Άκρου PI max

Κωδικός: US2230A



62,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Για την αλλαγή του άκρου του οργάνου PI Max και τον έλεγχο για φθορά.

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

EMS Κλειδάκι ξέστρων

Mini μεταλλικό
Κωδικός: US6005A



23,50 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Συσκευασία:
1 τεμαχίου




ΞΕΣΤΡΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

Κορυφαίος επαγγελματικός οδοντιατρικός εξοπλισμός, αποκλειστικά στο www.neodent.eu

ΞΕΣΤΡΑ ACTEON - SCALING

Ξέστρο Νο 1

για συσκευές ACTEON
Κωδικός: F00246



60,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ


Περιγραφή:

Universal ξέστρο για την υπερουλική αποτρίγωση

Συσκευασία:
1 τεμαχίου

Ξέστρο Νο 2

για συσκευές ACTEON
Κωδικός: F00247



60,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ


Περιγραφή:

Για την υπερουλική αφαίρεση ογκωδών εναποθέσεων.

Συσκευασία:
1 τεμαχίου

Ξέστρο Νο 3

για συσκευές ACTEON
Κωδικός: F00248



62,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για αφαίρεση λεκέδων.

Συσκευασία:
1 τεμαχίου

Ξέστρο 1S

για συσκευές ACTEON
Κωδικός: F00245



70,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για περιπτώσεις μεσοδόντιου καθαρισμού.

Συσκευασία:
1 τεμαχίου

Ξέστρο Νο 10P

για συσκευές ACTEON
Κωδικός: F00253



60,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Για την αποτρίγωση ρηχών θυλάκων.

Συσκευασία:
1 τεμαχίου

Ξέστρο 10Z

για συσκευές ACTEON
Κωδικός: F00254



68,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ


Περιγραφή:

Κατάλληλο για περιοδοντικές θεραπείες και έλεγχο οδοντικής μικροβιακής πλάκας.

Συσκευασία:
1 τεμαχίου

Ξέστρο - 10X

για συσκευές ACTEON
Κωδικός: F00359



60,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Συνιστάται για την θεραπεία στα μεσοδόντια διαστήματα και για υπερουλική αποτρίγωση.

Συσκευασία:
1 τεμαχίου

Ξέστρο H1 - Diamond

για συσκευές ACTEON
Κωδικός: F00366



82,82 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Με επικάλυψη διαμαντιού, συνιστάται για απλές περιπτώσεις. Χρησιμοποιείται για τη θεραπεία προσθίων δοντιών.

Συσκευασία:
1 τεμαχίου

Ξέστρο H2L - Diamond

για συσκευές ACTEON
Κωδικός: F00367



82,82 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Περιοδοντικό ξέστρο με επικάλυψη διαμαντιού, κατάλληλο για προγόμφιους και γομφίους.

Συσκευασία:
1 τεμαχίου

Ξέστρο H2R - Diamond

για συσκευές ACTEON
Κωδικός: F00368



82,82 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Περιοδοντικό ξέστρο με επικάλυψη διαμαντιού, κατάλληλο για προγόμφιους και γομφίους.

Συσκευασία:
1 τεμαχίου

Ξέστρο H3

για συσκευές ACTEON
Κωδικός: F00369



82,82 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Ιδανικό για πρόσθια δόντια.

Συσκευασία:
1 τεμαχίου

ΞΕΣΤΡΑ ACTEON - PERIO
Ξέστρο H4R

 για συσκευές ACTEON
 Κωδικός: F00115

Ξέστρο H4L

 για συσκευές ACTEON
 Κωδικός: F00114

82,82 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Ξέστρο δεξιάς γωνίας, κατάλληλο για προγόμφιους και γομφίους.

 Συσκευασία:
 1 τεμαχίου

82,82 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Ξέστρο αριστερής γωνίας, κατάλληλο για προγόμφιους και γομφίους.

 Συσκευασία:
 1 τεμαχίου

Ξέστρο P2L

 για συσκευές ACTEON
 Κωδικός: F00090

169,93 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Ξέστρο αριστερής γωνίας, κατάλληλο για προγόμφιους και γομφίους και για τη συντήρηση (όταν υπάρχει λίγη ή και καθόλου τρυγία), χρησιμοποιείται με χαμηλή ισχύ για να διατηρείται η αίσθηση της αφής.

 Συσκευασία:
 1 τεμαχίου

Ξέστρο P2R

 για συσκευές ACTEON
 Κωδικός: F00091

169,93 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Ξέστρο δεξιάς γωνίας, κατάλληλο για προγόμφιους και γομφίους και για τη συντήρηση (όταν υπάρχει λίγη ή και καθόλου τρυγία), χρησιμοποιείται με χαμηλή ισχύ για να διατηρείται η αίσθηση της αφής.

 Συσκευασία:
 1 τεμαχίου

ΞΕΣΤΡΑ ACTEON - IMPLANT AND PROSTHESIS PREVENTION
Ξέστρο PH1 πλαστικά

 για συσκευές ACTEON
 Κωδικός: F00702

125,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Κατάλληλο για πρόσθια δόντια. Έχει σχήμα ξέστρου γενικής χρήσης, εύκολο στην εφαρμογή στις περισσότερες θεραπείες, ιδιαίτερα στα πρόσθια δόντια. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για το γυάλισμα αυλακών ή σχισμών στα φυσικά δόντια.

Συσκευασία: 4 τεμαχίων

Ξέστρο PH2L πλαστικά

 για συσκευές ACTEON
 Κωδικός: F00705

125,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Ξέστρο αριστερής γωνίας, κατάλληλο για προγόμφιους και γομφίους. Συνιστάται για τα οπίσθια δόντια.

 Συσκευασία:
 4 τεμαχίων

Ξέστρο PH2R πλαστικά

 για συσκευές ACTEON
 Κωδικός: F00706

125,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Ξέστρο δεξιάς γωνίας, κατάλληλο για προγόμφιους και γομφίους. Συνιστάται για τα οπίσθια δόντια.

 Συσκευασία:
 4 τεμαχίων

Implant Protect Kit

 για συσκευές ACTEON
 Κωδικός: F02120

420,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Τα ξέστρα είναι κατασκευασμένα από τιτάνιο, έχουν σχεδιαστεί για τον βαθύ καθαρισμό των εμφυτευμάτων.

 Συσκευασία:
 Η κασετίνα περιλαμβάνει:
 1 x iP1, 1 x iP2L, 1 x iP2r, 1 x iP3L, 1 x iP3r & κλειδάκι

ΞΕΣΤΡΑ ACTEON - ENDODONTICS
Ξέστρο ET18D – Diamond

Με επικάλυψη διαμαντιού για συσκευές ACTEON
Κωδικός: F88017


112,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Αυτό το εργαλείο προορίζεται για τον πολφικό θάλαμο για την αφαίρεση οδοντικών προεξοχών, εσωθαλαμικών ασβεστοποιήσεων (πολφόλιθος), προσωρινών σφραγισμάτων και κάποιων εμφρακτικών υλικών. Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με καταιονισμό.

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Ξέστρο ET20

για συσκευές ACTEON
Κωδικός: F88011


112,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Προορίζεται για επεμβάσεις στη μύλη για αφαίρεση εμφρακτικού υλικού στο ριζικό σωλήνα, σπασμένων εργαλείων ή οδοντικών θραυσμάτων. Το εργαλείο χρησιμοποιείται με ή χωρίς καταιονισμό.

 Συσκευασία:
1 τεμαχίου

Ξέστρο ET20D - Diamond

Με επικάλυψη διαμαντιού για συσκευές ACTEON
Κωδικός: F88013


112,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ


Περιγραφή:

Χρησιμοποιείται στην μύλη. Αυτό το εργαλείο έχει διαμαντένια επικάλυψη που ενισχύει την κόψη και την πλευρική απόξεση, ιδιαίτερα χρήσιμη για την αφαίρεση πολύ σκληρών εμφρακτικών υλικών από τα τοιχώματα.

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

Ξέστρο ET40

για συσκευές ACTEON
Κωδικός: F88012


112,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ


Περιγραφή:

Κατάλληλο για να αφαιρεί γρήγορα τα εμπόδια και τα σπασμένα ενδοδοντικά εργαλεία.

 Συσκευασία:
1 τεμαχίου

Ξέστρο ET40D – Diamond

για συσκευές ACTEON
Κωδικός: F88014


112,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ


Περιγραφή:

Με επικάλυψη διαμαντιού για επανάληψη θεραπείας σε εξαιρετικά ανθεκτικά υλικά, είναι το πιο ισχυρό από την σειρά εργαλείων επανάληψης θεραπείας.

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

ΞΕΣΤΡΑ ACTEON - ENDODONTICS
Ξέστρο ET25

για συσκευές ACTEON
Κωδικός: F88018


112,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Κατάλληλο για τις πιο λεπτές επεμβάσεις στο μέσο και ακραίο τμήμα του ριζικού σωλήνα. Κωνικότητα: 3%. Ιδανικό για την αφαίρεση σπασμένων εργαλείων και κώνων αργύρου.

 Συσκευασία:
1 τεμαχίου

Ξέστρο ET25S

για συσκευές ACTEON
Κωδικός: F88021


105,67 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ


Περιγραφή:

Εργαλείο ET25S : "Κοντό". Αυτό το μικροεργαλείο από Τιτάνιο-Νιόβιο προορίζεται για την επανάληψη θεραπείας στη μύλη και στους ισθμούς. Κωνικότητα : 4%. Διαθέτει οπή ψεκασμού για καταιονισμό.

 Συσκευασία:
1 τεμαχίου

Ξέστρο ET25L

για συσκευές ACTEON
Κωδικός: F88022


112,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Μακρύ ξέστρο από NiTi που προορίζεται για την επανάληψη θεραπείας σε μακρείς και ευθείς ριζικούς σωλήνες. Κωνικότητα: 3%.

 Συσκευασία:
1 τεμαχίου

Ξέστρο ETBD

για συσκευές ACTEON
Κωδικός: F88020


112,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Εργαλείο εντοπισμού ριζικών σωλήνων (ασβεστοποιημένα τμήματα) και εξερεύνησης του πολφικού θαλάμου. Η μπίλια με διαμαντένια επικάλυψη παρέχει γρήγορη και ακριβή επέμβαση εκεί όπου η χρήση περιστροφικού κοπτικού εργαλείου δεν είναι δυνατή ή δεν έχει αποτέλεσμα.

Συσκευασία: 1 τεμαχίου

ΞΕΣΤΡΑ W&H - ENDODONTIC TIPS
Ξέστρο 1U

με κλειδάκι για συσκευές W&H
Κωδικός: 05076200


74,50 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Για την αφαίρεση υποουλικής και υπερουλικής πέτρας σε όλα τα τεταρτημόρια.

Συσκευασία:

1 τεμαχίου με κλειδάκι

Ξέστρο 2U

με κλειδάκι για συσκευές W&H
Κωδικός: 05076300


62,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Μακρύ και λεπτό για μεγάλη ορατότητα. Ιδανικό για τη διεξαγωγή επαναληπτικών θεραπειών και για τις απαιτητικές δευτερεύουσες θεραπείες. Για την λεπτομερή απόξεση της υπερουλικής πέτρας και την αφαίρεση της πλάκας.

Συσκευασία: 1 τεμαχίου με κλειδάκι

Ξέστρο 3U

με κλειδάκι για συσκευές W&H
Κωδικός: 05368200


94,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Για λεπτομερή απόξεση στην υπερουλική περιοχή. Ελαφρώς στρογγυλεμένο, εξαιρετικά λεπτό και κοντό, ιδανικό για τον καθαρισμό των μεσοδόντιων περιοχών.

Συσκευασία: 1 τεμαχίου με κλειδάκι

Ξέστρο 1P

με κλειδάκι για συσκευές W&H
Κωδικός: 05370400


89,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Για την αφαίρεση πέτρας στην υποουλική περιοχή. Ιδανικό για τη θεραπεία περιοδοντικών θυλάκων με μεγάλο βάθος.

Συσκευασία:

1 τεμαχίου με κλειδάκι

Ξέστρο 2E

με κλειδάκι για συσκευές W&H
Κωδικός: 06368000


73,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιγραφή:

Για πλάγια θερμική συμπίκνωση γουταπέρκας.

Συσκευασία:

1 τεμαχίου με κλειδάκι

Triton | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
 ΕΥΕΛΙΞΙΑ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ - ΣΩΣΤΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Δοκιμασμένο σε κλινικές συνθήκες υψηλών απαιτήσεων, άκρως βελτιωμένο στις λεπτομέρειές του και με την **μοναδική 5ετή εγγύηση NEODENT** στα μηχανικά και ηλεκτρονικά του μέρη, το οδοντιατρικό μηχάνημα TRITON είναι η έξυπνη επιλογή για την ανακαίνιση/επέκταση του οδοντιατρείου σας.



Τώρα με νέες δυνατότητες χρηματοδότησης χωρίς τραπεζικό δανεισμό!


Μάθετε περισσότερα στο www.neodent.eu ή και τηλεφωνικά στο 210-7705020 (Αθήνα) και 23 10- 780692 (Θεσσαλονίκη)

Διαμάντια

και Carbides MEDIN IQDENT



IQDENT



ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΙ CARBIDES IQDENT

Κορυφαίος επαγγελματικός οδοντιατρικός εξοπλισμός, αποκλειστικά στο www.neodent.eu

Η τιμή αφορά
-1-
συσκευασία

DIAMOND BURS

11,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Συσκευασία:
5 τεμαχίων

001

OAL 19 mm							
314.001.524	• medium	O08	O12	O14	O16	O18	O21
314.001.544	• super coarse					O18	

697

L mm			
OAL 19 mm			
314.697.524	• medium	O14	
314.697.534	• coarse	O14	O16
314.697.544	• super coarse		O16

012

L mm	1,5	1,5
OAL 19 mm		
314.012.524	• medium	O14 O16

039

L mm	7,0
OAL 21,5 mm	
314.039.524	• medium O37

108

L mm	3,0
OAL 19 mm	
314.108.524	• medium O12

109

L mm	4,0	4,0
OAL 19 mm		
314.109.524	• medium	O12 O14

110

L mm	6,0	6,0
OAL 21 mm		
314.110.524	• medium	O12 O14

111

L mm	8,0
OAL 22 mm	
314.111.524	• medium O12

160

L mm	4,0	
OAL 22 mm		
314.160.514	• fine	O10
314.160.524	• medium	O10

165

L mm	8,0	8,0	8,0
OAL 22 mm			
314.165.514	• fine		O12
314.165.524	• medium	O10	O12
314.165.534	• coarse		O14

166

L mm	10,0	10,0	10,0
OAL 24 mm			
314.166.504	• super fine	O12	O16
314.166.524	• medium		O14



DIAMOND BURS

167

L mm	11,5	
OAL 24,5 mm		
314.167.514	● fine	O14
314.167.524	● medium	O14
314.167.534	● coarse	O14
314.167.544	● super coarse	O14

172

L mm	8,0	8,0
OAL 22 mm		
314.172.524	● medium	O14
314.172.534	● coarse	O16

173

L mm	10,0	10,0
OAL 24 mm		
314.173.524	● medium	O12 O14

11,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Συσκευασία:
5 τεμαχίων

198

L mm	8,0	8,0	8,0
OAL 22 mm			
314.198.524	● medium	O12 O14	
314.198.534	● coarse	O12 O14	
314.198.544	● super coarse	O14 O16	

199

L mm	10,0	10,0	10,0
OAL 24 mm			
314.199.524	● medium	O12 O14 O16	
314.199.534	● coarse	O14	

237

L mm	5,0	5,0
OAL 19 mm		
314.237.524	● medium	O12
314.237.534	● coarse	O14

243

L mm	3,0	
OAL 20 mm		
314.243.504	● super fine	O14
314.243.514	● fine	O14

257

L mm	4,5	4,5	4,5
OAL 19 mm			
314.257.504	● super fine	O14	O18
314.257.514	● fine	O16	O18
314.257.524	● medium	O16	O18

508

L mm	8,0	
OAL 24 mm		
314.508.534	● coarse	O18

277

L mm	3,4	3,4	4,1	4,5
OAL 19 mm				
314.277.504	● super fine	O16	O21	
314.277.524	● medium		O18	O23

834

marking depth T	0,4 mm	
L mm	7,0	
OAL 22 mm		
314.834.524	● medium	O18



DIAMOND BURS

131

L mm	10,0	
OAL 24 mm		
314.131.534	● coarse	O14

141

L mm	8,0	8,0
OAL 22 mm		
314.141.524	● medium	O12 O14

142

L mm	10,0	
OAL 24 mm		
314.142.544	● super coarse	O14

11,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Συσκευασία:
5 τεμαχίων

CARBIDE BURS

CBIS

US-No.	3/4S	3S	4S	5S	6S	7S	8S
Size Ø 1/10 mm	007	012	014	016	018	021	023
RA	OAL 22 mm						
	007	012	014	016	018	021	023
500 204 001 003 ...	CBIS.204						
FG	OAL 19 mm						
			014	016		021	
500 314 001 003 ...	CBIS.314						

CB2

US-No.	38
Size Ø 1/10mm	O16
L mm	1,6
FG OAL 19 mm	
	O16
500 314 010 001 ...	CB2.314

13,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Συσκευασία:
5 τεμαχίων

FINISHING INSTRUMENTS

31,25 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Συσκευασία:
5 τεμαχίων

CF133F

Size Ø 1/10 mm	O10
L mm	4,0
OAL 19 mm	
CF133F FG 500 314 159 O41 ...	O10

CB4MCL

Size Ø 1/10 mm	O12
L mm	4,0
FG OAL 19 mm	
500 314 139 O19 ...	O12
CB4MCL.314	

CB5MCL

Size Ø 1/10 mm	O14
L mm	5,0
FG OAL 22 mm	
500 314 140 O19 ...	O14
CB5MCL.314	

38,45 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Συσκευασία:
5 τεμαχίων

CROWN CUTTERS



AMALGAM REMOVING BURS



CB21RMX

Size Ø 1/10 mm	012
L mm	4,2
FG	OAL 19 mm
	012
500 314 137 006 ... CB21RMX.314	

31,25 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Συσκευασία:
5 τεμαχίων

SURGICAL BURS



CB141

Size Ø 1/10 mm	023
OAL 44,5 mm	
CB 141 hp 500 104 001 291 ...	
	023



CB151

Size Ø 1/10 mm	016
L mm	10,7
OAL 28 mm	
CB 151 FG XL 500 316 199 295 ...	
	016



CB152

Size Ø 1/10 mm	014
L mm	9,0
OAL 23 mm	
CB 152 FGL 500 315 210 295 ...	
	014

31,25 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Συσκευασία:
5 τεμαχίων

56,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Συσκευασία:
5 τεμαχίων




CB162

Size Ø 1/10 mm	016
L mm	9,0
OAL 22 mm	
CB 162 FG L 315 016 ...	
	016
OAL 28 mm	
CB 162 FG XL 500 316 408 297 ...	
	016



CB162A

Size Ø 1/10 mm	016
L mm	9,0
OAL 28 mm	
CB 162A FG XL 500 315 408 298 ...	
	016



DIAMOND BURS

Κορυφαίος επαγγελματικός οδοντιατρικός εξοπλισμός, αποκλειστικά στο www.neodent.eu

US No.	1/4	1/2	1	2	3	4	5	6	7	8		
Ø (mm)	0.5	0.6	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	2.3	
FG	ISO 500 314 001 001 ... 142 51 ...	005	006	008	009	010	012	014	016	018	021	023
FG XL	ISO 500 316 001 001 ... 142 51 ...				010	012	014	016	018	021	023	

από **8,85-9,75 €**
συσκ. 5τμχ

US No.	329	330	331				
L (mm)	1.5	1.5	1.5	1.7			
RA	ISO 500 204 237 006 ... 142 51 ...	008	010	1733			
FG	ISO 500 314 237 006 ... 142 51 ...	006	008	009	010	1513	1533

9,75 €
συσκ. 5τμχ

US No.	014	016			
L (mm)	4.3	4.3			
FG XL	ISO 500 316 168 006 ... 142 51 ...	014	016	2723	2733

9,75 €
συσκ. 5τμχ

packing / 1 pc

US No.	2158
L (mm)	5
FG	ISO 504 314 139 019 012 142 51 1907

The bur is very useful for the crown cutting, except the crowns made of very hard materials.
Vrtáček velmi vhodný pro rozříznutí korunek s výjimkou korunek z velmi tvrdých materiálů.

120 000-160 000 min⁻¹

3,35 €
συσκ. 1τμχ

packing / 1 pc

US No.	162
L (mm)	10
FG XL	ISO 500 316 408 297 016 142 91 0001

Lindemann, monolithic

<120 000 min⁻¹

13,01 €
συσκ. 1τμχ

packing / 1 pc

US No.	1932
L (mm)	2
FG	ISO 504 314 138 019 012 142 51 2767

Preparation of crowns
Preparace korunek

120 000-160 000 min⁻¹

3,35 €
συσκ. 1τμχ

packing / 5 pcs

L (mm)	12.5
Ø (mm)	0.7
FG	ISO 500 314 200 006 015 142 51 5184

monolithic
Long conical six blades TC Bur. The recommended use is in surgery, to cut or remove the bone or extract the root or the tooth.

<120 000 min⁻¹

20,00 €
συσκ. 5τμχ

packing / 1 pc

US No.	1958
L (mm)	5
FG	ISO 504 314 139 008 012 142 51 2907

The bur is very useful for the crown cutting, except the crowns made of very hard materials.
Vrtáček velmi vhodný pro rozříznutí korunek s výjimkou korunek z velmi tvrdých materiálů.

120 000-160 000 min⁻¹

3,35 €
συσκ. 1τμχ

Special Bur

packing 5 pcs

L (mm)	9.5
Ø (mm)	1.0
FG	ISO 500 314 190 006 016 142 51 5267

monolithic gold plated
Long conical six blades bur with a rounded non active top not used for perforation. Is active on the sides only to open the pulp cavity without risk of any perforation.

<120 000 min⁻¹

20,00 €
συσκ. 5τμχ

Κορυφαίος επαγγελματικός οδοντιατρικός εξοπλισμός, αποκλειστικά στο www.neodent.eu

ISO 806 314 108 XXX ...	008	009
Brazil. No. / Brazil. ζ.	1090	1091
	3.0	3.0

19 mm

524	146 51 ...	6050
-----	------------	------

10,20 €
συσκ. 5τμχ

ISO 806 314 169 XXX ...	010	012	Ø
Brazil. No. / Brazil. ζ.	3.0	3.0	L (mm)
	3.0	3.0	

19 mm

524	146 51 ...	9400
-----	------------	------

10,20 €
συσκ. 5τμχ

ISO 806 314 170 XXX ...	014
Brazil. No. / Brazil. ζ.	1064
	4.0

19 mm

524	146 51 ...	6600
-----	------------	------

10,20 €
συσκ. 5τμχ

ISO 806 314 172 XXX ...	012	014
Brazil. No. / Brazil. ζ.	2067	2067
	8.0	8.0

22 mm

524	146 51 ...	6801	6811
-----	------------	------	------

10,20 €
συσκ. 5τμχ

ISO 806 314 197 XXX ...	010	012
Brazil. No. / Brazil. ζ.	6.0	6.0
	6.0	6.0

21 mm

524	146 51 ...	7460	7470
-----	------------	------	------

10,20 €
συσκ. 5τμχ

ISO 806 314 213 XXX ...	016	018	Ø
Brazil. No. / Brazil. ζ.	10.5	10.5	L (mm)
	10.5	10.5	

24 mm

524	146 51 ...	7500
-----	------------	------

10,20 €
συσκ. 5τμχ

ISO 806 314 247 XXX ...	012	014	Ø
Brazil. No. / Brazil. ζ.	4.0	4.0	L (mm)
	4.0	4.0	

19 mm

524	146 51 ...	7980
-----	------------	------

10,20 €
συσκ. 5τμχ

ISO 806 314 248 XXX ...	012	Ø
Brazil. No. / Brazil. ζ.	6.0	L (mm)
	6.0	

21 mm

504	FF	146 51 ...	5700
-----	----	------------	------

10,20 €
συσκ. 5τμχ

ISO 806 314 249 XXX ...	010	012	014	Ø
Brazil. No. / Brazil. ζ.	8.0	8.0	8.0	L (mm)
	8.0	8.0	8.0	

22 mm

524	146 51 ...	7621	7641	
504	FF	146 51 ...	7600	8450

10,20 €
συσκ. 5τμχ

ISO 806 314 510 XXX ...	016	Ø
Brazil. No. / Brazil. ζ.	4.4	L (mm)
	4.4	

19 mm

524	146 51 ...	5780
-----	------------	------

10,20 €
συσκ. 5τμχ

* Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

* Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

001 ISO 806 314 001 XXX ... **012** **014** **016** **018** **021** **023**
 Brazil. No. / No. Brasil. 1013 1014 1015 1016

524	146 51 ...	4651	4660	4670	4680	4500	4690
534	G	146 51 ...			0185**		

από **10,20-15,80 €**
 συσκ. 5τμχ

010 ISO 806 314 010 XXX ... **016** **018**
 Brazil. No. / No. Brasil. 1035 1036
 1.3 1.5

524	146 51 ...	4950	4960
-----	------------	------	------

10,20 €
 συσκ. 5τμχ

019 ISO 806 314 019 XXX ... **014**
 Brazil. No. / No. Brasil. 3.0

524	146 51 ...	5070
-----	------------	------

10,20 €
 συσκ. 5τμχ

109 ISO 806 314 109 XXX ... **010** **012**
 Brazil. No. / No. Brasil. 1092 1093
 4.0 4.0

524	146 51 ...	6121	6131
-----	------------	------	------

10,20 €
 συσκ. 5τμχ

039 ISO 806 314 039 XXX ... **031** (Ø)
 Brazil. No. / Brazil. ζ. 7.0 L (mm)

524	146 51 ...	5380
-----	------------	------

13,95 €
 συσκ. 5τμχ

110 ISO 806 314 110 XXX ... **012** **014** Ø
 Brazil. No. / No. Brasil. 1095 2096
 6.0 6.0 L (mm)

524	146 51 ...	6250	6260
-----	------------	------	------

10,20 €
 συσκ. 5τμχ

111 ISO 806 314 111 XXX ... **012** **014** **016** **018** Ø
 Brazil. No. / Brazil. ζ. 3098 3099 3100
 8.0 8.0 8.0 8.0 L (mm)

524	146 51 ...	6351	6361	6371	6380
-----	------------	------	------	------	------

10,20 €
 συσκ. 5τμχ

130 ISO 806 314 130 XXX ... **012** Ø
 Brazil. No. / Brazil. ζ. 3022
 8.0 L (mm)

524	146 51 ...	9060
-----	------------	------

10,20 €
 συσκ. 5τμχ

141 ISO 806 314 141 XXX ... **012** **014** Ø
 Brazil. No. / No. Brasil. 3145 3146
 8.0 8.0 L (mm)

524	146 51 ...	7871	7881
-----	------------	------	------

10,20 €
 συσκ. 5τμχ

160 ISO 806 314 160 XXX ... **014** **016** Ø
 Brazil. No. / Brazil. ζ. 8.0 8.0 L (mm)

524	146 51 ...	7291	7310
504	FF	146 51 ...	7270

12,10 €
 συσκ. 5τμχ

166 ISO 806 314 166 XXX ... **014** **016** Ø
 Brazil. No. / Brazil. ζ. 3205 3195
 10.0 10.0 L (mm)

524	146 51 ...	7380	
504	FF	146 51 ...	8980

10,20 €
 συσκ. 5τμχ

167 ISO 806 314 167 XXX ... **014** Ø
 Brazil. No. / Brazil. ζ. 11.0 L (mm)

514	F	146 51 ...	9030
-----	---	------------	------

10,20 €
 συσκ. 5τμχ

173 ISO 806 314 173 XXX ... **012** **014** Ø
 Brazil. No. / No. Brasil. 3070
 10.0 10.0 L (mm)

524	146 51 ...	6891	6911
-----	------------	------	------

10,20 €
 συσκ. 5τμχ

198 ISO 806 314 198 XXX ... **014** **016** Ø
 Brazil. No. / No. Brasil. 2134 2135
 8.0 8.0 L (mm)

524	146 51 ...	7211	7221
544	GG	146 51 ...	7260
534	G	146 51 ...	7410

10,20 €
 συσκ. 5τμχ

199 ISO 806 314 199 XXX ... **012** **014** **016**
 Brazil. No. / No. Brasil. 3072
 10.0 10.0 10.0

524	146 51 ...	8130	8150
534	G	146 51 ...	1813*

10,20 €
 συσκ. 5τμχ

210 ISO 806 314 210 XXX ... **018** Ø
 Brazil. No. / No. Brasil. 9.0 L (mm)

544	GG	146 51 ...	4380
-----	----	------------	------

13,95 €
 συσκ. 5τμχ

219 ISO 806 314 219 XXX ... **012** **014** Ø
 Brazil. No. / No. Brasil. 3080 3081
 8.0 8.0 L (mm)

524	146 51 ...	7120	7130
-----	------------	------	------

12,10 €
 συσκ. 5τμχ

234 ISO 806 314 234 XXX ... **012** Ø
 Brazil. No. / No. Brasil. 5.5 L (mm)

524	146 51 ...	5500
-----	------------	------

12,10 €
 συσκ. 5τμχ

243 ISO 806 314 243 XXX ... **014** **016** **018** Ø
 Brazil. No. / No. Brasil. 1111
 3.0 5.0 5.0 L (mm)

514	F	146 51 ...	9610
504	FF	146 51 ...	9600
			9630

από **10,20-15,80 €**
 συσκ. 5τμχ

277 ISO 806 314 277 XXX ... **016** **018** **021** **023** Ø
 Brazil. No. / Brazil. ζ. 3.0 3.168
 5.0 L (mm)

524	146 51 ...	8870	8880
504	FF	146 51 ...	1910*
			1920*

από **12,10-13,95 €**
 συσκ. 5τμχ

896 ISO 806 314 896 XXX ... **016** **018** **023**
 Brazil. No. / No. Brasil. 1610 1660 1630

524	146 51 ...	1610	1630
534	G	146 51 ...	1660

από **12,10-13,95 €**
 συσκ. 5τμχ

540 ISO 806 314 540 XXX ... **009** **010** Ø
 Brazil. No. / Brazil. ζ. 4.0 4.0 L (mm)

524	146 51 ...	9940
-----	------------	------

10,20 €
 συσκ. 5τμχ

Medin Gold Set

12 Διαμάντια με Επίστρωση Χρυσού, Μπλε Αδρότητας

146 51 9690 65 x 65 x 26 mm

39,84 €
 συσκ. 12τμχ

GOLD

ISO 806 314 YYY 524 ...	012	010	109	111	166	169	173	173	198	225	249	250	YYY
	1.0	4.0	8.0	10.0	3.0	6.0	10.0	8.0	3.5	8.0	10.0	10.0	L (mm)

524	146 51 ...	4654	4934	6124	6364	7334	6584	6664	6914	7214	5164	7644	7754
-----	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



ΘΕΛΕΤΕ Άτοκες Δόσεις;



Για αγορές 150€ και άνω (χωρίς ΦΠΑ) μπορείτε να εξοφλείτε σε 6 ΑΤΟΚΕΣ δόσεις
Ενώ για αγορές 300€ (χωρίς ΦΠΑ) και άνω μπορείτε να εξοφλείτε σε 10 ΑΤΟΚΕΣ δόσεις!

* Οι άτοκες δόσεις ισχύουν και στο φυσικό αλλά και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.



Έδρα - Κεντρικές Αποθήκες
10ο χλμ Π.Ε.Ο Θεσσαλονίκης-Κιλκίς (Στροφή Νεοχωρούδας)
Τ.Θ 142, ΤΚ 57008 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ: 2310 780 792/692
Fax: 2310 783 692
Email: info@neodent.eu



Υποκατάστημα
Φειδιππίδου 45, Γουδή
ΤΚ 11527 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 210 7718596, 210 7705020
Fax: 210 7718595
Email: info@neodent.eu

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ Neodent A.E.



Κάντε την Neodent A.E.
τον έμπιστο συνεργάτη σας
και κερδίστε για αγορές καθαρής αξίας
σε υλικά/αναλώσιμα:

10% έκπτωση επί τιμολογίου, για αγορές καθαρής αξίας **170€** και άνω
16% έκπτωση επί τιμολογίου, για αγορές καθαρής αξίας **360€** και άνω
23% έκπτωση επί τιμολογίου, για αγορές καθαρής αξίας **780€** και άνω

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

α) Αντικαταβολή, β) Τραπεζική κατάθεση γ) Πιστωτική κάρτα δ) PayPal

Μην ξεχνάτε ότι...
για αγορές 150 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) μπορείτε να εξοφλείτε σε 6 ΑΤΟΚΕΣ δόσεις ενώ
για αγορές 300 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και άνω οι ΑΤΟΚΕΣ δόσεις μπορούν να γίνουν έως και 10.

* Σημαντικές Σημειώσεις:

1. Η ενέργεια αφορά υλικά και αναλώσιμα είδη εξαιρουμένων συσκευών, χειρολαβών και λοιπού περιφερειακού εξοπλισμού. Τα εργαλεία χειρός (οδοντάγρες, μοχλοί, κοχλιάρια) συμμετέχουν στην ενέργεια.

2. Εξαιρούνται των εκπτώσεων τα παρακάτω είδη:
Αναισθητικά, ράμματα, ποδιές ακτινοπροστασίας, συσκευές, έπιπλα & επιλεγμένα προϊόντα.









ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΕΔΡΑ

10χλμ. Π.Ε.Ο Θεσσαλονίκης - Κιλκίς
Τ.Θ.142 Τ.Κ. 57008 - Θεσσαλονίκη
Τ: (+30) 2310 780 692 / (+30) 2310 780 792
F: (+30) 2310 783 692
E: info@neodent.eu

ΕΚΘΕΣΗ ΑΘΗΝΑΣ

Φειδιππίδου 45 - Ισόγειο Κατάστημα
Τ.Κ. 11527, Αθήνα
Τ: (+30) 210 7705020 / (+30) 210 7705021
(+30) 210 7718595
F: (+30) 210 7718596